



西湖·尔
XIHU3IOM


CE 0197
ISO13485

Light-Cure Orthodontic Adhesive

Contains:

- Paste 3.5g×3 Syringes
- Primer 8ml×1 Bottle
- Etching Gel 2.5ml×1 Syringe
- Sticks ×3
- Primer Brushes×40



Hangzhou Westlake Biomaterial Co.,Ltd.



**Contains:**

- Paste 3.5g×3 Syringes
- Primer 10ml
- Etching Gel 2.5ml
- Spatulas×3
- Primer Brushes×40

Hangzhou West Lake Biomaterials Co., Ltd.





西湖·尔
XIHUZIOM


CE0197
ISO13485

No-Mix Orthodontic Adhesive

Contains:

- Paste 3.5g×3 Syringes
- Primer 10ml×1 Bottle
- Etching Gel 2.5ml×1 Syringe
- Sticks ×3
- Primer Brushes×20

Hangzhou Westlake Biomaterial Co.,Ltd.





BLUE glue

Orthodontic Adhesive

Hangzhou West Lake Biomaterials Co., Ltd.

C€0197

Contains:

- Paste 5.0g Syringe
- Etching Gel 2.5ml

■ Paste 5.0g Syringe

■ Etching Gel 2.5ml

Blueglue
Orthodontic Adhesive

Etching Gel
2.5ml

(37%)

 ООО ЦРПИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



GREEN glue

(Light-Cure System)


CE 0197

Orthodontic Adhesive

Two Way Color Change System

Hangzhou West Lake Biomaterials Co., Ltd.

Contains: ■ Paste 4.0g×2 Syringes
■ Primer 8.0ml



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Ортодонтическая для фиксации брекетов светового отверждения
Инструкция по применению № 1

Описание
Ортодонтическая светоотверждаемая – это разнотканевый материал, состоящий из полимерной матрицы, наполненной светом и фотоинициатором. Этот материал используется для фиксации брекетов. Он имеет высокую прочность и адгезию к эмали. После отверждения материал становится твердым и устойчивым к механическим воздействиям.

Назначение
Материал предназначен для фиксации брекетов на эмали. Он используется для фиксации брекетов, которые используются для лечения зубочелюстных аномалий.

Показания к применению
Материал предназначен для фиксации брекетов на эмали. Он используется для фиксации брекетов, которые используются для лечения зубочелюстных аномалий.

Противопоказания
Материал не следует применять для фиксации брекетов на эмали, которая имеет кариозные полости, воспалительные заболевания или другие патологии.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 7 листов

Подпись

Маскиев /

«14» октября 2023 года М.П.





Макет стикера

Адгезив ортодонтический для фиксации брекетов светового отверждения в наборе в составе:

- паста (шприц 3,5 г) – 3 шт.;
- праймер (флакон 8 мл) – 1 шт.;
- гель для травления (шприц 2,5 мл) – 1 шт.;
- шпатель – 3 шт.;
- браши – 40 шт.;
- насадки на шприц – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

 Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd. (Ханчжоу Вестлейк Биоматериалы Лтд.) Bld. 2, No. 1, Lingang Rd., Renhe Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, Китай

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Рокада-Дент» Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Петербургская, дом 26

Тел.: +7 843 570 68 80, e-mail: mail@rocadamed.ru

РУ _____ ОТ _____

REF

LOT





Макет стикера

Адгезив для фиксации брекетов светового отверждения в наборе Mini в составе:

- паста (шприц 3,5 г) – 1 шт.;
- праймер (флакон 3 мл) – 1 шт.;
- гель для травления (шприц 2,5 мл) – 1 шт.;
- шпатель – 1 шт.;
- браши – 20 шт.;
- насадки на шприц – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

 Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd. (Ханчжоу Вестлейк Биоматериалы Лтд.) Bld. 2, No. 1, Lingang Rd., Renhe Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, Китай

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:


ООО «Рокада-Дент» Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Петербургская, дом 26

Тел.: +7 843 570 68 80, e-mail: mail@rocadamed.ru

РУ _____ ОТ _____ 


REF


LOT




Адгезив для фиксации брекетов светового отверждения в наборе;
Адгезив для фиксации брекетов светового отверждения в наборе Mini

Макет этикетки для пасты и праймера







Макет стикера

Адгезив ортодонтический для фиксации брекетов химического отверждения в наборе в составе:

- паста (шприц 3,5 г) – 3 шт.;
- праймер (флакон 10 мл) – 1 шт.;
- гель для травления (шприц 2,5 мл) – 1 шт.;
- шпатель – 3 шт.;
- браши – 20 шт.;
- насадки на шприц – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

 Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd. (Ханчжоу Вестлейк Биоматериалы Лтд.) Bld. 2, No. 1, Lingang Rd., Renhe Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, Китай

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Рокада-Дент» Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Петербургская, дом 26

Тел.: +7 843 570 68 80, e-mail: mail@rocadamed.ru

РУ _____ ОТ _____

REF

LOT



0°C



28°C



Макет стикера

Адгезив ортодонтический для фиксации брекетов химического отверждения в наборе Mini в составе:

- паста (шприц 3,5 г) – 1 шт.;
- праймер (флакон 3 мл) – 1 шт.;
- гель для травления (шприц 2,5 мл) – 1 шт.;
- шпатель – 1 шт.;
- браши – 10 шт.;
- насадки на шприц – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

 Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd. (Ханчжоу Вестлейк Биоматериалы Лтд.) Bld. 2, No. 1, Lingang Rd., Renhe Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, Китай

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Рокада-Дент» Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Петербургская, дом 26

Тел.: +7 843 570 68 80, e-mail: mail@rocadamed.ru

РУ _____ ОТ _____


REF


LOT



Адгезив ортодонтический для фиксации брекетов химического отверждения в наборе;
Адгезив ортодонтический для фиксации брекетов химического отверждения в наборе Mini

Макет этикетки для пасты и праймера





Адгезив ортодонтический для фиксации колец Blue glue band cement Series I светового отверждения

Макет этикетки для коробки

Макет стикера

Адгезив ортодонтический для фиксации колец Blue glue band cement Series I
светового отверждения в наборе в составе:

- паста (шприц 5 г) – 1 шт.;
- гель для травления (шприц 2,5 мл) – 1 шт.;
- шпатель – 1 шт.;
- насадки на шприц – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.



Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd. (Ханчжоу Вестлейк Биоматериалы
Лтд.) Bld. 2, No. 1, Lingang Rd., Renhe Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou,
Zhejiang, Китай

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Рокада-Дент» Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул.
Петербургская, дом 26

Тел.: +7 843 570 68 80, e-mail: mail@rocadamed.ru

РУ _____ ОТ _____

REF

LOT



0°C



28°C

Макет этикетки для пасты



Green glue светового отверждения

Макет этикетки для коробки



Макет стикера

Адгезив ортодонтический для фиксации брекетов цветной Green glue светового отверждения в наборе в составе:

- паста (шприц 4 г) – 2 шт.;
- праймер (флакон 8 мл) – 1 шт.;
- гель для травления (шприц 2,5 мл) – 1 шт.;
- шпатель – 2 шт.;
- браши – 20 шт.
- насадки на шприц – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

 Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd. (Ханчжоу Вестлейк Биоматериалы Лтд.) Bld. 2, No. 1, Lingang Rd., Renhe Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, Китай

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Рокада-Дент» Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Петербургская, дом 26

Тел.: +7 843 570 68 80, e-mail: mail@rocadamed.ru

РУ _____ ОТ _____

REF

LOT



Адгезив ортодонтический для фиксации брекетов цветной
Green glue светового отверждения в наборе Mini

Макет этикетки для коробки



Адгезив ортодонтический для фиксации брекетов цветной Green glue светового отверждения в наборе Mini в составе:

- паста (шприц 4 г) – 1 шт.;
- праймер (флакон 3 мл) – 1 шт.;
- гель для травления (шприц 2,5 мл) – 1 шт.;
- шпатель – 1 шт.;
- браши – 10 шт.;
- насадки на шприц – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

 Hangzhou Westlake Biomaterial Co., Ltd. (Ханчжоу Вестлейк Биоматериалы Лтд.) Bld. 2, No. 1, Lingang Rd., Renhe Subdistrict, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, Китай

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

ООО «Рокада-Дент» Россия, 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Петербургская, дом 26

Тел.: +7 843 570 68 80, e-mail: mail@rocadamed.ru

РУ _____ ОТ _____

REF


LOT



Макет этикетки для пасты



Макет этикетки для праймера



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 20 листов

Подпись

Мамеев /

«17» октябрь 2023 года М.П.

