

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «НПО МАРКЕР»



П. Антонова  
2023 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ,  
МАРКИРОВКА  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023

1. Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6 (общий вид)



2. Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

ООО «НПО Маркер»  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:  
Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР

Вид исполнения: отдельные индикаторы  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годен до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/1-1

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

3. Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., класс 6 (общий вид)



4. Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России


Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:  
Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для  
режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., класс 6

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР

Вид исполнения: индикаторы на листе  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годен до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/1-2

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной  
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать  
попадания влаги.

5. Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/10 мин., 134°C/5,3 мин., класс 6 (общий вид)



6. Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/10 мин., 134°C/5,3 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профеоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

**Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации**  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:

**Индикатор химический имитирующий «Маркер» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/10 мин., 134°C/5,3 мин., класс 6**

Рег.уд. № ..... от .....

Вид исполнения: индикаторы в рулоне

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: март 2023 г.

Годен до: март 2028 г.

Номер партии: 0323/1-3


ПАР

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

7. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/ 10 мин., 134°C/4 мин., класс 4 (общий вид)



8. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/ 10 мин., 134°C/4 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)



9. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/25 мин., 134°C/5 мин., класс 4 (общий вид)



10. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/25 мин., 134°C/5 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:  
Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой  
стерилизации для режимов: 121°C/25 мин., 134°C/5 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР


Вид исполнения: отдельные индикаторы  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годен до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/1-5

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной  
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать  
попадания влаги.

11. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., класс 4 (общий вид)



12. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/20 мин., 134°C/7 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)



13. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/7 мин., класс 4 (общий вид)



14. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/7 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/7 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР

Вид исполнения: индикаторы на листе  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годен до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/1-7

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

15. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/15 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., 143°C/1 мин., класс 4 (общий вид)



16. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/15 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., 143°C/1 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой  
стерилизации для режимов: 121°C/15 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., 143°C/1 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.


Дата изготовления: март 2023 г.

Годен до: март 2028 г.

Номер партии: 0323/1-8

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной  
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать  
попадания влаги.

17. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/25 мин., 126°C/20 мин., 134°C/10 мин., класс 4 (общий вид)



18. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/25 мин., 126°C/20 мин., 134°C/10 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой  
стерилизации для режимов: 121°C/25 мин., 126°C/20 мин., 134°C/10 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР

Вид исполнения: отдельные индикаторы  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годеи до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/1-9

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной  
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать  
попадания влаги.

19. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/25 мин., 134°C/12 мин., класс 4 (общий вид)



20. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/25 мин., 134°C/12 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой  
стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/25 мин., 134°C/12 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... от .....

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: март 2023 г.

Годеи до: март 2028 г.

Номер партии: 0323/1-10

ПАР

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

21. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., 134°C/14 мин., класс 4 (общий вид)



22. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., 134°C/14 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой  
стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., 134°C/14 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР

Вид исполнения: отдельные индикаторы  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годен до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/1-11

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной  
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать  
попадания влаги.

23. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/60 мин., 126°C/45 мин., 132°C/30 мин., 134°C/20 мин., класс 4 (общий вид)



24. Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/60 мин., 126°C/45 мин., 132°C/30 мин., 134°C/20 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации  
по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:

Индикатор химический многопеременный «ХимТест» для контроля параметров паровой  
стерилизации для режимов: 121°C/60 мин., 126°C/45 мин., 132°C/30 мин., 134°C/20 мин., класс 4

ПАР

Рег.уд. № ..... от .....

Вид исполнения: индикаторы в рулоне

Количество в упаковке: 1000 шт.


Дата изготовления: март 2023 г.

Годеи до: март 2028 г.

Номер партии: 0323/1-12

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной  
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать  
попадания влаги.

25. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-О-4» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 110°C/45 мин., 120°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 4 (общий вид)



26. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-О-4» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 110°C/45 мин., 120°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой стерилизации (парового обеззараживания) медицинских отходов по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:  
Индикатор химический многопеременный «ХимТест-О-4» для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 110°C/45 мин., 120°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР

Вид исполнения: отдельные индикаторы  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годен до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/2-1

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

27. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-9» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/150 мин., 105°C/100 мин., 112°C/45 мин., 115°C/30 мин., 121°C/15 мин., класс 4 (общий вид)



28. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-9» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/150 мин., 105°C/100 мин., 112°C/45 мин., 115°C/30 мин., 121°C/15 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России


Индикаторы химические для паровой стерилизации водных растворов, паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств и питательных сред по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:  
Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-9» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/150 мин., 105°C/100 мин., 112°C/45 мин., 115°C/30 мин., 121°C/15 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... ОТ ..... ПАР

Вид исполнения: отдельные индикаторы  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годен до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/3-1

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

29. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-10» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/100 мин., 110°C/60 мин., 120°C/30 мин., класс 4 (общий вид)



30. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-10» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/100 мин., 110°C/60 мин., 120°C/30 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России


Индикаторы химические для паровой стерилизации водных растворов, паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств и питательных сред по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:  
Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-10» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/100 мин. , 110°C/60 мин. , 120°C/30 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР

Вид исполнения: отдельные индикаторы  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годеи до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/3-2

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

31. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-11» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/60 мин, 110°C/90 мин., класс 4 (общий вид)



32. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-11» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/60 мин, 110°C/90 мин., класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

ООО «НПО Маркер»  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой стерилизации водных растворов, паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств и питательных сред по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:  
Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-11» для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/60 мин, 110°C/90 мин., класс 4

Рег.уд. № ..... от ..... ПАР

Вид исполнения: отдельные индикаторы  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годен до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/3-3

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

33. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-12» для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов: 180°C/15 мин, класс 4 (общий вид)



34. Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-12» для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов: 180°C/15 мин, класс 4 (маркировка потребительской упаковки)

**ООО «НПО Маркер»**  
117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 26/44  
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой стерилизации водных растворов, паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств и питательных сред по ТУ 32.50.50-004-35927791-2023:  
Индикатор химический многопеременный «ХимТест-Фарм-12» для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов: 180°C/15 мин, класс 4

Рег.уд. № ..... ОТ ..... ВОЗД

Вид исполнения: отдельные индикаторы  
Количество в упаковке: 1000 шт.  
Дата изготовления: март 2023 г.  
Годеи до: март 2028 г.  
Номер партии: 0323/3-4

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.



Генеральный директор  
ООО «НПО Маркер»

И.П. Антонова

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

*И.П. Антонова* листов