

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель
Усачёв Александр Владимирович





А.В. Усачёв

«25» декабря 2023 г.

Проект маркировки медицинского изделия

Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа
по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023

Маркировка изделия



Зажим стержня:

- надпись "ТАКТИКХ";
- надпись "СДЕЛАНО В РОССИИ".

Патч для фиксации времени наложения жгута:

- надпись "ВРЕМЯ: ";

Маркировка индивидуальной упаковки - макет

ИП Усачёв А.В.

640039, РФ, Курганская область, город Курган, СНТ «Светлый», дом 35

Тел.: 8-903-164-24-66. E-mail: ipusachev1971@yandex.ru

**адрес места производства: 143131, Московская область, Рузский городской округ,
п. Тучково, ул. Восточная, дом 25**

**Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа
по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023**

Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см

цвет: _____ стержень вид: _____

Номер и дата регистрационного удостоверения: _____

Номер партии: _____

Дата изготовления: _____

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения: по группе условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69, при температуре от +5° до +40°С.

Условия эксплуатации: по климатическому исполнению УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от -20°С до +45°С.

Условия утилизации: жгут с истекшим сроком годности или утративший товарный вид относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами; использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Маркировка транспортной упаковки - макет

ИП Усачёв А.В.

640039, РФ, Курганская область, город Курган, СНТ «Светлый», дом 35

Тел.: 8-903-164-24-66. E-mail: ipusachev1971@yandex.ru

адрес места производства: 143131, Московская область, Рузский городской округ,
п. Тучково, ул. Восточная, дом 25

**Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа
по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023**

Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см

цвет: _____ стержень вид: _____

Номер и дата регистрационного удостоверения: _____

Номер партии: _____

Количество изделий, шт.: _____

Дата изготовления: _____

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Условия хранения: по группе условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69, при температуре от +5° до +40°С.

Условия транспортирования: по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69, но при относительной влажности не более 98% при температуре +25°С.

Условия эксплуатации: по климатическому исполнению УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от -20°С до +45°С.

Условия утилизации: жгут с истекшим сроком годности или утративший товарный вид относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами; использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Сшито и заверено печатью 4
(четыре) лист 9

ИП А.В. Усачёв
А.В. Усачёв



УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель
Усачёв Александр Владимирович



А.В. Усачёв

«25» декабря 2023 г.

Фотографическое изображение общего вида
медицинского изделия

**Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа
по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023**




Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	1. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 1 - общий вид




Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	1. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 1 - общий вид

ТУРНИКЕТ

краткая инструкция по использованию медицинского изделия способ применения медицинского изделия

Стержень стержня.


Снимается с помощью ножниц.

1




применение для руки
сблизить ленту, закрыть зажимы.
Продвинуть ленту в пружину и поместить
турникет на 3-7 см выше места
кровотечения на околочную конечность*

2




Туго натяните стропу и закрепите ее на вилке
по всей длине. Не закрывайте зажимы стержня.
Пояс не должен быть достаточно о плотной, чтобы
кончики трех (3) пальцев не могли пройти между
повязкой и конечностью. Если кончики трех (3)
пальцев пройдут под повязкой, затяните ее плотнее.

3




Проверните стержень
до остановки от вращения.

4




Закрепите стержень внутри зажима, чтобы
закрепить его на месте. Проверьте, нет ли
кровотечения и в близлежащих местах. Если
турникет, если кровотечение не контролируется
или присутствует пульс, затяните ленту сильнее
или наложите второй турникет рядом с первым.

5



Проложите ленту между зажимом
и поверх стержня. Закрепите стержень и ленту
с помощью ленточки (PREFORMED).
Закрепите ленту ленточкой (PREFORMED).

1



Применение для руки
Положите повязку на конечность
в уже сформированную петлю.
Поместите турникет на 3-7 см выше места
кровотечения на околочную конечность*

ИЛИ

* Если вы не можете в настоящий момент определить источник кровотечения, наложите жгут поверх одежды
как можно выше на конечности. Как появится возможность осмотра, переместите турникет на 3-7 см выше
источника кровотечения.

ТУРНИКЕТ


краткая инструкция по использованию медицинского изделия хранение изделия для быстрого использования

1



Продвиньте красный кончик жгута через
прорезь в пряжке. Протяните 15 см ленты
из нее и приложите стропу
к вилке (или ручке).

2




Расправьте полученную петлю,
поместив пряжку по середине.

3




Сложите турникет пополам.
Пряжка будет с одной стороны.
Ваш турникет готов к размещению
в аптечке или для дальнейшего использования.

1




Продвиньте красный кончик жгута через
прорезь в пряжке. Протяните 15 см ленты
из нее и приложите стропу
к вилке (или ручке).

2



Расправьте полученную петлю,
поместив пряжку по середине.

3



Сложите турникет пополам.
Пряжка будет с одной стороны.
Ваш турникет готов к размещению
в аптечке или для дальнейшего использования.

Стропу «Время» приложите к стороне прищипки
(как указано на верхних изображениях)

Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного
типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023



ТАКТИКХ
taktikuru

Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	1. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 1 - краткая инструкция по использованию







Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	1. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 1 - индивидуальная упаковка (пример)



Транспортная упаковка



Маркировка транспортной упаковки

Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	1. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 1 - транспортная упаковка (пример)




Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	2. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 1 - общий вид







Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	2. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 1 - общий вид

ТУРНИКЕТ

краткая инструкция по использованию медицинского изделия способ применения медицинского изделия




Стерильно упаковано.
Согласовано с инструкцией по использованию изделия.

- 1  **или** 
- 2  
- 3  
- 4  
- 5  

* Если вы не можете в настоящий момент определить источник кровотечения, наложите жгут поверх одежды как можно выше на конечности. Как появится возможность осмотра, немедленно снимите турникет на 5-7 см выше источника кровотечения.

ТУРНИКЕТ

краткая инструкция по использованию медицинского изделия хранение изделия для быстрого использования

- 1 
- 2 
- 3 


Стропу «Время» приложите к стороне припайки (как указано на ярких изображениях)

Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023



ТАКТИКХ
taktikuru


Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	2. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 1 - краткая инструкция по использованию




ИП Усачёв А.В.
640039, РФ, Курганская область, город Курган, СНТ «Светлый», дом 35
Тел.: 8-903-164-24-66. E-mail: ipusachev1971@yandex.ru
адрес места производства: 143131, Московская область, Рузский городской округ,
п. Тучково, ул. Восточная, дом 25
Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа
по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см
цвет: черный; стержень вид: 1
 Номер и дата регистрационного удостоверения: _____
 Номер партии: ВПЗ1.1
 Дата изготовления: 28.07.2023 г
 Срок годности - 5 лет с даты изготовления.
 Условия хранения: по группе условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69, при температуре от +5° до +40°С.
 Условия эксплуатации: по климатическому исполнению УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от -20°С до +45°С.
 Условия утилизации: жгут с истекшим сроком годности или утративший товарный вид относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами; использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	2. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 1 - индивидуальная упаковка (пример)



Транспортная упаковка



Маркировка транспортной упаковки

Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	2. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 1 - транспортная упаковка (пример)




Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	3. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 2 - общий вид






Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	3. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 2 - общий вид

ТУРНИКЕТ

краткая инструкция по использованию медицинского изделия
способ применения медицинского изделия


Открыть упаковку.

Совместиться с инструкцией по использованию жгута.




* Если вы не можете в настоящий момент определить источник кровотечения, наложите жгут поверх одежды как можно выше на конечности. Как появится возможность осмотра, переместите турникет на 5-7 см выше источника кровотечения.

ТУРНИКЕТ

краткая инструкция по использованию медицинского изделия
хранение изделия для быстрого использования


Стропу «Время» приклейте к стороне припайки (как указано на верхних изображениях)

Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023




ТАКТИКХ
taktikx.ru

Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	3. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 2 - краткая инструкция по использованию




ИП Усачёв А.В.
640039, РФ, Курганская область, город Курган, СНТ «Светлый», дом 35
Тел.: 8-903-164-24-66. E-mail: ipusachev1971@yandex.ru
адрес места производства: 143131, Московская область, Рузский городской округ,
п. Тучково, ул. Восточная, дом 25
Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа
по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см
цвет: оранжевый; стержень вид: 2
 Номер и дата регистрационного удостоверения: _____
 Номер партии: ВПЗ1.1
 Дата изготовления: 28.07.2023 г
 Срок годности - 5 лет с даты изготовления.
 Условия хранения: по группе условий хранения I(Л) по ГОСТ 15150-69, при температуре от +5° до +40°С.
 Условия эксплуатации: по климатическому исполнению УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от -20°С до +45°С.
 Условия утилизации: жгут с истекшим сроком годности или утративший товарный вид относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами; использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	3. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 2 - индивидуальная упаковка (пример)



Транспортная упаковка



Маркировка транспортной упаковки

Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	3. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: оранжевый, стержень вид 2 - транспортная упаковка (пример)




Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	4. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 2 - общий вид





Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	4. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 2 - общий вид

ТУРНИКЕТ

краткая инструкция по использованию медицинского изделия
способ применения медицинского изделия

Откройте упаковку.
Соблюдайте правила использования изделия.

- 1**



применяется двумя руками.
Оберните жгут вокруг конечности.
Проденьте язычок в пряжку и поместите турникет на 5-7 см выше места кровотечения на оголенную конечность*

2




Туго натяните стропу и закрепите ее на весь кро по всей длине. Не закрывайте зажим стержня. Поставьте до конца в бытность достаточно плотно, чтобы кончики трех (3) пальцев не могли пройти между повязкой и конечностью. Если кончики трех (3) пальцев проходят под повязкой, затяните ее плотнее.

3



Проверьте состояние стержня до остановки кровотечения.

4



Закрепите стержень внутри зажима, чтобы зафиксировать его на месте. Проверьте, нет ли кровотечения и приложите место приложения турникета. Если кровотечение не контролируется или присутствует пульс, затяните жгут сильнее или наложите второй турникет рядом с первым.


5



Проложите ленту между зажимом и поверх стержня. Зафиксируйте стержень на ленту с помощью ленты ФЭММЕНТ.
Закрепите все наложением ленты.

ИЛИ

1




применяется одной рукой.
Положите ленту поверх конечности и уложите сформированную петлю.
Поместите турникет на 5-7 см выше места кровотечения на оголенную конечность*

* Если вы не можете в настоящий момент определить источник кровотечения, наложите жгут поверх одежды как можно выше на конечности. Как появится возможность осмотра, перенесите турникет на 5-7 см выше источника кровотечения.

ТУРНИКЕТ

краткая инструкция по использованию медицинского изделия
хранение изделия для быстрого использования

- 1**




Проденьте красный кончик жгута через прорезь в пряжке. Протяните 15 см ленты из него и приклейте стропу к телу (липу чип).

2



Расправьте полученную петлю, поместив пряжку по середине.

3



Сложите турникет пополам. Пряжка будет с одной стороны. Ваш турникет готов к размещению в аптечке и дальнейшему использованию.


Стропу «Время» приклейте к стороне прищипки (как указано на верхних изображениях)



Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023

ТАКТИКХ
taktikx.ru


Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	4. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 2 - краткая инструкция по использованию




ИП Усачёв А.В.
640039, РФ, Курганская область, город Курган, СНТ «Светлый», дом 35
Тел.: 8-903-164-24-66. E-mail: ipusachev1971@yandex.ru
адрес места производства: 143131, Московская область, Рузский городской округ,
п. Тучково, ул. Восточная, дом 25
Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа
по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см
цвет: черный; стержень вид: 2
 Номер и дата регистрационного удостоверения: _____
 Номер партии: ВП31.1
 Дата изготовления: 28.07.2023 г
 Срок годности - 5 лет с даты изготовления.
 Условия хранения: по группе условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69, при температуре от +5° до +40°С.
 Условия эксплуатации: по климатическому исполнению УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от -20°С до +45°С.
 Условия утилизации: жгут с истекшим сроком годности или утративший товарный вид относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 или вместе с бытовыми отходами; использованный жгут относится к отходам класса Б и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	4. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 2 - индивидуальная упаковка (пример)



Транспортная упаковка



Маркировка транспортной упаковки

Фото	Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа по ТУ 21.20.24-001-203106717-2023
Исполнение	4. Жгут кровоостанавливающий ТАКТИКХ турникетного типа, длина жгута 95 см, цвет: черный, стержень вид 2 - транспортная упаковка (пример)

Сшито и заверено печатью 27
(Кладовое) лист _____

ИП А.В. Усачёв
А.В. Усачёв

