

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ООО «МедТестКонсалтинг»



Бунзя В. К.

«20» 06.06.2024 г.

ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM»
смотровые нитриловые
производства: УП «УНИКСФАРМ», Республика Беларусь



Фото 1. Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, размер S



Фото 2. Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, исследовательские, фиолетовый, розовый, зеленый, черный



Фото 3. Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, процедурные, голубой, фиолетовый, розовый, зеленый, черный



Фото 4 Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, диагностические, размер XL (очень большой), цвет: голубой, фиолетовый, розовый, зеленый, черный



Фото 5. Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, классические, размер I (большой); цвет: голубой, фиолетовый, розовый, зеленый, черный



Фото 6. Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, стоматологические, фиолетовый, розовый, зеленый, черный



Фото 7. Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной прочности, размер L (большой); цвет: голубой



UNIXFARM

ПЕРЧАТКИ

МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ

"UNIXFARM"



СМОТРОВЫЕ
НИТРИЛОВЫЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
НЕОПУДРЕННЫЕ
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ

Количество: 1 пара

Фото 8. Общий вид упаковки потребительской индивидуальной. Пакет из полипропиленовой пленки.

Указания по применению. Перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки **ОДНОРАЗОВЫЕ**, повторное использование запрещено. Внимательно подбирайте размер перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Используйте технику правильного надевания и снятия перчаток, описанную в инструкции по применению. Следует оберегать перчатки от механических повреждений.

Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% в течение не менее 12 ч.

Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до $+25^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину (нитрил).

Размер перчаток: S

Цвет: голубой

Партия: ИУ-ПП0222Г

Дата изготовления: 2022-02

Годен до: 2026-02

РУ от «__» ____ 20__ г. № ____

Изготовитель: УП «УНИКСФАРМ»
220108, Республика Беларусь, г. Минск
ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к
e-mail: unixfarmtd@gmail.com / www.unixfarm.by
уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «МедТестКонсалтинг»,
123181, Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 1
корпус 1, офис 193. Тел: +7(499) 198-81-09



Фото 9. Общий вид упаковки потребительской индивидуальной. Пакет из полипропиленовой пленки (оборотная сторона).



Указания по применению: Перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки **ОДНОРАЗОВЫЕ**, повторное использование запрещено. Внимательно подбирайте размер перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Используйте технику правильного надевания и снятия перчаток, описанную в инструкции по применению. Следует оберегать перчатки от механических повреждений.

Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% в течение не менее 12ч.

Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину.




Рис.1 (размер M)

Приложите ладонь левой руки к линейке, как показано на рисунке и определите свой размер.

Фото 10. Общий вид упаковки потребительской групповой. Коробка из картона, размер 232 x 124 x 71 (верхняя и нижняя стороны).



Перчатки медицинские одноразовые "UNIXFARM"

Изготовитель:

УП "УНИКСФАРМ"

220108 Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/К

e-mail: unixfarmtd@gmail.com

www.unixfarm.by



Перчатки медицинские одноразовые "UNIXFARM"



Табельный номер:

смотровые нитриловые, нестерильные,
неопудренные, текстурированные, диагностические
РУ от «__» 20__ г. №__

LOT ГУ-Д0322Ф

2022-03

2025-03

Цвет:
фиолетовый

Размер: S (маленький)

Количество: 100 шт.

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «МедТестКонсалтинг», 123181, Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 1,
корпус 1, офис 193; Тел.: +7 (499) 198-81-09

Фото 11. Общий вид упаковки потребительской групповой. Коробка из картона, размер 232 x 124 x 71 (боковые стороны).

2
НЕСТЕРИЛЬНО

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



UNIX[®]
ARM
UNIXFARM

ПЕРЧАТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
"UNIXFARM"

Указания по применению: Перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки **ОДНОРАЗОВЫЕ**, повторное использование запрещено. Внимательно подбирайте размер перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Используйте технику правильного надевания и снятия перчаток, описанную в инструкции по применению. Следует оберегать перчатки от механических повреждений.
Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80% в течение не менее 12ч.

Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину.

Начало замера

XS S M L XL

70 80 90 100 110



Рис. 1 (размер M)
Приложите ладонь левой руки к линейке, как показано на рисунке и определите свой размер.

Фото 12. Общий вид упаковки потребительской групповой. Коробка из картона, размер 240 x 130 x 190 (верхняя и нижняя стороны).



Перчатки медицинские одноразовые "UNIXFARM"

Изготовитель:

УП "УНИКСФАРМ"

Республика Беларусь

220108, г. Минск,

ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к

e-mail: unixfarmtd@gmail.com

www.unixfarm.by



Перчатки медицинские одноразовые "UNIXFARM"

НЕ СТЕРИЛЬНО



Табельный номер:

смотровые нитриловые, нестерильные,
неопудренные, текстурированные,
повышенной прочности

РУ от в 20 г. №

LOT гу-пп0222г

2022-02

2025-02

Цвет:
голубой

Размер: L (большой)

Количество: 100 шт.

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «МедТестКонсалтинг», 123181, Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 1,
корпус 1, офис 193. Тел.: +7 (499) 198-81-09

Фото 13. Общий вид упаковки потребительской групповой. Коробка из картона, размер 240 x 130 x 190 (боковые стороны).

		Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM» смотровые нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные, процедурные			
		РУ от « » 20 г. №			
LOT	ГУП-П1022Р	 2022-10  2025-10			
Размер: XS (очень маленький)		Цвет: розовый	Количество: 200 шт.		
Указания по применению: Перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ, повторное использование запрещено. Внимательно подбирайте размер перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Используйте технику правильного надевания и снятия перчаток, описанную в инструкции по применению. Следует оберегать перчатки от механических повреждений. Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение не менее 12 ч. Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0°C до плюс 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину.					
Изготовитель: УП «УНИКСФАРМ», 220108 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к e-mail: unixfarmtd@gmail.com; www.unixfarm.by			Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МедТестКонсалтинг», 123181, Россия, г. Москва, ул. Кузнецова, д. 1, корпус 1, офис 193; Тел.: +7 (499) 198-81-09		

Фото 14. Общий вид упаковки потребительской групповой. Пакет из полиэтилена.



Фото 15. Общий вид упаковки потребительской для Z-укладки. Коробка из картона (верхняя сторона).

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ "UNIXFARM" СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ

Указания по применению: перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ, повторное использование запрещено. Внимательно подбирайте размер перчаток. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Используйте технику правильного надевания и снятия перчаток, описанную в инструкции по применению. Следует оберегать перчатки от механических повреждений.

Перед использованием изделия должны пройти акклиматизацию при температуре (20±5)°С и относительной влажности воздуха не более 80% в течение не менее 12 ч.

Условия хранения: перчатки должны храниться в оригинальной упаковке производителя в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину (нитрил).



Изготовитель: УП «УНИКСФАРМ»
Республика Беларусь, 220108, г. Минск
ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к
e-mail: unixfarmtd@gmail.com
www.unixfarm.by

Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM»
смотровые нитриловые, нестерильные,
неопудренные, текстурированные
РУ от « » 20 г. №

LOT Z-011223	 2022-11  2025-11	Цвет: зеленый
Размер: S (маленький)	Количество: 50 шт.	
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МедТестКонсалтинг», 123181, Россия, г. Москва, ул. Кулакова, д. 1, корпус 1, офис 193; Тел.: +7 (499) 198-81-09		

Табельный номер




Фото 16. Общий вид упаковки потребительской для Z-укладки. Коробка из картона (нижняя сторона).

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено

17 (семнадцать)
лист (-ов).

Генеральный директор
ООО «МедТестКонсалтинг»
Бунзя В. К.

