

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Предприятие «Аист»

А.А.Воротникова

2024



**Фотографические изображения**

**Медицинского изделия**

**«Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей**

**по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022»**

**Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей**

**по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022:**

**Бандаж на коленный сустав, вариант исполнения: Бандаж на коленный сустав «ФЭСТ»,  
модель № 0654, типоразмеры: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, состав сырья: полихлоропрен-80%,  
полиэфир-20%, цвет: черный**

**Вид спереди**





## Вид сзади





## Маркировка

Этикетка, наклеиваемая на лист-вкладыш и картонный ярлык



Лента с изображением товарного знака «ФЭСТ»



Упаковка

Вид спереди





МОДЕЛЬ  
**0654 БАНДАЖ**  
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ



Бандаж с неразъемной основой анатомической формы из воздухопроницаемого эластичного материала «Аэропрен». Имеет кольцообразное отверстие вокруг коленной чашечки, в области подколенной ямки и 2 пары боковых ребер жесткости.

**Особенности:**

- Разгружает суставные поверхности и стабилизирует капсульно-связочный аппарат коленного сустава;
- Минимизирует смещение колена за счет ребер жесткости и сгибаний;
- Поддерживает нормальную работу ноги;
- Обеспечивает дополнительный эффект благодаря материалу — аэропрену;
- Комфортное длительное ношение;
- Уменьшает риск травматизации коленного сустава.

**Показания и применение:**

- Профилактика получения травм, в том числе при занятиях спортом (ушибы, растяжения, заболевания капсульно-связочного аппарата коленного сустава);
- Травмы (при ушибах и растяжениях);
- Реабилитация после растяжения;
- Восстановление после снятия гипсовой повязки.



Обратитесь к инструкции по применению.

**Применять бандаж по назначению и под контролем врача.**

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 50-70%.  
Гарантийный срок — 6 месяцев с даты продажи.

**Условия утилизации:**

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности, относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.

**Типоразмер**

| Обхват коленного сустава, см | 01        | 02        | 03        | 04        | 05        | 06        | 07        | 08        |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                              | 32,5-34,5 | 35,5-38,5 | 38,5-41,5 | 42,0-44,5 | 45,0-47,5 | 48,0-50,5 | 51,0-53,5 | 54,0-56,5 |



**Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей**

**по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022**

**Бандаж на голеностопный сустав, вариант исполнения: Бандаж на голеностопный сустав «ЭСТ», модель № 0754, типоразмеры: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, состав сырья: полихлоропрен-80%, полиэфир-20%, цвет: черный**





## Маркировка

Этикетка, наклеиваемая на лист-вкладыш и картонный ярлык

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на голеностопный сустав "ФЭСТ"

Модель № 0754



Состав сырья: полихлоропрен - 80%, ПЭ - 20%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи

01

черный

Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на голеностопный сустав "ФЭСТ"

Модель № 0754



Состав сырья: полихлоропрен - 80%, ПЭ - 20%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи

01

черный

Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Лента с изображением товарного знака «ФЭСТ»



Упаковка

Вид спереди



МОДЕЛЬ

0754

# **БАНДАЖ** НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ



**Бандаж на голеностопный сустав с полуразъемной основой из материала «Аэропрен» и вырезом для размещения пятки.**

**Фиксирующие элементы представлены парой ремней с застежкой «Велкро».**

## **Особенности:**

- Стабилизирует капсульно-связочный аппарат голени и голеностопного сустава;
- Фиксирует ахиллово сухожилие;
- Не давит на мягкие ткани пяточной области за счет выреза;
- Подходит для левой и правой ноги;
- Обеспечивает согревающий эффект благодаря основному материалу — аэропрену;
- Удобен при надевании и комфортен при длительном ношении;
- Умеренная степень фиксации голеностопного сустава.

## **Показания к применению:**

- Травмы голеностопа с болями и нестабильностью и заболевания, в том числе:
  - растяжения, вывихи и перенапряжение капсульно-связочного аппарата, тендинит пяточного (ахиллова) сухожилия, ахиллобурсит;
- Профилактика травм и заболеваний капсульно-связочного аппарата голени и голеностопного сустава.



Обратитесь к инструкции по применению.

**Применение:** Бандаж по назначению и под контролем врача.

## **Условия хранения:**

Хранить изделие следует на стеллажах в закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха 50-70%.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи.

## **Условия использования:**

Использовать изделия следует в соответствии с инструкцией. Изделия с истекшим сроком годности, относятся к отходам класса А и должны быть утилизированы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.

## **Типоразмер**

Соблюдать размер в области голеностопного сустава, см

|           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01        | 02        | 03        | 04        | 05        | 06        | 07        | 08        |
| 18,0-21,0 | 19,0-24,0 | 21,5-26,5 | 24,0-30,5 | 26,5-34,0 | 29,0-36,5 | 31,5-38,0 | 34,0-40,5 |



**Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей**

**по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022:**

**Бандаж на лучезапястный сустав, вариант исполнения: Бандаж на лучезапястный сустав «ДЭСТ», модель № 0854, размер: универсальный, состав сырья: полихлоропрен - 80%, полиэфир - 20%, цвет: черный**



## Маркировка

Этикетка, наклеиваемая на лист-вкладыш и картонный ярлык

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на лучезапястный сустав "ФЭСТ"

Модель № 0854

универсальный  
**черный**



Состав сырья: полихлоропрен - 80%, ПЭ - 20%.

Партия № xxxxxx

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.


Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи.

Сорт 1

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на лучезапястный сустав "ФЭСТ"

Модель № 0854

универсальный  
**черный**



Состав сырья: полихлоропрен - 80%, ПЭ - 20%.

Партия № xxxxxx

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи.

Сорт 1

Лента с изображением товарного знака «ФЭСТ»



### Вид спереди



Вид сзади

МОДЕЛЬ

0854

БАНДАЖ

ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ



Бандаж на лучезапястный сустав с регулируемой основой из воздухопроницаемого материала «Аэропрен». Конструкция с захватом большого пальца кисти и регулировкой обхвата сустава с помощью застежки «Велкро».

**Особенности:**

- Обеспечивает поддержку лучезапястного сустава при различных физических нагрузках, возникающих во время занятий спортом (теннис, фитнес и др.) или обусловленных профессиональными особенностями (программисты, музыканты и др.);
- Защищает от вывихов, травм и растяжений, снимает воспаления, поддерживает сустав при сильных нагрузках, способствует восстановлению после травм;
- Подходит для левой и правой руки;
- Обеспечивает согревающий эффект благодаря основному материалу «Аэропрену»;
- Комфортен при длительном ношении;
- Легкая и умеренная степень фиксации лучезапястного сустава.

**Показания к применению:**

- Профилактика получения травм, в том числе при занятиях спортом (ушибы, растяжения и заболевания лучезапястного сустава);
- Травмы лучезапястного сустава;
- Реабилитация после травм;
- Восстановление после снятия гипсовой повязки.



Обратитесь к инструкции по применению.

**Применять бандаж по назначению и под контролем врача.**

**Условия хранения:**

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха 50-70%.  
Гарантийный срок — 6 месяцев с даты продажи.

**Условия утилизации:**

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности, относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21 вместе с бытовыми отходами.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР



**Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей**

**по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022:**

**бандаж на локтевой сустав, вариант исполнения: Бандаж на локтевой сустав «ФЭСТ»,  
модель № 0954, типоразмеры: 01, 02, 03, 04, 05, состав сырья: полихлоропрен - 80%, полиэфир - 20%,  
цвет: черный**



10



## Маркировка

Этикетка, наклеиваемая на лист-вкладыш и картонный ярлык

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на локтевой сустав "ФЭСТ"

Модель № 0954



Состав сырья: полихлоропрен - 80%, ПЭ - 20%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи

01

черный

Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число, месяц, год)

Сорт 1

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на локтевой сустав "ФЭСТ"

Модель № 0954



Состав сырья: полихлоропрен - 80%, ПЭ - 20%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.. ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи

01

черный

Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число, месяц, год)

Сорт 1

Лента с изображением товарного знака «ФЭСТ»



## Упаковка

## Вид спереди



МОДЕЛЬ

# 0954 БАНДАЖ НА ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ



Бандаж с неразъемной основой из воздухопроницаемого эластичного материала «Аэропрен» выполнен с кольцеобразным отверстием в области локтевого сустава.

## Особенности:

- Стабилизирует капсульно-связочный аппарат локтевого сустава;
- Подходит для левой и правой руки;
- Обеспечивает согревающий эффект;
- Удобен при надевании и комфортен при длительном ношении.
- Легкая степень фиксации локтевого сустава.

## Показания к применению:

- Профилактика получения травм, в том числе при занятиях спортом (ушибы, растяжения) и заболеваний капсульно-связочного аппарата локтевого сустава;
- Травмы (при ушибах и растяжениях);
- Реабилитация после растяжения;
- Восстановление после снятия гипсовой повязки.



Обратитесь к инструкции по применению.

Применять бинд по назначению и под контролем врача.

## Условия хранения:

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +30 °C и относительной влажности воздуха 50-70%.  
Гарантийный срок — 6 месяцев с даты продажи.

## Условия утилизации:

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности, относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.

| Типоразмер                                  | 01        | 02        | 03        | 04        | 05        |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Обхват руки в области локтевого сустава, см | 20,0-22,0 | 23,0-25,0 | 26,0-28,0 | 29,0-31,0 | 32,0-34,0 |

**Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей**

**по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022:**

**Вариант исполнения: Бандаж на большой палец стопы «ФЭСТ»,  
модель № 1056, размер: универсальный, состав сырья: полиэфир - 100%, цвет: черный**



## Маркировка

Этикетка, наклеиваемая на лист-вкладыш и картонный ярлык

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на большой палец стопы "ФЭСТ"

**Модель № 1056**



Состав сырья: ПЭ - 100%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи.

универсальный  
**черный**


Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на большой палец стопы "ФЭСТ"

**Модель № 1056**



Состав сырья: ПЭ - 100%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи.

универсальный  
**черный**

Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Лента с изображением товарного знака «ФЭСТ»



Упаковка

Вид спереди



МОДЕЛЬ

1056

## БАНДАЖ НА БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ СТОПЫ



Бандаж на большой палец стопы с разъемной основой из полиэфирного материала «Ламинат». Конструкция с вставкой, фиксирующей первый (большой) палец стопы в среднефизиологическом положении, и мягкой подушечкой в проекции первого плюснефалангового сустава. Одна застежка «Велкро» для фиксации изделия вокруг первого (большого) пальца и две застежки «Велкро» для фиксации вокруг стопы.

### Особенности:

- Бандаж снимает воспаление при вальгусной деформации большого пальца стопы, уменьшает боль и припухлость, сохраняя обычную подвижность стопы. При постоянном ношении препятствует дальнейшей деформации и способствует возвращению правильного положения стопы;
- Изделие устраняет механическое давление на плюсну во время передвижения и равномерно распределяет нагрузку на стопу;
- Выпускается в виде одной пары (для левой и правой ноги).

### Показания к применению:

- Нефиксированная вальгусная деформация первого (большого) пальца стопы;
- Профилактика увеличения вальгусной деформации первого (большого) пальца стопы;
- Травмы;
- Реабилитация после травм;
- Восстановление после снятия гипсовой повязки.



Обратитесь к инструкции по применению.

**Применять бандаж по назначению и под контролем врача.**

### Условия хранения:

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха 50-70%. Гарантийный срок — 6 месяцев с даты производства.

### Условия утилизации:

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности, относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР



**Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей**

**по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022:**

**Бандаж на коленный сустав, вариант исполнения: Бандаж на коленный сустав «ФЭСТ»,  
модель № 1554, типоразмеры: 01, 02, состав сырья: полихлоропрен - 80%, полиэфир - 20%, цвет: черный**

**Вид спереди**



Вид сзади



## Маркировка

Этикетка, наклеиваемая на лист-вкладыш и картонный ярлык

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на коленный сустав "ФЭСТ"

**Модель № 1554**



**02**

**черный**

Состав сырья: полихлоропрен - 80%, ПЭ - 20%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи

Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на коленный сустав "ФЭСТ"

**Модель № 1554**



**02**

**черный**

Состав сырья: полихлоропрен - 80%, ПЭ - 20%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи

Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Лента с изображением товарного знака «ФЭСТ»



## Упаковка

### Вид спереди



МОДЕЛЬ  
**1554** БАНДАЖ  
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ



Бандаж с разъемной основой анатомической формы выполнен из воздухопроницаемого эластичного материала «Аэропрен». Имеет кольцообразное отверстие вокруг коленной чашечки, отверстие в области подколенной ямки и 2 пары боковых ребер жесткости. Застежки «Велкро» по верхнему и нижнему краям для обеспечения фиксации и оптимального прилегания к телу.

**Особенности:**

- Разгружает суставные поверхности и стабилизирует капсульно-связочный аппарат коленного сустава;
- Минимизирует боковые искривления колена за счет ребер жесткости, устойчивых к сгибанию;
- Подходит для левой и правой ноги;
- Обеспечивает согревающий эффект благодаря основному материалу — аэропрену;
- Комфортен при длительном ношении;
- Умеренная степень фиксации коленного сустава.

**Показания к применению:**

- Профилактика получения травм, в том числе при занятиях спортом (ушибы, растяжения) и заболеваний капсульно-связочного аппарата коленного сустава;
- Травмы (при ушибах и растяжениях);
- Реабилитация после растяжения;
- Восстановление после снятия гипсовой повязки.



Обратитесь к инструкции по применению.

**Применять бандаж по назначению и под контролем врача.**

**Условия хранения:**

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха 50-70%.  
Гарантийный срок — 6 месяцев с даты продажи.

**Условия утилизации:**

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности, относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.

| Типоразмер                   | 01        | 02        |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Обхват коленного сустава, см | 32,5-44,5 | 45,0-56,5 |



**Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей**

**по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022:**

**Бандаж на голеностопный сустав, вариант исполнения: Бандаж на голеностопный сустав  
ФЭСТ», модель № 1656, типоразмеры: 01, 02, 03, 04, состав сырья: полиэфир - 100%, цвет:  
черный**





## Маркировка

Этикетка, наклеиваемая на лист-вкладыш и картонный ярлык

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на голеностопный сустав "ФЭСТ"

Модель № 1656



Состав сырья: ПЭ - 100%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи

01

черный

Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на голеностопный сустав "ФЭСТ"

Модель № 1656



Состав сырья: ПЭ - 100%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи

01

черный

Партия № XXXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Лента с изображением товарного знака «ФЭСТ»



### Вид спереди



МОДЕЛЬ  
**1656** **БАНДАЖ**  
НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ  
СУСТАВ



Бандаж на голеностопный сустав из ламинированного полэфирного материала «Ламинат». Конструкция с открытой пяткой позволяет носить фиксатор с обувью. Для боковой поддержки голеностопного сустава шиты 2 пары боковых ребер жесткости. Шнуровка спереди позволяет регулировать степень фиксации.

**Особенности:**

- Стабилизирует капсульно-связочный аппарат голени и голеностопного сустава;
- Фиксирует ахиллово сухожилие;
- Изделие можно использовать как вместе с обувью, так и без нее;
- Подходит для левой и правой ноги;
- Обеспечивает согревающий эффект благодаря основному материалу;
- Удобен при надевании и комфортен при длительном ношении.
- Умеренная степень фиксации голеностопного сустава.

**Показания к применению:**

- Травмы голеностопа с боковой нестабильностью и заболеваниями, в том числе - растяжения, вывихи и перенарушения капсульно-связочного аппарата голеностопного (ахиллового) сухожилия;
- Профилактика травм и заболеваний капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.



Обратитесь к инструкции по применению.

**Применять бандаж по назначению и под контролем врача.**

**Условия хранения:**

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха 50-70%.  
Гарантийный срок — 6 месяцев с даты продажи.

**Условия утилизации:**

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности, относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.

|                           |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Типоразмер                | 01    | 02    | 03    | 04    |
| Размер обуви (российский) | 34-36 | 37-39 | 40-41 | 42-43 |



**Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей**

**по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022:**

**Бандаж на лучезапястный сустав, вариант исполнения: Бандаж на лучезапястный сустав  
СТ», модель № 1756Л, модель № 1756П, типоразмеры: 01, 02, 03, 04, состав сырья: полиэфир -  
100%, цвет: черный**

**Общий вид**



## Маркировка

Этикетка, наклеиваемая на лист-вкладыш и картонный ярлык

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на лучезапястный сустав "ФЭСТ"

Модель № 1766Л



Состав сырья: ПЭ - 100%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи.

**02**

**черный**


Партия № XXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022, вариант исполнения: Бандаж на лучезапястный сустав "ФЭСТ"

Модель № 1766Л



Состав сырья: ПЭ - 100%.

РУ (№ РЗН XXXX/XXXXX, дата выдачи РУ)

Изгот.: ООО "Предприятие"Аист"

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, д 7, каб. 403.

Срок службы - 12 месяцев.

Гарантийный срок - 6 месяцев с даты продажи.

**02**


**черный**

Партия № XXXXX

Дата изготовления  
(число.месяц.год)

Сорт 1

Лента с изображением товарного знака «ФЭСТ»



Упаковка

Вид спереди



МОДЕЛЬ



1756Л



1756П

**БАНДАЖ**

НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ



Бандаж с разъемной основой из полиэфирного материала «Ламинат». Конструкция усилена двумя парами ребер жесткости по ладонной поверхности. Система из 4 лент с застежками «Велкро» регулирует степень фиксации.

**Особенности:**

- Обеспечивает поддержку лучезапястного сустава при различных физических нагрузках, возникающих во время занятий спортом (теннис, фитнес и др.) или обусловленных профессиональными особенностями (программисты, музыканты и др.);
- Защищает от вывихов, травм и растяжений, снимает воспаление, поддерживает сустав при сильных нагрузках, способствует быстрому восстановлению после травм;
- Мод. 1756П предназначена для правой руки.  
Мод. 1756Л предназначена для левой руки;
- Комфортен при длительном ношении;
- Умеренная степень фиксации лучезапястного сустава.

**Показания к применению:**

- Профилактика получения травм, в том числе при занятиях спортом (ушибы, растяжения) и заболеваний лучезапястного сустава;
- Травмы лучезапястного сустава;
- Реабилитация после травм;
- Восстановление после снятия гипсовой повязки.



Обратитесь к инструкции по применению.

**Применять бандаж по назначению и под контролем врача.**

**Условия хранения:**

Хранить медицинские изделия на стеллажах в закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре от +10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 50-70%.  
Гарантийный срок — 6 месяцев с даты продажи.

**Условия утилизации:**

Использованные медицинские изделия, а также изделия с истекшим сроком годности, относятся к отходам класса А и должны утилизироваться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 вместе с бытовыми отходами.

| Типоразмер          | 01    | 02    | 03    | 04    |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Обхват запястья, см | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-23 |



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 46

(Корешок шестой)

лист об

Директор

В.И.И. А.А.Воротникова



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Предприятие «Аист»

Воротникова А.А.



«31» сентября 2024

**Фотографические изображения  
транспортной упаковки и маркировки  
медицинского изделия**

**«Бандаж ортопедический на суставы верхних и нижних конечностей по ТУ 32.50.22-081-50110745-2022»**

## Транспортная упаковка

### Общий вид



## Маркировка

Отправитель:

ООО «Предприятие «Аист»  
г. Кострома, т.(4942) 39-45-57

Получатель:

(наименование заказчика, номер  
телефона заказчика)

ФЭСТ®

ФЭСТ®

ФЭ

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью 3

лист а

Директор

А.А.Воротникова

