



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие
Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения нейронспецифической енолазы (NSE)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на
иммунохимических анализаторах ARCHITECT «NSE Контрольные материалы для
ARCHITECT (NSE Controls)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)







Всего прошито, пронумеров

и скреплено печатью

4 листов



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения
воспроизводимости и правильности количественного
определения нейронспецифической енолазы (NSE)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови
человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT
«NSE Контрольные материалы для ARCHITECT (NSE
Controls)»**

**REF****06P32-10****IVD**

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения нейронспецифической енолазы (NSE) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT «NSE Контрольные материалы для ARCHITECT (NSE Controls)»

В составе:

- Контроль L (ARCHITECT NSE Low Control) – 1 флакон х 8,0 мл
- Контроль M (ARCHITECT NSE Medium Control) – 1 флакон х 8,0 мл
- Контроль H (ARCHITECT NSE High Control) – 1 флакон х 8,0 мл

Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)**Место производства:** Fujirebio Diagnostics, Inc. 201 Great Valley Parkway Malvern, Pennsylvania 19355, USA (США)**Страна происхождения:** США / РУ № ____ / ____ от ____ / ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

611295R02



www.corelaboratory.abbott/IFU
REF 06P3210 **NSE Ctrl's**

**NSE Controls****FOR USE WITH
ARCHITECT**


			CONC	RANGE
			ng/mL µg/L	ng/mL µg/L
CONTROL	L	1 x 8.0 mL	10.0	6.0 - 14.0
CONTROL	M	1 x 8.0 mL	75.0	51.8 - 98.3
CONTROL	H	1 x 8.0 mL	200.0	120.0 - 280.0

CONTAINS: AZIDE

Abbott GmbH
 Max-Planck-Ring 2
 65205 Wiesbaden
 Germany
 +49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics, Inc.
 201 Great Valley Parkway
 Malvern, Pennsylvania 19355, USA

PRODUCT OF USA **Abbott****NSE
Ctrl's**

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия
Контроль L (ARCHITECT NSE Control L)

 NSE

FOR USE WITH ARCHITECT

CONTROL L

IVD REF 06P32L
8.0 mL
10.0 ng/mL



CONTAINS: AZIDE

2°C 8°C



ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany 320-450_R01

LOT

Контроль M (ARCHITECT NSE Control M)

 NSE

FOR USE WITH ARCHITECT

CONTROL M

IVD REF 06P32M
8.0 mL
75.0 ng/mL



CONTAINS: AZIDE

2°C 8°C



ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany 320-455_R01

LOT

Контроль H (ARCHITECT NSE Control H)

 NSE

FOR USE WITH ARCHITECT

CONTROL H

IVD REF 06P32N
8.0 mL
200.0 ng/mL



CONTAINS: AZIDE

2°C 8°C



ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany 320-460_R01

LOT

Всего прошито, пронумерово
и скреплено печатью
_____ листов

