

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Фотографические изображения медицинского изделия Аппарат электрохирургический высокочастотный Surtron D


Приложение 1

Фотографические изображения

(инструменты электрохирургические, входящие в стандартную комплектацию и в состав медицинского изделия опционально (с пометкой «при необходимости»))

Производства LED S.p.A., Италия

2024 г.



Электрод нейтральный

MAX 120W

REF 00400.00
LOT 77547
2021-06

0051

Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой (длина 120мм, диаметр 17мм), с кабелем длиной 1,8м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм

Предупреждение

Следующие меры предосторожности означают риск случайного ожога:

- Электрод пациента изолировать нейтральной стороной отламывая провод.
- Если электрод пациента не используется, не производить электрический контакт между электродом и кожей пациента.
- После применения электродов необходимо тщательно промыть электроды и кабель.
- После применения электродов необходимо тщательно промыть электроды и кабель.
- После применения электродов необходимо тщательно промыть электроды и кабель.

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо промыть электрод водой, затем обработать на 45 минут в 2-процентном растворе обычного дезинфицирующего средства.

LED SpA Via Seicamella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

0°C 20% 40°C 50%

1. Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой (длина 120мм, диаметр 17мм), с кабелем длиной 1,8м, разъем со стороны генератора - типа Jack Ø6,3мм, 00400.00. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

REF 00403.01

LOT 77699

2021-06

Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой (длина 128мм, диаметр 12мм), разъем штырьковый 4мм

121 °C
250 °F
AUTOCLEAR
20 min

134 °C
273 °F
AUTOCLEAR
10 min

Совместим с 00404.02 / 00404.04

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой болжен прочно удерживаться в руке пациента
- Если аппарат электрохирургический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный стержневой. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрохирургического, при настройке на нормальные значения выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального стержневого или его неправильное расположение



8 033638322246

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY




IA00403-01_1 ed. 10-2017

4. Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой (длина 128мм, диаметр 12мм), разъем штырьковый 4мм, 00403.01. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

Электрод пациента возвратный нейтральный
стержневой (длина 140мм, диаметр 20мм),
разъем штырьковый 4 мм

REF 00403.02

LOT 62971

2018-07

121 °C
250 °F
AUTOClave
20 min

134 °C
275 °F
AUTOClave
10 min

Совместим с 00404.02 / 00404.04

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой должен прочно удерживаться в руке пациента
- Если аппарат электрохирургический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный стержневой. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы аппарата электрохирургического, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального стержневого или его неправильное расположение

8 333 638 323 212



IA00403-02_r1 ed. 10-2017



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

IA00403-02_r1 ed. 10-2017



5. Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой (длина 140мм, диаметр 20мм), разъем штырьковый 4 мм, 00403.02. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод нейтральный

REF 5365A

Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм с язычковым соединением

LOT C4015/18

2018-09

Совместим с 00404.98

131 °C
255 °F
АВТОДИАГНОСТИКА

124 °C
275 °F
АВТОДИАГНОСТИКА

20 mm

12 mm

Перед первым использованием снимите защитные пленки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо вентилируемой ткани, как можно ближе к операционному участку в плотном прилегании к телу пациента. Следует избежать контакта электрода с костными выступами, артезианами, рубцами и частями тела, которые подвержены накоплению жира или имеют повышенную влажность. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать жепитинговые вещества для электрода.

8 10 3 6 3 6 3 2 2 1 3



MS365_12 ed. 10-2017



(1) зона терапии

Если пациент электрически не активен, жепитинг следует прекратить. Проверьте электрод пациента возвратного нейтрального. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электрического аппарата, при установке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.

CE 0051

LED SpA Via Salsitella 40
64011 Arzillo (LT) - ITALY

MADE IN ITALY



6. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 160x120мм с язычковым соединением, 5365A. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

REF 6429A

LOT C2417

2017-04

Срок годности с 09/04/08

Электрод пациента возвратный нейтральный
нейтральный стальной 240x160мм
с язычковым соединением

121 °C
250 g
ШПТЛК

134 °C
275 g
ШПТЛК

20 min

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность меры предосторожности снижает риск лучевой озоны

• Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо вентилируемой поверхности, как можно ближе к операционному участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с любыми источниками тепла, протезами, рубцами и частями тела, которые подвержены воспалению, ожогам или имеют лобковую жировую ткань. Число и время действия должно быть минимальным. Не используйте электрод для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электрода.



8 033638 322253

AS3265_12 ed. 10-2017



(1) - зона терапии

• Если активный электродический не приводит желаемой реакции, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электродического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента с кожей. Проверьте, правильно ли электрод расположен.

CE 0051

LED SpA Via Salsicella 40
06011 Agrate (LT) - ITALY



7. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной 240x160мм с язычковым соединением, 6429A. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод нейтральный

REF 00401.10

LOT 68417

2019-10

2024-10

Электрод пациента возвратный
нейтральный стальной с TPE покрытием
210x120мм с язычковым соединением



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвратного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризированной мышце, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвержены накоплению жидкости или имеют подкожную жировую ткань. Часть тела должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.



- Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Причиной низкого уровня выходной мощности или некорректной работы электрофизиологического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть отсутствие контакта электрода пациента возвратного нейтрального или его неправильное расположение.



LED SpA Via Salsatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

CE 0051

8. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с TPE покрытием 210x120мм с язычковым соединением, 00401.10. Фото изделия и пример маркировки.

Электрод
нейтральный

REF 00401.20 Электрод пациента возвратный нейтральный

LOT 68418 нейтральный стальной с ТРЕ покрытием

2019-10 разделенный 210x120мм с язычковым соединением

2024-10

134 °C
350 °F
АВТОКЛАВ
20 min

134 °C
350 °F
АВТОКЛАВ
100 cycles

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Вся поверхность электрода пациента возвращенного нейтрального должна быть размещена на хорошо васкуляризованной ткани, как можно ближе к оперируемому участку и плотно прилегать к телу пациента. Следует избегать контакта электрода с костными выступами, протезами, рубцами и частями тела, которые подвержены некрозу или имеют подтечную жировую ткань. Если ткань должна быть без волос, сухой и чистой. Не используйте спирт для очистки кожи. Не рекомендуется использовать желатиновые вещества для электродов.



8 963363 813222 63

LA00401-20_10 №. 03.2019

(1) - зона терапии





Если аппарат электрофизиологический не производит желаемый эффект, следует проверить электрод пациента возвратный нейтральный. Проверить низкое сопротивление микротон или некорректный контакт электрофизиологического аппарата, при настройке на нормальное значение выходной мощности, может быть опущено контактное электрода пациента возвратного нейтрального или его нейтральный разъем.

CE 0051

LCD SpA Via Scialoja 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY





9. Электрод пациента возвратный нейтральный стальной с ТРЕ покрытием разделенный 210x120 мм с язычковым соединением, 00401.20. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-110 *Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*

EAN13 8033638323373

LOT 68346 2019-09 2024-09

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

10. Электрод-лезвие, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-110. Фото изделия и пример маркировки.



Электрод

REF 152-112 *Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*

EAN13 8033638323380

LOT 61825 2018-08 2023-08

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

11. Электрод-лезвие изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-112. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-115 *Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323403

LOT 65348 2019-03 2024-03

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

12. Электрод-лезвие, длина стержня 160мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-115. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-120 *Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм*
 EAN13 8033638323410

LOT 68930 2019-10 2024-10

NON STERILE CICLI 30 CYCLES 121 °C 250 °F AUTOCLAVE 20 min 134 °C 275 °F AUTOCLAVE 10 min

0051 **LED SpA** Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

13. Электрод-игла, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-120. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-122	Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323427	
LOT 60945	2018-03 2023-03
NON STERILE	30 CYCLES 121 °C 250 °F 20 min 134 °C 275 °F 10 min
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

14. Электрод-игла изогнутый, длина стержня 70мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-122. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД	
REF 152-125	Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм
EAN13 8033638323434	
LOT 60946	2018-03 2023-03
NON STERILE	30 CYCLES 121 °C 250 °F 20 min 134 °C 275 °F 10 min
CE 0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

15. Электрод-игла, длина стержня 130мм, посадочный диаметр 2,4 мм, 152-125. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-130

EAN13 8033638323441

LOT 61022

*Электрод-шар, длина стержня 60мм,
диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*

2018-08

2023-08

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

16. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-130. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-132

EAN13 8033638323458

LOT 65402

*Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм,
диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм*

2019-03

2024-03

NON
STERILE

CICLI
30
CYCLES

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

0051

LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

17. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 2мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-132. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-140 *Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323465

LOT 60949  2018-03  2023-03

  **LED SpA** Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY  

18. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-140. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF 152-142 *Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм*
 EAN13 8033638323472

LOT 60950  2018-03  2023-03

  **LED SpA** Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY  

19. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 50мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-142. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF	152-145	<i>Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм</i>
EAN13 8033638323489		
LOT	60951	
	2018-03	2023-03
0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY	

20. Электрод-шар, длина стержня 140мм, диаметр 3мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-145. Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

REF	152-150	<i>Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм</i>
EAN13 8033638323496		
LOT	68516	
	2019-10	2024-10
0051	LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY	

21. Электрод-шар, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-150. Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

REF 152-152

Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм,
диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм

EAN13 8033638323502

LOT 60953



2018-03



2023-03




CE
0051



LED SpA Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



22. Электрод-шар изогнутый, длина стержня 60мм, диаметр 4мм, посадочный диаметр 2,4мм, 152-152.
Фото изделия и пример маркировки



ЭЛЕКТРОД

RFF 00500.00 Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм)
 EAN13 8033638322277

LOT 65411 2019-03 2024-03

NON STERILE 30 CYCLES 121°C 20 min 134°C 10 min

CE 0051 LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY


ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 50мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;
 Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;
 Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;
 Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;
 Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;
 Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;
 Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;
 Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;
 Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;
 Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.;

23. Набор электродов (10 шт., длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00, в составе:
- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1 – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2 – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3 – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4 – 1 шт.;
 - Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5 – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6 – 1 шт.;
 - Электрод-петля каплевидный, 00500.L7 – 1 шт.;
 - Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8 – 1 шт.;
 - Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9 – 1 шт.;
 - Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10 – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки.



ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм)

REF 00500.00/L

EAN13 8033638322215

LOT 65063

2019-01

2024-01

NON STERILE

30 CYCLES

121°F AUTOCLAVE 20 min

134°F AUTOCLAVE 10 min

CE 0051

LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY

ЭЛЕКТРОД

Набор электродов (10 шт., длина стержня 100мм, посадочный диаметр 2,4мм) в составе:

Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;

Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;

Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;

Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;

Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;

Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;

Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;

Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;

Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.

24. Набор электродов (10 шт., длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм), 00500.00/L, в составе:
- Электрод проволоочный тонкий прямой, 00500.L1/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный тонкий изогнутый, 00500.L2/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 4мм, 00500.L3/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля, диаметр 8мм, 00500.L4/L – 1 шт.;
 - Электрод-крючок изогнутый, 00500.L5/L – 1 шт.;
 - Электрод проволоочный толстый изогнутый, 00500.L6/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля каплевидный, 00500.L7/L – 1 шт.;
 - Электрод-петля типа «лассо», 00500.L8/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, 00500.L9/L – 1 шт.;
 - Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, 00500.L10/L – 1 шт.

Фото изделия и пример маркировки



25. Электрод проволоочный тонкий прямой, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1;



26. Электрод проволоочный тонкий прямой, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L1/L;



27. Электрод проволоочный тонкий изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2;



28. Электрод проволоочный тонкий изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L2/L;



29. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3;



30. Электрод-петля, диаметр 4мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L3/L;



31. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4;



32. Электрод-петля, диаметр 8мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L4/L;



33. Электрод-крючок изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5;



34. Электрод-крючок изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L5/L;



35. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6;



36. Электрод проволоочный толстый изогнутый, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L6/L;



37. Электрод-петля каплевидный, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7;



38. Электрод-петля каплевидный, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L7/L;



39. Электрод-петля типа "лассо", длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8;



40. Электрод-петля типа "лассо", длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L8/L;



41. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9;



42. Электрод-шар прямой, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L9/L;



43. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 50мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10;



44. Электрод-шар изогнутый, диаметр 3мм, длина 100мм, посадочный диаметр 2,4мм, 500500.L10/L;



Ручка

REF 00206.00 LOT 64900 2019-01 2024-01	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)
---	--

0051
LED SpA Via Selciatella 40
 04011 Aprilia (LT) - ITALY

MADE IN ITALY

8
0 3 3 6 3 8 3 2 1 2 3 2

45. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением, в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 2,4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.00. Фото изделия и пример маркировки



Ручка	
REF 00206.40	Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением для электрода с посадочным диаметром 4мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug)
LOT 67891	
2019-07	
2024-07	
0051	NON STERILE
100 CYCLES	
LED SpA Via Selciatella 40 04011 Aprilia (LT) - ITALY	
0 °C	+50 °C
20%	80%
	8 0 3 3 6 3 8 3 2 4 5 5 4

46. Ручка электрохирургическая монополярная с ножным управлением в комплекте с электродом-лезвием, посадочный диаметр 4мм, длина стержня 70мм, с кабелем длиной 3м, разъем со стороны генератора – штекер типа «банан» 4мм (4mm Banana plug), 00206.40. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

REF 00402.04

LOT 72504

 2020-01

 2025-01

Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм

 0051

 NON
STERILE


 100
CYCLES

 121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

 134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min



 **LED SpA** Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



47. Кабель автоклавируемый для подключения монополярных инструментов M4-F2.M, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Ø4 мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем 2-2,8 мм, 00402.04. Фото изделия и пример маркировки



КАБЕЛЬ

Кабель для подключения электрода пациента
возвратного нейтрального стержневого,
длиной 1,7м со стороны аппарата штекер
Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента -
гнездовой разъем Ø4мм

REF 00404.02

LOT 77315

2021-06

Ссылка: имя и инструмент.ами (00403.01, 00403.02)

00404-02_11 № 10-2017

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайной смерти

- Кабель должен использоваться с аппаратом электрокоагуляционным или инструментом в соответствии с инструкциями прилагаемыми
- Для получения информации об использовании аппарата электрокоагуляционного и других необходимых инструментов следует обратиться к инструкциям.
- Не следует допускать прямого контакта кабеля с кожей пациента, естественный эффект может вызвать ожог.
- Если отсоединили кабель от аппарата электрокоагуляционного не следует тянуть за провод, необходимо брать за предусмотренное за предназначенный для подключения разъем
- Электрод пациента вскрывший нейтральный стержневой должен прочно удерживаться в руке пациента.
- Если аппарат электрокоагуляционный не производит желаемый эффект, следует проверить электрода пациента вскрывший нейтральный стержневой. Причиной этого может быть высокая влажность или некорректной работы аппарата электрокоагуляционного, при настройке на нормальные значения влажности, может быть отсутствие контакта электрода пациента вскрывший нейтральный стержневой или его неправильное расположение.

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо промыть проводной электрод, затем погрузить на 45 минут в 2-процентный раствор обычного дезинфицирующего средства

CE 0051

LED SVA Via Salsomaggi 40
04111 Aprila (LT) - ITALY

48. Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стержневого, длиной 1,7м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем Ø4мм, 00404.02. Фото изделия и пример маркировки

КАБЕЛЬ

Кабель автоклавируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стержневого, длиной 1,8м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - гнездовой разъем Ø4мм

REF 00404.04

LOT 63648

2018-09

Совместим с 00403.01 / 30403.02

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие меры предосторожности снижают риск случайных ожогов

- Кабель должен использоваться с атласом электрохирургическим и/или инструментами в соответствии с действующими инструкциями
- Для получения информации об использовании аппарата электрохирургического и других необходимых инструментов следует обратиться к инструкциям
- Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, высокий эффект может вызвать ожог
- При отсоединении кабеля от аппарата электрохирургического не следует тянуть за провод, необходимо брать непосредственно за предназначенный для подключения разъем
- Электрод пациента возвратный нейтральный стержневой должен прочно удерживаться в руке пациента

134 °C
275 °F
AUTOCLAVE
10 min

121 °C
250 °F
AUTOCLAVE
20 min

цикл
100
CYCLES

CE 0051

LED SpA Via Salsomaggi 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

00404.04

01 09 2018

49. Кабель автоклавируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стержневого, длиной 1,8м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - штекер Ø4мм, 00404.04. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

REF 00404.08

LOT 71642

2020-04

Совместим с аппаратами 5365A / 6425A, 00401.10000401.20

Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОЧИСТКА

Сразу после использования необходимо промыть проточной водой, затем погрузить на 45 минут в 2-процентный раствор общего дезинфицирующего средства

Следующие меры предосторожности снижают риск случайного ожога:

- Кабель должен использоваться с электрофизиологическим аппаратом и/или принадлежностями в соответствии с действующими нормами.
- Для получения информации об использовании аппарата электрофизиологического и других принадлежностей следует обратиться к инструкциям.
- Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, в противном случае эффект может вызвать ожог.
- При отсоединении кабеля от аппарата электрофизиологического не следует тянуть за провод, необходимо брать кабель непосредственно за предназначенный для подключения разъем.

CE 0051

LED SpA Via Salsomaggi 40
04011 Aprila (LT) - ITALY

50. Кабель для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.08. Фото изделия и пример маркировки



Кабель

Кабель, электроклипсовый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием с язычковым соединением, длиной 3м со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм

REF 00404 09

LOT 71011

2020-02

Совместим с аппаратами S3MSA / 6429A, 00401, 1000401, 20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Проверить целостность изоляции кабеля.

2. Проверить правильность подключения кабеля к аппарату.

3. Проверить правильность подключения кабеля к электроду.

4. Проверить правильность подключения кабеля к электроду.

5. Проверить правильность подключения кабеля к электроду.

6. Проверить правильность подключения кабеля к электроду.

7. Проверить правильность подключения кабеля к электроду.

8. Проверить правильность подключения кабеля к электроду.

9. Проверить правильность подключения кабеля к электроду.

10. Проверить правильность подключения кабеля к электроду.

Самостоятельно использовать с электродами аппаратами S3MSA / 6429A, 00401, 1000401, 20

Для получения информации об использовании аппарата электроклипсового аппарата необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации.

Не следует допускать прямого контакта кабелей с кожей пациента, поскольку это может вызвать ожоги.

При соединении кабеля от аппарата электроклипсового не следует тянуть за провод, поскольку это может привести к повреждению кабеля.

LED 3x1V/5mA 60000000 40

04011 Arita (LT) - ITALY

CE 0051

W00404-08_10 04-03-2019

51. Кабель автоклавируемый для подключения электрода пациента возвратного нейтрального стального/стального с TPE покрытием, длиной 3м: со стороны аппарата - штекер Jack Ø6,3мм, со стороны инструмента - разъем для подключения язычкового соединения, 00404.09. Фото изделия и пример маркировки

Генеральный директор

ООО «МегаМед Корпорэйшн»

Л.В. Гижинская

Прошито и пронумеровано

38

(приложение)

листа (ов).