

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «КОИМЕТ ХОЛДИНГ»
Тетюхин И.В.
« 07 » *августа* 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
Кровать функциональная КФ4.00 по ТУ 32.50.30-013-40259145-2022

1-Кровать функциональная КФ4.01, в составе
- Кровать функциональная КФ4.01



-Матрас (при необходимости)



-Головная и ножная быстросъемные спинки, в вариантах исполнения:
Головная и ножная быстросъемные спинки (эконом) (при необходимости)



Головная и ножная быстросъемные спинки (люкс) (при необходимости)



2-Кровать функциональная КФ4.02, в составе
-Кровать функциональная КФ4.02



-Матрас (при необходимости)



-Головная и ножная быстросъемные спинки, в вариантах исполнения:
Головная и ножная быстросъемные спинки (эконом) (при необходимости)



Головная и ножная быстросъемные спинки (люкс) (при необходимости)




3-Кровать функциональная КФ4.03, в составе:
-Кровать функциональная КФ4.03



-Матрас (при необходимости)



-Головная и ножная быстросъемные спинки, в вариантах исполнения:
Головная и ножная быстросъемные спинки (эконом) (при необходимости)



Головная и ножная быстросъемные спинки (люкс) (при необходимости)




4-Кровать функциональная КФ4.03.02, в составе
-Кровать функциональная КФ.03.02




-Матрас (при необходимости)



-Головная и ножная быстросъемные спинки, в вариантах исполнения:
Головная и ножная быстросъемные спинки (эконом) (при необходимости)



Головная и ножная быстросъемные спинки (люкс) (при необходимости)




5-Кровать функциональная КФ4.04, в составе:
-Кровать функциональная КФ4.04



-Матрас (при необходимости)



-Головная и ножная быстросъемные спинки, в вариантах исполнения:
Головная и ножная быстросъемные спинки (эконом) (при необходимости)




Головная и ножная быстросъемные спинки (люкс) (при необходимости)




6-Кровать функциональная КФ4.04.02, в составе:
-Кровать функциональная КФ4.04.02



-Матрас (при необходимости)



-Головная и ножная быстросъемные спинки, в вариантах исполнения:
Головная и ножная быстросъемные спинки (эконом) (при необходимости)




Головная и ножная быстросъемные спинки (люкс) (при необходимости)




7-Кровать функциональная КФ4.05, в составе:
-Кровать функциональная КФ4.05



-Матрас (при необходимости)




-Головная и ножная быстросъемные спинки, в вариантах исполнения:
Головная и ножная быстросъемные спинки (эконом) (при необходимости)




Головная и ножная быстросъемные спинки (люкс) (при необходимости)




8-Кровать функциональная КФ4.05.02, в составе:
-Кровать функциональная КФ4.05.02



-Матрас (при необходимости)




-Головная и ножная быстросъемные спинки, в вариантах исполнения:
Головная и ножная быстросъемные спинки (эконом) (при необходимости)





9-Транспортная маркировка




10 -Принадлежности
1. Стойка инфузионная СН50.99.36 (при необходимости)



2. Приспособление для подтягивания СН50.99.21М (при необходимости)



3. Держатель судна CH50.99.43 (при необходимости)




4. Держатель мочеприемника CH50.99.45 (при необходимости)



5. Столик надкроватный CH50.99.100 (при необходимости)



6. Рама надкроватная СН50.99.11 (при необходимости)



7.Приспособление для руки СН50.99.12 (при необходимости)



8.Приспособление для голени СН50.99.13 (при необходимости)



9.Приспособление для колена СН50.99.14 (при необходимости)



10.Приспособление для подъема спины СН50.99.15 (при необходимости)



11. Ручка для подтягивания СН50.99.16 (при необходимости)



12.Блок для приспособлений СН50.99.17 (при необходимости)



Блок для
приспособлений
ФСР 2010/09611
от 21 августа 2020 года
Серийный номер: СН50.99.17.07.22.001
Дата выпуска: июль 2022 года

Листов 46 (сорок шесть)
Генеральный директор АО «КОИМЕТ ХОЛДИНГ»
И.В.Тетюхин



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»

Тетюхин И.В.

«27» августа 2024 г.



Макеты и фотографические изображения маркировок и упаковки медицинских изделий

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КФ4.00

по ТУ32.50.30-013-40259145-2022



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»


Кровать функциональная КФ4._____

по ТУ32.50.30-013-40259145-2022

125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д.24

www.conmetholding.ru

Тел. +7 495 456 97 50



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Кровать функциональная КФ4._____

ФСР 2010/09611 от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____

Макет маркировки Кроватей функциональных исполнений КФ4.03, КФ4.03.02, КФ4.04, КФ4.04.02, КФ4.05, КФ4.05.02



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»


Кровать функциональная КФ4._____

по ТУ32.50.30-013-40259145-2022

125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д.24

www.conmetholding.ru

Тел. +7 495 456 97 50



Режим работы - повторно-кратковременный
время работы/отдыха - 2 мин/18 мин
Номинальное напряжение сети - 230В
Частота питающего напряжения - 50Гц
Потребляемая мощность - 100 ВА

IPX4

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Кровать функциональная КФ4._____

ФСР 2010/09611 от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»


Кровать функциональная КФ4.01

по ТУ32.50.30-013-40259145-2022

125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д. 24

www.conmetholding.ru

Тел. +7 495 456 97 50



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Кровать функциональная

КФ4.01

ФСР 2010/09611 от

Серийный номер:

Дата выпуска



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»


Кровать функциональная КФ4.02

по ТУ32.50.30-013-40259145-2022

125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д.24

www.conmetholding.ru

Тел. +7 495 456 97 50



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Кровать функциональная

КФ4.02

ФСР 2010/09611 от

Серийный номер:

Дата выпуска



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
Кровать функциональная КФ4.03
по ТУ32.50.30-013-40259145-2022
125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д. 24
www.conmetholding.ru
Тел. +7 495 456 97 50



= 170 kg

Режим работы - повторно-кратковременный
время работы/отдыха - 2мин/18 мин
Номинальное напряжение сети - 230В
Частота питающего напряжения - 50Гц
Потребляемая мощность - 100 ВА

IPX4

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Кровать функциональная
КФ4.03

ФСР 2010/09611 от
Серийный номер:
Дата выпуска



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
Кровать функциональная КФ4.03.02
по ТУ32.50.30-013-40259145-2022
125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д. 24
www.conmetholding.ru
Тел. +7 495 456 97 50



= 250 kg

Режим работы - повторно-кратковременный
время работы/отдыха - 2мин/18 мин
Номинальное напряжение сети - 230В
Частота питающего напряжения - 50Гц
Потребляемая мощность - 100 ВА

IPX4

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Кровать функциональная
КФ4.03.02

ФСР 2010/09611 СТ

Серийный номер:

Дата выпуска:



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
Кровать функциональная КФ4.04
по ТУ32.50.30-013-40259145-2022
125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д. 24
www.conmetholding.ru
Тел. +7 495 456 97 50



= 170 kg

Режим работы - повторно-кратковременный
время работы/отдыха - 2 мин/18 мин
Номинальное напряжение сети - 230В
Частота питающего напряжения - 50Гц
Потребляемая мощность - 100 ВА

IPX4

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Кровать функциональная
КФ4.04

ФСР 2010/09611 от
Серийный номер
Дата выпуска



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
Кровать функциональная КФ4.04.02
по ТУ32.50.30-013-40259145-2022
125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д. 24
www.conmetholding.ru
Тел. +7 495 456 97 50



= 250 kg

Режим работы - повторно-кратковременный
время работы/отдыха - 2мин/18 мин
Номинальное напряжение сети - 230В
Частота питающего напряжения - 50Гц
Потребляемая мощность - 100 ВА

IPX4

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Кровать функциональная
КФ4.04.02

ФСР 2010/09611 от
Серийный номер
Дата выпуска

Фотографические изображения маркировки Кровати функциональной исполнения
КФ4.05



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
Кровать функциональная КФ4.05
по ТУ32.50.30-013-40259145-2022
125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д.24
www.conmetholding.ru
Тел. +7 495 456 97 50



= 170 kg

Режим работы - повторно-кратковременный
время работы/отдыха - 2мин/18 мин
Номинальное напряжение сети - 230В
Частота питающего напряжения - 50Гц
Потребляемая мощность - 100 ВА


IPX4

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Кровать функциональная
КФ4.05

ФСР 2010/09611 от
Серийный номер:
Дата выпуска



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»
Кровать функциональная КФ4.05.02
по ТУ32.50.30-013-40259145-2022
125413, Россия, г. Москва, ул. Онежская, д.24
www.conmetholding.ru
Тел. +7 495 456 97 50



= 250 kg

Режим работы - повторно-кратковременный
время работы/отдыха - 2 мин/18 мин
Номинальное напряжение сети - 230В
Частота питающего напряжения - 50Гц
Потребляемая мощность - 100 ВА

IPX4

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Кровать функциональная
КФ4.05.02

ФСР 2010/09611 от
Серийный номер
Дата выпуска

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Матрас

ФСР 2010/09611

от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Стойка инфузионная


СН50.99.36

ФСР 2010/09611

от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Приспособление для подтягивания


СН50.99.21М

ФСР 2010/09611

от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Держатель судна


СН50.99.43

ФСР 2010/09611

от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Держатель

мочеприемника


СН50.99.45

ФСР 2010/09611

от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Столик надкроватный


СН50.99.100

ФСР 2010/09611

от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Рама надкроватная


СН50.99.11

ФСР 2010/09611

от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия

Приспособление для руки


СН50.99.12

ФСР 2010/09611

от _____

Серийный номер: _____

Дата выпуска: _____



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Приспособление для голени

СН50.99.13

ФСР 2010/09611  = ____ kg
от _____
Серийный номер: _____
Дата выпуска: _____

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Приспособление для колена

СН50.99.14

ФСР 2010/09611  = ____ kg
от _____
Серийный номер: _____
Дата выпуска: _____

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Приспособление для подъема спины

СН 50.99.15

ФСР 2010/09611  = ____ kg
от _____
Серийный номер: _____
Дата выпуска: _____

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Ручка для подтягивания

СН50.99.16


ФСР 2010/09611  = ____ kg
от _____
Серийный номер: _____
Дата выпуска: _____

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Блок для приспособлений

СН50.99.17

ФСР 2010/09611  = ____ kg
от _____
Серийный номер: _____
Дата выпуска: _____

Фотографические изображения маркировок принадлежностей и матраса



АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Приспособление для руки
CH50.99.12

ФСР 2010/09611
от

 = 15 kg

Серийный номер:
Дата выпуска

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Приспособление для голени
CH50.99.13

ФСР 2010/09611
от

 = 25 kg

Серийный номер:
Дата выпуска

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Приспособление для колена
CH50.99.14

ФСР 2010/09611
от

 = 50 kg

Серийный номер:
Дата выпуска

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Приспособление для подъема
спины CH50.99.15

ФСР 2010/09611
от

 = 75 kg

Серийный номер:
Дата выпуска

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Ручка для подтягивания
CH50.99.16

ФСР 2010/09611
от

 = 75 kg

Серийный номер:
Дата выпуска

АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», Россия
Блок для приспособлений
CH50.99.17




ФСР 2010/09611
от

 = 75 kg



Серийный номер:
Дата выпуска

Макет транспортной маркировки

4.00 Кровать функциональная		
М-ВО МЕСТ: 1	КФ4. __. __ Кровать функциональная	
ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ, см): _____	Объем _____ м ³	Вес _____ кг
Производитель: АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ» ИНН: 7716052933		
Юр./факт. адрес: 125413, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ул. Онежская, д. 4, стр. 1, этаж/ком. 2/1 Телефон: 8(495)456-97-50		
E-mail: _____		
Получатель: ООО « _____ » ИНН _____		
Адрес: _____ Телефон: _____		
E-mail: _____		
Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ 4.2		
Гарантийный срок хранения - 1,5 года		
Консервировано до _____		

М-ВО МЕСТ: 1		КФ4. __. __ Кровать функциональная	
ПАРАМЕТРЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ, см): _____		Объем _____ м ³	Вес _____ кг
 НЕ КАНТОВАТЬ!		 	
	Предельные температуры хранения 	Предельные температуры транспортирования 	

КФ4.00 Кровать функциональная		
КОЛ-ВО МЕСТ: 1		
КФ4.____ Кровать функциональная		
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ, см): _____	Объем _____ м ³	Вес _____ кг
Отправитель: АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ» ИНН: 7716052933		
Юр./факт. адрес: 125413, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, ул. Онежская, д.24, стр.1, этаж/ком. 2/1 Телефон: 8(495)456-97-50		
E-mail: _____		
Получатель: ООО «_____» ИНН _____		
Адрес: _____ Телефон: _____		
E-mail: _____		
Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ 4.2		
Гарантийный срок хранения - 1,5 года		
Законсервировано до _____		

КОЛ-ВО МЕСТ: 1		
КФ4.____ Кровать функциональная		
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ, см): _____	Объем _____ м ³	Вес _____ кг
 НЕ КАНТОВАТЬ!		
	Предельные температуры хранения  +5°C min. +40°C max.	Предельные температуры транспортирования  -50°C min. +50°C max.



Листов 17 (Семнадцать)
Генеральный директор АО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ»



И.В.Тетюхин
И.В.Тетюхин