

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие
Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности
количественного определения нейронспецифической енолазы (NSE)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i «NSE Контрольные материалы для Alinity
i (NSE Controls)»
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



NSE Controls

NSE Ctrls



www.abbottdiagnostics.com/IFU

R01

REF

01R1910



Exp.

2023-04-11

LOT

45188FP00




713-291_R02

(01) 00380740180249 (17) 230411

(10) 45188FP00 (240) 01R1910





NSE Controls

FOR USE WITH
Alinity I

NSE Ctrls

www.abottiagnostics.com/ru

EXP 01R1910

Exp. 2023-04-11

LOT 45188FP00

(01) 00390740180249 (17) 230411
(10) 45188FP00 (240) 01R1910



R01

713-291_R02

en
NSE
713-335_R01
C1R190

Safety Precautions



CAUTION: This product contains human-derived materials, which may be infectious. Handle with care. Refer to the CONTROLS section of this package insert. No known test method can offer complete assurance that products derived from human sources or inactivated microorganisms will not transmit infection. Therefore, all human-derived materials should be considered

USE

(also referred to as NSE Ctrls)

the verification of the accuracy and

usage must be carefully followed. Possibility of results caused by the guarantee if there are any deviations from instructions in the package insert.

Всего прошито и пронумеровано
Листов

«Эбботт Лаборапери»
Подписан
Abbott Laboratories
1991/11/01

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения
воспроизводимости и правильности количественного
определения нейронспецифической енолазы (NSE)
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «NSE
Контрольные материалы для Alinity i (NSE Controls)»**



REF

01R19-10

IVD



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения нейронспецифической енолазы (NSE) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «NSE Контрольные материалы для Alinity i (NSE Controls)»

В составе:

- Контроль L (Alinity i NSE Low Control) – 1 флакон х 8,0 мл
- Контроль M (Alinity i NSE Medium Control) – 1 флакон х 8,0 мл
- Контроль H (Alinity i NSE High Control) – 1 флакон х 8,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)

Место производства: Fujirebio Diagnostics, Inc. 201 Great Valley Parkway Malvern, Pennsylvania 19355, USA (США)

Страна происхождения: США / РУ № ____/____ от ____/____/____ Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU

Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

713-291, P02




NSE Ctrls

NSE Controls

Abbott

	CONC ng/mL µg/L	RANGE ng/mL µg/L
CONTROL L	1 x 8.0 mL 10.0	6.0 - 14.0
CONTROL M	1 x 8.0 mL 75.0	51.8 - 98.3
CONTROL H	1 x 8.0 mL 200.0	120.0 - 280.0

CONTAINS: AZIDE



Alinity i

NSE Ctrls


Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580




PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics, Inc.
201 Great Valley Parkway
Malvern, Pennsylvania 19355, USA

PRODUCT OF USA




Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия




NSE
CONTROL L
Alinity i
Exp.
CN

01R19L
8.0 mL
10.0 ng/mL
713-260_R01



NSE
CONTROL M
Alinity i
Exp.
CN

01R19M
8.0 mL
75.0 ng/mL
713-265_R01



NSE
CONTROL H
Alinity i
Exp.
CN

01R19N
8.0 mL
200.0 ng/mL
713-270_R01

Всего прошито и пронумеровано

3

листов

Подпись



