

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Анти-НВс Контроль» для контроля качества качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-209-65614693-2022

2023


Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Анти-НВс Контроль» для контроля качества качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-209-65614693-2022.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Анти-НВс Контроль

YHLO



LOT	20230701	01.01.2025	REF	CC867
-----	----------	------------	-----	-------

Состав изделия

1. Контрольный материал, уровень 1, отрицательный – 2 флакона по 2,0 мл;
2. Контрольный материал, уровень 2, положительный – 2 флакона по 2,0 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
4. Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Лидлаб Амур Анти-НВс Контроль

лидкор
YHLO

Контрольный материал, уровень 1, отрицательный


2,0 мл					Контрольный материал инактивирован
N	LOT	20230701	01.01.2025	REF	CC867

Лидлаб Амур Анти-НВс Контроль

лидкор
YHLO

Контрольный материал, уровень 2, положительный

2,0 мл					Контрольный материал инактивирован
P	LOT	20230701	01.01.2025	REF	CC867





Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Анти-НВс Контроль» для контроля качества качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-209-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025	REF	CC867





Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять) л.

Директор
ООО «ТИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Анти-НВс Контроль» для контроля качества качественного определения антител к ядерному антигену вируса гепатита В (Анти-НВс) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-209-65614693-2022

2023


Контрольный материал, уровень 1, отрицательный




Контрольный материал, уровень 2, положительный



Потребительская упаковка




Потребительская упаковка. Вид сбоку




Потребительская упаковка. Вид сзади



Общий вид медицинского изделия



Транспортная упаковка



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

8 (восемь) л.

Директор

ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

