

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Ортолайт»



Носов И.К.

2021 г.

Фотографические изображения

«Брекеты и приспособления для формирования ортодонтических аппаратов, с принадлежностями»

Производитель

World Class Technology Corporation

1300 NE ALPHA DR MCMINNVILLE, OR 97128/«Уорлд Класс Текнолоджи Корпорейшн»

1300 Северо-восток Альфа-Драйв Макминнвилл, Орегон 97128, США

Адрес места производства:

World Class Technology Corporation

1300 NE ALPHA DR MCMINNVILLE, OR 97128/

«Уорлд Класс Текнолоджи Корпорейшн»

1300 Северо-восток Альфа-Драйв Макминнвилл, Орегон 97128, США

Разработчик:

World Class Technology Corporation

1300 NE ALPHA DR MCMINNVILLE, OR 97128/

«Уорлд Класс Текнолоджи Корпорейшн»

1300 Северо-восток Альфа-Драйв Макминнвилл, Орегон 97128, США

Применение: Стоматология.

Назначение: Брекеты и приспособления предназначены для формирования ортодонтических аппаратов.

Примечание 1: Прописи POT(Roth), МБТ(MBT), Эджуайз(Edgewise) с шириной паза .018" и .022" являются типоразмерами медицинского изделия).

Примечание 2: Наборы брекетов комплектуются из основного перечня, представленного к регистрации (см. заявление на регистрацию МИ) в зависимости от наименования, типоразмеров медицинских изделий в пределах типоразмерного ряда (Прописи POT(Roth), МБТ(MBT), Эджуайз(Edgewise) с шириной паза .018" или .022") в зависимости от наличия или отсутствия крючков на клыках и премолярах.

Примечание 3: Различные значения ангуляции, торка, дистального оффсета, вариации пазов .018", .022", а так же стороны правая и левая являются типоразмерами для щечных трубок.

Примечание 4: Варианты дуг различных сечений .010", .012", .014", .016", .018", .020", .014x.025", .016x.025", .016x.022", .017x.025", .018x.025", .019x.025", .017x.017", .018x.018", .019x.019", .020x.020", .021x.025" и форм широкая Питтса, стандартная Питтса, международная являются типоразмерами медицинского изделия.

Примечание 5: Варианты проволоки ортодонтической из бета-титана и никель-кобальта различных сечений .016", .018", .014", .020", .030", .032", .036", .016x.016", .016x.022", .017x.025", .018x.025", .019x.025", .021x.025", .018x.018" являются типоразмерами медицинского изделия.

Примечание 6: Варианты различных цветов для безлатексных лигатур являются типоразмерами медицинского изделия.

Примечание 7: Варианты различных размеров и силы для эластических тяг являются типоразмерами медицинского изделия.

Примечание 8: Варианты эластических цепочек различных размеров шага (короткий, длинный, без шага), цветов, и толщины являются типоразмерами медицинского изделия.


I. Брекеты и приспособления для формирования ортодонтических аппаратов, с принадлежностями:

Примечание: Прописи POT(Roth), МБТ(MBT), Эджуайз(Edgewise) с шириной паза .018" и .022" являются типоразмерами медицинского изделия).

- **Брекеты металлические: Stainless Steel Mini-Twin Brackets (Biomim)**


Брекеты металлические с прописью Pot паз .022"(распространить на паз.018, а так же на прописи Pot, МБТ и Edgewise) варианты исполнения:

1. Верхний правый центральный резец RO UR1 22/+12/+5/0, (905.2001)



2. Верхний левый центральный резец RO UL1 22/+12/+5/0, (905.2002)

European Rep.
EC Certification
Services



Part#: 905.2002

Desc: RO UL1 22/12/5/0
1 EACH


Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic

1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




0408



3. Верхний правый боковой резец RO UR2 22/+8/+9/0, (905.2003)

European Rep.
EC Certification
Service GmbH




Part#: 905.2003

Desc: RO UR2 22/+8/+9/0
1 EACH


Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 55.752.0065



4. Верхний левый боковой резец RO UL2 22/+8/+9/0, (905.2004)

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Gle
Sandgasse 39a




Part#: 905.2004

Desc: RO UL2 22/+8/+9/0
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



5. Верхний правый клык без крючка RO UR3 22/-2/+13/+4, (905.2005)

Part#: 905.2005
Desc: RO UR3 22/-2/+13/+4
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0055

European Med.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a



6. Верхний левый клык без крючка RO UL3 22/-2/+13/+4, (905.2006)

European
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a

EC 867

Part#: 905.2006

Desc: RO UL3 22/-2/+13/+4
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



CE
0408



7. Верхний правый клык с крючком RO UR3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2007)


Part#: 905.2007
Desc: RO UR3 HK 22/-2/+13/+4
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97123 USA 866.752.0065

European CE
Certification
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a









8. Верхний левый клык с крючком RO UL3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2008)

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a





Part#: 905.2008

Desc: RO UL3 HK 22/-2/+13/+4
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




9. Верхние левые/правые премоляры RO UL/UR4,5 22/-7/0/0, (905.2009)



10. Верхние правые премоляры с крючком RO UR4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2010)

Vertriebs GmbH
A-9300 St
Veit/Glehen
Sandgasse 39a




Part#: 905.2010


Desc: RO UR4,5 HK 22/-7/0/0
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



CE
0408



11. Верхние левые премоляры с крючком RO UL4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2011)


EC
CEP
European
Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Gle
Sandgasse 39a

Part#: 905.2011

Desc: RO UL4,5 HK 22/-7/0/0
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinville, OR 97128 USA 866.752.0065





 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CPMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**


EC
MED
HUGOBOSCH PAKET
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a

Part#: 905.2036


Desc: RO LL/LR2 22/0/0/0
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



14. Нижний правый клык RO LR3 22/-11/+7/+2, (905.2015)



15. Нижний левый клык RO LL3 22/-11/+7/+2, (905.2016)

Part#: 905.2016
Desc: RO LL3 22/-11/+7/+2
1 EACH

Lot #: 110216


For Professional Use Only | Intended in Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



CE
0408



EC
MED
Eurospan Medical
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a



Part#: 905.2017
 Desc: RO LR3 HK 22/-11/+7/+2
 1 EACH
 Lot #: 110216
 For Professional Use Only | Intended as Orthodontics
 Manufacturer: World Class Technology
 Also Traded as Ortho Classic
 1300 NE Alpha Drive McMinville, OR 97128 USA 866.752.0065


European Rep.
 Service GmbH
 A-9300 St
 Veit/Glehen
 Sandgasse 39a

CE
 0402

Cr
 Ni

CE
 0402

2



17. Нижний левый клык с крючком RO LR3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2018)

European Fed.
S. Certification
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a

Part#: 905.2018


Desc: RO LL3 HK 22/-11/+7/+2
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1900 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



0408




European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a



Part#: 905.2019
Desc: RO LL/LR4 22/-17/0/0
1 EACH
Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended Use: Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1900 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



19. Нижний правый первый премоляр с крючком RO LR4 HK 22/-17/0/0, (905.2020)

Part#: 905.2020
Desc: RO LR4 HK 22/-17/0/0
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065


European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Gleien
Sandgasse 39a

EC
MDP







0408

20. Нижний левый первый премоляр с крючком RO LR4 HK 22/-17/0/0, (905.2021)

European Fed.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a




Part#: 905.2021

Desc: RO LL4 HK 22/-17/0/0
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



21. Нижние левые/правые вторые премоляры RO LL/LR5 22/-22/0/0, (905.2022)

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a


Part#: 905.2022

Desc: RO LL/LR5 22/-22/0/0
1 EACH


Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended Use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




22. Нижний правый второй премоляр с крючком RO LR5 HK 22/-22/0/0, (905.2023)



23. Нижний левый второй премоляр с крючком RO LL5 HK 22/-22/0/0, (905.2024)

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a



Part#: 905.2024

Desc: RO LL5 HK 22/-22/0/0
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics


Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classic

1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




0408




24. Комплект брекетов Roth .022 с крючками на 3 Roth .022 HKS 3 Case, (905.2030), в составе:

- Верхний правый центральный резец RO UR1 22/+12/+5/0, (905.2001) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец RO UL1 22/+12/+5/0, (905.2002) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец RO UR2 22/+8/+9/0, (905.2003) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец RO UL2 22/+8/+9/0, (905.2004) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком RO UR3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2007)– 1шт.
- Верхний левый клык с крючком RO UL3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2008)– 4шт.
- Нижний правый/левый первый резец RO LL/LR1 22/0/0/0, (905.2014) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец RO LL/LR2 22/0/0/0, (905.2036) – 2шт.
- Нижний правый клык с крючком RO LR3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2017) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком RO LL3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2018) – 1шт.
- Нижние левые/правые первые премоляры RO LL/LR4 22/-17/0/0, (905.2019) – 2шт.
- Нижние левые/правые вторые премоляры RO LL/LR5 22/-22/0/0, (905.2022)– 2шт.



25. Комплект брекетов Roth .022 с крючками на 3,4 Roth .022 HKS 3, 4, CA, (905.2031), в составе:


1. Верхний правый центральный резец RO UR1 22/+12/+5/0, (905.2001) – 1шт.
2. Верхний левый центральный резец RO UL1 22/+12/+5/0, (905.2002) – 1шт.
3. Верхний правый боковой резец RO UR2 22/+8/+9/0, (905.2003) – 1шт.
4. Верхний левый боковой резец RO UL2 22/+8/+9/0, (905.2004) – 1шт.
7. Верхний правый клык с крючком RO UR3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2007) – 1шт.
8. Верхний левый клык с крючком RO UL3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2008) – 1шт.
9. Верхние левые/правые премоляры RO UL/UR4,5 22/-7/0/0, (905.2009) – 2шт.
10. Верхние правые премоляры с крючком RO UR4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2010) – 1шт.
11. Верхние левые премоляры с крючком RO UL4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2011) – 1шт.
12. Нижний правый/левый первый резец RO LL/LR1 22/0/0/0, (905.2014) – 2шт.
13. Нижний правый/левый второй резец RO LL/LR2 22/0/0/0, (905.2036) – 2шт.
16. Нижний правый клык с крючком RO LR3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2017) – 1шт.
17. Нижний левый клык с крючком RO LL3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2018) – 1шт.
19. Нижний правый первый премоляр с крючком RO LR4 HK 22/-17/0/0, (905.2020) – 1шт.
20. Нижний левый первый премоляр с крючком RO LL4 HK 22/-17/0/0, (905.2021) – 1шт.
21. Нижние левые/правые вторые премоляры RO LL/LR5 22/-22/0/0, (905.2022) – 2шт.



26. Комплект брекетов Roth .022 с крючками на 3,4,5 Roth .022 HK 3's 4's 5's Case, (905.2032), в


составе:

- Верхний правый центральный резец RO UR1 22/+12/+5/0, (905.2001) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец RO UL1 22/+12/+5/0, (905.2002) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец RO UR2 22/+8/+9/0, (905.2003) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец RO UL2 22/+8/+9/0, (905.2004) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком RO UR3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2007)– 1шт.
- Верхний левый клык с крючком RO UL3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2008)– 1шт.
- Верхние правые премоляры с крючком RO UR4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2010) – 2шт.
- Верхние левые премоляры с крючком RO UL4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2011) – 2шт.
- Нижний правый/левый первый резец RO LL/LR1 22/0/0/0, (905.2014) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец RO LL/LR2 22/0/0/0, (905.2036) – 1шт.
- Нижний правый клык с крючком RO LR3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2017) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком RO LL3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2018) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком RO LR4 HK 22/-17/0/0, (905.2020) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком RO LL4 HK 22/-17/0/0, (905.2021) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком RO LR5 HK 22/-22/0/0, (905.2023) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком RO LL5 HK 22/-22/0/0, (905.2024) – 1шт.




27. Комплект брекетов Roth .022 с крючками на 4,5 Roth .022 HK 4,5 Case, (905.2033), в составе:

- Верхний правый центральный резец RO UR1 22/+12/+5/0, (905.2001) – 1 шт.
- Верхний левый центральный резец RO UL1 22/+12/+5/0, (905.2002) – 1 шт.
- Верхний правый боковой резец RO UR2 22/+8/+9/0, (905.2003) – 1 шт.
- Верхний левый боковой резец RO UL2 22/+8/+9/0, (905.2004) – 1 шт.
- Верхний правый клык без крючка RO UR3 22/-2/+13/+4, (905.2005) – 1 шт.
- Верхний левый клык без крючка RO UL3 22/-2/+13/+4, (905.2006) – 1 шт.
- Верхние правые премоляры с крючком RO UR4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2010) – 2 шт.
- Верхние левые премоляры с крючком RO UL4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2011) – 2 шт.
- Нижний правый/левый первый резец RO LL/LR1 22/0/0/0, (905.2014) – 2 шт.
- Нижний правый/левый второй резец RO LL/LR2 22/0/0/0, (905.2036) – 2 шт.
- Нижний правый клык RO LR3 22/-11/+7/+2, (905.2015) – 1 шт.
- Нижний левый клык RO LL3 22/-11/+7/+2, (905.2016) – 1 шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком RO LR4 HK 22/-17/0/0, (905.2020) – 1 шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком RO LL4 HK 22/-17/0/0, (905.2021) – 1 шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком RO LR5 HK 22/-22/0/0, (905.2023) – 1 шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком RO LL5 HK 22/-22/0/0, (905.2024) – 1 шт.



28. Комплект брекетов Roth .022 без крючков Roth .022 NHK Case, (905.2034), в составе:
- Верхний правый центральный резец RO UR1 22/+12/+5/0, (905.2001) -1шт.

- Верхний левый центральный резец RO UL1 22/+12/+5/0, (905.2002) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец RO UR2 22/+8/+9/0, (905.2003) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец RO UL2 22/+8/+9/0, (905.2004) – 1шт.
- Верхний правый клык без крючка RO UR3 22/-2/+13/+4, (905.2005) – 1шт.
- Верхний левый клык без крючка RO UL3 22/-2/+13/+4, (905.2006) – 1шт.
- Верхние левые/правые премоляры RO UL/UR4,5 22/-7/0/0, (905.2009) – 4шт.
- Нижний правый/левый первый резец RO LL/LR1 22/0/0/0, (905.2014) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец RO LL/LR2 22/0/0/0, (905.2036) – 2шт.
- Нижний правый клык RO LR3 22/-11/+7/+2, (905.2015) – 1шт.
- Нижний левый клык RO LL3 22/-11/+7/+2, (905.2016) – 1шт.
- Нижние левые/правые первые премоляры RO LL/LR4 22/-17/0/0, (905.2019) – 2шт.
- Нижние левые/правые вторые премоляры RO LL/LR5 22/-22/0/0, (905.2022) – 2шт.




- Брекеты металлические с прописью Рот паз .018", варианты исполнения:

24. Комплект брекетов Рот .018 с крючками на 3 Roth .018 HKS 3 Case, (905.1030), в составе:

- Верхний правый центральный резец RO UR1 18/12/5/0, (905.1001) – 1шт.

- Верхний левый центральный резец RO UL1 18/12/5/0, (905.1002) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец RO UR2 18/+8/+9/0, (905.1003) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец RO UL2 18/+8/+9/0, (905.1004) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком RO UR3 HK 18/-2/+13/+4, (905.1007) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком RO UL3 HK 18/-2/+13/+4, (905.1008) – 1шт.
- Верхние левые/правые премоляры RO UL/UR4,5 18/-7/0/0, (905.1009) – 4шт.
- Нижний правый/левый первый резец RO LL/LR1 18/0/0/0, (905.1014) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец RO LL/LR2 18/0/0/0, (905.1036) – 2шт.
- Нижний правый клык с крючком RO LR3 HK 18/-11/+7/+2, (905.1017) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком RO LL3 HK 18/-11/+7/+2, (905.1018) – 1шт.
- Нижние левые/правые первые премоляры RO LL/LR4 18/-17/0/0, (905.1019) – 2шт.
- Нижние левый/правые вторые премоляры резец RO LR /LL5 18/-17/0/0, (905.1022) – 2шт.



- Брекеты металлические с пропись Рот и МБТ паз .022" (распространить на паз. 018") низкопрофильные на резцы верхней челюсти, варианты исполнения:

1. Верхний правый центральный резец LP RO UR1 22/12/5/0, (905.2045)

World Class Rep.
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a

Part#: 905.2045

Desc: LP RO UR1 22/12/5/0


1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classico

1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



2. Верхний правый центральный резец LP MB UR1 22/17/4/0, (901.2045)

European Rep.
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a

EC
1987

Part#: 901.2045


Desc: LP MB UR1 22/17/4/0
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classio
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.712.0065



CE
0403




3. Верхний левый центральный резец LP MB UL1 22/17/4/0, (901.2046)

Part#: 901.2046
Desc: LP MB UL1 22/17/4/0
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a

Cr
Ni
CE
0408
Ⓢ




4. Верхний левый центральный резец LP RO UL1 22/12/5/0, (905.2046)

Part#: 905.2046
Desc: LP RO UL1 22/12/5/0
1 EACH
Lot #: 110216

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a


For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



Part#: 905.2047
Desc: LP RO/MB UR2 22/8/9/0
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



EC
SEP
Vertriebsstelle
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a




6. Верхний левый боковой резец LP RO/MB UL2 22/8/9/0, (905.2048)

Part#: 905.2048
Desc: LP RO/MB UL2 22/8/9/0
1 EACH
Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glehen
Sandgasse 39a



7. Комплект брекетов Рот .022 с крючками на 3 LP Roth .022 HKS 3 Case, (905.2070) , в составе:


- Верхний правый центральный резец LP RO UR1 22/12/5/0, (905.2045) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец LP RO UL1 22/12/5/0, (905.2046) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец LP RO/MB UR2 22/8/9/0, (905.2047) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец LP RO/MB UL2 22/8/9/0, (905.2048) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком RO UR3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2007) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком RO UL3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2008) – 4шт.
- Нижний правый/левый первый резец RO LL/LR1 22/0/0/0, (905.2014) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец RO LL/LR2 22/0/0/0, (905.2036) – 2шт.
- Нижний правый клык с крючком RO LR3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2017) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком RO LL3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2018) – 1шт.
- Нижние левые/правые первые премоляры RO LL/LR4 22/-17/0/0, (905.2019) – 2шт.
- Нижние левые/правые вторые премоляры RO LL/LR5 22/-22/0/0, (905.2022) – 2шт.



8. Комплект брекетов Roth .022 с крючками на 3,4,5 LP Roth .022 HK 3's 4's 5's Case, (905.2072) , в

составе:


- Верхний правый центральный резец LP RO UR1 22/12/5/0, (905.2045) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец LP RO UL1 22/12/5/0, (905.2046) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец LP RO/MB UR2 22/8/9/0, (905.2047) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец LP RO/MB UL2 22/8/9/0, (905.2048) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком RO UR3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2007) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком RO UL3 HK 22/-2/+13/+4, (905.2008) – 1шт.
- Верхние правые премоляры с крючком RO UR4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2010) – 2шт.
- Верхние левые премоляры с крючком RO UL4,5 HK 22/-7/0/0, (905.2011) – 2шт.
- Нижний правый/левый первый резец RO LL/LR1 22/0/0/0, (905.2014) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец RO LL/LR2 22/0/0/0, (905.2036) – 1шт.
- Нижний правый клык с крючком RO LR3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2017) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком RO LL3 HK 22/-11/+7/+2, (905.2018) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком RO LR4 HK 22/-17/0/0, (905.2020) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком RO LL4 HK 22/-17/0/0, (905.2021) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком RO LR5 HK 22/-22/0/0, (905.2023) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком RO LL5 HK 22/-22/0/0, (905.2024) – 1шт.



- Брекеты металлические с пропись Рот и МБТ наз .018" низкопрофильные на резцы верхней челюсти, варианты исполнения:

1. Комплект брекетов Roth .018 с крючками на 3 LP Roth .018 HKS 3 Case, (905.1070) , в составе:


- Верхний правый центральный резец LP RO UR1 18/12/5/0, (905.1045) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец LP RO UL1 18/12/5/0, (905.1047) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец LP RO/MB UR2 18/8/9/0, (901.1045) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец LP RO/MB UL2 18/8/9/0, (901.1046) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком RO UR3 HK 18/-2/+13/+4, (905.1007) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком RO UL3 HK 18/-2/+13/+4, (905.1008) – 1шт.
- Верхние левые/правые премолары RO UL/UR4,5 18/-7/0/0, (905.1009) – 4шт.
- Нижний правый/левый первый резец RO LL/LR1 18/0/0/0, (905.1014) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец RO LL/LR2 18/0/0/0, (905.1036) – 2шт.
- Нижний правый клык с крючком RO LR3 HK 18/-11/+7/+2, (905.1017) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком RO LL3 HK 18/-11/+7/+2, (905.1018) – 1шт.
- Нижние левые/правые первые премолары RO LL/LR4 18/-17/0/0, (905.1019) – 2шт.
- Нижние левый/правые вторые премолары резец RO LR /LL5 18/-17/0/0, (905.1022) – 2шт.



- Брекеты металлические с пропись MBT паз .018", варианты исполнения:

1. Комплект брекетов MBT .018 с крючками на 3,4,5 MB .018 HK 3's 4's 5's Case, (901.1032), в составе:



- Верхний правый центральный резец MB UR1 18/17/4/0, (901.1001) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец MB UL1 18/17/4/0, (901.1002) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец MB UR2 18/+8/+9/0, (901.1003) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец MB UL2 18/+8/+9/0, (901.1004) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком MB UR3 НК 18/-7/9/0, (901.1007) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком MB UL3 НК 18/-7/9/0, (901.1008) – 1шт.
- Верхние левые/правые премоляры MB UL/UR4,5 18/-7/0/0, (901.1009) – 2шт.
- Верхние правые премоляры с крючком MB UR4,5 НК 18/-7/0/0, (901.1010) – 2шт.
- Верхние левые премоляры с крючком MB UL4,5 НК 18/-7/0/0, (901.1011) – 2шт.
- Нижний правый/левый первый резец MB LL/LR1,2 18/-6/0/0, (901.1012) – 4шт.
- Нижний правый клык с крючком MB LR3 НК 18/-6/3/0, (901.1015) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком MB LL3 НК 18/-6/3/0, (901.1016) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком MB LR5 НК 18/-17/2/0, (901.1023) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком MB LL5 НК 18/-17/2/0, (901.1024) – 1шт.



- Брекеты металлические с пропись Edgewise паз .022" (распространить на паз. 018"), варианты исполнения:

1. Комплект брекетов Edgewise паз .022 EW .022 NHK Case, (903.2034), в составе:
 - Верхний левый/правый центральный резец ED UL/UR1 22/0/0/0, (903.2001) - 2шт.
 - Верхний/ левый/правый боковой резец ED UL/UR2 22/0/0/0, (903.2002) – 2шт.
 - Верхний/нижний левый/правый клык ED UL/UR/LL/LR3 22/0/0/0, (903.2003) – 4шт.


- Верхние/нижние левые/правые премоляры ED UL/UR/LL/LR4,5 22/0/0/0, (903.2004) - 8шт.
- Нижний правый/левый центральный резец ED LL/LR1,2 22/0/0/0, (903.2005) – 4шт.



- Брекеты металлические Н4 паз .022” (распространить на паз. 018”), варианты исполнения:
(Примечание: Фотографические изображения изделий, распространить на весь перечень изделий, представленных к регистрации).

1. Комплект брекетов Н4.022 с крючками на 3,4 Н4.022 НК 3,4 Case, (916.2031), в составе:
 - Верхний правый центральный резец Н4 UR1 22/12/5/0, (916.2001-10) – 1шт.
 - Верхний левый центральный резец Н4 UL1 22/12/5/0, (916.2002-10) – 1шт.
 - Верхний правый боковой резец Н4 UR2 22/8/9/0, (916.2003-10) – 1шт.


- Верхний левый боковой резец H4 UL2 22/8/9/0, (916.2004-10) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком H4 UR3 HK 22/7/5/0, (916.2007-10) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком H4 UL3 HK 22/7/5/0, (916.2008-10) – 1шт.
- Верхние правые премоляры с крючком H4 UR4/5 HK 18/-11/2/0, (916.2011-10) – 1шт.
- Верхние левые премоляры с крючком H4 UL4/5 HK 18/-11/2/0, (916.2012-10) – 1шт.
- Верхние правые премоляры H4 UR4/5 22/-11/2/0, (916.2009-10) – 1шт.
- Верхние левые премоляры H4 UL4/5 22/-11/2/0, (916.2010-10) – 1шт.
- Нижний правый/левый первый резец H4 LR/LL1 22/-6/0/0, (916.2013-10) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец H4 LR/LL2 22/-6/0/0, (916.2013-10) – 2шт.
- Нижний правый клык с крючком H4 LR3 HK 22/7/5/0, (916.2016-10) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком H4 LL3 HK 22/7/5/0, (916.2017-10) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком H4 LR4 HK 22/-12/2/0, (916.2020) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком H4 LL4 HK 22/-12/2/0, (916.2021) – 1шт.
- Нижние правые вторые премоляры H4 LR5 22/-17/2/0, (916.2022-10) – 1шт.
- Нижние левые вторые премоляры H4 LL5 22/-17/2/0, (916.2023-10) – 1шт.



2. Комплект брекетов H4 .022 с крючками на 3,4,5 H4 .022 HK 3, 4, 5 Case, (916.2032), в составе:




- Верхний правый центральный резец H4 UR1 22/12/5/0, (916.2001-10) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец H4 UL1 22/12/5/0, (916.2002-10) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец H4 UR2 22/8/9/0, (916.2003-10) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец H4 UL2 22/8/9/0, (916.2004-10) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком H4 UR3 HK 22/7/5/0, (916.2007-10) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком H4 UL3 HK 22/7/5/0, (916.2008-10) – 1шт.
- Верхние правые премоляры с крючком H4 UR4/5 HK 22/-11/2/0, (916.2011-10) – 2шт.
- Верхние левые премоляры с крючком H4 UL4/5 HK 22/-11/2/0, (916.2012-10) – 2шт.

- Нижний правый/левый первый резец H4 LR/LL1 22/-6/0/0, (916.2013-10) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец H4 LR/LL2 22/-6/0/0, (916.2013-10) – 2шт.
- Нижний правый клык с крючком H4 LR3 HK 22/7/5/0, (916.2016-10) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком H4 LL3 HK 22/7/5/0, (916.2017-10) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком H4 LR4 HK 22/-12/2/0, (916.2020-10) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком H4 LL4 HK 22/-12/2/0, (916.2021-10) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком H4 LR5 HK 22/-17/2/0, (916.2024-10) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком H4 LL5 HK 22/-17/2/0, (916.2025-10) – 1шт.




3. Комплект брекетов H4.022 без крючков H4 .022 NHK's Case, (916.2034), в составе:
- Верхний правый центральный резец H4 UR1 22/12/5/0, (916.2001-10) – 1шт.
 - Верхний левый центральный резец H4 UL1 22/12/5/0, (916.2002-10) – 1шт.
 - Верхний правый боковой резец H4 UR2 22/8/9/0, (916.2003-10) – 1шт.
 - Верхний левый боковой резец H4 UL2 22/8/9/0, (916.2004-10) – 1шт.
 - Верхний левый клык без крючка H4 UL3 22/7/5/0, (916.2006-10) – 1шт.
 - Верхний правый клык без крючка H4 UR 3 HK 22/7/5/0, (916.2005-10) – 1шт.
 - Верхние правые премоляры H4 UR4/5 22/-11/2/0, (916.2009-10) – 2шт.
 - Верхние левые премоляры H4 UL4/5 22/-11/2/0, (916.2010-10) – 2шт.

- Нижний правый/левый первый резец H4 LR/LL1 22/-6/0/0, (916.2013-10) – 2шт.
- Нижний правый/левый второй резец H4 LR/LL2 22/-6/0/0, (916.2013-10) – 2шт.
- Нижний правый клык H4 LR3 22/7/5/0, (916.2014-10) – 1шт.
- Нижний левый клык H4 LL3 22/7/5/0, (916.2015-10) – 1шт.
- Нижние правые первые премоляры H4 LR4 22/-12/2/0, (916.2018-10) – 1шт.
- Нижние левые первые премоляры H4 LL4 22/-12/2/0, (916.2019-10) – 1шт.
- Нижние правые вторые премоляры H4 LR5 22/-17/2/0, (916.2022-10) – 1шт.
- Нижние левые вторые премоляры H4 LL5 22/-17/2/0, (916.2023-10) – 1шт.




4. Комплект брекетов H4.022 с крючками на 3,4,5 и щечными трубками на моляры H4.022 U/L HKS 345 7x7 Case, (916.2155), в составе:




H4.022 U верхние 916.2152

- Верхний правый центральный резец H4 UR1 22/12/5/0, (916.2001-10) – 1шт.

- Верхний левый центральный резец H4 UL1 22/12/5/0, (916.2002-10) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец H4 UR2 22/8/9/0, (916.2003-10) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец H4 UL2 22/8/9/0, (916.2004-10) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком H4 UR3 HK 22/7/5/0, (916.2007-10) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком H4 UL3 HK 22/7/5/0, (916.2008-10) – 1шт.
- Верхние правые премоляры с крючком H4 UR4/5 HK 22/-11/2/0, (916.2011-10) – 2шт.
- Верхние левые премоляры с крючком H4 UL4/5 HK 22/-11/2/0, (916.2012-10) – 2шт.
- Верхний правый первый/второй моляр с крючком SBT UR 6/7 HK 22/0/0/9, (907.2099) -1шт.
- Верхний левый первый/второй моляр с крючком SBT UL 6/7 HK 22/0/0/9, (907.2100) – 1шт.
- Верхний правый первый/второй моляр с крючком SBT UR6/7 HK 22/-27/0/9, (907.2101) – 1шт.
- Верхний левый первый/второй моляр с крючком SBT UL6/7 HK 22/-27/0/9, (907.2102) – 1шт.




916.2152
H4 022 U HKS 345
7X7 CA
Lot#: 082316 - 1




H4.022 L нижние 916.2151

- Нижний правый/левый первый резец H4 LR/LL1 22/-6/0/0, (916.2013-10) – 2шт.

- Нижний правый/левый второй резец H4 LR/LL2 22/-6/0/0, (916.2013-10) – 2шт.
- Нижний правый клык с крючком H4 LR3 HK 22/7/5/0, (916.2016-10) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком H4 LL3 HK 22/7/5/0, (916.2017-10) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком H4 LR4 HK 22/-12/2/0, (916.2020-10) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком H4 LL4 HK 22/-12/2/0, (916.2021-10) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком H4 LR5 HK 22/-17/2/0, (916.2024-10) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком H4 LL5 HK 22/-17/2/0, (916.2025-10) – 1шт.
- Нижний правый первый/второй моляр с крючком SBT LR 6/7 HK 22/-22/0/3, (907.2107) – 2шт.
- Нижний левый первый/второй моляр с крючком SBT LL 6/7 HK 22/-22/0/3, (907.2108) – 2шт.



916.2151
H4 022 L HKS 345
7X7 CA
Lot#: 082316 - 2



- Брекеты эстетические полимерные:



(Примечание: Фотографические изображения изделий, распространить на весь перечень)

изделий, представленных к регистрации).

- Брекеты эстетические полимерные H4GO паз .022” (распространить на паз.018”), варианты исполнения:

1. Комплект брекетов от второго премоляра до второго премоляра на верхнюю и нижнюю челюсти H4 GO 5x5 .022 с крючками на 3,4,5 H4 GO .022 HKS 3,4,5 5X5 Case, (217.2032), в составе:


- Верхний правый центральный резец H4 GO UR1 22/12/5/0, (217.2001) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец H4 GO UL1 22/12/5/0, (217.2002) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец H4 GO UR2 22/8/9/0, (217.2003) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец H4 GO UL2 22/8/9/0, (217.2004) – 1шт.
- Верхний правый клык/ нижний левый клык с крючком H4 GO UR3/LL3 HK 22/7/5/0, (217.2007) – 2шт.
- Верхний левый клык / нижний правый клык с крючком H4 GO UL3/LR3 HK 22/7/5/0, (217.2008) – 2шт.
- Верхний правый первый/ второй премоляр с крючком H4 GO UR4/5 HK 22/-11/2/0, (217.2011) – 2шт.
- Верхний левый первый/ второй премоляр с крючком H4 GO UL4/5 HK 22/-11/2/0, (217.2012) – 2шт.
- Нижний правый / нижний левый центральный резец/боковой резец H4 GO LR/LL1/2 22/-4/0/0, (217.2013) – 4шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком H4 GO LR4 HK 22/-12/2/0, (217.2020) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком H4 GO LL4 HK 22/-12/2/0, (217.2021) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком H4 GO LR5 HK 22/-17/2/0, (217.2024) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком H4 GO LL5 HK 22/-17/2/0, (217.2025) – 1шт.



2. Комплект брекетов от клыка до клыка на верхнюю челюсть H4 GO .022 и металлические H4 с крючками на 4,5 зубы и H4 металлические на нижнюю челюсть с крючками на 3,4,5 H4 GO .022

HK3 / H4 4,5/ Lower H4 3,4,5 5X5 CASE (217.3000), в составе:

- Верхний правый центральный резец H4 GO UR1 22/12/5/0, (217.2001) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец H4 GO UL1 22/12/5/0, (217.2002) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец H4 GO UR2 22/8/9/0, (217.2003) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец H4 GO UL2 22/8/9/0, (217.2004) – 1шт.
- Верхний правый клык/ нижний левый клык с крючком H4 GO UR3/LL3 HK 22/7/5/0, (217.2007) – 2шт.
- Верхний левый клык / нижний правый клык с крючком H4 GO UL3/LR3 HK 22/7/5/0, (217.2008) – 2шт.
- Верхние правые премоляры с крючком H4 UR4/5 HK 22/-11/2/0, (916.2011-10)- 2шт.
- Верхние левые премоляры с крючком H4 UL4/5 HK 22/-11/2/0, (916.2012-10)- 2шт.
- Нижний правый / нижний левый центральный резец/боковой резец H4 GO LR/LL1/2 22/-4/0/0, (217.2013) - 4шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком H4 LR4 HK 22/-12/2/0, (916.2020-10) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком H4 LL4 HK 22/-12/2/0, (916.2021-10)– 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком H4 LR5 HK 22/-17/2/0, (916.2024-10) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком H4 LL5 HK 22/-17/2/0, (916.2025-10) – 1шт.




-Брекеты эстетические полимерные Нуре Hybrid Resin паз .018” Пропись Рот, варианты исполнения:

(Примечание: Прописи ROT(Roth), МБТ(MBT), Эджвайз(Edgewise) с шириной паза .018" и .022" являются типоразмерами медицинского изделия).

1. Комплект брекетов от второго премоляра до второго премоляра на верхнюю и нижнюю челюсти Hype 5x5 .018 с крючками на 3 HHR RO .018 5X5 HK 3 Case, (18.10.111.18100), в составе:




- Верхний правый центральный резец HHR RO UR1 18/+11/+5, (18.10.131.18101) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец HHR RO UL1 18/+11/+5, (18.10.111.18201) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец HHR RO UR2 18/+8/+9, (18.10.132.18102) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец HHR RO UL2 18/+8/+9, (18.10.112.18202) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком HHR RO UR3 HK 18/-2/+8, (18.10.143.18133) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком HHR RO UL3 HK 18/-2/+8, (18.10.123.18233) – 1шт.
- Верхний левый / верхний правый первый/ второй премоляр универсальный HHR RO UL/UR 4,5 18/-7/0, (18.10.134.18104) – 4шт.
- Нижний левый / нижний правый центральный, боковой резец универсальный HHR RO LL/LR 1,2 18/0/0, (18.10.231.18301) – 4шт.
- Нижний правый клык с крючком HHR RO LR3 HK 18/-11/+7, (18.10.243.18333) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком HHR RO LL3 HK 18/-11/+7, (18.10.223.18433) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр без крючка HHR RO LR4 18/-17/+3, (18.10.234.18304) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр без крючка HHR RO LL4 18/-17/+3, (18.10.214.18404) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр без крючка HHR RO LR5 18/-21/+6, (18.10.235.18305) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр без крючка HHR RO LL5 18/-21/+6, (18.10.215.18405) – 1шт.



- Брекеты эстетические полимерные Hype Hybrid Resin паз .022" Пропись Рот, варианты исполнения:

1. Комплект брекетов от второго премоляра до второго премоляра на верхнюю и нижнюю челюсти Нуре 5x5 .022 с крючками на 3,4,5 HHR RO .022 5X5 HK 3,4,5 Case, (18.10.113.22100), в составе:



- Верхний правый центральный резец HHR RO UR1 22/+11/+5, (18.10.131.22101) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец HHR RO UL1 22/+11/+5, (18.10.111.22201) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец HHR RO UR2 22/+8/+9, (18.10.132.22102) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец HHR RO UL2 22/+8/+9, (18.10.112.22202) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком HHR RO UL3 HK 22/-2/+8, (18.10.123.22233) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком HHR RO UR3 HK 22/-2/+8, (18.10.143.22133) – 1шт.
- Верхний левый первый/второй премоляр с крючком HHR RO UL 4,5 HK 22/-7/0, (18.10.124.22244) – 2шт.
- Верхний правый первый/второй премоляр с крючком HHR RO UR 4,5 HK 22/-7/0, (18.10.144.22144) – 2 шт.
- Нижний левый / нижний правый центральный, боковой резец универсальный HHR RO LL/LR 1,2 22/0/0, (18.10.231.22301) – 4шт.
- Нижний правый клык с крючком HHR RO LR3 HK 22/-11/+7, (18.10.243.22333) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком HHR RO LL3 HK 22/-11/+7, (18.10.223.22433) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком HHR RO LR4 HK 22/-17/+3, (18.10.244.22344) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком HHR RO LL4 HK 22/-17/+3, (18.10.224.22444) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком HHR RO LR5 HK 22/-21/+6, (18.10.245.22355) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком HHR RO LL5 HK 22/-21/+6, (18.10.225.22455) – 1шт.



- Брекеты эстетические полимерные Нуре Hybrid Resin паз .018” Пропись MBT, варианты исполнения:

1. Комплект брекетов от второго премоляра до второго премоляра на верхнюю и нижнюю челюсти Нуре 5x5 .018 с крючками на 3,4,5 HHR MB .018 5X5 HK 3,4,5 Case, (18.10.113.08100), в составе:

- Верхний правый центральный резец HHR MB UR1 18/+17/+4, (18.10.131.08101) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец HHR MB UL1 18/+17/+4, (18.10.111.08201) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец HHR MB UR2 18/+10/+8, (18.10.132.08102) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец HHR MB UL2 18/+10/+8, (18.10.112.08202) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком HHR MB UR3 HK 18/0/+8, (18.10.143.08133) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком HHR MB UL3 HK 18/0/+8, (18.10.123.08233) – 1шт.
- Верхний правый первый/ второй премоляр с крючком HHR MB UR 4,5 HK 18/-7/0, (18.10.144.08144) – 2шт.
- Верхний левый первый/ второй премоляр с крючком HHR MB UL 4,5 HK 18/-7/0, (18.10.124.08244) – 2шт.
- Нижний левый / нижний правый центральный, боковой резец универсальный HHR MB LL/LR 1,2 18/-6/0, (18.10.231.08301) – 4шт.
- Нижний правый клык с крючком HHR MB LR3 HK 18/0/+3, (18.10.243.08333) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком HHR MB LL3 HK 18/0/+3, (18.10.223.08433) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком HHR MB LR4 HK 18/-12/+2, (18.10.244.08344) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком HHR MB LL4 HK 18/-12/+2, (18.10.224.08444) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком HHR MB LR5 HK 18/-17/+2, (18.10.245.08355) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком HHR MB LL5 HK 18/-17/+2, (18.10.225.08455) – 1шт.



- Брекеты эстетические полимерные Hype Hybrid Resin паз . 022” Пропись MBT, варианты исполнения:


1. Комплект брекетов от второго премоляра до второго премоляра на верхнюю и нижнюю челюсти Hype 5x5 .022 с крючками на 3 HHR MB .022 5X5 HK 3 Case, (18.10.111.02100), в составе:
 - Верхний правый центральный резец HHR MB UR1 22/+17/+4, (18.10.131.02101) – 1шт.

- Верхний левый центральный резец HHR MB UL1 22/+17/+4, (18.10.111.02201) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец HHR MB UR2 22/+10/+8, (18.10.132.02102) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец HHR MB UL2 22/+10/+8, (18.10.112.02202) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком HHR MB UR3 НК 22/0/+8, (18.10.143.02133) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком HHR MB UL3 НК 22/0/+8, (18.10.123.02233) – 1шт.
- Верхний левый/верхний правый первый/ второй премоляр HHR MB UL/UR 4,5 22/-7/0, (18.10.134.02104) – 4шт.
- Нижний левый / нижний правый центральный, боковой резец универсальный HHR MB LL/LR 1,2 22/-6/0, (18.10.231.02301) – 4шт.
- Нижний правый клык с крючком HHR MB LR3 НК 22/0/+3, (18.10.243.02333) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком HHR MB LL3 НК 22/0/+3, (18.10.223.02433) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр без крючка HHR MB LR4 22/-12/+2, (18.10.234.02304) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр без крючка HHR MB LL4 22/-12/+2, (18.10.214.02404) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр без крючка HHR MB LR5 22/-17/+2, (18.10.235.02305) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр без крючка HHR MB LL5 22/-17/+2, (18.10.215.02405) – 1шт.




Брекеты металлические Н4 Pitts паз .021", вариант исполнения:

Нижний правый клык с крючком P21 LR3 НК 21/9/5/0, (946.2016)





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические Н4 Pitts паз .021", вариант исполнения:

Нижний правый клык с крючком P21 LR3 HK 21/9/5/0, (946.2016)





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические Н4 Pitts паз .021", вариант исполнения:

Нижний правый первый премоляр с крючком P21 LR4 HK 21/-12/2/0, (946.2020)




Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические H4 Pitts паз .021", вариант исполнения:

Нижний левый первый премоляр с крючком P21 LL4 HK 21/-12/2/0, (946.2021)





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические H4 Pitts паз .021", вариант исполнения:

Нижний левый первый премоляр с крючком P21 LL4 HK 21/-12/2/0, (946.2021)




Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические Н4 Pitts паз .021", вариант исполнения:

Нижний правый второй премоляр с крючком P21 LR5 HK 21/-17/2/0, (946.2024)





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические Н4 Pitts паз .021", вариант исполнения:
Верхний правый клык с крючком P21 UR3 HK 21/9/5/0, (946.2007)




Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические Н4 Pitts паз .021", вариант исполнения:
Нижний левый клык с крючком P21 LL3 HK 21/9/5/0, (946.2017)





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические H4 Pitts паз .021", вариант исполнения:
Верхние левые премоляры с крючком P21 UL4/5 HK 21/-11/2/0, (946.2012)





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические Н4 Pitts паз .021", вариант исполнения:

Нижний левый второй премоляр с крючком P21 LL5 HK 21/-17/2/0, (946.2025)





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические Н4 Pitts паз .021", вариант исполнения:
Верхний левый клык с крючком P21 UL3 HK 21/9/5/0, (946.2008)





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Брекеты металлические Н4 Pitts паз .021", вариант исполнения:

Верхние правые премоляры с крючком P21 UR4/5 HK 21/-11/2/0, (946.2011)



Маркировка изделия



Изделие без упаковки

Комплект брекетов H4 Pitts наз .021 с крючками на 3,4,5 и щечными трубками на моляры H4 Pitts наз .021U/L HKS 345 7x7 Case, (946.2155), в составе:


Pitts наз .021 U верхние 946.2152:

- Верхний правый центральный резец P21 UR1 21/12/5/0, (946.2001) – 1шт.
- Верхний левый центральный резец P21 UL1 21/12/5/0, (946.2002) – 1шт.
- Верхний правый боковой резец P21 UR2 21/6/9/0, (946.2003) – 1шт.
- Верхний левый боковой резец P21 UL2 21/6/9/0, (946.2004) – 1шт.
- Верхний правый клык с крючком P21 UR3 ИК 21/9/5/0, (946.2007) – 1шт.
- Верхний левый клык с крючком P21 UL3 ИК 21/9/5/0, (946.2008) – 1шт.
- Верхние правые премоляры с крючком P21 UR4/5 НК 21/-11/2/0, (946.2011) – 2шт.
- Верхние левые премоляры с крючком P21 UL4/5 НК 21/-11/2/0, (946.2012) – 2шт.
- Верхний правый первый/второй моляр с крючком P21 SBT UR6/7 НК 21/-27/0/9, (947.2101) – 2шт.
- Верхний левый первый/второй моляр с крючком P21 SBT UL6/7 ИК 21/-27/0/9, (947.2102) – 2шт.

Pitts наз .021 L нижние 946.2151:

- Нижний правый/левый первый/второй резцы P21 LR/LL1/2 21/-6/0/0, (946.2013) – 4шт.
- Нижний правый клык с крючком P21 LR3 ИК 21/9/5/0, (946.2016) – 1шт.
- Нижний левый клык с крючком P21 LL3 ИК 21/9/5/0, (946.2017) – 1шт.
- Нижний правый первый премоляр с крючком P21 LR4 НК 21/-12/2/0, (946.2020) – 1шт.
- Нижний левый первый премоляр с крючком P21 LL4 ИК 21/-12/2/0, (946.2021) – 1шт.
- Нижний правый второй премоляр с крючком P21 LR5 ИК 21/-17/2/0, (946.2024) – 1шт.
- Нижний левый второй премоляр с крючком P21 LL5 НК 21/-17/2/0, (946.2025) – 1шт.
- Нижний правый первый/второй моляр с крючком P21 SBT LR6/7 ИК 21/-22/0/3, (947.2107) – 2шт.
- Нижний левый первый/второй моляр с крючком P21 SBT LL6/7 ИК 21/-22/0/3, (947.2108) – 2шт.

Комплект брекетов Н4 Pitts паз .021 с крючками на 3,4,5 и щечными трубками на моляры Н4 Pitts паз .021U/L HKS 345 7x7 Case, (946.2155)




Маркировка изделия (лицевая сторона)




Маркировка изделия (оборотная сторона)


Комплект брекетов H4 Pitts паз .021 с крючками на 3,4,5 и щечными трубками на моляры H4 Pitts паз .021U/L HKS 345 7x7 Case, (946.2155)



Маркировка изделия (лицевая сторона)



Маркировка изделия (оборотная сторона)




Изделие в упаковке

Комплект брекетов H4 Pitts паз .021 с крючками на 3,4,5 и щечными трубками на моляры H4 Pitts паз .021U/L HKS 345 7x7 Case, (946.2155)



Маркировка изделия (11 комплектов, лицевая сторона)




Маркировка изделия (11 комплектов, оборотная сторона)


Комплект брекетов H4 Pitts паз .021 с крючками на 3,4,5 и щечными трубками на моляры H4 Pitts паз .021U/L HKS 345 7x7 Case, (946.2155)



Маркировка изделия (лицевая сторона)




Маркировка изделия (оборотная сторона)



Изделие в упаковке

Комплект брекетов с крючками на 3,4,5, Clear паз. ,021", верхние и Н4 Pitts паз .021 нижние Case 5x5, (246.2032)



For Professional Use Only | Intended use Orthodontics

OC orthodontics

REF 246.2032

Desc 5X5 U/L HKS 345/C21 U5X5/P21L

CE 0197

LOT 334982

+D817246.20320/\$\$72020-09-087

Manufactured By: World Class Technology Corporation / 1300 NE Alpha Drive / McMinnville, OR 97128 USA / 866.752.0065

European Rep. md Europa GmbH
Langenhagener Str. 71 30855 Langenhagen
CO#20047 Rev. A

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics

WARNING: This product contains Nickel/Chromium alloys and must be used for individuals with known allergic sensitivity to metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du Nickel/Chromium et ne doit pas être utilisé chez les personnes allergiques aux métaux.

WARNUNG: Dieses Produkt enthält Nickel/Chrom und sollte nur Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen dieses Metall nicht benutzt werden.

ALERTENCIA: Este producto contiene Níquel/Cromo y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica (alergia) a estos metales.

AVVERTIMENTO: Questo prodotto contiene nichello. Non usare su pazienti allergici a questo metallo.

CE 0197



Ni Cr Mag. Content Nickel and Chromium

Manufactured By: World Class Technology Corporation / 1300 NE Alpha Drive / McMinnville, OR 97128 USA / 866.752.0065

European Rep. md Europa GmbH
Langenhagener Str. 71 30855 Langenhagen
CO#20047 Rev. A

www.oc-orthodontics.com

Верхний левый центральный резец C21 UL1 21/12/5/0, (246.2002-5)



II. Принадлежности:

1. Щечные трубки

(Примечание: Фотографические изображения изделий, распространить на весь перечень изделий, представленных к регистрации).

- Щечные трубки на моляры паз .018" конвертируемые одинарные, двойные и тройные, варианты исполнения:

1. Верхний правый первый моляр стандартная трубка CSBT UR6 18/No/-14/+9 (908.1001)



- Щечные трубки на моляры паз .022" конвертируемые одинарные, двойные и тройные, варианты исполнения:

1. Верхний правый первый моляр стандартная трубка CSBT UR6 22/No/-14/+9, (908.2001)

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veitglen
Sandgasse 39a

EC
MED


Part#: 908.2001

Desc: CSBT UR6 22/No/-14/+9
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classeio

1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



2. Верхний левый первый моляр стандартная трубка CSBT UL6 22/No/-14/+9, (908.2002)

Part#: 908.2002
Desc: CSBT UL6 22/No/-14/+9
1 EACH
Lot #: 110216


For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a






0408





3. Нижний правый первый моляр стандартная трубка CSBT LR6 22/No/-25+5, (908.2014)

Part#: 908.2014
Desc: CSBT LR6 22/No/-25+5
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended Use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

World Class Technology
A-9300 St
Vell/Glen
Sandgasse 39a

Cr
Ni
CE
0408
Ⓢ




4. Нижний левый первый моляр стандартная трубка CSBT LL6 22/No/-25+5, (908.2015)

Part#: 908.2015
Desc: CSBT LL6 22/No/-25+5
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

European Reg.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veitlagen
Sandgasse 39a

Cr
Ni
CE
0408
2



5. Нижний правый первый моляр двойная трубка CDBT LR6 22/No/-25/+5, (908.2016)




6. Нижний левый первый моляр двойная CDBT LL6 22/No/-25/+5, (908.2017)

Part#: 908.2017
 Desc: CDBT LL6 22/No/-25/+5
 1 EACH
 Lot #: 110216
 For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
 Manufacturer: World Class Technology
 Also Traded as Ortho Classic
 1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



European Rep.
 EC Certification
 Services GmbH
 A-9300 St
 Veit/Glen
 Sandgasse 39a



7. Верхний правый первый моляр двойная трубка CDBT OFT UR 22/.045/-14/+8, (908.2007)


Part#: 908.2007

Desc: CDBT OFT UR 22/.045/-14/+8
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




8. Верхний левый первый моляр двойная трубка CDBT OFT UL 22/.045/-14/+8, (908.2008)

Part#: 908.2008
Desc: CDBT OFT UL 22/.045/-14/+8
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



Service GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a



9. Верхний правый первый моляр двойная трубка CDBT OFT UR 22/.050/-14/+8, (908.2010)

World Class Technology
1300 NE Alpha Drive
McMinnville, OR 97128
USA 866.752.0065

Part#: 908.2010

Desc: CDBT OFT UR 22/.050/-14/+8

1 EACH


Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics

Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classico

1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




10. Верхний левый первый моляр двойная трубка CDBT OFT UL 22/.050/-14/+8, (908.2011)

part#: 908.2011
 Desc: CDBT OFT UL 22/.050/-14/+8
 1 EACH
 Lot #: 110216
 For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
 Manufacturer: World Class Technology
 Also Traded as Ortho Classic
 1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

European Reg.
 EC Certification
 Services GmbH
 A-9300 St.
 Veit/Glen
 Sandgasse 39a

Cr
 Ni
 CE
 0408

- Щечные трубки на моляры паз .018" и .022" неконвертируемые одинарные, двойные и тройные, варианты исполнения:

1. Верхний правый первый моляр SBT UR6 18/No/-10/+8, (907.1001)


World Class Technology
A-9300 St
Vell/Glen
Sandgasse 39a

Part#: 907.1001

Desc: SBT UR6 18/No/-10/+8
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classia
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



2. Верхний левый первый моляр SBT UL6 18/No/-10/+8, (907.1002)


EC
REP
Euro Certification
Services GmbH
A-1130 Wien
Sandgasse 39a

Part#: 907.1002

Desc: SBT UL6 18/No/-10/+8
1 EACH


Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



3. Верхний правый первый, второй моляр SBT UR6,7 18/No/-14/+8, (907.1005)

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Gle
Sandgasse 39a



Part#: 907.1005

Desc: SBT UR6,7 18/No/-14/+8
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics


Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classic

1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



0408



4. Верхний левый первый, второй моляр SBT UL6,7 18/No/-14/+8, (907.1006)

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a





Part#: 907.1006

Desc: SBT UL6,7 18/No/-14/+8
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use: Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



5. Верхний правый первый моляр DBT HDGR UR6 18/.045/0/0, (907.1007)


World Class
Services GmbH
A-9300 St.
Veit/Glen
Sandgasse 39a

Part#: 907.1007

Desc: DBT HDGR UR6 18/.045/0/0
1 EACH


Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



6. Верхний левый первый моляр DBT HDGR UL6 18/.045/0/0, (907.1008)

European Fed.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Gle
Sandgasse 39a



Part#: 907.1008

Desc: DBT HDGR UL6 18/045/0/0
1 EACH


Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics

Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classic

1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



7. Верхний правый/нижний левый первый моляр DBT UR/LL6 18/0/0, (907.1009)


European Rep.
Services GmbH
A-9300 St.
Veit/Glen
Sandgasse 39a

Part#: 907.1009

Desc: DBT UR/LL6 18/0/0
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



8. Верхний правый первый моляр TBT UR6 18/.045/0/+9, (907.1030)


OrthoDent, Inc.
Service Center
A-9300 St
Vellu Glen
Sandgate 39a

Part#: 907.1030

Desc: TBT UR6 18/.045/1+9
1 EACH

Lot #: 110216


For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



9. Верхний левый первый моляр TBT UL6 18/.045/0/+9, (907.1031)



10. Нижний правый первый моляр SBT LR6 18/-25/+5, (907.1040)




11. Нижний левый первый моляр SBT LL6 18/-25/+5, (907.1041)

Part#: 907.1041
Desc: SBT LL6 18/-25/+5
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



World Class Technology
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a




12. Нижний правый первый моляр DBT LR6 18/0/+4, (907.1046)

Part#: 907.1046
Desc: DBT LR6 18/0/+4
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glehen
Sandgasse 39a

Gr
Ni
CE
0408
2



13. Нижний левый первый моляр DBT LL6 18/0/+4, (907.1047)


Part#: 907.1047
Desc: DBT LL6 18/0/+4
1 EACH
Lot #: 110216
for Professional Use Only | Intended Use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

European Med.
Service Station
A-9300 St.
Veit/Glen
Sandgasse 39a







0408

14. Верхний правый /нижний левый первый моляр SBT UR/LL6 18/0/0, (907.1058)

European Rep.
Sales & Distribution
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a




Part#: 907.1058

Desc: SBT UR/LL6 18/0/0


1 EACH

Lot #: 110216


For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



0408



15. Верхний левый /нижний правый первый моляр SBT UL/LR6 18/0/0, (907.1059)



16. Верхний правый /нижний левый моляр BM SBT UR/LL 18/0/0, (907.1062)




17. Верхний левый /нижний правый первый моляр BM SBT UL/LR 18/0/0, (907.1063)


Part#: 907.2063
Desc: BM SBT UL/LR 22/0/0
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



European Reg.
EC Declaration
Serial 9300 St
Val/Clen
Sandgasse 39a




18. Верхний правый /нижний левый моляр BM SBT NHK UR/LL 18/0/0, (907.1068)



19. Верхний левый /нижний правый моляр BM SBT NHK UL/LR 18/0/0, (907.1069)

European Rep.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Gle
Sandgasse 39a




Part#: 907.1069

Desc: BM SBT NHK UL/LR 18/0/0
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



20. Нижний правый моляр BM SBT LR18/-25/0, (907.1074)

Verdant
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a

Part#: 907.1074

Desc: BM SBT LR18/-25/0
1 EACH


Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics

Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classic

1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




21. Нижний левый моляр BM SBT LL 18/-25/0, (907.1075)

Part#: 907.1075
Desc: BM SBT LL 18/-25/0
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



Eurodeal Rep.
A-3300 St
Veiligien
Sandgasse 39a




22. Верхний правый первый моляр SBT UR6 22/No/-10/+8, (907.2001)

Part#: 907.2001
Desc: SBT UR6 22/No/-10/+8
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




World Class Technology
EC Declaration
Service GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a



23. Верхний левый первый моляр SBT UL6 22/No/-10/+8, (907.2002)

European Rep.
Sales & Distribution
A-9300 St
Veit/Gallen
Sandgasse 39a



Part#: 907.2002


Desc: SBT UL6 22/No/-10/+8
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



0408




24. Верхний правый первый, второй моляр SBT UR6,7 22/No/-14/+8, (907.2005)



25. Верхний левый первый, второй моляр SBT UL6,7 22/No/-14/+8, (907.2006)

European Fed.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a





Part#: 907.2006

Desc: SBT UL6,7 22/No/-14/+8
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




26. Нижний правый первый моляр DBT LR6 22/-25/+4, (907.2050)

Part#: 907.2050
Desc: DBT LR6 22/-25/+4
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use: Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

European Part
EC Certification
Service Center
A-9380 St
Veit/Glehen
Sandgasse 39a

Cr
Ni
CE
0408




27. Нижний левый первый моляр DBT LL6 22/-25/+4, (907.2051)

European Rep.
Sales Division
Velt/Glen
Sandgasse 39a

Part#: 907.2051
Desc: DBT LL6 22/-25/+4
1 EACH
Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



28. Нижний правый первый моляр 17-4 LBT LR6 22/0/+4, (907.2052)



World Class
Technology
A - 9300 St
Voll/Glen
Sandgate 39a

Part#: 907.2052

Desc: 17-4 LBT LR6 22/0/+4
1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



29. Нижний левый первый моляр LBT LL6 22/0/+4, (907.2053)

World Class
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glen
Sandgasse 39a

Part#: 907.2053

Desc: LBT LL6 22/0/+4

1 EACH

Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics


Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classic


1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



CE
0408



30. Нижний правый первый моляр LBT LR6 22/-12/+4, (907.2054)




31. Нижний левый первый моляр LBT LL6 22/-12/+4, (907.2055)

Part#: 907.2055
Desc: LBT LL6 22/-12/+4
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

European Part
EC Certification
Sealmark Stamp
A-9300 St
Vet/Glen
Sandgasse 39a

Cr
Ni
CE
0408
Ⓢ



32. Верхний левый/нижний правый первый моляр SBT UL/LR6 22/0/0, (907.2059)

European Med.
EC Certification
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Gle
Sandgasse 39a

Part#: 907.2059

Desc: SBT UL/LR6 22/0/0


1 EACH

Lot #: 110216


For Professional Use Only | Intended use: Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology

Also Traded as Ortho Classico

1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065



CE
0408




Part#: 907.2062
Desc: BM SBT UR/LL 22/10/10
1 EACH
Lot #: 110216

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

European Region
EC Certificate
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Glan
Sandgasse 39a

Cr
Ni
CE
0408
No


34. Верхний левый/нижний правый моляр BM SBT UL/LR 22/0/0, (907.2063)




35. Верхний правый/нижний левый моляр BM SBT NHK UR/LL 22/0/0, (907.2068)

Part#: 907.2068
Desc: BM SBT NHK UR/LL 22/0/0
1 EACH
Lot #: 110216
For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classic
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065

European Reg.
EC Certification
A-9300 St
VeluGlen
Sandgate 39a



36. Верхний левый/нижний правый моляр BM SBT NHK UL/LR 22/0/0, (907.2069)



37. Нижний правый первый моляр DBT UL/ LR6 22//0/0, (907.2096)

European
Services GmbH
A-9300 St
Veit/Gle
Sandgasse 39a

Part#: 907.2096


Desc: DBT UL/ LR6 22//0/0
1 EACH

Lot #: 110216


For Professional Use Only | Intended use Orthodontics
Manufacturer: World Class Technology
Also Traded as Ortho Classico
1300 NE Alpha Drive McMinnville, OR 97128 USA 866.752.0065




0408




38. Трубка Побанца двойная универсальная левая POBANZ DOUBLE AUX TUBE UNIV L 22/0/+4,
(907.2097)





39. Верхний правый первый/второй моляр с крючком SBT UR 6/7 HK 22/0/0/9, (907.2099)




40. Нижний правый первый/второй моляр с крючком SBT LR 6/7 HK 22/-22/0/3, (907.2107)



Щечные трубки на моляры паз .018" и .022" неконвертируемые одинарные, двойные и тройные,
вариант исполнения: Верхний правый первый моляр с крючком P21 SBT UR6 HK 21/-22/0/9, (947.2099)





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Щечные трубки на моляры паз .018" и .022" неконвертируемые одинарные, двойные и тройные, вариант исполнения: Верхний левый первый моляр с крючком P21 SBT UL6 HK 21/-22/0/9, (947.2100)



Маркировка изделия



Изделие без упаковки

2. Дуги Н4 универсальная форма (верхние/нижние), варианты исполнения:
Дуги Н4 универсальная форма (верхние/нижние).

Примечание: Варианты различных сечений .010", .012", .014", .016", .018", .020",

Термоактивный никель-титан H4 TA U/L
H4 TA U/L .019 X .025, (320.0388)




Суперэластичный никель-титан H4 SE U/L
H4 SE U/L .014 (325.0381)




Нержавеющая сталь H4 SS U/L
H4 SS U/L .016 X .025, (651.0385)




БетаТитан Н4 ВТ U/L
Н4 ВТ U/L .020 X .020, (646.0389)




Дуги Н4 Питтс стандартная форма (верхние/нижние)
 Термоактивный никель-титан H4 Pitts Standard TA U/L
 H4 Pitts Standard TA U/L .012, (320.0430)




Термоактивный никель-титан H4 Pitts Standard TA U/L
H4 Pitts Standard TA U/L .014 X .025, (320.0434)




Суперэластичный никель-титан H4 Pitts Standard SE U/L
H4 Pitts Standard SE U/L .014, (325.0431)




- Суперэластичный никель-титан H4 Pitts Standard SE U/L
H4 Pitts Standard SE U/L .020 X .020, (325.0439)



- Нержавеющая сталь H4 Pitts Standard SS U/L
H4 Pitts Standard SS U/L .017 X .025, (651.0436)





Бета Титан Н4 Pitts Standard BT U/L
Н4 Pitts Standard BT U/L .019 X .025, (646.0438)




Термоактивный никель-титан H4 Pitts Broad TA U/L
H4 Pitts Broad TA U/L .012, (320.0400)

Термоактивный никель-титан H4 Pitts Broad TA U/L
H4 Pitts Broad TA U/L .012, (320.0400)




Термоактивный никель-титан H4 Pitts Broad TA U/L
H4 Pitts Broad TA U/L .014 X .025, (320.0404)




Суперэластичный никель-титан H4 Pitts Broad SE U/L
H4 Pitts Broad SE U/L .014, (325.0401)




Суперэластичный никель-титан H4 Pitts Broad SE U/L
H4 Pitts Broad SE U/L .020 X .020, (325.0409)



Нержавеющая сталь H4 Pitts Broad SS U/L
H4 Pitts Broad SS U/L .016 X .022, (651.0414)





БетаТитан Н4 Pitts Broad BT U/L
Н4 Pitts Broad BT U/L .017 X .025, (646.0406)



Дуги ортодонтические универсальная форма (верхние/нижние)


Термоактивный никель-титан International Niti TA U/L
INT Niti TA L .014/.36 (61.40.510.00014)



Термоактивный никель-титан International Niti TA U/L
 INT NiTi TA L .020x.020/.51x.51 (61.40.510.02020)



Нержавеющая сталь форма International для верхней и нижней челюстей SS U/L
Нижние / Lower:
SS L .012/.30, (61.40.580.00012)




Нижние / Lower:
SS L .017x.025/.43x.64, (61.40.580.01725)




БетаТитан форма International для верхней и нижней челюстей INT BT U/L

Нижние / Lower
INT BT L .018/.46, (61.40.570.00018)



INT BT L .017x.025/.43x.64, (61.40.570.01725)




Проволока ортодонтическая в прямых отрезках разного сечения


Примечание: Варианты различных сечений .016", .018", .014", .020", .030", .032", .036", .016x016", .016x.022", .017x.025", .018x.025", .019x.025", .021x.025", .018x.018" являются типоразмерами медицинского изделия.

- БетаТитан круглое сечение BT STL RD

BT STL RD .018 14", (40.40.870.00018)





БетаТитан прямоугольное сечение BT STL REC
BT STL REC .019 x .025 14", (40.40.870.01925)



Проволока для ретейнеров

Мягкая нержавеющая сталь для ретейнеров Dead Soft Retention Wire (40.40.700.01027)





7. Резиновые элементы, варианты исполнения:

Примечание: Фотографические изображения изделий, распространить на все варианты исполнения изделий, представленных к регистрации

- Безлатексные лигатуры LT варианты исполнения по цветам:

Примечание: Варианты различных цветов для лигатур являются типоразмерами медицинского изделия.

Голубой/ LT Blue, (60.63.510.02200)



- Эластические тяги LE (высококачественный латекс)

Примечание: Варианты различных размеров и силы для эластических тяг являются типоразмерами медицинского изделия.

Примечание: Фотографические изображения изделий, распространить на все варианты исполнения изделий, представленных к регистрации

LE 1/8" 3mm 2.5 Light/Легкий , (60.63.833.00025)



LE 3/16" 5mm 3.5 Medium/Средней жесткости, (60.63.844.00035)




- Эластические цепочки

Примечание: Варианты различных размеров шага (короткий, длинный, без шага), цветов, и толщины являются типоразмерами медицинского изделия.

С коротким шагом (short) ESC. в катушках по 15 футов (4,572 м). Вариации цветов: Голубой/Blue, (60.62.200.02100)



Короткая ультра тонкая, прозрачная .015/ Short Ultra Slim Advan.Chain Clear .015, (60.62.207.05100)



С длинным шагом (long) ELC. в катушках по 15 футов (4,572 м). Вариации цветов:
 Длинная ультра тонкая, прозрачная .015/ Long Ultra Slim Advan.Chain Clear .015, (60.62.307.05110)




Без шага (Continuous) ECC. в катушках по 15 футов (4,572 м). Вариации цветов:
 Черный/ Black, (60.62.400.01120)



Без шага ультра тонкая, прозрачная .015/ Cont. .015 Ultra Slim Advan.Chain Clear, (60.62.407.05120)



- Прочие эластические элементы
Трубка защитная для дуги Bumper Tubing Clear 10ft (3,05м), (60.60.192.02710)



Сепараторы моляров ROS Singles Medium Blue Color, (60.61.110.02110)





8. Металлические микроэлементы для фиксации к дугам ортодонтическим, варианты исполнения:



Передняя торковая (силовая) пружина . Anterior Torquing Spring, (60.80.800.05064)





Большая торковая (силовая) пружина Large Torquing Spring, (60.40.507.00001)



Маленький микростоп Small Micro Stop, (60.40.290.00613)



Большой микростоп Large Micro Stop, (60.40.290.06130)



Зажимной крючок на дугу Crimpable Ball Hooks, (906.0004)




Зажимной стопор на дугу кнопки Crimpable Stop, (906.0005)





Кнопка круглая изогнутая BLB Round Curved, (906.0000)




Кнопка прямоугольная плоская BLB Rectangular Flat, (906.0001)



- Кнопка прямоугольная изогнутая BLB Rectangular Curve, (906.0002)



Микрокнопка Mini-BLB, (906.0003)



9. Металлические лигатуры для фиксации дуг к брекетам, варианты исполнения:


- Преформированные лигатуры различного сечения:

.009"(0,23мм), (60.40.700.00009)

типоразмеры .009"(0,23мм), .010"(0,25мм), .011"(0,28мм), .012"(0,30мм).



.012"(0,30мм) под цвет зуба, (60.40.700.00112)




For Professionals Use Only Intended use Orthodontics
3M
Catalog # DU 40 / DU 0012
Dent: Preformed LT Tooth
Dent: Colored 012



Warning: This product contains
nickel and other substances
which may cause allergic
reactions in some
individuals.

ADVERTENCIA: Este producto
contiene níquel y otras
sustancias que pueden
causar reacciones
alérgicas en algunas
personas.



Лигатуры Кобаяши, длинные
.012"(0,30мм), (60.40.700.00120)
типоразмеры .012"(0,30мм), .014"(0,36мм)




Лигатуры Кобаяши, короткая
.012"(0,30мм), (60.40.700.00121); .
типоразмеры .012"(0,30мм), .014"(0,36мм)





Лигатуры Кобаяши, короткая
.014" (0,36мм) под цвет зуба, (60.40.700.00142)



Короткие преформированные лигатуры .010" (0,25мм) , (60.40.700.10000)



- Короткие преформированные лигатуры .012"(0,30мм) цвет зуба, (60.40.700.12000)



Пружины никель-титановые открывающие Open coil spring (OCS)

Суперлегкая в катушках по 21 дюйм (53,54 см). "OCS Extra Light 21"" Spool", (60.40.212.00021)



Легкая в катушках по 21 дюйм (53,54 см). "OCS Light 21"" Spool", (60.40.222.00021)



Средне-легкая в катушках по 21 дюйм (53,54 см). "OCS Medium Light 21"" Spool",
(60.40.282.00021)



Средняя в катушках по 21 дюйм (53,54 см). "OCS Medium 21"" Spool" , (60.40.232.00021)



Тяжелая в катушках по 21 дюйм (53,54 см). "OCS Heavy 21"" Spool", (60.40.242.00021)





Средне-тяжелая в катушках по 21 дюйм (53,54 см). "OCS Medium Heavy 21"" Spool", (60.40.272.00021)




Ключи

- Ключ для позиционирования брекетов Self-Locking Bracket Tweezer – Straight, (60.90.700.00300)



Ключ для открывания брекетов H4 // H4 Tool, (916.0100)







Ключи для установки эластиков разноцветные в упаковке/Elastic Placement Tools Basic Colors Pack, (60.63.000.31100)




Дуги H4 Питтс широкая форма (верхние/нижние), вариант исполнения:


- Термоактивный никель-титан H4 Pitts Broad TA U/L типоразмеры: H4 Pitts Broad ULTRA SOFT TA .018 X .018 (600.0492)





Маркировка изделия






Изделие без упаковки

Резиновые элементы, вариант исполнения: Прочие эластические элементы
Трубки эластическая .030 прозрачная 25 ft (7,62м) 60.61.192.03025






Маркировка изделия




Изделие в упаковке





Изделие без упаковки

Дуги ортодонтические многожильные (верхние/нижние), вариант исполнения:

- Нержавеющая сталь форма BRAIDED 8-STRAND для верхней и нижней челюстей U/L типоразмеры: .021x.025/.53x64 в упаковках по 10 шт. (61.40.160.82125)



Маркировка изделия




Изделие без упаковки



Дуги ортодонтические многожильные (верхние/нижние), вариант исполнения:

- Нержавеющая сталь форма BRAIDED 8-STRAND для верхней и нижней челюстей U/L типоразмеры:

Нижние / Lower: .016x.022/.41x.56 в упаковках по 10 шт. (61.40.260.81622)




Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Проволока ортодонтическая в прямых отрезках разного сечения, вариант исполнения:
- Нержавеющая сталь круглое сечение типоразмеры: .012 Round (40.40.880.00012)



Упаковка изделия





Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Проволока ортодонтическая в прямых отрезках разного сечения, вариант исполнения:


- Нержавеющая сталь прямоугольное сечение типоразмеры: .021x.025 Rectangle (40.40.880.02125)



Упаковка изделия




Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Пружины никель-титановые открывающие Open coil spring (OCS), вариант исполнения: Суперлегкая в упаковке по 3 штуки длиной 7 дюймов (17,78 см). «OCS Extra Light 7» (60.40.211.00007)




Маркировка изделия





Изделие без упаковки

Пружины никель-титановые открывающие Open coil spring (OCS), вариант исполнения: Легкая в упаковке по 3 штуки длиной 7 дюймов (17,78 см). «OCS Light 7» (60.40.221.00007)




Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Пружины никель-титановые открывающие Open coil spring (OCS), вариант исполнения: Средне-легкая в упаковке по 3 штуки длиной 7 дюймов (17,78 см). «OCS Medium Light 7» (60.40.281.00007)




Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Пружины никель-титановые открывающие Open coil spring (OCS), вариант исполнения: Средне-тяжелая в упаковке по 3 штуки длиной 7 дюймов (17,78 см). «OCS Medium Heavy 7» (60.40.271.00007)




Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Пружины никель-титановые открывающие Open coil spring (OCS), вариант исполнения: Тяжелая в упаковке по 3 штуки длиной 7 дюймов (17,78 см). «OCS Heavy 7» (60.40.241. 00007)



Маркировка изделия





Изделие без упаковки

Пружины никель-титановые открывающие Open coil spring (OCS), вариант исполнения: Средняя в упаковке по 3 штуки длиной 7 дюймов (17,78 см). «OCS Medium 7» (60.40.231.00007)




Маркировка изделия




Изделие без упаковки

Пружины никель-титановые закрывающие Closed coil spring (CCSE), вариант исполнения:
Суперлегкая 9 мм, усилие 75 гм. (9 mm,75gm), (extra light), (60.40.110.09075)



Маркировка изделия




Маркировка изделия



Изделие без упаковки


Пружины никель-титановые закрывающие Closed coil spring (CCSE), вариант исполнения: Легкая 12 мм, усилие 150 гм. (12 mm 150gm), (light), (60.40.120.12150)



For Professional Use Only | Intended use Orthodontics



ORTHOCCLASSIC



0197

REF 60.40.120.12150 QTY: 10 PK

Desc: CCSE 12 mm 150gm of Force

LOT F1605441



D8176040120121500/SS7F1605441



Manufactured By:
World Class Technology
Corporation
1300 NE Alpha Drive /
McMinnville, OR 97128 USA /
866.752.0065

EC REP

European Rep.
EC Certification Services
GmbH
A - 9300 St Veit/Glen
Sandgasse 39a

Маркировка изделия




Маркировка изделия




Изделие без упаковки


Пружины никель-титановые закрывающие Closed coil spring (CCSE), вариант исполнения:
Среднее 9 мм, усилие 200 гм. (9 mm, 200 gm), (medium), (60.40.130.09200)



Маркировка изделия




Маркировка изделия



Изделие без упаковки

Пружины никель-титановые закрывающие Closed coil spring (CCSE), вариант исполнения: Тяжелое 12 мм, усилие 250 гм. (12 mm, 250 gm), (heavy), (60.40.140.12250



Маркировка изделия

For Professional Use Only | Intended use Orthodontics

WARNING: This product contains Nickel and should not be used for individuals with known allergic sensitivity to metals.

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du nickel et ne doit pas être utilisé chez les personnes allergiques aux métaux.

WARNUNG: Dieses Erzeugnis enthält nickel und sollte fuer Personen mit bekannter allergischer Empfindlichkeit gegen dieses Metall nicht benutzt werden.

ADVERTENCIA: Este producto contiene níquel y no debe usarse en personas con sensibilidad alérgica conocida a estos metales.

AVVERTIMENTO: Questo prodotto contiene nichello. Non usarlo su pazienti allergici a questi metalli.




0197



Manufacturer:
World Class Technology
1300 NE Alpha Drive
McMinnville, OR 97128 USA
866.752.0065

EC REP

European Rep.
EC Certification Services
GmbH
A-9300 St Veit/Glen
Sandgasse 39a




Маркировка изделия




Изделие без упаковки


Ключи, вариант исполнения: Ключ для открывания брекетов Director Tool, (916.0101)



Маркировка изделия




Изделие в упаковке





Изделие без упаковки

Ключ для открывания Quick Turn Tool, (246.1000)



Прошито, пронумеровано
213 лист(ов))
скреплено печатью

