

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО ПКФ «Луидор»



Е.В. Ставцева

«04» октября 2023

М.П.

КОМПЛЕКС ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ
(в комплектации передвижной маммографический кабинет)

Фотографические изображения

№3/Ф/23



Рисунок 1 – Фотографическое изображение общий вид 1.



Рисунок 2 – Фотографическое изображение общий вид 2.



Рисунок 3 – Фотографическое изображение общий вид



Рисунок 4 – Тамбур (шкаф, конвектор, огнетушитель ОП-5).



Рисунок 5 –Тамбур(окно, облучатель-рециркулятор)



Рисунок 6 – Тамбур (завеса тепловая).



ВНИМАНИЕ!!!
ПРИ РАЗРЯДЕ БАТАРЕЙКИ
ПОЖАРОИЗВЕЩАТЕЛЯ
ИЗДАЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ О
НЕОБХОДИМОСТИ
ЗАМЕНЫ БАТАРЕЙКИ
(БАТАРЕЙКИ ВНУТРИ КОРПУСА)

Рисунок 7 – Тамбур(извещатель пожарный, фильтровентиляционное устройство).



Рисунок 8 – Процедурный кабинет (система маммографическая МХ с принадлежностями, модель 600, рабочее кресло, складное кресло, рабочий стол, кабель ввода электропитания внешней сети)



Рисунок 9 – Процедурный кабинет(рабочее кресло, рабочий стол, персональный компьютер, устройство контроля температуры, контейнер для отходов, устройство переговорное, кондиционер, облучатель-рециркулятор)



Рисунок 10 – Процедура кабинет(конвектор)



Рисунок 11 – Процедурный кабинет (окно, отопитель воздушный)



Рисунок 12 – Процедурный кабинет (завеса тепловая)



Рисунок 13 – Процедурный кабинет (шкаф, стабилизатор напряжения, щиток электрический, блок предохранителей, вольтметр)



Рисунок 14 – Процедура кабинет (щиток электрический)

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		
№	ЦЕЛЬ	Ток, А
1	АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ ТАМБУРА	20
2	БЛОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ (АППАРАТОВ)	5
3	ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО	5
4	АВТОНОМНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА	20
5	ФОНАРЬ НЕ ВХОДИТЬ	5
6	ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ ЗОНЫ ВХОДА	5
7	ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА	5
8	ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА	5
9	ОСВЕЩЕНИЕ ОТСЕКА	5
10	ОСВЕЩЕНИЕ ОТСЕКА	5
11	РЕЗЕРВ	5
12	РЕЗЕРВ	5
13	РЕЗЕРВ	5



Рисунок 15 – Процедура кабинет (блок предохранителей)




Рисунок 16 – Кабина водителя (зарядные устройства, устройство переговорное, устройство выхода в интернет)




Рисунок 17 – Генератор



Рисунок 18 – Кабина водителя (аккумуляторная батарея, огнетушитель)



Рисунок 19 – Наружный ввод электропитания от внешних источников



Рисунок 20 – Стойки опорные домкратные



Рисунок 21 – Кабина водителя (комплект бортового инструмента)



Рисунок 22 – Дополнительное оборудование (Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед»). В упаковке. Для стационаров.




Рисунок 23 – Дополнительное оборудование (Комплект индивидуальных полевых индивидуальных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИС3 – «РЕНЕКС»



Рисунок 24 – Дополнительное оборудование (Устройство рентгенографическое цифровое УРЦ-М-«РЕНЕКС»)

ООО ПКФ «Пумдор»
 Компания зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) на базе ГИС.С.К. 1000
 № Рег. Уд. _____ от _____
 ТУ 29.10.59-105-72314595-2023
 МОДЕЛЬ 2250JJ
 СЕРИЙНЫЙ № 0001
 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 09.2023
 РФ, г. Балахна ул. Елизарова д.1 к.18 т.(831)256-20-20
 220В 50Гц РХ2
 Макс. потребляемая
 мощность 13,5 кВт




Рисунок 25 – маркировка медицинского изделия

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

26 листов

Генеральный директор ООО ПКФ «Луидор»

/Е.В. Ставцева/



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО ПКФ «Луидор»

Е.В. Ставцева

05 октября 2023г.

М.П.



Комплекс передвижной медицинский (в комплектации передвижной
маммографический кабинет) на базе ГАЗ С4, 3308 по ТУ 29.10.59-105-
72314595-2023

Данные о маркировке и упаковке
медицинского изделия

1. Маркировка

Маркировка комплекса включает в себя маркировку транспортного средства и маркировку комплекса, как медицинского изделия.

1.1 Маркировка транспортного средства.

Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

Место расположения идентификационного номера (VIN):

- на табличке изготовителя;

- на водосточном желобе, под капотом или на задней стойке проема правой двери кабины.

Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационный номер транспортного средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	C	2	2	5	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

где:

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z7C – Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Луидор».

поз. 4 – 9: обозначение типа и модификаций транспортного средства: 2250JA, 2250JB, 2250JC, 2250JD, 2250JE, 2250JF, 2250JG, 2250JJ, 2250JK.

поз. 10: код модельного года, согласно Таблице 1 Приложения №7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

поз. 11 – 17: производственный номер транспортного средства.

1.2 Маркировка комплекса, как медицинского изделия. См рис.1.

Место расположения таблички медицинского изделия: на задней стойке проема правой двери кабины рядом с табличкой производителя.

Маркировка комплекса, как медицинского изделия, включает в себя следующую информацию:

- наименование изготовителя;
- адрес производственной площадки;
- наименование изделия;
- обозначение технических условий;
- дату выпуска (месяц, год);
- серийный номер;
- дата и номер регистрационного удостоверения;
- знак «Переменный ток»;
- знак «Общий знак предупреждения»;
- знак «Выполнение инструкции по эксплуатации (обязательное)»;
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой;

- напряжение источника питания комплекса;
- частота питания комплекса;
- максимальная потребляемая мощность.

ООО ПКФ «Луидор»	
Комплекс передвижной медицинский (в комплектации передвижной маммографический кабинет) на базе ГАЗ С4, 3308	
№ Рег. Уд. _____ от _____	
ТУ 29.10.59-105-72314595-2023	
МОДЕЛЬ _____	2250
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ _____	
СЕРИЙНЫЙ № _____	
РФ, г. Балахна ул.Елизарова д.1к.18 т.(831) 256-20-20	
  	220В 50Гц IPX2
Макс. потребляемая мощность 13,5 кВт	

Рис.1

1.3 Маркировка розеточных групп.

Маркировка розеточных групп должна содержать:

- знак безопасности ИСО 7010-W001 (см. таблицу D.2, знак безопасности 2 ГОСТ Р МЭК 60601-1);
- маркировку либо отдельно, либо в сочетании с указанием максимально допустимого тока или выходной мощности в амперах или вольт-амперах (п. 16.9.2.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1);
- указание номинальной частоты электропитания;
- указание номинального выходного напряжения.

1.4 Маркировка разъёма внешнего питающего ввода.

Маркировка разъёма внешнего питающего ввода должна содержать:

- указание номинальной частоты электропитания;
- указание номинального напряжения источника питания;
- указание максимальной потребляемой мощности.

1.5 Цвета, используемые на маркировке и информационных табличках:

- Синий - СМУК 100 20 0 0;
- Чёрный - СМУК 100 100 100 95

Числовые значения - процентное отношение голубого, пурпурного, желтого и черного цвета, которые можно комбинировать для получения любого желаемого оттенка.

2.Упаковка.

2.1 Комплекс передвижной медицинский (в комплектации передвижной маммографический кабинет) на базе ГАЗ С4, 3308 по ТУ 29.10.59-105-72314595-2023 не подлежит упаковке.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа
Генеральный директор ООО ПКФ «Луидор»



/Е.В. Ставцева/