




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия.




Фотографическое изображение – Общий вид изделия: Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразового применения «Лидер» по ТУ 32.50.21-002-30758823-2023



Фотографическое изображение – Общий вид изделия: Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразового применения «Лидер» по ТУ 32.50.21-002-30758823-2023 (в сложенном виде)





Фотографическое изображение – Общий вид индивидуальной упаковки изделия:
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразового применения «Лидер» по ТУ 32.50.21-002-30758823-2023



Фотографическое изображение – Общий вид транспортной упаковки изделия:
Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразового применения «Лидер» по ТУ 32.50.21-002-30758823-2023

Сшито и заверено печатью 3
(Три) лист 2

ДИРЕКТОР ООО «ЛИДЕР»
Моль, К.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Лидер»

Моль К.А.

«20» декабря 2023 г.



Этикетки

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»
одноразового применения «Лидер» по ТУ 32.50.21-002-30758823-2023

Этикетка

потребительской упаковки

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразового применения «Лидер»



**НЕСТЕРИЛЬНО
НЕТОКСИЧНО**

Способ применения:

Внести желтый мундштук в рот пациента. Прижать полиэтиленовую салфетку устройства герметично к лицу пациента рукой и запрокинуть его голову. Зажать нос пациента. Провести вдвухание воздуха через белый мундштук. Для выдоха отпустить нос и полиэтиленовую салфетку устройства.

УСТРОЙСТВО для ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ

**«рот-устройство-рот»
одноразового применения «Лидер»**

по ТУ 32.50.21-002-30758823-2023

Производитель: ООО «Лидер», Россия, 633102,

Новосибирская обл., г.Обь, ул. Толстого 53.

Место производства: ООО «Лидер», 630107, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 161/1, бокс 26.

Тел. 8-913-725-11-55. e-mail: konstantin.mol@mail.ru

РУ № _____ от _____.

Срок годности 5 лет с даты изготовления.

Дату выпуска (год, месяц) и номер партии см. на упаковке

Условия хранения: по группе 2 (С) по ГОСТ 15150 при температуре от -25°C до +40°C при относительной влажности воздуха 98% при 25°C.

Условия утилизации: Использованные изделия по классу Б согласно СанПиН 2.1.3684-21. Изделия, с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами.

Этикетка

Транспортной упаковки

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразового применения «Лидер»

УСТРОЙСТВО

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ
«рот-устройство-рот»
одноразового применения «Лидер»**

по ТУ 32.50.21-002-30758823-2023

ООО «Лидер», Россия, 633102,
Новосибирская обл., г.Обь, ул. Толстого 53,
Место производства: ООО «Лидер»,
630107, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 161/1, бокс 26.
Тел. 8-913-725-11-55.
e-mail: konstantin.mol@mail.ru
ПУ № _____ от _____.



1 46 78598 10079 7

Условия хранения:

по группе 2 (С) по ГОСТ 15150 при $t^{\circ}\text{C}$ от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$
при относительной влажности воздуха 98% при 25°C

Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Количество изделий: 1000 штук.

Партия:

Дата изготовления:

Сшито и заверено печатью Р
(Луганск АНИЧЕННИЙ) лист а

ДИРЕКТОР ООО «ЛЕНДЕР»
Моль К.А.