





Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнениях

Макет маркировки


2023

Комплект РВ-120

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»
РВ - 960 мкл
 ГГГГ-ММ-ДД
 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX  18°C  20°C **IVD**

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Тaq-полимераза - 50 мкл
 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX  18°C  20°C **IVD**

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Разбавитель - 2 мл
LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД  18°C  20°C **IVD**

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»
ПКО - 200 мкл
 ГГГГ-ММ-ДД
 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX  18°C  20°C **IVD**

Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Комплект РВ-120

- 1 Реакционная смесь (РВ), 960 мкл
- 2 Tag-полимераза, 50 мкл
- 3 Разбавитель, 2 мл
- 4 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 200 мкл
- 5 Инструкция
- 6 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 2 пробирки
- 1 пробирка
- 1 шт
- 1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT XXXXXX

REF XX-XXX/X

 ГГГГ-ММ-ДД

 ГГГГ-ММ-ДД

Только для in vitro диагностики. ТУ 21.20.23-111-41390295-2021
Для профессионального применения



-18°C -20°C



Σ 120



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7. 8-800-600-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbian.ru


Комплект OneStep-PB-60

Трихи/Гонорея-
ИМБИАН-ПЦР


Imbian
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**PB-OS - 28 мкл -
60 пробирок**


LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

 -18°C -20°C IVD

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР

Разбавитель - 1 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД


 -18°C -20°C IVD

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР

ПКО - 100 мкл

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

 -18°C -20°C IVD

Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении


Imbian

Комплект OneStep-PB-60

- 1 Амплификационная смесь (PB-OS), 28 мкл
- 3 Разбавитель, 1 мл
- 4 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл
- 5 Инструкция
- 6 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

60 пробирок

1 пробирка

1 пробирка

1 шт

1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX


LOT XXXXXX

REF XX-XXX/X

 ГГГГ-ММ-ДД

 ГГГГ-ММ-ДД

Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-111-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7. 8-800-600-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbian.ru

Комплект OneStep-PB-96

Трихи/Гонорея-
ИМБИАН-ПЦР


Imbian
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**PB-OS - 28 мкл -
96 пробирок**

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

 -18°C  -20°C 

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПКО - 100 мкл

ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

 -18°C  -20°C 

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Разбавитель - 1 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

 -18°C  -20°C 

Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Комплект OneStep-PB-96

- 1 Амплификационная смесь смесь (PB-OS), 28 мкл
- 2 Разбавитель, 1 мл
- 3 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл
- 4 Инструкция
- 5 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

96 пробирок
1 пробирка
1 пробирка
1 шт
1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXXX


LOT XXXXXX

REF XX-XXX/X

 ГГГГ-ММ-ДД

 ГГГГ-ММ-ДД

Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-111-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7. 8-800-600-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbian.ru


Комплект TwoStep-PB-60

Трихи/Гонорея-
ИМБИАН-ПЦР


Imbian
ООО «ИМБИАН ЛАБ»


**PB-TS - 28 мкл -
60 пробирок**

LOT XXXXXX ⏰ ГГГГ-ММ-ДД

 +2°C  +8°C 


Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Раствор Таг-полимеразы - 500 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД
⏰ ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX  +2°C  +8°C 


Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Разбавитель - 1 мл

LOT XXXXXX ⏰ ГГГГ-ММ-ДД  +2°C  +8°C 

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПКО - 100 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД
⏰ ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX  +2°C  +8°C 

Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Комплект TwoStep-PB-60

- 1 Реакционная смесь (PB-TS), 28 мкл
- 2 Раствор Tag-полимеразы, 500 мкл
- 3 Разбавитель, 1 мл
- 4 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл
- 5 Инструкция
- 6 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

60 пробирок

1 пробирка

1 пробирка

1 пробирка

1 шт

1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX


LOT XXXXXX

REF XX-XXX/X

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-111-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7. 8-800-600-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbian.ru

Комплект TwoStep-PB-96

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР

Imbian
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

PB-TS - 21 мкл - 96 пробирок

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

 +2°C  IVD

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Раствор Таг-полимеразы - 800 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД
 ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX  +2°C  IVD

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПКО - 100 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД
 ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX  +2°C  IVD

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Разбавитель - 1 мл

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД  +2°C  IVD

Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Комплект TwoStep-PB-96

- 1 Реакционная смесь (PB-TS), 21 мкл
- 2 Раствор Tag-полимеразы, 800 мкл
- 3 Разбавитель, 1 мл
- 4 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл
- 5 Инструкция
- 6 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

96 пробирок

1 пробирка

1 пробирка

1 пробирка

1 шт

1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X



ГГГГ-ММ-ДД




ГГГГ-ММ-ДД

Только для in vitro диагностики.

ТУ 21.20.23-111-41390295-2021

Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7. 8-800-600-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbian.ru

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-111-41390295-2021

Количество наборов

шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

REF XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

Для набора реагентов комплект РВ-120 допустима транспортировка при температуре +2 до +8 °С в течении 5 дней (не более)

Для набора реагентов комплект TwoStep-PB-60, комплект TwoStep-PB-96 допустима транспортировка при температуре от +18 до +25°С в течении 3 суток (не более)

Для набора реагентов комплект OneStep-PB-60, комплект OneStep-PB-96 допустима транспортировка при температуре от +2 до +8 °С в течении 1 суток (не более) либо в пенопластовых контейнерах с сухим льдом в течении 3 суток. Изделия, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

-20°С
-18°С

IVD



Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека

«Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021,
в исполнениях

Комплект РВ-120/Комплект OneStep-PB-60/

Комплект OneStep-PB-96/

Комплект TwoStep-PB-60/

Комплект TwoStep-PB-96

- **нужное подчеркнуть**

Масса нетто кг


Масса брутто кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7.
8-383-209-34-54; 8-800-600-90-77;
info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 12
генерального лист 06

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/Осипова В.В.

» 10. 2023 г.



Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнениях


Комплект РВ-120:
Реакционная смесь (РВ), 960 мкл



Таг-полимераза, 50 мкл




Разбавитель, 2 мл



Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 200 мкл.





Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Комплект РВ-120

- 1 Реакционная смесь (РВ), 960 мкл
- 2 Таг-полимераза, 50 мкл
- 3 Разбавитель, 2 мл
- 4 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 200 мкл
- 5 Инструкция
- 6 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении

Imbian

1 пробирка

1 пробирка

2 пробирки

1 пробирка

1 шт

1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 06

REF 01

 2023-01-17

 2024-01-17

Только для in vitro диагностики. ТУ 21.20.23-111-41390295-2021
Для профессионального применения



-18°C -20°C




Σ 120



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
р.п. Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7. 8-800-600-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbian.ru

Комплект OneStep-PB-60:
Амплификационная смесь (PB-OS), 28 мкл. - 60 пробирок;




Разбавитель, 1 мл



Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл





Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Комплект OneStep-PB-60

- 1 Амплификационная смесь (PB-OS), 28 мкл
- 3 Разбавитель, 1 мл
- 4 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл
- 5 Инструкция
- 6 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

60 пробирок

1 пробирка

1 пробирка

1 шт

1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

LOT 06

REF 01

2023-09-17


2024-01-17

Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-111-41390295-2021
Для профессионального применения




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
р.п. Кольцово, ул. Садовая
д. 2/7, 8-800-600-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbian.ru

Комплект OneStep-PB-96:
Амплификационная смесь (PB-OS), 28 мкл. - 96 пробирок;




Разбавитель, 1 мл



Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл





Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Комплект OneStep-PB-96

- 1 Амплификационная смесь смесь (PB-OS), 28 мкл
- 2 Разбавитель, 1 мл
- 3 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл
- 4 Инструкция
- 5 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

96 пробирок

1 пробирка

1 пробирка

1 шт

1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 06

REF 01

 2023-09-17


 2024-01-17

Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-111-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
р.п. Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7 8-800-800-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbian.ru


Комплект TwoStep-PB-60:
Реакционная смесь (PB-TS), 28 мкл. - 60 пробирок;



Раствор Таг-полимеразы, 500 мкл.






Разбавитель, 1 мл



Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл





Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Комплект TwoStep-PB-60

- 1 Реакционная смесь (PB-TS), 28 мкл
- 2 Раствор Tag-полимеразы, 500 мкл
- 3 Разбавитель, 1 мл
- 4 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл
- 5 Инструкция
- 6 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-111-41390295-2021
Для профессионального применения

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении

Imbian

60 пробирок

1 пробирка

1 пробирка

1 пробирка

1 шт

1 шт


РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 06

REF 01

 2023-04-17

 2024-01-17



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7 8-800-800-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbiana.ru

Комплект TwoStep-PB-96:
Реакционная смесь (PB-TS), 21 мкл. - 96 пробирок;



Раствор Tag-полимеразы, 800 мкл




Разбавитель, 1 мл



Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл.





Трихи/Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека «Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Комплект TwoStep-PB-96

- 1 Реакционная смесь (PB-TS), 21 мкл
- 2 Раствор Tag-полимеразы, 800 мкл
- 3 Разбавитель, 1 мл
- 4 Положительный контрольный образец ИППП (ПКО), 100 мкл
- 5 Инструкция
- 6 Вкладыш с данными положительного контрольного образца ИППП

96 пробирок

1 пробирка

1 пробирка

1 пробирка

1 шт.

1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX


LOT 06

REF 01

 2023-04-17

 2024-01-17

Только для in vitro диагностики.
ТУ 21.20.23-111-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
р.п. Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7, 8-800-600-90-77;
8-383-209-34-54; info@imbian.ru

Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени в пробах, выделенных из биологических образцов человека
«Трихи/Гонорея-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-111-41390295-2021,
в исполнениях

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-111-41390295-2021

Количество наборов

шт

LOT 06

2023-01-17

REF 01

2024-01-17

Комплект PB-120/Комплект OneStep-PB-60/
Комплект OneStep-PB-96/
Комплект TwoStep-PB-60/
Комплект TwoStep-PB-96
- нужное подчеркнуть

Масса нетто	кг
Масса брутто	кг
Масса нетто потребительской упаковки	кг

Для набора реагентов комплект PB-120 допустима транспортировка при температуре +2 до +8 °C в течении 5 дней (не более)
Для набора реагентов комплект TwoStep-PB-60, комплект TwoStep-PB-96 допустима транспортировка при температуре от +18 до +25 °C в течении 3 суток (не более)
Для набора реагентов комплект OneStep-PB-60, комплект OneStep-PB-96 допустима транспортировка при температуре от +2 до +8 °C в течении 1 суток (не более) либо в пенопластовых контейнерах с сухим льдом в течении 3 суток. Изделия, транспортируемые с нарушением температурного режима, применению не подлежат.

-18°C -20°C

IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7.
8-383-209-34-54; 8-800-600-90-77;
info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Счито и заверено печатью 22
Осипова В.В. листа

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

