

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"



В.Ю. Гохгут

2022 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Тохо IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на иммунохимическом анализаторе «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-289-65614693-2022»


202_

Потребительская упаковка

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Тохо IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-289-65614693-2022.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Тохо IgG Контроль

YNLO



LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF CC841

Состав изделия

1. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный – 2 флакона по 2,0 мл;
 2. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный – 2 флакона по 2,0 мл;
 3. Инструкция по применению – 1 шт.;
 4. Аналитический паспорт – 1 шт.
- Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный

Лидлаб Амур Тохо IgG Контроль

лидкор
YNLO

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный

2,0 мл		Контрольный материал инактивирован	
N		REF	CC841
LOT	XXXXXXX	XX.XX.XXXX	

Потребительская упаковка

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Тохо IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-289-65614693-2022.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, За



Лидлаб Амур Тохо IgG Контроль



LOT	XXXXXXXXXX	XX.XX.XXXX	REF	XX.XX.XXX CC841
-----	------------	------------	-----	--------------------

Состав изделия

1. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный – 2 флакона по 2,0 мл;
2. Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный – 2 флакона по 2,0 мл;
3. Инструкция по применению – 1 шт.;
4. Аналитический паспорт – 1 шт.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный

Лидлаб Амур Тохо IgG Контроль

Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный

лидкор



2,0 мл				Контрольный материал инактивирован	
N	REF	CC841			
LOT	XXXXXXXXXX XX.XX.XXXX				


Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный

Лидлаб Амур
Тохо IgG Контроль
Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный

лидкор
YNLO

2,0 мл	 8°C 2°C	 IVD		 i	ProClin 300  	Контрольный материал инаktivирован	
Р	LOT	XXXXXXXX		REF	CC841		
		XX.XX.XXXX					







Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур АМГ Контроль» для контроля качества количественного определения свободного антимюллерова гормона (АМГ, АМН) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 284-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	CC818	

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Рохгут

2023 г.

М.П.



Фотографические изображения общего вида

«Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Тохо IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-289-65614693-2022»




Лиофилизированный контрольный материал, уровень 2, отрицательный



Лиофилизированный контрольный материал, уровень 1, положительный

Потребительская упаковка (Вид спереди-слева-сзади)



Потребительская упаковка (Вид спереди)

ООО «ЛИДКОР»

 Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор контрольных материалов «Лидлаб Амур Тохо IgG Контроль» для контроля качества количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-289-65614693-2022.


Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН XXXXXX от XX.XX.202X

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Потребительская упаковка (Вид слева)


лидкор



Для профессионального применения

Потребительская упаковка (Вид сзади)

Фотографическое изображение общего вида



Транспортная упаковка



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (всего) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/