

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

2022 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Тохо IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на иммунохимическом анализаторе «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022»

2022

Набор реагентов на 100 тестов

Набор реагентов «Лидлаб Амур Toxo IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Toxo IgG

Набор реагентов на 100 тестов



LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C88029G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 2 шт;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов на 200 тестов

Набор реагентов «Лидлаб Амур Toxo IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Toxo IgG

Набор реагентов на 200 тестов



LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C88029G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов на 500 тестов

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тохо IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Toxo IgG

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C88029G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 10 шт;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов на 1000 тестов

Набор реагентов «Лидлаб Амур Тохо IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Toxo IgG

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C88029G

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.,
 Реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп., Реагент для разведения образцов
 (R3), 6,5 мл/уп.)


лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур
Toxo IgG

3,5мл	6,5мл	6,5мл
R 1	R 2	R 3
LOT	XXXXXXXX	XX.XX.XXXX





Barcode: 9031 1017

Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

лидкор
Лидлаб Амур Toxo IgG

1,0 мл	LOT	XXXXXXXX
CAL 1	REF	C88029G








Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

лидкор
Лидлаб Амур Toxo IgG
Калибратор инактивирован

1,0 мл	LOT	XXXXXXXX
CAL 2	REF	C88029G








Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон




Пароизоляционные крышки






Транспортная упаковка




Набор реагентов «Лидлаб Амур Тохо IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C88029G




Набор реагентов «Лидлаб Амур Тохо IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C88029G




Набор реагентов «Лидлаб Амур Тохо IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C88029G	



Набор реагентов «Лидлаб Амур Тохо IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C88029G	

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

10 (десять) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

2023 г.


М.П.



Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Тохо IgG» для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-255-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 6,5 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 6,5 мл/уп.)



Пароизоляционные крышки



Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон.




Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон.



Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон.



Потребительская упаковка




Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)





Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.



Групповое фото.

Транспортная упаковка





Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
13 (приложить) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»
/Е. Ю. Гохгут/