



**Фотографические изображения и образцы маркировки
медицинского изделия**

**Контейнеры медицинские металлические для медицинских инструментов и
стерильных материалов КМ-«МЕДИКОН»
по ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 с принадлежностями**


производства ООО «НПФ «МЕДИКОН», Россия




Фотография 1. Контейнер цилиндрический с крышкой КЦК 301-01-415-«МЕДИКОН» (Ø76 x 415).




Фотография 2. Контейнер низкий КН 302-01-«МЕДИКОН» (600 x 400 x 50).




Фотография 3. Контейнер для медицинских инструментов с крышкой КМИК 303-04-«МЕДИКОН» (370 x 110 x 60).



Фотография 4. Контейнер медицинский с поворотной крышкой КМПК 304-09-60– «МЕДИКОН» (380 x 265 x 60).




Фотография 5. Контейнер перфорированный с крышкой и замком КПрК 305-22– «МЕДИКОН» (555 x 250 x 100).




Фотография 6. Контейнер перфорированный с крышкой и замком КПрК 305-05-«МЕДИКОН» (260x260x175).




Фотография 7. Контейнер перфорированный с поворотной крышкой и замком КПрПК 306-01-«МЕДИКОН» (85x50x20).




Фотография 8. Контейнер перфорированный с поворотной крышкой и замком КПрПК 306-02-20-«МЕДИКОН» (135x125x20).




Фотография 9. Контейнер перфорированный с поворотной крышкой и замком КПрПК 306-02-40-«МЕДИКОН» (135x125x40).




Фотография 10. Мат силиконовый прямоугольный МСп 311-07-«МЕДИКОН» (210 x 140 x 15).




Фотография 11. Мат силиконовый скругленный МСс 312-04-«МЕДИКОН» (230 x 240 x 15).




Фотография 12. Укладка в контейнер цилиндрический УКЦ 313-01- «МЕДИКОН» (Ø 72 x 70).




Фотография 13. Фиксатор для медицинского инструмента ФДИ 314-04- «МЕДИКОН» (510 x 235 x 60).



Фотография 14. Лоток для медицинского инструмента прямоугольный ЛИп 315-01-«МЕДИКОН» (340x85x50).







Фотография 15. Лоток для медицинского инструмента прямоугольный ЛИп 315-01-«МЕДИКОН» (340x85x50).







Фотография 16. Лоток для медицинского инструмента скругленный ЛИС-«МЕДИКОН».

Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45 www.oomedikon.ru	Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45 www.oomedikon.ru
Контейнер цилиндрический с крышкой КЦК 301-01-415-«МЕДИКОН» Ø76 x 415 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 12X18H9 по ГОСТ 5632-2014 Серийный номер: 10-19-301 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.	Контейнер низкий КН 302-01-«МЕДИКОН» 600 x 400 x 50 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ АМц по ГОСТ 4784-97 Серийный номер: 10-19-302 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.
Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45 www.oomedikon.ru	Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45 www.oomedikon.ru
Контейнер для медицинских инструментов с крышкой КМИК 303-04-«МЕДИКОН» 370 x 110 x 60 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 ТИТАН ВТ1 по ГОСТ 19807-91 Серийный номер: 10-19-303 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.	Контейнер медицинский с поворотной крышкой и замком КМПК 304-09-60-«МЕДИКОН» 380 x 265 x 60 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 12X18H9 по ГОСТ 5632-2014 Серийный номер: 10-19-304 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.
Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45 www.oomedikon.ru	Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45 www.oomedikon.ru
Контейнер перфорированный с крышкой и замком КПрК 305-01-«МЕДИКОН» 240 x 160 x 85 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 КРУГЛАЯ ПЕРФОРАЦИЯ С ПРЯМЫМИ РЯДАМИ ОТВЕРСТИЙ Типоразмер ячеек: □ - XS □ - S ☒ - M □ - L АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ АМц по ГОСТ 4784-97 Серийный номер: 10-19-305 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.	Контейнер перфорированный с поворотной крышкой и замком КПрПК 306-17-35-«МЕДИКОН» 240 x 170 x 35 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 КРУГЛАЯ ПЕРФОРАЦИЯ СО СМЕЩЕННЫМИ РЯДАМИ ОТВЕРСТИЙ Типоразмер ячеек: □ - XS □ - S ☒ - M □ - L ТИТАН ОТ4 по ГОСТ 19807-91 Серийный номер: 10-19-306 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.

Фотография 17. Образцы маркировки медицинского изделия «Контейнеры медицинские металлические для медицинских инструментов и стерильных материалов КМ-«МЕДИКОН» с принадлежностями по ТУ 32.50.50-006-27846954-2018».

Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  www.oomedikon.ru	Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  www.oomedikon.ru
Контейнер перфорированный с крышкой и замком КПрК 305-07-«МЕДИКОН» 260 x 260 x 225 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 ПЕРФОРАЦИЯ С ПРОДОЛГОВАТЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРЯМЫХ РЯДАХ Типоразмер ячеек: ☐ - XS ☒ - S ☐ - M ☐ - L АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ АМГ по ГОСТ 4784-97 Серийный номер: 10-19-305 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № ____ / ____ от ____ г.	Контейнер перфорированный с поворотной крышкой и замком КПрК 306-17-115-«МЕДИКОН» 240 x 170 x 115 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 ПЕРФОРАЦИЯ С ПРОДОЛГОВАТЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В СМЕЩЕННЫХ РЯДАХ Типоразмер ячеек: ☐ - XS ☒ - S ☐ - M ☐ - L ТИТАН ОТ4 по ГОСТ 19807-91 Серийный номер: 10-19-306 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № ____ / ____ от ____ г.
Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  www.oomedikon.ru	Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  www.oomedikon.ru
Мат силиконовый прямоугольный МСл 311-07-«МЕДИКОН» 210 x 140 x 15 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 Резина ТУ 2294-006-34751456-2003 Серийный номер: 10-19-311 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № ____ / ____ от ____ г.	Мат силиконовый скругленный МСс 312-04-«МЕДИКОН» 230 x 240 x 15 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 Резина ТУ 2294-006-34751456-2003 Серийный номер: 10-19-312 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № ____ / ____ от ____ г.
Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  www.oomedikon.ru	Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  www.oomedikon.ru
Укладка в контейнер цилиндрический УКЦ 313-01-«МЕДИКОН» Ø 72 x 70 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-2014 Резина ТУ 2294-006-34751456-2003 Серийный номер: 10-19-313 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № ____ / ____ от ____ г.	Фиксатор для медицинского инструмента ФДИ 314-04-60-«МЕДИКОН» 510 x 235 x 60 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-2014 Резина ТУ 2500-281-00152106-98 Серийный номер: 10-19-314 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № ____ / ____ от ____ г.

Фотография 18. Образцы маркировки медицинского изделия «Контейнеры медицинские металлические для медицинских инструментов и стерильных материалов КМ-«МЕДИКОН» с принадлежностями по ТУ 32.50.50-006-27846954-2018».

Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  meq kon www.ooomedikon.ru	Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  meq kon www.ooomedikon.ru
Лоток для медицинского инструмента прямоугольный Лип 315-01-«МЕДИКОН» 340 x 85 x 50 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 КВАДРАТНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ ПОД УГЛОМ 45° Типоразмер ячеек: ☐ - XS ☐ - S ☒ - M ☐ - L АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ АМс ГОСТ 4784-97 Серийный номер: 10-19-316 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.	Лоток для медицинского инструмента прямоугольный Лип 315-03-«МЕДИКОН» 550 x 275 x 90 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ «МЕДИКОН» Типоразмер ячеек: ☐ - XS ☐ - S ☒ - M ☐ - L ТИТАН ВТ6 ГОСТ 19807-91 Серийный номер: 10-19-315 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.
Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  meq kon www.ooomedikon.ru	Производитель: ООО «НПФ «МЕДИКОН» Адрес: 420037, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Симонова, д.14/41, помещение 3Н Тел.: (843)510-54-45  meq kon www.ooomedikon.ru
Лоток для медицинского инструмента скругленный Лис 316-01-«МЕДИКОН» 210 x 135 x 50 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 КВАДРАТНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ С ПРЯМЫМИ РЯДАМИ ОТВЕРСТИЙ Типоразмер ячеек: ☐ - XS ☐ - S ☒ - M ☐ - L АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ АМс по ГОСТ 4784-97 Серийный номер: 10-19-316 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.	Лоток для медицинского инструмента скругленный Лис 316-04-«МЕДИКОН» 225 x 235 x 50 ТУ 32.50.50-006-27846954-2018 КВАДРАТНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ С ПРЯМЫМИ РЯДАМИ ОТВЕРСТИЙ Типоразмер ячеек: ☐ - XS ☐ - S ☒ - M ☐ - L ТИТАН ВТ6 ГОСТ 19807-91 Серийный номер: 10-19-316 Дата изготовления: 10.2019 г. Срок службы: не менее 5 лет Регистрационное удостоверение № / от г.

Фотография 19. Образцы маркировки медицинского изделия «Контейнеры медицинские металлические для медицинских инструментов и стерильных материалов КМ-«МЕДИКОН» с принадлежностями по ТУ 32.50.50-006-27846954-2018».

Принята и утверждена
20 листов
Директор:

