


Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения in vitro гликированного гемоглобина (HbA1c) в образцах цельной крови человека иммунофлуоресцентным методом (HbA1c Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay))

Лот YBC223118W

Дата изготовления 2022.11.22, годен до 2024.11.22

Внешняя упаковка

Вид сверху



HbA1c

Storage Condition:

* Keep the test card sealed at 4~30°C 4°C 
within expiry time (24 months).

* Use the test card within 1 hour once the foil
bag is opened.

 LOT: YBC223118W

 MFG: 2022-11-22

 EXP: 2024-11-22




WIF22-HT-05

EC REP

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e
Verd, 2595AA, The Hague,
Netherlands.

ISSUED



Getein
Biotech, Inc.

HbA1c Fast Test Kit

(Immunofluorescence Assay)

25Tests

REF

IF1017

HYSC0022Y0001857



Getein Biotech, Inc.



Add.: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China

Tel: +86-25-68568508

Fax: +86-25-68568500


E-mail: tech@getein.com.cn, overseas@getein.com.cn

Website: www.getein.com

Вид сзади



Тестовая кассета



[illegible]

Лот YBC223113W
Дата изготовления 2022.11.03, годен до 2024.03

Внешняя упаковка
Вид сверху

Набор реагентов для количественного определения in vitro гликированного гемоглобина (HbA1c) в образцах цельной крови человека иммунофлуоресцентным методом (HbA1c Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)) Регистрационное удостоверение №.от	
Состав набора и комплектация: Тестовая кассета Getein в индивидуальной упаковке с осушителем – 25 шт. Одноразовая пипетка – 25 шт. Буфер для разведения образцов (1,0 мл) – 25 шт. SD-карта – 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт.	Тип анализа: иммунофлуоресцентный анализ. Для одноразового использования. Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения. Дата изготовления: Срок годности: Масса нетто и масса брутто на групповой упаковке изделий: Масса нетто потребительской упаковки:
Назначение: Набор реагентов для количественного определения in vitro гликированного гемоглобина (HbA1c) в образцах цельной крови человека иммунофлуоресцентным методом (HbA1c Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)) предназначен для быстрого количественного определения in vitro гликированного гемоглобина (HbA1c) в образцах цельной венозной крови (с К2ЭДТА, К3ЭДТА, гепарином натрия, гепарином лития, 3,2% цитратом натрия или 3,8% цитратом натрия) человека с целью диагностики преддиабетического состояния, сахарного диабета и мониторинга гликемии при сахарном диабете. Набор реагентов для количественного определения in vitro гликированного гемоглобина (HbA1c) в образцах цельной крови человека иммунофлуоресцентным методом (HbA1c Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)) предназначен только для применения совместно с «Анализатором Getein I 100 для количественного определения биомаркеров иммунофлуоресцентным методом» (РУ №РЗН 2020/12609 от 13.11.2020г).	
Сведения о производителе: Название: Getein Biotech, Inc. (Гетейн Биотек, Инк.), Китай Адрес: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China Ул. Бофу №9, район Лухэ, г. Нанкин, 211505, Китайская народная республика Телефон (Китай): +86-25-68568508 Факс: +86-25-68568500 Почта: tech@getein.com.cn overseas@getein.com.cn Веб-сайт: www.bio-gp.com.cn	Уполномоченный представитель производителя в России Общество с Ограниченной Ответственностью «РОТАНА» (ООО «РОТАНА») 117342, г. Москва, ул. Генерала Антонова, 3 А Телефон/факс: +7(495) 646-2861; +7(495)646-2862; +7(495)646-2863; +7(495)646-2864; +7(495)646-2865 Электронная почта: med@rolana-ru.ru



QC PA



HbA1c

Storage Condition:

* Keep the test card sealed at 4~30°C 4°C  30°C
within expiry time (24 months).


* Use the test card within 1 hour once the foil bag is opened.

 LOT: YBC223113W MFG: 2022-11-03 EXP: 2024-11-03

WIF22-HT-05

EC REP

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e
Verd, 2595AA, The Hague,
Netherlands.





Getein Biotech, Inc.

Add.: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China

Tel: +86-25-68568508

Fax: +86-25-68568500

E-mail: tech@getein.com.cn, overseas@getein.com.cn

Website: www.getein.com

Вид сзади



Тестовая кассета






Фото компонентов Набора реагентов для количественного определения *in vitro* гликированного гемоглобина (HbA1c) в образцах цельной крови человека иммунофлуоресцентным методом (HbA1c Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay))


Тестовая кассета Getein




Одноразовая пипетка



Буфер для разведения образцов



SD-карта



Генеральный директор ООО «РОТАНА»


В.Г. Фирсов



Прошнуровано
и скреплено печатью

16 лист ok

Генеральный директор
ООО «РОТАНА»


В.Г. Фирсов

«24» октября 2023 г.

