

Внешний вид медицинского изделия
Набор реагентов для количественного определения in vitro микроальбумина (mAlb) в образцах мочи человека
иммунофлуоресцентным методом (mAlb Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay))

Лот YMA221012W

Дата изготовления 2022.09.05, годен до 2024.09.05

Общий вид набора



Набор реагентов для количественного определения in vitro микроальбумина (mAlb) в образцах мочи человека иммунофлуоресцентным методом (mAlb Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay))

Регистрационное удостоверение №.от

Состав набора и комплектация:

- Тестовая кассета Getein в индивидуальной упаковке с осушителем – 25 шт. •Одноразовая пипетка – 25 шт. •SD-карта – 1 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.

Назначение:

Набор реагентов для количественного определения in vitro микроальбумина (mAlb) в образцах мочи человека иммунофлуоресцентным методом (mAlb Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)) предназначен для быстрого количественного определения in vitro микроальбуминурии (mAlb) в образцах мочи человека с целью ранней диагностики нефропатии. Набор используется как вспомогательное средство в диагностике заболевания почек и сердечно-сосудистого риска при диабетической нефропатии.

Набор реагентов для количественного определения in vitro микроальбумина (mAlb) в образцах мочи человека иммунофлуоресцентным методом (mAlb Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)) предназначен только для применения совместно с Анализатором Getein1100 для количественного определения биомаркеров иммунофлуоресцентным методом (ПУ №РЗН 2020/12609)

Тип анализа: иммунофлуоресцентный анализ. Для однократного использования. Только для диагностики in vitro.

Для профессионального применения.

Сведения о производителе:

Название: Getein Biotech, Inc. (Гетеин Биотек, Инк.), Китай ||| Адрес: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China

Ул. Бофу №9, район Лухэ, г. Нанкин, 211505, Китай ||| Телефон (Китай): +86-25-68568508 ||| Факс: +86-25-68568500

Почта: tech@getein.com.cn overseas@getein.com.cn ||| Веб-сайт: www.bio-gp.com.cn

Уполномоченный представитель производителя в России

Общество с Ограниченной Ответственностью «РОТАНА» (ООО «РОТАНА») ||| 117342, г. Москва, ул. Генерала Антонова, 3 А

Телефон/факс: +7(495) 646-2861 +7(495)646-2862 +7(495)646-2863 +7(495)646-2864 +7(495)646-2865

Электронная почта: med@rotana-ru.ru

Дата изготовления: 2022.09.20 Срок годности: 2024.09.20

Масса нетто и масса брутто на групповой упаковке изделий: ... Масса нетто потребительской упаковки:....

НУМА0022X0000413

Коробка с этикеткой для обращения в РФ

Storage Condition:

- * Keep the test card sealed at 4~30°C 4°C 30°C within expiry time (24 months).
- * Use the test card within 1 hour once the foil bag is opened.

LOT LOT:



MFG:

YMA221012W



EXP:

2022.09.05

2024.09.05



Getein Biotech, Inc.

Add: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China
Tel: +86-25-68568508 Fax: +86-25-68568500
E-mail: overseas@getein.com.cn tech@getein.com.cn
Website: en.bio-gp.com.cn

W1901-06



Getein
Biotech, Inc.

IVD



mAlb

Fast Test Kit

(Immunofluorescence Assay)

Test



Оригинальная упаковка тестовой кассеты

2.000 µg
 Ni Pos Anti
 Do Not Ex
 2.000 µg
 Ni Pos Anti
 Do Not Ex
 2.000 µg
 Ni Pos Anti
 Do Not Ex
 2.000 µg
 Ni Pos Anti
 Do Not Ex

Storage Condition:

Keep the test card sealed at 4~30°C 4°C within expiry time (24 months).
 Use the test card within 1 hour once the foil bag is opened.

LOT:

EXP:

EXP:

YMA221012W
 2022.09.05
 2024.09.05

Getein Biotech, Inc.

Add: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China
 Tel: +86-25-68568508 Fax: +86-25-68568500
 E-mail: overseas@getein.com.cn tech@getein.com.cn
 Website: en.bio-gp.com.cn



WJF001-06




Содержимое упаковки с тестовой кассетой

Лот YMA221013W
Дата изготовления 2022.09.20, годен до 2024.09.20
Общий вид набора





Оригинальная упаковка тестовой кассеты




Содержимое упаковки с тестовой кассетой



**Компоненты Набора реагентов для количественного определения in vitro микроальбумина (mAlb) в образцах мочи человека
иммунофлуоресцентным методом (mAlb Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay))**

Тест-кассета Getein



Одноразовая пипетка





Генеральный директор ООО «РОТАНА»

В. Г. Фирсов



Прошнуровано
и скреплено печатью
9 лист об

Генеральный директор
ООО «РОТАНА»

 В.Г. Фирсов

22 октября 2023 г.

