


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016 в следующих исполнениях:

- пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №1;**
- пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2.**

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия.



Общий вид изделия «Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016», в исполнении: пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №1



Общий вид изделия: «Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016», в исполнении: пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2



Макет маркировки транспортной упаковки изделия:

«Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016»
на примере исполнения: пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2



Общий вид транспортной упаковки изделия:

«Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016»
на примере исполнения: пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2

НАЗНАЧЕНИЕ:
 ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ТРАВМАХ (УШИБАХ, ПЕЧЕНАХ, ПОДЖИГАХ, ОЖОГАХ, ОБМОРОКАХ, ПОДВЕРЖЕНИИ РАДИАЦИИ И Т.П.)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
 ПОЛОЖИТЬ ПАКЕТ НА ТВЕРДЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ, УДАРОМ РУКИ РАЗОРВАТЬ ВНЕШНИЙ ПАКЕТ С ЖИДКОСТЬЮ. ЭНЕРГИЧНО ВСТЯХНУТЬ ПРИМЕНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ ХОЛОДНОГО КОМПРЕССА ЕСЛИ НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ПРОЛОЖИТЬ МЕЖДУ ТЕЛОМ И ПАКЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ ИЗ ТОНКОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. ТЕМПЕРАТУРА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАКЕТА $+4 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$. ВРЕМЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ.

ВНИМАНИЕ!
 ПРИ РАЗРЫВЕ ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ ПАКЕТ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. ПРИ ПОПАДАНИИ ЕГО СОДЕРЖИМОГО НА КОЖУ И ГЛАЗА, ПРОМОЙТЕ ИХ ОБИЛЬНО ВОДОЙ.

Пакет гипотермический
 для оказания первой помощи

«СНЕЖОК»





СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001

Зарегистрировано на территории «Пакет гипотермический для оказания первой помощи» по ТУ 9398-003-10973749-2016 в исполнении: - пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2

ТУ № ФСР 2007/01584 от 11.04.2017 г.
 Размер пакета: $130 \pm 10 \text{ мм} \times 110 \pm 10 \text{ мм}$
 Дата изготовления (номер партии): см. на упаковке
 Срок годности - 3 года

Исполнитель: ООО «Преприятие "ФЭСТ"»
 Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
 Адрес места производства: Россия, 156019, г. Кострома, ул. Шербины Петра, 23
 Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ПАКЕТОВ НА РАСТОЯНИИ МЕНЕЕ 1М ОТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ $+4^{\circ}\text{C}$ ДО $+10^{\circ}\text{C}$
 УТИЛИЗОВАТЬ КАК ОПОСРЕДОВАННОЕ ПО СЫНТИ 2.1.3884-21.
 ИЛИ ВМЕСТЕ С ВЫХОДНЫМ ОТХОДАМИ

Макет маркировки наружного пакета:
 «Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016»
 на примере исполнения: пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2

Прошито, пронумеровано,

опечатано

5 (Т.8.13) _____ ЛИСТОВ

Главный инженер Д.А. Шахов

