

Маркировка на упаковку Питательной среды для выделения стафилококков сухой
(элективный солевой агар)



ЗАО «Научно-исследовательский
центр фармакотерапии»
196240, Россия,
г.Санкт-Петербург,
просед Предпортовый 7-й, 2а,
лит. А
Тел/факс: (812) 327-55-81
Рег. № _____
Дата регистрации _____

Питательная среда для выделения
стафилококков сухая
(элективный солевой агар)
ТУ 9385-074-39484474-2010

Состав (г/л):
ГМФ-основа15,0 г
Натрия хлорид9,0 г
Натрий фосфорнокислый
двузамещенный4,0 г
Агар микробиологический11±1 г

Гигроскопичен.

Способ приготовления. _____ г
размешивают в 1 л дистиллированной воды,
кипятят 2 мин до полного расплавления агара.
Фильтруют через ватно-марлевый фильтр,
разливают в стерильные бутылки и стерилизуют
автоклавированием при температуре 121 °С в
течение 15 мин. Среду охлаждают до
температуры от 45 до 50 °С, разливают в
стерильные чашки Петри слоем 5-6 мм. После
застывания среды, соблюдая правила асептики,
чашки подсушивают при температуре (37±1) °С в
течение 40-60 мин. Готовая среда в чашках Петри
прозрачная, желтого цвета. Готовый элективный
солевой агар можно использовать в течение 15
сут при условии хранения при температуре от 2
до 8 °С.

Серия _____
Дата изготовления _____
Годен до _____
Хранить в герметично закрытой
упаковке в сухом, защищенном от
света месте при температуре от 2 до
25 °С
Дополнительная информация
приведена в Инструкции по
применению.
Масса нетто _____ г

Генеральный директор
ЗАО «Научно-исследовательский
центр фармакотерапии»

 Е.Г.Плинер

