

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС»



Ивашенко А.А.

«28» ноября 2023 г.

Фотографии медицинского изделия:

**«Камера дезинфекционная паровая DGM с
принадлежностями»**

производства «Shinva Medical Instrument Co., Ltd.»/

«Шинва Медикал Инструмент Ко. Лтд», Китай

2023 г.

Транспортная упаковка Камеры дезинфекционной паровой DGM-2000*



** Транспортная упаковка Камеры дезинфекционной паровой DGM-3000/ DGM-5000 имеет идентичный внешний вид, отличается только габаритными размерами.*

DGM

Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2008/02769 от _____

Камера дезинфекционная паровая DGM с
принадлежностями
Вариант исполнения DGM-2000

SN



Рабочее давление	0,05	МПа
Максимальная рабочая температура	111	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	5	кВт
Масса	3500	кг

Shinva Medical Instrument Co., Ltd



Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New &
Hi-Tech Zone, Shandong Province, P.R. China

DGM

Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2008/02769 от _____

Камера дезинфекционная паровая DGM с
принадлежностями
Вариант исполнения DGM-3000

SN



Рабочее давление	0,05	МПа
Максимальная рабочая температура	111	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	5	кВт
Масса	4500	кг

Shinva Medical Instrument Co., Ltd



Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New &
Hi-Tech Zone, Shandong Province, P.R. China

DGM

Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2008/02769 от _____

Камера дезинфекционная паровая DGM с
принадлежностями
Вариант исполнения DGM-5000

SN



Рабочее давление	0,05	МПа
Максимальная рабочая температура	111	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	13	кВт
Масса	5800	кг

Shinva Medical Instrument Co., Ltd



Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New &
Hi-Tech Zone, Shandong Province, P.R. China

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
5 листа(ов)
Генеральный директор
ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ
РУС»

Иващенко А.А.



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ДМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС»



Иващенко А.А.

29 2023 г.

Фотографии медицинского изделия:

«Камера дезинфекционная паровая DGM с принадлежностями»

производства «Shinva Medical Instrument Co., Ltd.»/

«Шинва Медикал Инструмент Ко. Лтд», Китай

2023 г.

Камера дезинфекционная паровая DGM-2000




Камена дезинфекционная паровая DGM-3000




Камера дезинфекционная паровая DGM-5000




Блок защиты электродвигателя



Блок питания



Датчик давления



Датчик давления входного воздуха



Датчик температуры




Датчик температуры



Клапан аварийного сброса высокого давления




Клапан воздушный 15D




Клапан воздушный 25D



Клапан воздушный электромагнитный




Клапан маятниковый большой




Клапан маятниковый малый




Клапан обратный



Клапан редукционный



Клапан соленоидный (с электромагнитным приводом)



Клапан управляющий




Компрессор



Или



Насос вакуумный



Насос гидравлический



или



Панель облицовочная



Панель управления



Парогенератор


Для варианта исполнения DGM-2000



Для вариантов исполнения DGM-3000, DGM-5000



Привод двери



Принтер встроенный




Тележка загрузочная

Для вариантов исполнения DGM-2000, DGM-3000



или


Для варианта исполнения DGM-5000



Тележка транспортная



Фильтр воздушный



Электроды уровня воды



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
35 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ЦИМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС»



Иващенко А.А.