



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОБРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА,
ВЗЯТОГО В ТРАНСПОРТНУЮ СРЕДУ ДЛЯ ЖИДКОСТНОЙ ЦИТОЛОГИИ
«АМПЛИПРАЙМ® ЦИТО-ПРЕП» ПО ТУ 21.20.23-217-09286667-2023

Макеты этикеток

Лист утверждения

Макеты этикеток

для набора реагентов для предобработки биологического материала,
взятого в транспортную среду для жидкостной цитологии
«АмплиПрайм® ЦИТО-преп» по ТУ 21.20.23-217-09286667-2023

Наименование
этикетки/реагента

Макет этикетки

Набор (лицевая
сторона)



Набор (оборотная
сторона)



М-лизин

АМРІРІМЕ

М-лизин

106,0 мл

REF XXXX

LOT XXXX



ГГГГ-ММ-ДД

8 °C
2 °C



Опасно

С-лизин

АМРІРІМЕ

С-лизин

11,0 мл

REF XXXX

LOT XXXX



ГГГГ-ММ-ДД

8 °C
2 °C



Опасно

Лист регистрации изменений

[illegible]

Пронумеровано, скреплено и прошито
4 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»



М.Е. Сенина

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

«19» 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для предобработки биологического материала, взятого в транспортную среду
для жидкостной цитологии «АмплиПрайм® ЦИТО-преп»
по ТУ 21.20.23-217-09286667-2023

**Набор реагентов для предобработки биологического материала, взятого в транспортную среду
для жидкостной цитологии «АмплиПрайм® ЦИТО-преп» по ТУ 21.20.23-217-09286667-2023**

состав набора:

1. М-лизин¹ – 106,0 мл x 1 флакон.
2. С-лизин¹ – 11,0 мл x 1 флакон.

содержимое набора:

1. Набор реагентов – 1 шт.
2. Инструкция по применению набора в электронном виде на официальном сайте
Производителя: www.nextbio.ru. Печатная версия инструкции доступна по запросу по
телефону (495) 620-08-73.
3. Краткое руководство по применению набора в бумажном виде – 1 шт.
4. Паспорт качества в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru
5. Листы безопасности реагентов М-лизин и С-лизин по запросу потребителя в бумажном или
электронном виде.

¹ Реагенты содержат опасные вещества. Информацию по опасным веществам и мерам предосторожности при работе с реагентами см. в разделе инструкции «Меры предосторожности и предупреждения».

I. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет полиэтиленовый с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® ЦИТО-преп»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® ЦИТО-преп»
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для предобработки биологического материала, взятого в транспортную среду для жидкостной цитологии «АмплиПрайм® ЦИТО-преп» по ТУ 21.20.23-217-09286667-2023

REF 112-Z

Σ 96

2 °C

Состав набора:

М-лизин 106,0 мл × 1 флакон



Опасно

Содержит опасное вещество: 2-Меркаптоэтанол.

H301: Токсично при проглатывании, H310+H330: Смертельно при попадании на кожу или при вдыхании, H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз, H317: При контакте с кожей вызывает аллергическую реакцию, H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

С-лизин 11,0 мл × 1 флакон



Опасно

Содержит опасные вещества: протеиназа К, тритон X-100.

H302: Вредно при проглатывании, H315: Вызывает раздражение кожи, H319: Вызывает серьезное раздражение глаз, H334: При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы, или затруднение дыхания, H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей, H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru.

Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

LOT 317012401

2024-01-17

2025-01-17



317012401

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
РУ № РЭН ХХХХ/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

«АмплиПрайм® ЦИТО-преп» ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



**«АмплиПрайм® ЦИТО-преп»
СОСТАВ**



II. Внешняя (вторичная) упаковка - пакет металлизированный с застёжкой Zip-Lock
«АмплиПрайм® ЦИТО-преп»
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ



«АмплиПрайм® ЦИТО-преп» ОБОРОТНАЯ СТОРОНА УПАКОВКИ

Набор реагентов для предобработки биологического материала, взятого в транспортную среду для жидкостной цитологии «АмплиПрайм® ЦИТО-преп» по ТУ 21.20.23-217-09286667-2023

REF 112-Z

96

2 °C

Состав набора:

М-лизин 106,0 мл x 1 флакон

Содержит опасные вещества: 2-Меркаптоэтанол.



Опасно

H302: Токсично при проглатывании, H332+H333: Слегка раздражает при вдыхании или при контакте с кожей, H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз, H317: При контакте с кожей вызывает аллергическую реакцию, H410: Крайне вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

С-лизин 11,0 мл x 1 флакон

Содержит опасные вещества: перманганат калия.



Опасно

H302: Вредно при проглатывании, H312: Вызывает раздражение кожи, H314: Вызывает серьезные раздражения глаз, H334: При вдыхании может вызвать аллергическую реакцию, H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей, H410: Крайне вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Только для диагностики in vitro
Для профессионального применения

Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru.
Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

LOT 317012401

2024-01-17


2025-01-17



317012401

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
RU № P3H X000/0000X от X0J0X000X

«АмплиПрайм® ЦИТО-преп» ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



Набор реагентов для предобработки биологического материала, взятого в транспортную среду для жидкостной цитологии «АмплиПрайм® ЦИТО-преп» по ТУ 21.20.23-217-09286667-2023

REF 112-Z

96

2°C

Состав набора:

М-ЛИЗИН 106,0 мл × 1 флакон

Содержит опасные вещества: 2-Меркаптоэтанол.
H301: Токсично при проглатывании. H330-H332: Смартельно при попадании на кожу или при вдыхании. H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз. H317: При контакте с кожей вызывает аллергическую реакцию. H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

С-ЛИЗИН 11,0 мл × 1 флакон

Содержит опасные вещества: протеиназа К, трипсин X-100.
H302: Вредно при проглатывании. H315: Вызывает раздражение кожи. H317: Вызывает серьезные раздражения глаз. H334: При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы, или затрудненное дыхание. H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей. H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Только для диагностики *in vitro*
Для профессионального применения
Инструкция по применению набора находится на сайте www.nextbio.ru.
Печатная версия доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73

LOT 317012401


2024-01-17

2025-01-17



317012401

ООО «НекстБио»
Россия, 111394, Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, www.nextbio.ru
RU № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX




Краткое руководство

по применению набора реагентов для предобработки биологического материала, взятого в транспортную среду для жидкостной цитологии «АмплиПрайм® ЦИТО-преп» по ТУ 21.20.23-217-09286667-2023

АмплиПрайм® ЦИТО-преп

REF 112-Z

ООО «НекстБио», Россия, 1113
г. Москва, ул. Полимерная, д.
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru



**«АмплиПрайм® ЦИТО-преп»
СОСТАВ**



Пронумеровано, скреплено и прошито
10 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБю»

М.Е. Сенина

