



Макеты маркировки этикетки медицинского изделия «Кровать медицинская механическая «Здоровье», варианты исполнения: ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1», ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3» по ТУ 05894597.012-2023»:

исполнение: Кровать медицинская механическая ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1»:





исполнение: Кровать медицинская механическая ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3»:





## Образцы маркировки медицинского изделия

Макеты маркировки упаковок медицинского изделия «Кровать медицинская механическая «Здоровье», варианты исполнения: ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1», ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3» по ТУ 05894597.012-2023»:

исполнение: Кровать медицинская механическая ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1»:

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Кровать медицинская механическая «Здоровье», варианты исполнения: ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1», ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3» по ТУ 05894597.012-2023</b>                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                   |
| <b>исполнение: Кровать медицинская механическая ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1»</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                             | C1129M/1П                                                                           |    | ММ-ПТТГ штамп ОТК |
|                                                                                                                                                                                             |  | Производитель: Открытое акционерное общество «Ольса» (ОАО «Ольса»)<br>Почтовый адрес производителя: 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Гришина, 96 |                                                                                     |                                                                                     |                   |
| Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «Инвитэк», 197110, г. Санкт-Петербург, Ждановская ул., д. 29, лит А, пом 7-Н.<br>Условия хранения: при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности до 80%<br>ТУ 05894597.012-2023 |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                   |
| Регистрационное удостоверение №<br>Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (класс отходов А)<br>Сделано в Республике Беларусь                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                   |
|                                                                                                                                                                                             |  |                                                                             |  |  |                   |

исполнение: Кровать медицинская механическая ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3»:

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Кровать медицинская механическая «Здоровье», варианты исполнения: ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1», ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3» по ТУ 05894597.012-2023</b>                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                   |
| <b>исполнение: Кровать медицинская механическая ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3»</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                           | C1131M/1П                                                                             |    | ММ-ПТТГ штамп ОТК |
|                                                                                                                                                                                           |  | Производитель: Открытое акционерное общество «Ольса» (ОАО «Ольса»)<br>Почтовый адрес производителя: 212030, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Гришина, 96 |                                                                                       |                                                                                       |                   |
| Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «Инвитэк», 197110, г. Санкт-Петербург, Ждановская ул., д. 29, лит А, пом 7-Н.<br>Условия хранения: при температуре от +5 до +40°C, относительной влажности до 80%<br>ТУ 05894597.012-2023 |                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                   |
| Регистрационное удостоверение №<br>Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 (класс отходов А)<br>Сделано в Республике Беларусь                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                           |  |  |                   |

Генеральный директор ООО «Инвитэк» \_\_\_\_\_ / С.В. Карпов

«15» марта 2024г



Прошито, пронумеровано и  
скреплено 21 листов  
ООО «Инвитэк»  
Генеральный директор  
\_\_\_\_\_/ С.В. Карпов  
« 18 » 03 2024



Генеральный директор  
ООО «Инвитэк»



/С.В. Карпов

15.03.2024г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Кровать медицинская механическая «Здоровье»,  
варианты исполнения: ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1»,  
ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3» по ТУ 05894597.012-2023**










Кровать медицинская механическая «Здоровье» варианты исполнения: ИЯУБ 23.19 «Здоровье-1», ИЯУБ 16.19 «Здоровье-3» по ТУ 05894597.012-2023: исполнение «Кровать  
ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Здоровье-3» (с рамой Балканского, комплектом ограждений (левым и правым), стойкой инфузионной, матрасом с намотрацником)



Кронштейн переставной ИЯУБ 15.19.02, в составе: Кронштейн – 1 шт.; Втулка – 1 шт.; Рукоятка – 1 шт.; Пластина – 1 шт.; Заглушка – 1 шт.; Подвесная система – 1 шт.;

Болт М8 х 60 – 2 шт.; Гайка М8 – 2 шт.; Шайба 8 – 2 шт.; Шайба 8 (пружинная) – 2 шт.

ООО ЦИРМИ  [info@cirmi.ru](mailto:info@cirmi.ru)  [www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru)



Вопрос: Голосование №496 16.10.06 в составе: Стойка – 2 шт.; Поперечка – 1 шт.; Подвесная система – 1 шт.; Заглушка – 4 шт.; Рукоятка – 2 шт.; Пластина – 2 шт.; Болт М10 х 70 – 4 шт.; 1 айка М10 (самоконтрящаяся) – 4 шт.; Шайба 10 – 8 шт.; Шайба 10 (пружинная) – 4 шт.



Стойка инфузионная ИЯУБ 16.19.11, в составе: Стойка – 1 шт.; Штатив – 1 шт.; Ручка – 2 шт.; Ролик – 2 шт.; Заглушка – 2 шт.



Комплект ограждений (левое и правое), в составе: Ограждение левое ИЯУБ 30.18.01.12; Пластина – 2 шт.; Болт М8 х 40 – 4 шт.; Болт М8 х 45 – 4 шт.; Гайка М8 (контрящая) – 8 шт. Шайба 8 – 8 шт.



Комплект ограждений (левое и правое), в составе: Ограждение правое ИЯУБ 30.18.01.13; Пластина – 2 шт.; Болт М8 х 40 – 4 шт.; Болт М8 х 45 – 4 шт.; Гайка М8 (контрящая) – 8 шт. Шайба 8 – 8 шт.



Матрац с намотрацником ИЯУБ 22.19.02



*Транспортная упаковка*

Прошито, пронумеровано и  
скреплено 12 листов

ООО «Инвитэк»

Генеральный директор

/ С.В. Карпов

«15» \_\_\_\_\_ 2024г

