



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ФИРМА “ФИНКО”

ИНН 7732016160 КПП 771401001

Юр. адрес: 123007 г. Москва, ул. 4-я Магистральная, д. 5, стр. 5,
эт/пом/ком 4/1/9-16

Почтовый адрес: 127083, г. Москва, а/я 520

тел / факс: +7 (495) 640-34-55

e-mail: info@finco-med.com

Представитель фирм «CryoLife Europa, Ltd» и «LOHMANN & RAUSCHER GmbH» в России

Официальный дилер корпораций «Johnson & Johnson» и «MEDTRONIC»

Фотографические изображения медицинского изделия

Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе

Производства
«Сван Медикал С.Л.» / Swan Medical S.L.
C/Córcega 270, 3º 2ª, 08008 Barcelona, Spain



Макет дополнительной этикетки групповой и транспортной упаковок для обращения медицинских изделий на территории РФ:

1. Макет дополнительной этикетки медицинского изделия «Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе. Осветитель RUTILIGHT RL-01 стерильный одноразовый».

RUTILIGHT

Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе: Осветитель RUTILIGHT RL-01 стерильный одноразовый

Тип ПР-2-1

Срок годности: 4 года с даты стерилизации

Дата окончания срока годности: см. на упаковке.

Условия транспортировки и хранения: при температуре от 5° С до 40°С и относительной влажности воздуха до 90%

Условия эксплуатации: при температуре от 10° С до 40° С и относительной влажности воздуха до 80%.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО „Фирма „Финко“, Россия, 127083, г. Москва, а/я 520

Тел./ факс: +7(495)6403455, Адрес электронной почты: info@finco-med.com

РУ № ФСЗ XXXX / XXXXXX от XX.XX.XXXX

Стерильно.



Не стерилизовать повторно.

Изделие нетоксично.



Производитель: «СВАН МЕДИКАЛ С.Л.», Испания
SWAN MEDICAL S.L. Córcega 270, 3º 2ª 08008 Barcelona – Spain

Информацию на данном стикере считать ПРИОРИТЕТНОЙ!



2. Макет дополнительной этикетки медицинского изделия «Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе. Блок питания RUTILIGHT FA-RL01».

RUTILIGHT

Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе: Блок питания RUTILIGHT FA-RL01 для стерильного одноразового осветителя RUTILIGHT RL01

Срок службы: 10 лет с даты изготовления.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Условия транспортировки и хранения: при температуре от -10° C до +60° C и относительной влажности воздуха до 90%

Условия эксплуатации: при температуре от 10° C до 40° C и относительной влажности воздуха до 80%.

Входное напряжение – 230 В -50/60 Гц 0,08А



Хранить в сухом месте



Не допускать воздействия прямого солнечного света



Не использовать, если упаковка повреждена

Уполномоченный представитель производителя:

ООО „Фирма „Финко“, Россия, 127083, г. Москва, а/я 520

Тел./ факс: +7(495)6403455, Адрес электронной почты: info@finco-med.com

РУ № ФСЗ XXXX / XXXXXX от XX.XX.XXXX



Производитель: «СВАН МЕДИКАЛ С.Л.», Испания
SWAN MEDICAL S.L. Còrrecga 270, 3º 2º 08008 Barcelona - Espagne

Информацию на данном стикере считать ПРИОРИТЕТНОЙ!



Фотографические изображения групповой/ потребительской упаковки медицинского изделия

Фотографическое изображение потребительской упаковки медицинского изделия «Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе. Осветитель RUTILIGHT RL-01 стерильный одноразовый»

**"The samples are not intended for sale.
Samples for tests and registration as a
medical device in Russian Federation"**

RUTILIGHT

Luz para instrumentos quirúrgicos
Light emitting device for surgical instruments
Illuminateur pour instruments chirurgicaux
Lichtgerät für chirurgische Instrumente
Fonte de luz para instrumentos cirúrgicos
Illuminatore per strumenti chirurgici
Światło do stosowania z instrumentami chirurgicznymi


Este producto es un Producto Sanitario
This product is a Medical Device
Ce produit est un dispositif médical
Dieses Produkt ist ein Medizinisches Gerät
Este produto é um dispositivo médico
Questo prodotto è un dispositivo medico
Należy używać produktu z instrumentami chirurgicznymi
**10 units/unidades/pièces/
einheiten/unidades/unità/sztuk**

Label RL-0110 2018-05-10

REF RL-01/10


CE 2797

STERILE EO



(01)18437016917098(10)181119A(17)221000


2018-11
LOT 181119A
2022-10




SWAN MEDICAL SL
C/Corcega 270, 3º 2º,
08008 BARCELONA, SPAIN
www.swanmedical.es
Tel: +34 938 325 897
Email: info@swanmedical.es

RUTILIGHT

фотографическое изображение потребительской упаковки медицинского изделия «Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе. Блок питания RUTILIGHT FA-RL01»






Фотографические изображения индивидуальной упаковки медицинского изделия


A black and white photograph of a Rutlight 216 2' x 2' LED Bar Light. The light is a long, rectangular, textured bar with a small black mounting bracket at one end. It is shown in its original clear plastic packaging, which is lying flat on a dark, textured surface. The packaging has a white label with technical specifications and safety information. The label includes the brand name 'RUTLIGHT', model 'REF RL-01', and various safety icons like 'CE', 'STERILE CO', and 'No open flame'. A barcode is also visible on the label.

Фотографическое изображение индивидуальной упаковки медицинского изделия «Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе. Блок питания RUTILIGHT FA-RL01»




Фотографические изображения медицинского изделия


фотографическое изображение медицинского изделия «Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе. Осветитель RUTILIGHT RL-01 стерильный одноразовый»




Фотографическое изображение медицинского изделия «Система RUTILIGHT для дополнительного локального освещения операционного поля в составе. Блок питания RUTILIGHT FA-RL01»




CE  REF FA-RL01 S/N 2019-0025
230 V ~ 50/60 Hz 0,08 A
SWAN MEDICAL SL
C/Córcega 270, 3º 2ª, 08008 Barcelona, Spain
Tel: +34 932 370 274
Email: info@swanmedical.es Made in EU





Фотографическое изображение кабеля питания.



Всего прошнуровано и пронумеровано

18 (восемнадцать) лист 26

Генеральный директор

Д. Н. Ветчинкин

Д.Н. Ветчинкин

