

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека

В.Г. Акимкин

« 20 » февраля 20 24 г.

Макет маркировки медицинского изделия


**«Набор реагентов для качественного определения генотипов по
полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР**

АмплиСенс® F7-SNP-FL»

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

На 4 листах

Маркировка набора реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F (часть 1 из 2)







ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru

**«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР»**

АмплиСенс® F7-SNP-FL»

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1

Часть 1. Состав:

К+ ДНК СК 1	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 2	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 3	0,2 мл x 1 шт.
К-	0,2 мл x 1 шт.
ОКО	1,2 мл x 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению	1 шт.
Паспорт качества набора реагентов	1 шт.
Выкладш к набору реагентов	1 комплект
Краткое руководство к набору реагентов	1 шт.

Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:

ПЦР-смесь-FL F7	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.



55

2 °C -8 °C








Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 21.20.23-439-01897593-2022

Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав «ПЦР-комплекта» вариант FRT-50 F (часть 1 из 2)

Наименование реагента	Маркировка
К+ ДНК СК 1	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора К+ ДНК СК 1 0,2 мл Серия  Кат. №  Дата изгот.  Срок годности  Условия хранения 2 °C -8 °C 
К+ ДНК СК 2	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора К+ ДНК СК 2 0,2 мл Серия  Кат. №  Дата изгот.  Срок годности  Условия хранения 2 °C -8 °C 
К+ ДНК СК 3	 ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора К+ ДНК СК 3 0,2 мл Серия  Кат. №  Дата изгот.  Срок годности  Условия хранения 2 °C -8 °C 

K-	
ОКО	

Маркировка набора реагентов «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F (часть 2 из 2)

--	--

Маркировка реагентов, входящих в состав «ПЦР-комплекта» вариант FRT-50 F (часть 2 из 2)

Наименование реагента	Маркировка
ПЦР-смесь-FL F7	
ПЦР-буфер-С	

Полимераза (TaqF)	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора AmpliSens Полимераза (TaqF) 0,03 мл Серия LOT Кат. № REF Дата изгот. MM Срок годности YY Условия хранения -24°C -18°C
--------------------------	---

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 4
четыре лист 2

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)



Лисицына
«15» 03 2024 г.

А.О.Лисицына

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека




В.Г. Акимкин


« 20 » февраля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР
АмплиСенс® F7-SNP-FL»**



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР»

АмплиСенс® F7-SNP-FL»



Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1



Часть 1. Состав:

К+ ДНК СК 1	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 2	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 3	0,2 мл x 1 шт.
К-	0,2 мл x 1 шт.
ОКО	1,2 мл x 1 шт.

2 °C | 8 °C

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению	1 шт.
Паспорт качества набора реагентов	1 шт.
Вкладыш к набору реагентов	1 комплект
Краткое руководство к набору реагентов	1 шт.

Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:

ПЦР-смесь-FL F7	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.

REF S-4391-1

LOT 22.05.23


2023-05-22

2024-08-22


Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

ТУ 21.20.23-439-01897593-2022

Регистрационный номер:



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР»

АмплиСенс® F7-SNP-FL»

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2



Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL F7	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.

24 °C | 16 °C

Часть 3 (в отдельной упаковке). Состав:

К+ ДНК СК 1	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 2	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 3	0,2 мл x 1 шт.
К-	0,2 мл x 1 шт.
ОКО	1,2 мл x 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе
и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):
Инструкция по применению 1 шт.
Паспорт качества набора реагентов 1 шт.
Вкладыш к набору реагентов 1 комплект
Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

REF S-4391-1

LOT 22.05.23


2023-05-22


2024-08-22

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 21.20.23-439-01897593-2022



Фотография набора реагентов АмплиСенс® F7-SNP-FL
формы 1 после вскрытия внешней упаковки (коробка).





ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974-9642, факс: (495) 305-5423
e-mail: amplisens@per.ru www.amplisens.ru

«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР»

АмплиСенс® F7-SNP-FL»

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1

Часть 1. Состав:

К- ДНК СК 1 0,2 мл x 1 шт.
К- ДНК СК 2 0,2 мл x 1 шт.
К- ДНК СК 3 0,2 мл x 1 шт.
К- ДНК СК 4 0,2 мл x 1 шт.
ОДК 1,2 мл x 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Вкладыш к набору реагентов 1 шт.

Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:

ПЦР-смесь-FL F7 0,6 мл x 1 шт.

ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.

Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.


REF S-4391-1 LOT A22.05.23

2023-05-22

2024-08-22

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

ТУ 21.20.23-439-01897593-2022



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974-9642, факс: (495) 305-5423
e-mail: amplisens@per.ru www.amplisens.ru

«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР»

АмплиСенс® F7-SNP-FL»

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2

Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL F7 0,6 мл x 1 шт.

ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.

Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.

К- ДНК СК 1 0,2 мл x 1 шт.

К- ДНК СК 2 0,2 мл x 1 шт.

К- ДНК СК 3 0,2 мл x 1 шт.

К- ДНК СК 4 0,2 мл x 1 шт.

ОДК 1,2 мл x 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Вкладыш к набору реагентов 1 шт.

Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

Часть 1 (в отдельной упаковке). Состав:

ПЦР-смесь-FL F7 0,6 мл x 1 шт.

ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.

Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.


REF S-4391-1 LOT A22.05.23


2023-05-22

2024-08-22

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

ТУ 21.20.23-439-01897593-2022







ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР

АмплиСенс® F7-SNP-FL»



Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1



Часть 1. Состав:

К+ ДНК СК 1	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 2	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 3	0,2 мл x 1 шт.
К-	0,2 мл x 1 шт.
ОКО	1,2 мл x 1 шт.

2 °C 8 °C

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению	1 шт.
Паспорт качества набора реагентов	1 шт.
Вкладыш к набору реагентов	1 комплект
Краткое руководство к набору реагентов	1 шт.

Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:

ПЦР-смесь-FL F7	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.

REF S-4391-1

LOT 22.05.23

2023-05-22

2024-08-22

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 21.20.23-439-01897593-2022

Регистрационный номер:





AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pc.ru www.amplisens.ru

«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР»

АмплиСенс® F7-SNP-FL»

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1

Часть 1. Состав:

К+ ДНК СК 1 0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 2 0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 3 0,2 мл x 1 шт.
К- 0,2 мл x 1 шт.
ОК 1,2 мл x 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):
Инструкция по применению 1 шт.
Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Выдали к набору реагентов 1 комплект

Краткое руководство к набору реагентов
Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:

ПЦР-смесь-FL F7 0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.

REF S-4391-1

LOT A22.05.23


Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480

Т/ 21.20.23-439-01897593-2022

2023-05-22

2024-08-22

Регистрационный номер:




55

2 °C

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора,
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, e-mail: amplisens@pc.ru



10% от



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs5918 в гене ITGB3 методом ПЦР

АмплиСенс® ITGB3-SNP-FL»

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 1

V55

Часть 1. Состав:

К+ ДНК ITG 1	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК ITG 2	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК ITG 3	0,2 мл x 1 шт.
К	0,2 мл x 1 шт.
ОКД	1,2 мл x 1 шт.

2°C / 8°C

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению	1 шт.
Паспорт качества набора реагентов	1 шт.
Вкладыш к набору реагентов	1 комплект
Краткое руководство к набору реагентов	1 шт.

Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:

ПЦР-смесь-FL ITGB3	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полимераза (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.

REF S-4401-1

LOT A22.05.23

2023-05-22


2024-08-22

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 21.20.23-440-01897593-2022

Регистрационный номер:







ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новоиерусалимская, 3А
Москва, ул. Новоиерусалимская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 914 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР

АмплиСенс® F7-SNP-FL»

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2



Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-FL F7 0,6 мл x 1 шт.

ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.

Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.

Часть 1 (в отдельной упаковке). Состав:

К+ ДНК СК 1 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК СК 2 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК СК 3 0,2 мл x 1 шт.

К- 0,2 мл x 1 шт.

ОКО 1,2 мл x 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе
и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Вкладыш к набору реагентов 1 комплект

Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

-16 °C
-24 °C



ПЦР-смесь-FL F7

REF S-4391-1

LOT 22.05.23


2023-05-22

2024-08-22


Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 21.20.23-439-01897593-2022

Регистрационный номер:





ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
117123, Москва, ул. Новоиерусалимская, 3А
Москва, ул. Новоиерусалимская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 9/4 9647, факс: (495) 305 4421
e-mail: amplisens@pct.ru www.amplisens.ru



«Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР»

АмплиСенс® F7-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2



Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-1 L17 0,6 мл x 1 шт.

ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.

Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.

Часть 1 (в отдельной упаковке). Состав:

К+ ДНК СК 1 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК СК 2 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК СК 3 0,2 мл x 1 шт.

К 0,2 мл x 1 шт.

ОКО 1,2 мл x 1 шт.

-24 °C / -16 °C



ПЦР-смесь-1 L17

Эксплуатационная документация на бумажном носителе и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Вкладыш к набору реагентов 1 комплект

Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

REF S-4391-1

2023-05-22


LOT 22.05.23

2024-08-22



Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 21.20.23-439-01897593-2022


Регистрационный номер:





AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новокосинская, 3А
Москва, ул. Новокосинская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 474 0467, факс: (495) 304 5471
e-mail: amplisens@pct.ru www.amplisens.ru



«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs6046 в гене F7 методом ПЦР

АмплиСенс® F7-SNP-FL»

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2

55

Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-1 0,6 мл x 1 шт.

ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.

Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.

Часть 1 (в отдельной упаковке). Состав:

К+ ДНК СК 1 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК СК 2 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК СК 3 0,2 мл x 1 шт.

К 0,2 мл x 1 шт.

ОНО 1,2 мл x 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе

и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Вкладыш к набору реагентов 1 комплект

Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

REF S-4391-1

LOT A22.05.23

Свидетельство на товарный знак № 231224, № 321480

19.11.2023-439-01897593-2022

2023-05-22


2024-08-22





AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новиниречская, 3А
Москва, ул. Новиниречская, 3А, стр. 5
т/а.: (495) 9/4 0642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



«Набор реагентов для качественного определения генотипов
по полиморфизму rs5918 в гене ITGB3 методом ПЦР»

АмплиСенс® ITGB3-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант FKT-50 F
Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2



Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-ITGB3 0,6 мл x 1 шт.

ПЦР-буфер-С 0,3 мл x 1 шт.

Полимераза (TaqF) 0,03 мл x 1 шт.

-16 °C
-24 °C



ПЦР-смесь-F1 ITGB3

Часть 1 (в отдельной упаковке). Состав:

К+ ДНК ITG 1 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК ITG 2 0,2 мл x 1 шт.

К+ ДНК ITG 3 0,2 мл x 1 шт.

К- 0,2 мл x 1 шт.

ОНО 1,2 мл x 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе
и на сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению 1 шт.

Паспорт качества набора реагентов 1 шт.

Вкладыш к набору реагентов 1 комплект

Краткое руководство к набору реагентов 1 шт.

REF S-4401-1


2023-05-22

LOT A22.05.23

2024-08-22

Сертификат на товарный знак № 212724, № 321480
ТУ 21.20.23-440-01897593-2022

Регистрационный номер:



Фотография набора реагентов АмплиСенс® F7-SNP-FL формы 1 части 2, после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock).



AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новокосинская, 3А
Москва, ул. Новокосинская, 3А, стр. 6
т-ф: (495) 914 0447, факс: (495) 305 5421
e-mail: amplisens@rosot.ru, www.amplisens.ru

ИВД

Набор реагентов для качественного определения генотипов по полиморфизму rs5046 в гене F7 методом ПЦР

АмплиСенс® F7-SNP-FL

Форма 1: «ПЦР-комплект» вариант F7T-50 F

Состоит из 2 частей. Данная упаковка содержит Часть 2

Часть 2. Состав:

ПЦР-смесь-1L17	0,6 мл x 1 шт.
ПЦР-буфер-С	0,3 мл x 1 шт.
Полмеразы (TaqF)	0,03 мл x 1 шт.

Часть 2 (в отдельной упаковке). Состав:

К+ ДНК СК 1	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 2	0,2 мл x 1 шт.
К+ ДНК СК 3	0,2 мл x 1 шт.
К+	0,2 мл x 1 шт.
ОК0	0,2 мл x 1 шт.

Эксплуатационная документация на бумажном носителе или сайте изготовителя (www.amplisens.ru):

Инструкция по применению	1 шт.
Паспорт качества набора реагентов	1 шт.
Выходные к набору реагентов	1 комплект
Бланкет уведомления о наборе реагентов	1 шт.

REF 5-4391-1


LOT A22.05.23

2023-05-22

2024-08-22

Свидетельство на товарный знак № 71772, № 321480

Рег. (зарегистрированный) номер:





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 22
главы 3 глв лист 2

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)



Лисицына
«19» 03 2024 г.
М.П.

А.О.Лисицына