

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Acid Wash), в вариантах исполнения

производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Acid Wash), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Cell Wash Solution II/Acid Wash /CellCln2/Detergent 2 Roche systems), 2 бутылки, объем 1,8 л

Общий вид.



Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas (Acid Wash), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas с (Cell Wash Solution II/Acid Wash /CellCln2/Detergent 2 Roche systems), 2 бутылки, объем 1,8 л

Макет маркировки на русском языке

Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas с (Acid Wash), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas с (Cell Wash Solution II/Acid Wash /CellCln2/Detergent 2 Roche systems), 2 бутылки, объем 1,8 л

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12312 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер: 04880307190

Макет маркировки картонной упаковки. Лицевая сторона.

Cell Wash Solution II / Acid Wash

Roche systems

REF 04880307190

CONTENT 2 x 1.8 L

CellCln2/Detergent 2

COBAS is a trademark of Roche.

For USA: Rx Only

CONTENT

Buffer, detergent:


Citric acid monohydrate 310 mmol/L



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

06445080001(1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

06



dialog.roche.com



EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336




cobas®


Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas (Acid Wash), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas с (Cell Wash Solution II/Acid Wash /CellCln2/Detergent 2 Roche systems), 2 бутылки, объем 1,8 л

Макет маркировки картонной упаковки. Боковая сторона.




Макет маркировки бутылки.



Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Acid Wash), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Acid Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2 л

Общий вид:



Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas (Acid Wash), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Acid Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2 л

Макет маркировки на русском языке

Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Acid Wash), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Acid Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2 л

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12312 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер: 08302723190

Макет маркировки картонной упаковки. Лицевая сторона

Acid Wash

cobas c systems

REF 08302723190

CONTENT 2 x 2 L

COBAS and COBAS C are trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN

Made in Germany

04

For USA: Rx only

CONTENT

Buffer; detergent:
Citric acid monohydrate 310 mmol/L

IVD CE

15-25 °C

EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336


dialog.roche.com

cobas®


Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas (Acid Wash), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Раствор промывочный кислый для анализаторов и модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Acid Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2 л

Макет маркировки картонной упаковки. Боковая сторона



Макет маркировки бутылки.



Всего прошнуровано,
прошнуровано
скреплено печатью
7 листа (ов)

[Handwritten signature]

по доверенности
от 30.04.2023 г.

[Handwritten signature]

И.И.

