



ООО «М.К. Асептика»

ОГРН 1027700317941

140032, Российская Федерация, Московская область,
городской округ Люберцы, рабочий поселок Малаховка,
улица Шоссейная, дом 40, литер 2Ж, помещение 1
+7 495 660-18-00 | www.aseptica.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «М.К. Асептика»
Пелехатая О.А.
«27» февраля 2024 г.



**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Пленка защитная для кожи вокруг стомы
по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022, в вариантах исполнения**




Фото 1. Фотографическое изображение медицинского изделия «Пленка защитная для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022», варианты исполнения салфетка; флакон-спрей.



Фото 2. Фотографическое изображение медицинского изделия «Пленка защитная для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022», вариант исполнения флакон-спрей, 50 мл.



Фото 3. Фотографическое изображение медицинского изделия «Пленка защитная для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022», вариант исполнения флакон-спрей, 50 мл.





Фото 4. Фотографическое изображение медицинского изделия «Пленка защитная для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022», вариант исполнения салфетка.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5

лист (-ов)

Генеральный директор ООО

«М.К.Асептика»

О.А. Пелехатая



Развитие

Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ»
199178, Россия, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ
№ 7, ЛИНИЯ 18-Я В.О., д. 29, литера 3, офис А330
Тел. (812) 715-05-77, 931-68-81
ИНН 7801432527, КПП 780101001

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «М.К. Асептика»
ПЕЛЕХАТАЯ О.А.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РАЗВИТИЕ»
Могилат В.А.



2023 г.

Изображения упаковки медицинского изделия (макеты)

**Пленка защитная для кожи вокруг стомы
по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022, в вариантах исполнения**

2023 г.

**Пленка защитная для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022.
Вариант исполнения салфетка, размер 80 x 40 мм, 60 x 100 мм**

1. Саше-пакет (первичная индивидуальная упаковка), размер 80 x 40 мм, 60 x 100 мм

Пленка защитная для кожи вокруг СТОМЫ по ТУ 32.50.50-001- 98673050-2022 салфетка

Предназначена для защиты кожи вокруг стомы от повреждений вследствие контакта с кишечным отделяемым, мочой, а также механических повреждений при удалении адгезивов.

Состав: нетканое полотно,
изододекан, MQ 1640,
изопропиловый спирт

Размер _____ мм

Количество 1 шт.

Способ применения:

см. инструкцию по применению

Дата изготовления/номер партии:

см. на шве упаковки.

Выпуск по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022

РУ _____ от _____ г.

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Производитель: ООО «РАЗВИТИЕ»

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.

Муниципальный округ № 7, линия 18-Я В.О.д. 29, литера 3,

офис А330, Россия. Тел.: 8 (812) 715-05-77, 8 (921) 954-88-82

Условия хранения: от +5 °С до +25 °С,

в сухом недоступном для детей месте.

Не подвергать нагреванию и замораживанию.

Способ утилизации: см. инструкцию по применению

место для ШК



3. Г групповая упаковка, размер 80 x 40 мм, 30 шт.



3.Г групповая упаковка, размер 80 х 40 мм, 30 шт.



Пленка защитная для кожи вокруг стомы

салфетка

Предназначена для защиты кожи вокруг стомы от раздражений вследствие контакта с каловыми отходами, мочой, а также механических повреждений при удалении адгезива


30 шт.

Способ применения:

1. Убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая.
2. Вскройте упаковку, разверните салфетку, обработайте кожу вокруг стомы, учитывая площадь клеевой пластины.
3. После высыхания кожи и образования пленки, приклейте средство по указу за стомой обычным способом. Изделие необходимо наносить каждый раз при замене кано- и уростомы.

Состав: нетканое полотно, изопропанол, MD 1640, изопропиловый спирт

Количество 30 шт.



место для ШК

Пленка защитная для кожи вокруг стомы

салфетка

Предназначена для защиты кожи вокруг стомы от повреждений вследствие контакта с каловыми отходами, мочой, а также механических повреждений при удалении адгезива

30 шт.

Выпуск по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022

ТУ _____ от _____ г.

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Условия хранения: от +5 °С до +25 °С, горизонтально в сухом недоступном для детей месте. Не подвергать нагреванию и замораживанию.

Размер салфетки 80х40 мм

Способ утилизации: см. инструкцию по применению

Дата изготовления/номер партии: _____

Производитель: ООО «РАЗВЕТЬЕ»


Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, ил. тер.

г. Муниципальный округ № 7, линия 18-Я В.О. д. 29, литера


3, офис А330, Россия.

Тел.: 8 (812) 715-05-77, 8 (921) 954-08-82

4. Групповая упаковка, размер 80 x 40 мм, 50 шт.



5. Групповая упаковка, размер 60 x 100 мм, 10 шт.



6.Групповая упаковка, размер 60 x 100 мм, 30 шт.



7. Групповая упаковка, размер 60 x 100 мм, 50 шт.

Пленка защитная для кожи вокруг стомы

по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022
салфетка

Предназначена для защиты кожи вокруг стомы от повреждений вследствие контакта с кишечным отделением, мочой, а также механических повреждений при удалении адгезивов

50 шт.

Пленка защитная для кожи вокруг стомы

по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022
салфетка

Предназначена для защиты кожи вокруг стомы от повреждений вследствие контакта с кишечным отделением, мочой, а также механических повреждений при удалении адгезивов

50 шт.

Пленка защитная для кожи вокруг стомы

по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022
салфетка

Предназначена для защиты кожи вокруг стомы от повреждений вследствие контакта с кишечным отделением, мочой, а также механических повреждений при удалении адгезивов

50 шт.

Пленка защитная для кожи вокруг стомы

по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022
салфетка

Предназначена для защиты кожи вокруг стомы от повреждений вследствие контакта с кишечным отделением, мочой, а также механических повреждений при удалении адгезивов

50 шт.

Спецификация:
1. Назначение: защита кожи вокруг стомы от повреждений.
2. В комплект входит: защитная пленка, салфетка.
3. Входящие материалы и компоненты: пленка, салфетка.
4. Технические характеристики: материал пленки - полипропилен, материал салфетки - нетканый материал.
5. Условия эксплуатации: использовать только для защиты кожи вокруг стомы.
6. Срок годности: 3 года с даты изготовления.
7. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от влаги и пыли месте.
8. Методы контроля качества: визуальный контроль, измерение толщины пленки.
9. Методы испытаний: испытание на разрыв, испытание на растяжение.
10. Методы упаковки: упаковка в индивидуальную упаковку.
11. Методы транспортировки: транспортировка в сухом, защищенном от влаги и пыли месте.
12. Методы утилизации: утилизация в соответствии с требованиями законодательства.
13. Методы хранения: хранение в сухом, защищенном от влаги и пыли месте.
14. Методы использования: использовать только для защиты кожи вокруг стомы.
15. Методы хранения: хранение в сухом, защищенном от влаги и пыли месте.
16. Методы использования: использовать только для защиты кожи вокруг стомы.
17. Методы хранения: хранение в сухом, защищенном от влаги и пыли месте.
18. Методы использования: использовать только для защиты кожи вокруг стомы.
19. Методы хранения: хранение в сухом, защищенном от влаги и пыли месте.
20. Методы использования: использовать только для защиты кожи вокруг стомы.

130 мм

130 мм

8. Групповая упаковка (этикетка), размер 80 х 40 мм, 60 х 100 мм, 50-120 шт.

Пленка защитная для кожи вокруг СТОМЫ

по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022
салфетка

**Предназначена для защиты кожи вокруг стомы
от повреждений вследствие контакта с кишечным
отделяемым, мочой, а также механических
повреждений при удалении адгезивов**

Состав: нетканое полотно, изододекан, MQ 1640, изопропиловый спирт

Размер _____ мм

Количество _____ шт.

Способ применения: см. инструкцию по применению

Дата изготовления/номер партии: _____

Выпуск по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022

РУ _____ **от** _____ **г.**

Срок годности: 3 года с даты изготовления

Производитель: ООО «РАЗВИТИЕ»

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ № 7, линия 18-Я В.О., д. 29, литера 3, офис А330, Россия.

Тел.: 8 (812) 715-05-77, 8 (921) 954-88-82

Условия хранения: от +5 °С до +25 °С, горизонтально в сухом недоступном для детей месте. Не подвергать нагреванию и замораживанию.

Способ утилизации: см. инструкцию по применению.



место для ШК

Пленка защитная для кожи вокруг СТОМЫ

по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022
салфетка

Размер _____ мм

Количество _____ шт.

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

Меры предосторожности: не применять по истечении срока годности; не применять при индивидуальной непереносимости компонентов изделия; использовать только для наружного применения.

Дата изготовления/номер партии: _____

Выпуск по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022

РУ _____ от _____ г.

Срок годности: 3 года с даты изготовления


Производитель: ООО «РАЗВИТИЕ»

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ № 7, линия 18-Я В.О., д. 29, литера 3, офис А330, Россия.

Тел.: 8 (812) 715-05-77, 8 (921) 954-88-82

Условия хранения: от +5 °С до +25 °С, горизонтально в сухом недоступном для детей месте. Не подвергать нагреванию и замораживанию.

Способ утилизации: см. инструкцию по применению.



место для ШК

Пленка защитная для кожи вокруг стомы по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022.
Вариант исполнения флакон-спрей, 50 мл

1. Флакон-спрей (первичная индивидуальная упаковка), этикетка.

Состав: изододекан, MQ 1640, изопропиловый спирт

Способ применения:

1. Убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая.
2. Равномерно нанесите спрей на кожу вокруг стомы, удерживая флакон на расстоянии не менее 10 см от поверхности кожи. Необходимо учитывать площадь клеевой пластины.

3. После высыхания кожи и образования пленки, приклейте средство по уходу за стомой обычным способом. Изделие необходимо наносить каждый раз при замене кало- и уроприемников.

Производитель: ООО «РАЗВИТИЕ»

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ № 7, линия 18-Я В.О. д. 29, литера 3, офис А 330, Россия.

Тел.: 8 (812) 715-05-77, 8 (921) 954-88-82

Пленка защитная для кожи вокруг СТОМЫ

по ТУ 32.50.50-001-
98673050-2022

флакон-спрей

Предназначена для защиты кожи
вокруг стомы от повреждений
вследствие контакта с кишечным
отделяемым, мочой, а также
механических повреждений при
удалении адгезивов.

50 мл



место для ШК

Выпуск по ТУ 32.50.50-001-
98673050-2022

РУ _____ от
_____ г.

Срок годности: 3 года с даты
изготовления

Условия хранения: от +5 °С
до +25 °С, горизонтально в
сухом недоступном для детей
месте. Не подвергать нагрева-
нию и замораживанию.

Способ утилизации: см.
инструкцию по применению

**Дата изготовления/номер
партии:** _____

**Пленка
защитная
для кожи
вокруг стомы
флакон-спрей**

Способ применения:

1. Убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая.
2. Равномерно нанесите спрей на кожу вокруг стомы, удерживая флакон на расстоянии не менее 10 см от поверхности кожи. Необходимо учитывать площадь клеевой пластины.
3. После высыхания кожи и образования пленки, приклейте средство по уходу за стомой обычным способом. Изделие необходимо наносить каждый раз при замене каловых упримников.

Состав: изододекан, MQ 1640, изопропиловый спирт

Количество: 1 шт.

место для ШК

**Пленка
защитная
для кожи
вокруг стомы
по ТУ 32.50.50-001-
98673050-2022
флакон-спрей**

**Предназначена для защиты кожи
вокруг стомы от повреждений
вследствие контакта с кишечным
отделяемым, мочой, а также
механических повреждений
при удалении адгезивов**


50 мл

**Пленка
защитная
для кожи
вокруг стомы
флакон-спрей**

**Выпуск по ТУ 32.50.50-001-
98673050-2022**

РУ _____ от
_____ г.

Срок годности: 3 года с даты
изготовления

Условия хранения: от +5 °С
до +25 °С, горизонтально в сухом
недоступном для детей месте.
Не подвергать нагреванию
и замораживанию.

Способ утилизации:
см. инструкцию по применению
**Дата изготовления/номер
партии:** _____

Производитель: ООО «РАЗВИТИЕ»
Юридический адрес: 199178,
г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.
Муниципальный округ № 7, линия 18-Я
В.О. д. 29, литера 3, офис А330, Россия.
Тел.: 8 (812) 715-05-77, 8 (921) 954-88-82

**Пленка
защитная
для кожи
вокруг стомы
по ТУ 32.50.50-001-
98673050-2022
флакон-спрей**

**Предназначена для защиты кожи
вокруг стомы от повреждений
вследствие контакта с кишечным
отделяемым, мочой, а также
механических повреждений
при удалении адгезивов**


50 мл

2. Групповая упаковка, флакон-спрей.



3. Транспортная этикетка

Пленка защитная для кожи вокруг стомы

по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022
флакон-спрей

Объём 50 мл

Количество _____ шт.

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

Меры предосторожности: не применять по истечении срока годности; не применять при индивидуальной непереносимости компонентов изделия; использовать только для наружного применения.

Дата изготовления/номер партии: _____

Выпуск по ТУ 32.50.50-001-98673050-2022

РУ _____ от _____ г.

Срок годности: 3 года с даты изготовления


Производитель: ООО «РАЗВИТИЕ»

Юридический адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ № 7, линия 18-Я В.О.д. 29, литера 3, офис А330, Россия.

Тел.: 8 (812) 715-05-77, 8 (921) 954-88-82

Условия хранения: от +5 °С до +25 °С, горизонтально в сухом недоступном для детей месте. Не подвергать нагреванию и замораживанию.

Способ утилизации: см. инструкцию по применению.



место для ШК

Всего страниц 1, пронумеровано
и вкратце передано
из материалов



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 14

лист (-ов)

Генеральный директор ООО

«М.К.Асептика»

О.А. Пелехатая

