

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела регистрации и

сертификации продукции

ООО «Атекс Групп»

О. Ю. Калашник

«15» февраля 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Перчатки медицинские смотровые нитриловые неопудренные нестерильные

CONNECT® Ultra

Shandong Intco Medical Products Co.,Ltd

(Шаньдун Интко Медикал Продактс Ко. Лтд)

Qiwang Road No.9888, Naoshan Industrial Park,
Qingzhou City, Shandong Province, 262500, P. R. China

Рисунок 1. Внешний вид медицинского изделия: «Перчатки медицинские смотровые нитриловые неопудренные нестерильные **CONNECT® Ultra**» (цвет Blue, Black)




Примечание: представлены изображения маркировки изделий размера XS. Изображения маркировки изделий других размеров идентичны и отличаются только указанием размера.

Рис. 2: Изображение маркировки **потребительской** упаковки «Перчатки медицинские смотровые нитриловые неопудренные нестерильные **CONNECT® Ultra**» общий вид.



Рис. 2.1: Изображение маркировки потребительской упаковки – вид сверху



ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ CONNECT® ULTRA

Рег. удост. РФ № _____, ГОСТ 32337-2013

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ • ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ • БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРАВУЮ/ЛЕВУЮ РУКИ • ОДНОРАЗОВЫЕ • НЕ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС • 100 ШТУК (50 ПАР)

Предупреждения: Предназначены для использования в качестве средства индивидуальной защиты рук. Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения медицинских обследований. Изделия однократного применения. Недопустимо использование при нарушении целостности перчаток. Недопустимо использование перчаток несоответствующего размера. Возможна индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения кожи прекратите использовать перчатки и обратитесь за консультацией к врачу. Не рекомендуется длительное (более 2-х часов) ношение перчаток. При частом и длительном ношении перчаток рекомендуется соответствующий уход за кожей рук. Возможно проявление дерматитов и иных кожных раздражений как следствие неправильного ухода за кожей рук и жестких условий изоляции кожи рук от естественной вентиляции воздухом. Не обеспечивают гарантированной защиты от проколов и порезов.

Хранить: в сухом месте при температуре 5-40° С. Избегать воздействия озона и прямого солнечного света.


• This product has been tested in accordance with EN 16523-1:2015+A1:2018 and EN ISO 374-4:2019 and achieved the following performance levels:

TEST CHEMICAL	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Permeation LEVEL	EN ISO 374-4:2019 degradation (MEAN VALUE)
K Sodium Hydroxide 40%	6	-68.1%
P Hydrogen Peroxide 30%	2	30.5%
T Formaldehyde 37%	5	9.5%

• EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Permeation levels are based on breakthrough times as follows:

PERFORMANCE LEVEL	1	2	3	4	5	6
MIN BREAKTHROUGH TIMES (MINS)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

• EN ISO 374-4:2019 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.



EC REP Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague,
Netherlands.

CE 2777

REORDER#: CON-U-INT-00



Производитель: Шаньдун Интко Медикал Продактс Ко. Лтд., Циван Роуд № 9888, Наошань Индастриал Парк, город Цинчжоу, Провинция Шаньдун, 262500, Китайская Народная Республика
Shandong Intco Medical Products Co., Ltd., Qiwan Road No.9888, Naoshan Industrial Park, Qingzhou City, Shandong Province, 262500, P. R. China.
Уполномоченная организация/Импортер: ООО «АТЕКС ГРУПП», 140055, Россия, Московская обл., г. Котельники, мкрн. Белая Дача, промзона ООО «Технопром», стр. Е, офис 303, e-mail: info@atex-gr.com

Available Sizes ReOrder#:

X-Small	CON-U-INT-00
Small	CON-U-INT-01
Medium	CON-U-INT-02
Large	CON-U-INT-03
X-Large	CON-U-INT-04

LOT



Рис. 2.2: Изображение маркировки потребительской упаковки – вид снизу




Рис. 2.4: Изображение маркировки потребительской упаковки – вид сбоку



**Рис. 3: Изображение маркировки транспортной упаковки «Перчатки медицинские
смотровые нитриловые неопудренные нестерильные CONNECT®Ultra» – общий вид**





Рис.3.2: Изображение маркировки транспортной упаковки – увеличенный фрагмент 2

REORDER#: CON-U-INT-00



1 46 10017 75330 6



XS

1000 gloves (100 gloves/dispenser, 10 dispensers/carton)
1000 штук (500 пар)(10 блоков по 100 штук)

CONNECT[®]

ULTRA

Nitrile Powder Free Examination Gloves












EC REP Lotus NL B.V.
 Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

CE 2777

Производитель: Шаньдун Интко Медикал Продактс Ко. Лтд., Циван Роуд № 9888, Наошань Индустриал Парк, город Цинчжоу, Провинция Шаньдун, 262500, Китайская Народная Республика
 Shandong Intco Medical Products Co., Ltd., Qiwang Road No.9888, Naoshan Industrial Park, Qingzhou City, Shandong Province, 262500, P. R. China.
Уполномоченная организация/Импортер: ООО «АТЕКС ГРУПП»
 140055, Россия, Московская обл., г. Котельники, мкрн. Белая Дача, промзона ООО «Технопром», стр. Е, офис 303. e-mail: info@atex-gr.com

LOT






CONNECT[®]

ULTRA

Nitrile Powder Free Examination Gloves

STORE IN COOL, DRY PLACE. AVOID OZONE.



ХРАНИТЬ: В СУХОМ МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 5° - 40°C
ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОЗОНА И ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ CONNECT® ULTRA

РЕГ. УДОСТ. РФ № _____, ГОСТ 32337-2013

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ • ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ • БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРАВУЮ/ЛЕВУЮ РУКИ • ОДНОРАЗОВЫЕ • НЕ СОДЕРЖАТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС

Предупреждения: Предназначены для использования в качестве средства индивидуальной защиты рук. Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения медицинских обследований. Изделия однократного применения. Недопустимо использование при нарушении целостности перчаток. Недопустимо использование перчаток несоответствующего размера. Возможна индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения кожи прекратите использовать перчатки и обратитесь за консультацией к врачу. Не рекомендуется длительное (более 2-х часов) ношение перчаток. При частом и длительном ношении перчаток рекомендуется соответствующий уход за кожей рук. Возможно проявление дерматитов и иных кожных раздражений как следствие неправильного ухода за кожей рук и жестких условий изоляции кожи рук от естественной вентиляции воздухом. Не обеспечивают гарантированной защиты от проколов и порезов.

Хранить: в сухом месте при температуре 5-40° С. Избегать воздействия озона и прямого солнечного света.




EC REP Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

CE 2777

 **Производитель:** Шаньдун Интко Медикал Продактс Ко. Лтд., Циван Роуд № 9888, Наошань Индастриал Парк, город Цинчжоу, Провинция Шаньдун, 262500, Китайская Народная Республика
Shandong Intco Medical Products Co., Ltd., Qiwang Road No.9888, Naoshan Industrial Park, Qingzhou City, Shandong Province, 262500, P. R. China.
Уполномоченная организация/Импортёр: ООО «АТЕКС ГРУПП», 140055, Россия, Московская обл., г. Котельники, мкрн. Белая Дача, промзона ООО «Технопром», стр. Е, офис 303. e-mail: info@atex-gr.com



Прошито, пронумеровано и с
печатью на 13 лис

Должность: Менеджер отдела
регистрации и сертификации п

ООО «Атекс Групп»

Подпись К.С. Пильман /

