




Фотографическое изображение 1: Общий вид медицинского изделия ИВД «Плотная питательная среда для определения чувствительности гемофилов к антимикробным препаратам, готовая к использованию, Гемофилезный тестовый агар (НТМ)», по ТУ 9385–023–16665457-2014

Серия 0300192605


Дата изготовления: 26.05.2015 г. Годен до: 05.08.2015 г.



Фотографическое изображение 2: чашка Петри с МИ ИВД «Плотная питательная среда для определения чувствительности гемофил к антимикробным препаратам, готовая к использованию, Гемофилезный тестовый агар (НТМ)», по ТУ 9385-023-16665457-2014. Указана маркировка серийного номера и наименования среды.



Фотографическое изображение 2.1: чашка Петри с МИ ИВД «Плотная питательная среда для определения чувствительности гемофил к антимикробным препаратам, готовая к использованию, Гемофилезный тестовый агар



Зона подавления роста
Haemophilus influenzae
 (клинический изолят H2)


Фотографическое изображение 3: Определение антибиотикочувствительности *Haemophilus influenzae* (клинический изолят H2) диско-диффузионным методом на «Плотной питательной среде для определения чувствительности гемофил к антимикробным препаратам, готовая к использованию, Гемофилезный тестовый агар (HTM)». Диски с антибиотиками производства ЗАО НИЦФ.



Зона подавления роста *Haemophilus influenzae* (клинический изолят НЗ)

Диски с антибиотиками

Фотографическое изображение 4: Определение антибиотикочувствительности *Haemophilus influenzae* (клинический изолят НЗ) диско-диффузионным методом на "Среде питательная микробиологической плотной Гемофилезный агар (НТМ) (в пробирках, флаконах, на чашках Петри, на подложке), производства Новамед Лтд. (Novamed Ltd), Израиль; РУ № ФСЗ 2011/09864 от 19.03.2012 г. Диски с антибиотиками производства ЗАО НИЦФ. Инкубация при температуре 35 °С в атмосфере с повышенным содержанием CO₂ (7%).



Диск с антибиотиком
Зона подавления роста
Haemophilus influenzae
(клинический изолят Hi5)

Фотографическое изображение 5: Определение антибиотикочувствительности *Haemophilus influenzae* (клинический изолят Hi5) диско-диффузионным методом на "Среде питательная микробиологической плотной Гемофилезный агар (НТМ) (в пробирках, флаконах, на чашках Петри, на подложке), производства Новамед Лтд. (Novamed Ltd), Израиль; РУ № ФСЗ 2011/09864 от 19.03.2012 г.
Номер серии: Novamed BA-110 НТМ
LOT 328 EXP 12/01/16
Диски с антибиотиками производства ЗАО НИЦФ.



Фотографическое изображение 6: Определение антибиотикочувствительности *Haemophilus influenzae* (клинический изолят Н14) диско-диффузионным методом на МИ ИВД «Плотная питательная среда для определения чувствительности гемофил к антимикробным препаратам, готовая к использованию, Гемофилезный тестовый агар (НТМ), по ТУ 9385–023–16665457-2014. Номер серии образца 0300220212, срок годности до 10.02.2016 г. Диски с антибиотиками производства ЗАО НИЦФ.

Инкубация при температуре 35 °С в атмосфере с повышенным содержанием CO₂ (7%).