

ООО «МЕДПРОМ»

Макеты маркировки медицинского изделия

Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами для скорой
медицинской помощи «Медпром» по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022,
производства ООО «Медпром», Россия

Версия 1.0

Маркировка, наносимая на сумку-пенал для штатива

медицинского изделия:

Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами для скорой медицинской помощи «Медпром» по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022,

Исполнение: Штатив разборный для вливаний
Штатив-«Медпром»

	Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия	РУ № _____ от _____
Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами для скорой медицинской помощи «Медпром» по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022 Исполнение: Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром»		
	SN	серийный номер
	дата изготовления	Упаковано: дата упаковки

Маркировка, наносимая на пенал для держателей

медицинского изделия:


Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами для скорой медицинской помощи «Медпром» по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022,

Исполнение: Комплект держателей инфузионных флаконов
«Держатели-200/400-«Медпром»

	Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия	РУ № _____ от _____
Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами для скорой медицинской помощи «Медпром» по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022 Исполнение: Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром»		
	SN	серийный номер
	дата изготовления	Упаковано: дата упаковки

Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром»
по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022,
производства ООО «Медпром», Россия

		Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия	
Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 17 корп.3, литер А, помещение 16Н, комната 9			
Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами для скорой медицинской помощи «Медпром» по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022			
Исполнение: Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром»			
РУ № _____ от _____		 дата изготовления	SN серийный номер
Масса: брутто ____ кг, нетто ____ кг		Упаковано	год, месяц
Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°C.			
Условия хранения - 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°C.			
			

Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром»
по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022,
производства ООО «Медпром», Россия

		Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия	
Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 17 корп.3, литер А, помещение 16Н, комната 9			
Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами для скорой медицинской помощи «Медпром» по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022			
Исполнение: Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром»			
РУ № _____ от _____		 дата изготовления	SN
Масса: брутто ____ кг, нетто ____ кг		серийный номер	
Упаковано		год, месяц	
Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°C.			
 + 50°C - 50°C  100%			
Условия хранения - 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°C.			
 + 40°C - 50°C  98 %			
			

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

4 (четыре) лист

Генеральный директор ООО «Медпром»

Д.А. Вазин



Общество с ограниченной ответственностью «Медпром»

Фотографические изображения медицинского изделия

**Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами
для скорой медицинской помощи «Медпром»**

по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022

следующих исполнений:

- 1. Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром»**
- 2. Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром»**

Версия 1.0


Производитель ООО «Медпром»

г. Санкт-Петербург


2022

1. Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами
для скорой медицинской помощи «Медпром»
по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022
исполнение:

Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром»




Фотография 1.1. Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром» (в разобранном виде). Общий вид. Состав частей и элементов штатива: 1. Основание стойки – 1 шт.; 2. Ножка штатива – 3 шт.; 3. Колено стойки – 3 шт.; 4. Кронштейн-струбцина – 1 шт.; 5. Перекладина-держатель №1 – 1 шт.; 6. Перекладина-держатель №2 – 1 шт.; 7. Держатель инфузионных флаконов на 200 мл (малый) – 2 шт.; 8. Держатель инфузионных флаконов на 400 мл (большой) – 2 шт.; 9. Ремень удерживающий – 2 шт.; 10. Крючок – 2 шт.; 11. Сумка-пенал для штатива – 1 шт.




Фотография 1.2. Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром». В собранном состоянии. Общий вид.



Фотография 1.3. Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром». В собранном состоянии с подвешенными держателями инфузионных флаконов. Общий вид.



Фотография 1.4. Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром». Вариант крепления штатива на кронштейне-струбцине за край стола. Общий вид.



Фотография 1.5. Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром». Вариант крепления штатива на кронштейне-струбцине за перекладину (трубу). Общий вид.




Фотография 1.6. Основание стойки из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром». Общий вид.




Фотография 1.7. Ножки штатива из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром». Общий вид.




Фотография 1.8. Колено стойки из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром». Общий вид.



Фотография 1.9. Кронштейн-струбница из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром». Общий вид.




Фотография 1.10. Перекладина-держатель №1 и перекладина-держатель №2 из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром» Общий вид.




Фотография 1.11. Крестовина, собранная из перекладины-держателя №1 и перекладины-держателя №2 из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром».




Фотография 1.12. Держатель инфузионных флаконов на 200 мл (малый) из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром, со стеклянным флаконом. Общий вид.



Фотография 1.13. Держатель инфузионных флаконов на 400 мл (большой) из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром, со стеклянным флаконом. Общий вид.




Фотография 1.14. Ремень удерживающий из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром». Общий вид.




Фотография 1.15. Крючок из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром».
Общий вид.



Фотография 1.16. Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром» в разобранном виде, уложенный в сумку-пенал для штатива. Общий вид.




Фотография 1.17. Сумка-пенал для штатива из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром»». В сложенном состоянии. Общий вид.




2. Средства для фиксации емкостей с инфузионными растворами
для скорой медицинской помощи «Медпром»
по ТУ 32.50.50-014-50063260-2022

исполнение:


**Комплект держателей инфузионных флаконов
«Держатели-200/400-«Медпром»**




Фотография 2.1. Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром» ((в разобранном виде). Общий вид. Состав частей и элементов, входящих в Комплект: 1. Держатель инфузионных флаконов на 200 мл (малый) - 1 шт.; 2. Держатель инфузионных флаконов на 400 мл (большой) - 1 шт.; 3. Ремень удерживающий – 2 шт.; 4. Крючок – 2 шт.; 5. Пенал для держателей – 1 шт.)



Фотография 2.2. Держатель инфузионных флаконов на 200 мл (малый) из состава «Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром, в расстегнутом виде. Общий вид.




Фотография 2.3. Держатель инфузионных флаконов на 400 мл (большой) из состава «Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром, в расстегнутом виде. Общий вид.




Фотография 2.4. Держатели инфузионных флаконов на 200 мл (малый) и на 400 мл (большой) из состава «Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром», со стеклянными флаконами. Общий вид.



Фотография 2.5. Держатель инфузионных флаконов на 200 мл (малый) из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром»», со стеклянным флаконом. Общий вид.




Фотография 2.6 Держатель инфузионных флаконов на 400 мл (большой) из состава «Штатив разборный для вливаний Штатив-«Медпром», со стеклянным флаконом. Общий вид.




Фотография 2.7. Ремень удерживающий из состава «Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром». Общий вид.



Фотография 2.8. Крючок из состава «Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром». Общий вид.



Фотография 2.9. Пример использования крючка из состава медицинского изделия «Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром». Общий вид




Фотография 2.10. Пример использования ремня удерживающего из состава медицинского изделия «Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром»». Общий вид.



Фотография 2.11. Пенал для держателей из состава «Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром». Общий вид.

Фотография 2.12. Пример маркировки. Комплект держателей инфузионных флаконов «Держатели-200/400-«Медпром». Общий вид.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

33 (тридцать три) лист а

Генеральный директор ООО «Медпром»

Д.А. Вазин

