

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭВЕРС»

Хорунжин И.О.



«01» декабря 2022 г

Фотографические изображения и маркировка медицинского изделия

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ

по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022

Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»: Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1» - «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-12».



Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет
ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1»




Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет
ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-2»



Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-3»




Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-4»



Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-5»




Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет
ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-6»



Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет
ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-7»




Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет
ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-8»




Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет
ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-9»



Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет
ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-10»




Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11»



Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет
ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Вариант исполнения «Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-12»



Фотографическое изображение медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет ТУ 21.20.24-030-15886239-2022» в транспортной упаковке.


Вариант исполнения: Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1



Прошито, пронумеровано и заверено печатью

15 (пятнадцать) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Эверс»



Хорунжий И.О.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭВЕРС»

Хорунжин И.О.

М.П. (подпись)


«01» декабря 2022 г



маркировка медицинского изделия

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ

по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022



130 мм


55 мм

205 мм


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




1
Наложите сорбционную подушку на рану.



2
Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.



3
Плотно обмотайте конечность несколькими турами



4
Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.

нетоксично

STERILE R


Меры предосторожности:



НЕДОПУСТИМО
накладывать
пакет в качестве жгута!



4 640000 903343




205 мм


55 мм

130 мм


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



1
Наложите сорбционную подушку на рану.



2
Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.



3
Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ГЛУБОКОЙ РАНЕ



Извлеките бинт, затампонируйте рану бинтом.
Далее следовать пп. 1 - 3.

НЕТОКСИЧНО


STERILE R

Меры предосторожности:



НЕДОПУСТИМО
накладывать
пакет в качестве жгута!






4

205 мм

55 мм


130 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




1

Наложите сорбционную подушку на рану.



2


Плотно наложите повязку, растягивая полотно.



3

Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОБШИРНОЙ РАНЕ



Раскройте двойную подушку, далее следуйте пп. 1 - 3.

НЕТОКСИЧНО

STERILE R

Меры предосторожности:






НЕДОПУСТИМО накладывать пакет в качестве жгута!



ШТРИХ-КОД

4 640000 903343

 ООО ЦИРМИ
  INFO@CIRMI.RU
  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




130 мм

55 мм

205 мм


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



1
Наложите сорбционную подушку на рану.



2
Плотно наложите повязку, растягивая полотно.



3
Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБШИРНАЯ РАНА



Раскройте двойную подушку, далее следуйте пп. 1 - 3.

ГЛУБОКАЯ РАНА



Извлеките бинт, затампонируйте рану бинтом. Далее следовать пп. 1 - 3.

НЕТОКСИЧНО

STERILE R

Меры предосторожности:



НЕДОПУСТИМО накладывать пакет в качестве жгута!






130 mm

55 mm

205 mm

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




1
Наложите неподвижную сорбционную подушку на выходное отверстие раны.



2
Наложите подвижную сорбционную подушку на входное отверстие раны.



3
Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.



4
Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.


НЕТОКСИЧНО


STERILE R

Меры предосторожности:



НЕДОПУСТИМО
накладывать
пакет в качестве жгута!






205 мм

55 мм

130 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



1

Наложите неподвижную сорбционную подушку на выходное отверстие раны, а подвижную - на входное отверстие раны.



2

Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.




3

Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.


ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЛУБОКАЯ РАНА



Извлеките бинт, загамонируйте рану бинтом.
Далее следовать пп.1 - 3.

СИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



Сдвиньте подвижную подушку на неподвижную.
Далее следовать пп.2 - 3.

Нетоксично

STERILE R

Меры предосторожности:





НЕДОПУСТИМО накладывать пакет в качестве жгута!



4 640000 903343

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

280 мм

55 мм

160 мм

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ

по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022

Назначение: предназначен для остановки кровотечений в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

ИПП-7

размер:

15 x 150 см

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.
Побочные эффекты: отсутствуют
Условия хранения: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
Утилизировать: по СанПиН 2.1.3684-21, как отходы класса Б.

Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.
Место производства: Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.
По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10 - 09, e-mail: evers@evers.ru, www.evers.ru.
РУ 00.00.000.
ТУ № 21.20.24-030 -15886239-2022

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.


Дата стерилизации
(месяц, год):
Серия:

280 мм


55 мм

160 мм


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




1
Наложите сорбционную подушку на рану.



2
Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.



3
Обмотайте конечность несколькими турами.



4
Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.

НЕТОКСИЧНО

STERILE R

Меры
предосторожности:



НЕДОПУСТИМО
накладывать
пакет в качестве жгута!



4 640000 903343

280 мм

55 мм

160 мм

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ

по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022

Назначение: предназначен для остановки кровотечений в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

ИПП-8

размер:

15 x 150 см

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Побочные эффекты: отсутствуют

Условия хранения: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Утилизировать: по СанПиН 2.1.3684-21, как отходы класса Б.

Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.

Место производства: Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.

По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел.

+7(499)707-10 - 09, e-mail: evers@evers.ru,

www.evers.ru.

РУ 00.00.000.

ТУ № 21.20.24-030 -15886239-2022

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.

Показания к применению: предназначен для остановки кровотечений при травмах различных областей тела в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

Дата стерилизации
(месяц, год):
Серия:

280 мм

55 мм


160 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




1
Наложите сорбционную подушку на рану, бинтом наружу.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ГЛУБОКОЙ РАНЕ



Извлеките бинт, затампонируйте рану бинтом.
Далее следовать пп.1 - 3.



2
Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.



3
Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.

НЕТОКСИЧНО

STERILE R

Меры предосторожности:



НЕДОПУСТИМО
накладывать
пакет в качестве жгута!



4 640000 903343

280 мм

55 мм

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ

по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022

Назначение: предназначен для остановки кровотечений в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

ИПП-9

размер:

15 x 150 см

Дата стерилизации
(месяц, год):
Серия:

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.
Побочные эффекты: отсутствуют
Условия хранения: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
Утилизировать: по СанПиН 2.1.3684-21, как отходы класса Б.
Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.
Место производства: Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.
По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10 - 09, e-mail: evers@evers.ru, www.evers.ru.
РУ 00.00.000.
ТУ № 21.20.24-030 -15886239-2022

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.


Показания к применению: предназначен для остановки кровотечений при травмах различных областей тела в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

160 мм


280 мм

55 мм


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




1
Наложите неподвижную сорбционную подушку на выходное отверстие раны.



2
Наложите подвижную сорбционную подушку на входное отверстие раны.



3
Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.



4
Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.

нетоксично

STERILE R

Меры предосторожности:



НЕДОПУСТИМО
накладывать
пакет в качестве жгута!



4 640000 903343

280 мм

55 мм

160 мм

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ

по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022

Назначение: предназначен для остановки кровотечений в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

ИПП-10

размер:

15 x 150 см

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.
Побочные эффекты: отсутствуют
Условия хранения: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.
Утилизировать: по СанПиН 2.1.3684-21, как отходы класса Б.
Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.
Место производства: Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.
По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10 - 09, e-mail: evers@evers.ru, www.evers.ru.
РУ 00.00.000.
ТУ № 21.20.24-030 -15886239-2022

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.


Показания к применению: предназначен для остановки кровотечений при травмах различных областей тела в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

Дата стерилизации
(месяц, год):
Серия:

280 мм

55 мм


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



1
Наложите неподвижную сорбционную подушку на выходное отверстие раны, а подвижную - на входное отверстие раны.



2
Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.



3
Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.


ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЛУБОКАЯ РАНА



Извлеките бинт, затампонируйте рану бинтом.
Далее следовать пп.1 - 3.

СИЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



Сдвиньте подвижную подушку на неподвижную.
Далее следовать пп.2 - 3.

НЕТОКСИЧНО

STERILE R

Меры предосторожности:



НЕДОПУСТИМО
накладывать
пакет в качестве жгута!



280 мм

55 мм

160 мм

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ

по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022

Назначение: предназначен для остановки кровотечений в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

ИПП-11

размер:
15 x 240 см

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.
Побочные эффекты: отсутствуют

Условия хранения: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Утилизировать: по СанПиН 2.1.3684-21, как отходы класса Б.

Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.

Место производства: Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.

По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10 - 09, e-mail: evers@evers.ru, www.evers.ru.

РУ 00.00.000.

ТУ № 21.20.24-030 -15886239-2022

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.


Показания к применению: предназначен для остановки кровотечений при травмах различных областей тела в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

Дата стерилизации
(месц, год):
Серия:


280 mm

55 mm


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




Разложите сорбционную подушку.



Наложите подушку на рану, начинайте обматывать тело пациента.



Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.




Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.

НЕТОКСИЧНО

STERILE R

Меры
предосторожности:



НЕДОПУСТИМО
накладывать
пакет в качестве жгута!



4 640000 903343

280 мм

55 мм

160 мм

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ

по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022

Назначение: предназначен для остановки кровотечений в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Побочные эффекты: отсутствуют

Условия хранения: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Утилизировать: по СанПиН 2.1.3684-21, как отходы класса Б.

Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.

Место производства: Россия, 141983, Московская область, г Дубна, пр-кт Науки, д.13.

По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10 - 09, e-mail: evers@evers.ru, www.evers.ru.

РУ 00.00.000.

ТУ № 21.20.24-030 -15886239-2022

Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.

ИПП-12

размер:

15 x 240 см


Показания к применению: предназначен для остановки кровотечений при травмах различных областей тела в полевых условиях на этапе оказания эффективной доврачебной помощи раненым для устранения жизнеугрожающих последствий ранений.

Дата стерилизации
(месяц, год):
Серия:


280 мм

55 мм


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




1
Разложите сорбционную подушку.




2
Извлеките вложенный бинт, затампонируйте рану.



3
Наложите подушку на рану, начинайте обматывать тело пациента.



4
Плотно наложите повязку, растягивая эластичное полотно.



5
Зафиксируйте конец повязки с помощью скобы, зацепив ее за края предыдущего тура.

НЕТОКСИЧНО

STERILE R

Меры предосторожности:



НЕДОПУСТИМО
накладывать
пакет в качестве жгута!




160 мм

Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Варианты исполнения: Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-2; Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-3;

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-4;

ИПП-1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022 СТЕРИЛЬНО Размер: 10 x 150 см. К-во в коробе: _____ шт. Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: evers@evers.ru, www.evers.ru. РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖА) по ГОСТ 15150. Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022 Серия: 01 001 2022 	ИПП-2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022 СТЕРИЛЬНО Размер: 10 x 150 см. К-во в коробе: _____ шт. Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: evers@evers.ru, www.evers.ru. РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖА) по ГОСТ 15150. Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022 Серия: 02 001 2022 
ИПП-3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022 СТЕРИЛЬНО Размер: 10 x 150 см. К-во в коробе: _____ шт. Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: evers@evers.ru, www.evers.ru. РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖА) по ГОСТ 15150. Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022 Серия: 03 001 2022 	ИПП-4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022 СТЕРИЛЬНО Размер: 10 x 150 см. К-во в коробе: _____ шт. Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: evers@evers.ru, www.evers.ru. РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖА) по ГОСТ 15150. Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022 Серия: 04 001 2022 

Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:

Варианты исполнения: Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-5; Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-6; Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-7; Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-8;

ИПП-5	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ	ИПП-6	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ
по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022		по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022	
СТЕРИЛЬНО		СТЕРИЛЬНО	
Размер: 10 x 150 см.		Размер: 10 x 150 см.	
К-во в коробе: _____ шт.		К-во в коробе: _____ шт.	
Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: everg@everg.ru , www.everg.ru . РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.		Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: everg@everg.ru , www.everg.ru . РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.	
Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.		Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.	
Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022		Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022	
Серия: 05 001 2022		Серия: 06 001 2022	
ИПП-7	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ	ИПП-8	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ
по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022		по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022	
СТЕРИЛЬНО		СТЕРИЛЬНО	
Размер: 15 x 150 см.		Размер: 15 x 150 см.	
К-во в коробе: _____ шт.		К-во в коробе: _____ шт.	
Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: everg@everg.ru , www.everg.ru . РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.		Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: everg@everg.ru , www.everg.ru . РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.	
Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.		Срок годности: 5 лет с даты стерилизации.	
Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022		Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022	
Серия: 07 001 2022		Серия: 08 001 2022	

Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия «Индивидуальный перевязочный пакет ТУ 21.20.24-030-15886239-2022»:


Варианты исполнения: Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-9; Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-10; Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11; Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-12.

ИПП-9 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022 СТЕРИЛЬНО Размер: 15 x 150 см. К-во в коробе: _____ шт. Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: everg@everg.ru, www.everg.ru, РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022 Серия: 09 001 2022 	ИПП-10 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022 СТЕРИЛЬНО Размер: 15 x 150 см. К-во в коробе: _____ шт. Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: everg@everg.ru, www.everg.ru, РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022 Серия: 10 001 2022 
ИПП-11 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022 СТЕРИЛЬНО Размер: 15 x 240 см. К-во в коробе: _____ шт. Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: everg@everg.ru, www.everg.ru, РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022 Серия: 11 001 2022 	ИПП-12 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПАКЕТ по ТУ 21.20.24-030-15886239-2022 СТЕРИЛЬНО Размер: 15 x 240 см. К-во в коробе: _____ шт. Производитель: ООО «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. Место производства: Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13. По заказу: ООО «Эверс груп Рус», тел. +7(499)707-10-09, e-mail: everg@everg.ru, www.everg.ru, РУ 00.00.000. ТУ № 21.20.24-030-15886239-2022 Транспортировка и хранение: 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. Срок годности: 5 лет с даты стерилизации. Дата стерилизации (месяц, год): 10 - 2022 Серия: 12 001 2022 

Прошито, пронумеровано и заверено печатью

28 (двадцать восемь) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Эверс»


Хорунжин И.О.

