



1. Набор для введения инфузионных растворов и лекарственных средств с капельной камерой, антибактериальным фильтром и регулятором скорости потока.

2




Система для введения инфузионных растворов и лекарственных средств с капельной камерой, антибактериальным фильтром (маркировка: мембрана с размером пор 0,2; 1,2; 5 мкм) и регулятором скорости потока

3




Фильтр шприц-кон (варианты исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 3,1; 5 мкм)

4




Кабель анд кабуры: система для вливания инфузионных растворов и кристаллоидов с капельной камерой, антимикробным фильтром (варианты исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 1,2; 5 мкм) и регулятором скорости потока с поликарбонатным фильтром шприц-кон (варианты исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 3,1; 5 мкм)

5



Общий вид наборов в стерильной упаковке

6




Стерильная упаковка


7



Пример маркировки стерильной упаковки



Пример маркировки транспортной (потребительской) коробки




Наборы в транспортной (потребительской) коробке

10


II. Набор для инфузии инфузионных растворов и кровезаместителей с регулятором скорости потока.

11




Система для введения инфузионных растворов и кровезаместителей с регулятором скорости потока

12




Линия инфузионная с фильтром (размер пор фильтра: 0.2, 1.2; 5 мкм)

13





Общий вид набора: система для введения инфузионных растворов и кровезаместителей с регулятором скорости потока с подключенной линией удлинительной с фильтром (размер мкм фильтра: 0.2; 1,2; 5 мкм)



14




Общий вид набора в стерильной упаковке

15






III. Набор для введения инфузионных растворов и лекарственных средств с антимикробным фильтром.




Система для введения инфузионных растворов и лекарственных средств с антимикробным фильтром (варианты исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 1,2; 5 мкм).




Фильтр шприцовой (картриджи исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 3,1; 5 мкм)

22




(Общий вид набора: система для введения инфузионных растворов и кровезаменителей с антимикробным фильтром (шприц-фильтры исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 1,2; 5 мкм); по желанию фильтр шприцевый (картриджи исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 3,1; 5 мкм)

23




Общий вид наборов в стерильной упаковке

24




Стерильная упаковка

25





Пример маркировки стерильной упаковки

26



Пример маркировки транспортной (потребительской) коробки

27



Наборы в транспортной (потребительской) коробке