



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2023 года № РЗН 2023/21780

На медицинское изделие

**Набор для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей
(ПР) стерильный**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Джи Ви Эс С.П.А.", Италия,

GVS S.P.A., ZOLA PREDOSA (BO) VIA ROMA, 50 CAP 40069, Italy

Производитель

"Джи Ви Эс С.П.А.", Италия,

GVS S.P.A., ZOLA PREDOSA (BO) VIA ROMA, 50 CAP 40069, Italy

Место производства медицинского изделия

GVS S.P.A., ZOLA PREDOSA (BO) VIA ROMA - 50 CAP 40069, Italy

Номер регистрационного досье № РД-59201/96710 от 27.11.2023


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 26 декабря 2023 года № 9674
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0074914

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 декабря 2023 года № РЗН 2023/21780

Лист 1

На медицинское изделие

**Набор для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей (ПР)
стерильный, в вариантах исполнения:**

I. Набор для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей с капельной камерой, антимикробным фильтром и регулятором скорости потока, в составе:

1. Система для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей с капельной камерой, антимикробным фильтром (варианты исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 1,2; 5 мкм) и регулятором скорости потока.

2. Фильтр шприцевой (варианты исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 3,1; 5 мкм).

3. Инструкция по эксплуатации.

II. Набор для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей с регулятором скорости потока, в составе:

1. Система для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей с регулятором скорости потока.

2. Линия удлинительная с фильтром (размер пор фильтра: 0,2; 1,2; 5 мкм).

3. Инструкция по эксплуатации.

III. Набор для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей с антимикробным фильтром, в составе:


1. Система для вливания инфузионных растворов и кровезаменителей с антимикробным фильтром (варианты исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 1,2; 5 мкм).

2. Фильтр шприцевой (варианты исполнения: мембрана с размером пор 0,2; 0,45; 0,5; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 3,1; 5 мкм).

3. Инструкция по эксплуатации.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0135863