

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Аппарат автоматического цитоплазмафереза «Рубин» по ТУ
26.60.13-323-65614693-2023»**

Аппарат автоматического цитоплазмафереза «Рубин» по ТУ 26.60.13 –323-65614693-2023 в составе:

1. Аппарат автоматического цитоплазмафереза «Рубин» - 1 шт.
2. Контейнер для биологических отходов – 2 шт.
3. Кабель питания – 1 шт.
4. Манжета (Манжета взрослая плечевая средняя с пневмокамерой из латекса с одной трубкой с кольцом (идентификационный номер AD2210) по РУ № РЗН 2020/12303) – 1 шт.
5. Шланг – удлинитель (с коннектором) для манжеты – 1 шт
6. Адаптер колокола – 1 шт.
7. Адаптер насосов – 1 шт.
8. Съёмный носитель с программным обеспечением исполнительного протокола для заготовки тромбоконцентрата – 1 шт.
9. Съёмный носитель с программным обеспечением исполнительного протокола для проведения процедуры плазмафереза – 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 шт.;

I. Фотографические изображения состава медицинского изделия

Аппарат автоматического цитоплазмафереза «Рубин»




Контейнер для биологических отходов



Кабель питания







Шланг – удлинитель (с коннектором) для манжеты



Адаптер колокола




Адаптер насосов



Съемный носитель с программным обеспечением исполнительного протокола для заготовки тромбоконцентрата

Съемный носитель с программным обеспечением исполнительного протокола для проведения процедуры плазмафереза



III. Фотографические изображения маркировки

Фотографические изображения маркировки изделия







Аппарат автоматического
цитоплазмафереза «Рубин»
по ТУ 26.60.13-323-65614693-2023

РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
ТУ 26.60.13-323-65614693-2023

Номер серии: РТС
Дата упаковки: 01.06.2023
Масса брутто: 35 кг
Масса нетто: 28 кг

Условия хранения и транспортировки:

- температура - от 0 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность - от 10% до 90%;
- атмосферное давление - от 70 кПа до 106 кПа.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Наименование и адрес места производства:
ООО «ЛИДКОР» 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

(цветная) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Лидкор»



Е.Ю. Гохгут

«15» февраля 2024 г.

Макеты этикеток на медицинское изделие

Аппарат автоматического цитоплазмафереза «Рубин» по ТУ 26.60.13-323-65614693-2023

Аппарат автоматического цитоплазмафереза «Рубин», по ТУ 26.60.13-323-65614693-2022

Макет этикетки аппарата:



Аппарат автоматического
цитоплазмафереза «Рубин»
по ТУ 26.60.13-323-65614693-2022

РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
ТУ 26.60.13-323-65614693-2022

Напряжение: 230 В $\pm 10\%$
Частота: 47-63 Гц ± 1 Гц
Потребляемая мощность: Не более 350 Вт

Номер серии: РТС
Заводской номер: 00001
Дата изготовления: 01.06.2023



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Наименование и адрес места производства:
ООО «ЛИДКОР» 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

Аппарат автоматического цитоплазмафереза «Рубин», по ТУ 26.60.13-323-65614693-2022

Макеты съемных носителей с программным обеспечением

Съемный носитель с программным обеспечением исполнительного протокола для заготовки тромбоконцентрата



Аппарат автоматического
цитоплазмафереза «Рубин»
по ТУ 26.60.13-323-65614693-2023

РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
ТУ 26.60.13-323-65614693-2023

Съемный носитель
с программным обеспечением
исполнительного протокола
для заготовки
тромбоконцентрата



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Наименование и адрес места производства:
ООО «ЛИДКОР», 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

Аппарат автоматического цитоплазмафереза «Рубин», по ТУ 26.60.13-323-65614693-2022

Съемный носитель с программным обеспечением исполнительного протокола для проведения процедуры плазмафереза



Аппарат автоматического
цитоплазмафереза «Рубин»
по ТУ 26.60.13-323-65614693-2023

ПУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
ТУ 26.60.13-323-65614693-2023

Съемный носитель
с программным обеспечением
исполнительного протокола
для проведения
процедуры плазмафереза



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204

Наименование и адрес места производства:
ООО «ЛИДКОР», 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

Аппарат автоматического цитоплазмафереза «Рубин», по ТУ 26.60.13-323-65614693-2022

Маркировка потребительской упаковки (является транспортной)



Аппарат автоматического
цитоплазмафереза «Рубин»
по ТУ 26.60.13-323-65614693-2023

РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
ТУ 26.60.13-323-65614693-2023

Номер серии: РТС

Дата упаковки: 01.06.2023

Масса брутто: 35 кг

Масса нетто: 28 кг

Условия хранения и транспортировки:

- температура - от 0 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность - от 10% до 90%;
- атмосферное давление - от 70 кПа до 106 кПа.



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская
область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, стр. 23, офис 204


Наименование и адрес места производства:
ООО «ЛИДКОР» 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

 /Е. Ю. Гохгут/