



Набор реагентов для одновременного качественного
выявления НК вирусов гепатитов В, С, D методом
мультиплексной ОТ-ПЦР-РВ "HEPA-BCD-тест"
по ТУ 21.20.23-021-97638376-2020

LOT	202210-371	Состав набора:	
	2022-10	ПЦР-буфер	1 пробирка, 480 мкл
	2023-10	Смесь олигонуклеотидов	1 пробирка, 1440 мкл
		ПКО	
		ОКО	1 пробирка, 160 мкл
		ВКО	2 пробирки, по 1800 мкл
			1 пробирка, 950 мкл



88




РУ № РЗН 2022/16782 от 29.03.2022
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

Изготовитель: ООО "ТестГен"
432072, г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13



ООО «ТестГен»
432072, Россия, г. Ульяновск,
44-й Инженерный проезд, д.9, оф.13
8 (800) 350-13-01




info@testgen.ru



ТестГен

Генетика нового поколения



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) листов

Должность: руководитель отдела сертификации
(по доверенности №38/01 от 22.03.2022 г.)

Халилова Л.М.





"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель отдела сертификации
ООО "ТестГен"
Халилова Л.М.
"2" декабря 2022 г.

Макет этикеток упаковки изделия медицинского назначения
Набор реагентов для одновременного качественного выявления НК вирусов гепатитов
В, С, D методом мультиплексной ОТ-ПЦР-РВ "НЕРА-BCD-тест"
по ТУ 21.20.23-021-97638376-2020

Макет этикеток первичной упаковки

«НЕРА-BCD-тест» ПЦР-буфер 480 мкл Лот: ГГГММ-XX	
«НЕРА-BCD-тест» Смесь олигонуклеотидов 1440 мкл Лот: ГГГММ-XXX	
«НЕРА-BCD-тест» ПКО 160 мкл Лот: ГГГММ-XX	
«НЕРА-BCD-тест» ОКО 1600 мкл Лот: ГГГММ-XX	
«НЕРА-BCD-тест» ВКО 950 мкл Лот: ГГГММ-XX	

Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

Набор реагентов для одновременного качественного выявления НК вирусов гепатитов В, С, D методом мультиплексной ОТ-ПЦР-РВ "НЕРА-BCD-тест" по ТУ 21.20.23-021-97638376-2020


	202210-371	Состав набора:	
	2022-10	ПЦР-буфер	1 пробирка, 480 мкл
	2023-10	Смесь олигонуклеотидов	1 пробирка, 1440 мкл
	88	ПКО	1 пробирка, 160 мкл
		ОКО	2 пробирки, по 1600 мкл
		ВКО	1 пробирка, 950 мкл

-22°C — -18°C

РУ № РЗН 2022/16782 от 29.03.2022
Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

Изготовитель: ООО "ТестГен"
432072, г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13



Наименование и адрес изготовителя изделия	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности изделия	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления изделия	год _____ месяц _____
Требования к условиям хранения и транспортирования изделия	Хранение Набор реагентов «HEPA-BCD-тест» в упаковке предприятия-изготовителя хранить при температуре от минус 18 до минус 22 °С в течение всего срока годности набора, допускается хранение при температуре от 2 до 8 °С не более 30 суток. Допускается заморозка/оттаивание набора «HEPA-BCD-тест» не более 10 раз. После вскрытия хранить в тех же условиях, что и реагенты до вскрытия. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, не подлежит применению. Транспортирование Транспортировать набор реагентов «HEPA-BCD-тест» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Транспортировать при температуре от минус 18 до минус 22 °С в течение всего срока годности набора. Допускается транспортировка при температуре от 2 до 8 °С до 30 суток, или при температуре от 15 до 25°С не более 5 суток. Атмосферное давление не контролируется, так как не влияет на качество изделия. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению и паспорт качества находится внутри транспортной тары
Номер партии (лот)	
Предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи	
Число единиц потребительской упаковки изделий в транспортной таре	
Масса нетто и масса брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,1 кг

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 (три) листов

Должность: руководитель отдела сертификации
(по доверенности №38/01 от 22.03.2022 г.)

Халилова Л.М.

