

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "ТестГен"
Тороповский А.Н.
"27" сентября 2020 г.
М. П.



**Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в
режиме реального времени «UROGEN-Тест-5»,
вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-96»**

Макет этикеток первичной упаковки

"UROGEN-Тест-5-96" ПЦР-буфер 1152 мкл Лот: 202102-35		"UROGEN-Тест-5-96" Праймер-микс TN 960 мкл Лот: 202102-35		"UROGEN-Тест-5-96" Праймер-микс MU 960 мкл Лот: 202102-35		"UROGEN-Тест-5-96" Праймер-микс ChI 960 мкл Лот: 202102-35	
		"UROGEN-Тест-5-96" ПКО 540 мкл Лот: 202102-35		"UROGEN-Тест-5-96" ОКО 1500 мкл Лот: 202102-35			

Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

**Набор реагентов для одновременного качественного выявления
ДНК *Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis*
методом мультиплексной ПЦР-РВ «UROGEN-Тест-5»
вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-96»**

	202012-51	Состав набора:	
	2020-12	ПЦР-буфер 5х	1 пробирка, 1 152 мкл
		Праймер-микс MU 2х	1 пробирка, 960 мкл
	2021-12	Праймер-микс TN 2х	1 пробирка, 960 мкл
		Праймер-микс ChI 2х	1 пробирка, 960 мкл
	96	ПКО	1 пробирка, 540 мкл
		ОКО	1 пробирка, 1 500 мкл
	не выше -20°C		



РУ № РЗН ____ / ____
Только для *in vitro* диагностики
Только для профессионального применения



Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis* методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «UROGEN-Тест-5», вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-MU»

Макет этикеток первичной упаковки

"UROGEN-Тест-5-MU" ПЦР-буфер 384 мкл Лот: 202102-38		"UROGEN-Тест-5-MU" Праймер-микс MU 960 мкл Лот: 202102-38		"UROGEN-Тест-5-MU" ОКО 500 мкл Лот: 202102-38		"UROGEN-Тест-5-MU" ПКО 192 мкл Лот: 202102-38	
---	---	---	---	---	---	---	---

Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis* методом мультиплексной ПЦР-РФ «UROGEN-Тест-5» вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-MU»

	202012-51	Состав набора:	
	2020-12	ПЦР-буфер 5х	1 пробирка, 384 мкл
	2021-12	Праймер-микс MU 2х	1 пробирка, 960 мкл
	96	ПКО	1 пробирка, 192 мкл
		ОКО	1 пробирка, 500 мкл
	не выше -20°C		
		РУ № РЭН ____ / ____	
		Только для in vitro диагностики	
		Только для профессионального применения	

Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis* методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «UROGEN-Тест-5», вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-TN»

Макет этикеток первичной упаковки

"UROGEN-Тест-5-TN" ПЦР-буфер 384 мкл Лот: 202102-37		"UROGEN-Тест-5-TN" Праймер-микс TN 960 мкл Лот: 202102-37		"UROGEN-Тест-5-TN" ПКО 192 мкл Лот: 202102-37	
		"UROGEN-Тест-5-TN" ОКО 500 мкл Лот: 202102-37			

Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

Набор реагентов для одновременного качественного выявления
ДНК *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis*
методом мультиплексной ПЦР-РВ «UROGEN-Тест-5»
вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-TN»

	202012-51	Состав набора:	
	2020-12	ПЦР-буфер 5x	1 пробирка, 384 мкл
	2021-12	Праймер-микс TN 2x	1 пробирка, 960 мкл
	96	ПКО	1 пробирка, 192 мкл
		ОКО	1 пробирка, 500 мкл
	не выше -20°C		



РУ № РЭН ____ / ____
Только для *in vitro* диагностики
Только для профессионального применения



Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК
Chlamydia trachomatis, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis* методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в
режиме реального времени «UROGEN-Тест-5»,
вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-Chl»

Макет этикеток первичной упаковки

"UROGEN-Тест-5-Chl" ПЦР-буфер 384 мкл Лот: 202102-38		"UROGEN-Тест-5-Chl" Праймер-микс Chl 960 мкл Лот: 202102-38		"UROGEN-Тест-5-Chl" ПКО 192 мкл Лот: 202102-38	
		"UROGEN-Тест-5-Chl" ОКО 500 мкл Лот: 202102-38			

Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки

Набор реагентов для одновременного качественного выявления
ДНК *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis*
методом мультиплексной ПЦР-РВ «UROGEN-Тест-5»
вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-Chl»

	202012-51	Состав набора:	
	2020-12	ПЦР-буфер 5x	1 пробирка, 384 мкл
	2021-12	Праймер-микс Chl 2x	1 пробирка, 960 мкл
	96	ПКО	1 пробирка, 192 мкл
		ОКО	1 пробирка, 500 мкл
	не выше -20°C		



РУ № РЭН ____ / ____
Только для *in vitro* диагностики
Только для профессионального применения



Макет этикетки транспортной тары



Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis* методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в реальном времени «UROGEN-Тест-5»

Форма комплектации «UROGEN-Тест-5-96»

Наименование и адрес изготовителя изделия	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности изделия	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления изделия	год _____ месяц _____
Требования к условиям хранения и транспортирования изделия	Хранение Набор «UROGEN-Тест-5» в упаковке предприятия-изготовителя хранить при температуре минус 20 °С в течение всего срока годности набора, допускается хранение при температуре +2 ...+8 °С до 90 суток. Допускается заморозка/оттаивание набора «UROGEN-Тест-5» не более 10 раз. После вскрытия хранить в тех же условиях, что и реагенты до вскрытия. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование Транспортировать набор реагентов «UROGEN-Тест-5» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор «UROGEN-Тест-5» транспортировать при температуре минус 20 °С в течение всего срока годности набора. Допускается транспортировка при температуре +2 ...+8 °С до 30 суток, или при температуре окружающей среды, но не выше +30 °С не более 5 суток. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Для обеспечения соблюдения условий транспортирования на протяжении всего срока транспортирования набор реагентов помещается в термоконтейнер пенополиуретановый многоразового использования для временного хранения и транспортирования с подготовленными хладоэлементами. Тип, объём и количество хладоэлементов,кладываемых в термоконтейнер с транспортируемыми наборами реагентов, а также объём термоконтейнера подбираются в зависимости от продолжительности и условий транспортирования. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению и паспорт качества находится внутри транспортной тары
Номер партии (лот)	
Предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи	 
Число единиц потребительской упаковки изделий в транспортной таре	
Масса нетто и масса брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,1 кг

Макет этикетки транспортной тары



Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis* методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в реальном времени «UROGEN-Тест-5»

Форма комплектации «UROGEN-Тест-5-MU»

Наименование и адрес изготовителя изделия	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности изделия	Годеи до: год _____ месяц _____
Дата изготовления изделия	год _____ месяц _____
Требования к условиям хранения и транспортирования изделия	Хранение Набор «UROGEN-Тест-5» в упаковке предприятия-изготовителя хранить при температуре минус 20 °С в течение всего срока годности набора, допускается хранение при температуре +2 ...+8 °С до 90 суток. Допускается заморозка/оттаивание набора «UROGEN-Тест-5» не более 10 раз. После вскрытия хранить в тех же условиях, что и реагенты до вскрытия. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование Транспортировать набор реагентов «UROGEN-Тест-5» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор «UROGEN-Тест-5» транспортировать при температуре минус 20 °С в течение всего срока годности набора. Допускается транспортировка при температуре +2 ...+8 °С до 30 суток, или при температуре окружающей среды, но не выше +30 °С не более 5 суток. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Для обеспечения соблюдения условий транспортирования на протяжении всего срока транспортирования набор реагентов помещается в термоконтейнер пенополиуретановый многоразового использования для временного хранения и транспортирования с подготовленными хладоэлементами. Тип, объем и количество хладоэлементов, закладываемых в термоконтейнер с транспортируемыми наборами реагентов, а также объем термоконтейнера подбираются в зависимости от продолжительности и условий транспортирования. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению и паспорт качества находится внутри транспортной тары
Номер партии (лот)	
Предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи	 
Число единиц потребительской упаковки изделий в транспортной таре	
Масса нетто и масса брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,1 кг

Макет этикетки транспортной тары



Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis* методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в реальном времени «UROGEN-Тест-5»

ном времени «UROGEN-Тест-5»

Форма комплектации «UROGEN-Тест-5-TN»

Наименование и адрес изготовителя изделия	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности изделия	Годен до: год _____ месяц _____
Дата изготовления изделия	год _____ месяц _____
Требования к условиям хранения и транспортирования изделия	Хранение Набор «UROGEN-Тест-5» в упаковке предприятия-изготовителя хранить при температуре минус 20 °С в течение всего срока годности набора, допускается хранение при температуре +2 ...+8 °С до 90 суток. Допускается заморозка/оттаивание набора «UROGEN-Тест-5» не более 10 раз. После вскрытия хранить в тех же условиях, что и реагенты до вскрытия. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование Транспортировать набор реагентов «UROGEN-Тест-5» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор «UROGEN-Тест-5» транспортировать при температуре минус 20 °С в течение всего срока годности набора. Допускается транспортировка при температуре +2 ...+8 °С до 30 суток, или при температуре окружающей среды, но не выше +30 °С не более 5 суток. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Для обеспечения соблюдения условий транспортирования на протяжении всего срока транспортирования набор реагентов помещается в термоконтейнер пенополиуретановый многоразового использования для временного хранения и транспортирования с подготовленными хладоэлементами. Тип, объем и количество хладоэлементов, закладываемых в термоконтейнер с транспортируемыми наборами реагентов, а также объем термоконтейнера подбираются в зависимости от продолжительности и условий транспортирования. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению и паспорт качества находится внутри транспортной тары
Номер партии (лот)	
Предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи	 
Число единиц потребительской упаковки изделий в транспортной таре	
Масса нетто и масса брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,1 кг

Тест Ген
ГЕНЕТИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Ureaplasma urealyticum*, *Trichomonas vaginalis* методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в реаль-

Наименование и адрес изготовителя изделия	ООО «ТестГен», г. Ульяновск, 44-й Инженерный проезд, д. 9, офис 13
Срок годности изделия	Годеи до: год _____ месяц _____
Дата изготовления изделия	год _____ месяц _____
Требования к условиям хранения и транспортирования изделия	Хранение Набор «UROGEN-Тест-5» в упаковке предприятия-изготовителя хранить при температуре минус 20 °C в течение всего срока годности набора, допускается хранение при температуре +2 ...+8 °C до 90 суток. Допускается заморозка/оттаивание набора «UROGEN-Тест-5» не более 10 раз. После вскрытия хранить в тех же условиях, что и реагенты до вскрытия. Набор реагентов, хранившийся с нарушением регламентированного режима, применению не подлежит. Транспортирование Транспортировать набор реагентов «UROGEN-Тест-5» следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Набор «UROGEN-Тест-5» транспортировать при температуре минус 20 °C в течение всего срока годности набора. Допускается транспортировка при температуре +2 ...+8 °C до 30 суток, или при температуре окружающей среды, но не выше +30 °C не более 5 суток. Атмосферное давление не контролируется, т.к. не влияет на качество изделия. Для обеспечения соблюдения условий транспортирования на протяжении всего срока транспортирования набор реагентов помещается в термоконтейнер пенополиуретановый многоразового использования для временного хранения и транспортирования с подготовленными холодоэлементами. Тип, объем и количество холодоэлементов,кладываемых в термоконтейнер с транспортируемыми наборами реагентов, а также объем термоконтейнера подбираются в зависимости от продолжительности и условий транспортирования. Наборы реагентов, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не подлежат.
Особые инструкции изготовителя в отношении изделия	Инструкция по применению и паспорт качества находится внутри транспортной тары
Номер партии (лот)	
Предупреждения и меры предосторожности в отношении изделия, которые необходимо исполнять, манипуляционные надписи	
Число единиц потребительской упаковки изделий в транспортной таре	
Масса нетто и масса брутто на транспортной таре	0,05 кг / 0,15 кг
Масса нетто потребительской упаковки	0,1 кг

, пронумеровано и
скреплено печатью
4 (Сисс) листов
Должность: ген. директор
Тороповский А.Н. А.Н. Тороповский





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТестГен»
А. Н. Торчиловский
«21» июня 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis
методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в реальном времени
«UROGEN-Тест-5»

ТУ 21.20.23-014-97638376-2019

Версия 2 от 21.06.2021



ООО «ТестГен»

Паспорт качества № 216

Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis
методом мультиплексной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
«UROGEN-Тест-5»

Форма комплектации
«UROGEN-Тест-5-96»

Номер серии (лот)	202012-216
Количество наборов в серии	1
Дата изготовления	2020-12
Срок годности	2021-12

Набор реагентов для обнаружения качественного выделения ДНК
Chlamydia trachomatis, *Mycoplasma genitalium*, *Mycoplasma hominis*,
Ureaplasma urealyticum, *Trichomonas vaginalis*

методом мультиматричной ПЦР-ПВ «UROGEN-Тест-5»
кариотипа человека «UROGEN-Test-5-96»

Состав набора:

ПЦР-буфер 5x

Праймер-мат: MU 2x

Праймер-мат: TN 2x

Праймер-мат: CN 2x

ПКО

ОКО

1 пробирка, 1152 мкл

1 пробирка, 960 мкл

1 пробирка, 960 мкл

1 пробирка, 960 мкл

1 пробирка, 540 мкл

1 пробирка, 1500 мкл

20012-216

2020-12

2021-12

96

20°C


IVD

RU № РДН

Только для *in vitro* диагностики

Только для профессионального применения







УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТестГен»
А. Н. Торшановский
«21» июня 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ


Набор реагентов для одновременного качественного
выявления ДНК

Chlamydia trachomatis, *Mycoplasma genitalium*,
Neisseria gonorrhoeae, *Ureaplasma urealyticum*,
Trichomonas vaginalis

методом мультиплексной полимеразной цепной
реакции в реальном времени
«UROGEN-Тест-5»

ТУ 21.20.23-014-97638376-2019

Версия 2 от 21.06.2021



ООО «ТестГен»

Паспорт качества № 217

Набор реагентов для одновременного
качественного выявления ДНК
Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium,
Neisseria gonorrhoeae, *Ureaplasma urealyticum*,
Trichomonas vaginalis
методом мультиплексной
полимеразной цепной реакции в
режиме реального времени
«UROGEN-Тест-5»

вариант исполнения
«UROGEN-Тест-5-MU»

Номер серии (лот)	202012-217
Количество наборов в серии	1
Дата изготовления	2020-12
Срок годности	2021-12

Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК
Chlamydia trachomatis, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*,
Ureaplasma urealyticum, *Trichomonas vaginalis*
 методом мультиплексной ПЦР-РВ «UROGEN-Тест-5»
 вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-MU»

202012 217

2020-12

2021-12

96

-20°C



Состав набора:

ПЦР-буфер 5x

Праймер-микс MU 2x

ПКО

ОКО

1 пробирка, 384 мл

1 пробирка, 960 мл

1 пробирка, 192 мл

1 пробирка, 500 мл

РУ № РЭН _____

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального применения







УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТестГен»
А. Н. Торачковский
«21» июня 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для одновременного качественного
выявления ДНК

*Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium,
Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum,
Trichomonas vaginalis*

методом мультиплексной полимеразной цепной
реакции в реальном времени
«UROGEN-Тест-5»

ТУ 21.20.23-014-97638376-2019

Версия 2 от 21.06.2021



ООО «ТестГен»

Паспорт качества № 218

Набор реагентов для одновременного
качественного выявления ДНК
*Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium,
Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma
urealyticum, Trichomonas vaginalis*
методом мультиплексной
полимеразной цепной реакции в
режиме реального времени
«UROGEN-Тест-5»

вариант исполнения
«UROGEN-Тест-5-TN»

Номер серии (лот)	202012-218
Количество наборов в серии	1
Дата изготовления	2020-12
Срок годности	2021-12

Набор реагентов для одновременного качественного выявления ДНК
Chlamydia trachomatis, *Mycoplasma genitalium*, *Neisseria gonorrhoeae*,
Ureaplasma urealyticum, *Trichomonas vaginalis*
 методом мультиплексной ПЦР-РФ «UROGEN-Тест-5»
 вариант исполнения «UROGEN-Тест-5-1N»

ин 202012-218

2020-12

2021-12

96

20°C

IVD

Состав набора:

ПЦР-буфер 5x

Праймер-микс TN 2x

ПКО

ОКО

1 пробирка, 384 мкл

1 пробирка, 960 мкл

1 пробирка, 192 мкл

1 пробирка, 500 мкл

РУ № РЭН /

Только для in vitro диагностики
 Только для профессионального применения

IVD





УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТестГен»
А. Н. Торайовский
«21» июня 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для одновременного качественного
выявления ДНК

*Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium,
Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum,
Trichomonas vaginalis*

методом мультиплексной полимеразной цепной
реакции в реальном времени
«UROGEN-Test-5»

ТУ 21.20.23-014-97638376-2019

Версия 2 от 21.06.2021



ООО «ТестГен»

Паспорт качества № 219

Набор реагентов для одновременного
качественного выявления ДНК
*Chlamydia trachomatis,
Mycoplasma genitalium,
Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma
urealyticum, Trichomonas vaginalis*
методом мультиплексной
полимеразной цепной реакции в
режиме реального времени
«UROGEN-Test-5»

вариант исполнения
«UROGEN-Test-5-Chl»

Номер серии (lot)	202012-219
Количество наборов в серии	1
Дата изготовления	2020-12
Срок годности	2021-12



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
2 (два) листов
Должность: ген. директор
Тороповский А.Н. _____

Должность: ген. директор

) листов
ор