





Шина вакуумная моделируемая взрослая, для ноги –МедтехникоФ



Шина вакуумная моделируемая взрослая, воротник- МедтехникоФ
Шина вакуумная моделируемая подростковая, воротник- МедтехникоФ
Шина вакуумная моделируемая детская, воротник –МедтехникоФ



Руководитель организации

Руководитель организации



Маркировка групповой упаковки

Шина вакуумная моделируемая для ноги, руки и воротник -МедТехникоФ по ТУ 32.50.13-001- 20806024-2018 следующих наименований:

- 1 Шина вакуумная моделируемая взрослая, для ноги –МедТехникоФ
- 2 Шина вакуумная моделируемая взрослая, для руки- МедТехникоФ
- 3 Шина вакуумная моделируемая взрослая, воротник- МедТехникоФ
- 4 Шина вакуумная моделируемая подростковая, для ноги-МедТехникоФ
- 5 Шина вакуумная моделируемая подростковая, для руки-МедТехникоФ
- 6 Шина вакуумная моделируемая подростковая, воротник- МедТехникоФ
- 7 Шина вакуумная моделируемая детская, для ноги –МедТехникоФ
- 8 Шина вакуумная моделируемая детская, для руки МедТехникоФ
- 9 Шина вакуумная моделируемая детская, воротник –МедТехникоФ

ТУ 32.50.13-001- 20806024-2018

Зав. номер _____

Дата изготовления _____

КОМПЛЕКТ ПОСТАКИ:

В состав поставки входит:

- Шина, в индивидуальной упаковке, одного из наименований.
- инструкция по применению изделия – 1шт.
- насос (при необходимости) - 0-1 шт

Мнонократного применения

Техническому обслуживанию и ремонту не подлежит

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 2 ГОСТ 15150-96 (от -50 °С до +40 °С).

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 ГОСТ 15150-96 (от +5 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Утилизация

Шины- при потере эксплуатационных характеристик складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют в соответствии с требованием СанПин 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Изготовитель:

ООО «МедТехникоФ»,

Юридический адрес: Россия, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул.

Школьная, д. 13, пом. 28

Тел +7 (967) 968-87-78

*генеральный директор
ООО «МедТехникоФ»*



В. Мусатарули

Макет маркировка индивидуальной упаковки

Шина вакуумная моделируемая для ноги, руки и воротник -МедТехникоФ по ТУ 32.50.13-001- 20806024-2018 следующих наименований:

- 1 Шина вакуумная моделируемая взрослая, для ноги –МедТехникоФ
- 2 Шина вакуумная моделируемая взрослая, для руки- МедТехникоФ
- 3 Шина вакуумная моделируемая взрослая, воротник- МедТехникоФ
- 4 Шина вакуумная моделируемая подростковая, для ноги-МедТехникоФ
- 5 Шина вакуумная моделируемая подростковая, для руки-МедТехникоФ
- 6 Шина вакуумная моделируемая подростковая, воротник- МедТехникоФ
- 7 Шина вакуумная моделируемая детская, для ноги –МедТехникоФ
- 8 Шина вакуумная моделируемая детская, для руки МедТехникоФ
- 9 Шина вакуумная моделируемая детская, воротник –МедТехникоФ

Зав. номер _____

Дата изготовления _____

КОМПЛЕКТ ПОСТАКИ:

В состав поставки входит:

- Шина, в индивидуальной упаковке, одного из наименований.
- инструкция по применению изделия – 1шт.
- насос (при необходимости) - 0-1 шт

Мнонократного применения

Техническому обслуживанию и ремонту не подлежит

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Средний срок хранения - не менее 3 лет с даты изготовления

ХРАНЕНИЕ

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 ГОСТ 15150-96 (от +5 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.

Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Утилизация

Шины при потере эксплуатационных характеристик складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют в соответствии с требованием СанПин 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Изготовитель:

ООО «МедТехникоФ»,

Юридический адрес: Россия, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д. 13, пом. 28

Тел +7 (967) 968-87-78

Инструкция по применению прилагается.

*генеральный директор
ООО «МедТехникоФ»*



В. В. Мухомаров