

WORLD
HUMAN
DIMENSION
FOUNDATION



75
ФОНД
«МЕЖДУНАРОДНОЕ
ГУМАНИТАРНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ»

Руководство по эксплуатации изделия медицинского назначения

Халаты медицинские мужские (тип А)

НАЗНАЧЕНИЕ

Халаты медицинские мужские предназначены для ежедневного (постоянного) ношения мужским медицинским персоналом лечебных и лечебно-профилактических учреждений в качестве специальной (рабочей) одежды.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры халатов медицинских мужских соответствуют росту и охвату груди типовой фигуры человека (ГОСТ 23194 – 1982). При необходимости и в зависимости от области применения халаты медицинские мужские могут быть изготовлены с нестандартными размерами, с деталями из тканей разных цветов, с различным числом и видом пуговиц и застёжек, с различной формой воротников, кокеток, рукавов, с рельефами, со складками, со шлицами, с манжетами. Стежки, строчки и швы соответствуют ГОСТ 12807-1988, сортность соответствует ГОСТ 12.4.031-1984. Маркировка изделий соответствует ГОСТ 19159 – 1985.

Халаты медицинские мужские изготавливаются из сертифицированных материалов: ткань – ГОСТ 11518-1988, ГОСТ 29298-1992, ТУ 8388-019-00321098-1998, пуговицы устойчивы к химической чистке и термостойкие (при кипячении и стерилизации) – ТУ 858-5331-1994, лента эластичная – ТУ 17-09-326-1990, тесьма эластичная – ТУ 17-09-14-310-1990, нитки швейные – ГОСТ 6309-1993, ГОСТ 17-921-1988. Комплекты устойчивы к санитарно-гигиенической обработке, в том числе, к многократной стирке в воде с добавлением моющих средств.

Гарантийный срок использования халатов медицинских мужских – не менее 12 месяцев.

Класс халатов медицинских мужских в зависимости от потенциального риска применения - I (ГОСТ 51609-2000).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (НОШЕНИЮ) ИЗДЕЛИЯ

При подготовке к ношению халатов медицинских мужских производится их осмотр и, при необходимости, устранение замечаний (глажение), ремонт (восстановление) швов, укрепление и замена пуговиц.

После окончания периода ношения или после загрязнения осуществляется санитарно-гигиеническая обработка халатов медицинских мужских, в том числе, стирка в воде с добавлением моющих средств. Сушка изделий может производиться на открытом воздухе и в специально оборудованных помещениях, в том числе, с использованием специального оборудования. Допускается химическая обработка и чистка изделий.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Халаты медицинские мужские должны храниться в сухих проветриваемых помещениях, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей. Допускается хранение изделий в транспортной таре и в индивидуальной упаковке, а также – в подготовленном для ношения виде – на вешалках в шкафах медицинского персонала.

Продолжительность этапов ношения халатов медицинских мужских и их потребное количество на период определяется персоналом лечебно-профилактических учреждений самостоятельно на основе опытных данных (в зависимости от загрязнений и интенсивности деятельности медицинского персонала разных специальностей).

Целесообразно иметь резерв халатов медицинских мужских для обеспечения деятельности персонала в экстренных случаях.

Генеральный директор ООО «Дирекция фонда «МГИ»



Б.В. Шмелькин