



Фарма Трейд
Pharmaceutical company

Фарма Трейд

Общество с Ограниченной Ответственностью

111555, г. Москва, ул. Молостовых, дом 4, кор. 1, кв 141
ИНН: 7720485513 КПП: 772001001 БИК: 044525225 ОГРН: 1197746637395

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ФАРМА ТРЕЙД»

О.Ф. Иткович

« 11 » марта 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ШПРИЦЫ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЕ С ИГЛАМИ
ПО ТУ 32.50.13-001-28256758-2022



Фотографическое изображение 1. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 2 мл.
Внешний вид без упаковки

[illegible]

**КОМПАНИЯ
МЕДИУМЛТЭК**



417000304416058

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

2 MIST

ИГЛА23G x 1 1/4" (0,6x32 мм)
ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПУЭР



**ШПРИЦ
ИНЪЕКЦИОННЫЙ
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНЫЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ
НАКОНЕЧНИКОМ С ИГЛОЙ**

Шприцы инъекционные трехкомпонентные однократного применения стерильные с иглами по ТУ 32.50.13-001-2826758-2022

Срок годности: 5 лет
Дата изготовления:

LOT	000033
	01.07.2022
	30.06.2027

Фотографическое изображение 2. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 2 мл. Маркировка потребительской упаковки



Фотографическое изображение 3. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 5 мл. Внешний вид без упаковки

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Проектирование, Общество с ограниченной ответственностью «Компания МЕДИМТЭК»
 ООО «Компания МЕДИМТЭК»
 773401, Московская Республика, Голубая область,
 Косовский район, д. Житово, д.п. А. Строва № 2
 На территории
 медицинский кабинет
 ООО «Компания МЕДИМТЭК»
 Общество с ограниченной ответственностью
 «Компания МЕДИМТЭК»
 Россия, 111555, Москва, ул. Мухоморова, д. 4
 этаж 1, кв. 141.
 Телефон: +7(495) 249-113
 E-mail: info@medimtek.ru



Компания
МЕДИМТЭК



СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

5 мл

ИГЛА 22G x 1 1/2" (0,7x40 мм)
 ТИП СОЕДИНЕНИЯ ЛУЕР

Шприцы инъекционные трехкомпонентные однократного применения стерильные с иглами
 по ТУ 32.50.13-001-28256758-2022

ШПРИЦ
ИНЪЕКЦИОННЫЙ
 ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ
 ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 СТЕРИЛЬНЫЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ
 НАКОНЕЧНИКОМ С ИГЛОЙ

Срок годности: 5 лет
 Дата изготовления:

LOT

000045



01.07.2022

30.06.2027

Фотографическое изображение 4. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 5 мл.
 Маркировка потребительской упаковки



Фотографическое изображение 5. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 10 мл.
Внешний вид без упаковки

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Противоположность: Общество с ограниченной ответственностью «Компания МЕДИМТЭК»
 ООО «Компания МЕДИМТЭК»
 723001, Кыргызовский район, Ошская область, Кыргызовский район, с. Кыргызов, ул. А. Зирова №32
 Акт. 10.05.2021
 www.medimtek.kg
 Официальный представитель на территории РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Фарма Трейд»
 ООО «Фарма Трейд» находится по адресу: Дзержинский район, 111555, Москва, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 4
 Адрес: 111555, Москва, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 4
 Телефон: +7(495) 240-013
 E-mail: info@medimtek.ru



Компания
МЕДИМТЭК



СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

10 мл
 ИГЛА 21G x 1 1/2" (0,8x40 мм)
 ТИП СОЕДИНЕНИЯ ЛУЕР



ШПРИЦ

ИНЪЕКЦИОННЫЙ

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ
 ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 СТЕРИЛЬНЫЙ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ
 НАКОНЕЧНИКОМ С ИГЛОЙ

Срок годности: 5 лет
 Дата изготовления:

LOT 000018
 01.07.2022
 30.06.2027

Шприцы инъекционные трехкомпонентные однократного применения стерильные с иглами по ТУ 32.50.13-001-28256758-2022

Фотографическое изображение 6. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 10 мл. Маркировка потребительской упаковки



Фотографическое изображение 7. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с эксцентрическим наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 20 мл. Внешний вид без упаковки

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания МЕДИМТЭК»
 ООО «Компания МЕДИМТЭК»
 723301 Казаньская Республика, Ошская область,
 Казаньский район, с. Жилищное, ул. А. Зюлева №32
 40-Ташкент 404
 email: info@medimtek.ru
 Сайт: medimtek.ru
 Официальный представитель на территории РФ:
 Общество с ограниченной ответственностью
 «Фарма Трейд»
 ООО «Фарма Трейд» является официальным дилером
 России, 111555, Москва, ул. Мясницкая, д. 4
 этаж 1 кв. 141.
 Телефон: +7(503) 248913
 phartrade@phartrade.ru



СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

20 мл
 ИГЛА 21G x 1 1/2" (0.8x40 мм)
 ТИП СОЕДИНЕНИЯ ЛУЕР



ШПРИЦ
ИНЪЕКЦИОННЫЙ
 ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ
 ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 СТЕРИЛЬНЫЙ С
 ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИМ
 НАКОНЕЧНИКОМ С ИГЛОЙ

Шприцы инъекционные трехкомпонентные однократного применения стерильные с иглами
 по ТУ 32.50.13-001-28256758-2022

Срок годности: 5 лет
 Дата изготовления:

LOT 000004
 01.07.2022
 30.06.2027

Фотографическое изображение 8. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с эксцентрическим наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 20 мл. Маркировка потребительской упаковки

60 шт



10 мл

ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ

трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер

вместимость 10 мл размер иглы 0,8х40 мм (21Gх1 1/2")
количество в упаковке 60 шт


Шприцы инъекционные трехкомпонентные однократного применения стерильные с иглами по ТУ 32.50.13-001-28256758-2022



10 мл

шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер 0,8х40мм (21Gх1 1/2")

LOT	ПАРТИЯ	
	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	
	ГОДЕН ДО	



60 шт



4 700030 410133 >

Фотографическое изображение 9. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 10 мл. Маркировка групповой упаковки 1-2 сторона коробки

60 шт



10 мл

ШПРИЦ ИНЪЕКЦИОННЫЙ

трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер

вместимость 10 мл размер иглы 0,8x40 мм (21Gx1 1/2")
количество в упаковке 60 шт

Шприцы инъекционные трехкомпонентные однократного применения стерильные с иглами по ТУ 32.50.13-001-28256758-2022



10 мл

шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер 0,8x40мм (21Gx1 1/2")

Инструкция по применению:

ВНИМАНИЕ: Перед использованием методом визуального осмотра определить целостность индивидуальной потребительской упаковки. Шприц из поврежденной индивидуальной потребительской упаковки **ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Вскрыть потребительскую упаковку, достать (оторвать) одну индивидуальную упаковку со Шприцем, продавить или вскрыть в указанном на упаковке месте (для упаковки ПОЛИБЭГ), вытащить Шприц с надетой иглой не снимая иглы и защитного колпачка, подготовить шприц и пациента к инъекции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ:

- 1) Тщательно вымыть руки и протереть дезинфицирующим средством.
- 2) Приготовить все необходимое к проведению инъекции "Шприц с иглой, лекарственный препарат (раствор), салфетки дезинфицирующие, емкость для отходов".
- 3) Вскрыть ампулу или флакон с препаратом
- 4) Аккуратно снять защитный колпачок с иглы и набрать в шприц лекарственный препарат.
- 5) Вертикально расположить шприц с набранным препаратом и надавливая на поршень выпустить пузырьки воздуха.
- 6) Далее протереть дезинфицирующей салфеткой место в которое планируется провести инъекцию пациенту.
- 7) Провести инъекцию в подготовленное место путем прокалывания кожного покрова и ввести препарат.
- 8) Извлечь шприц с иглой слегка прижимая место инъекции дезинфицирующей салфеткой.
- 9) В месте укола возможно появление крови, во избежании заражения прижать дезинфицирующую салфетку к месту прокола и подержать несколько минут.
- 10) Утилизировать шприц с иглой.

СТЕРИЛЬНО, АПИРОГЕННО, НЕТОКСИЧНО

Не обрабатывать в АВТОКЛАВЕ.

Без латекса

ГОСТ ISO 7886-1-2011

ОПР-68-28256758-001-14

Срок хранения не выше срока годности,

указанного на упаковке.

Условия хранения и транспортировки:

Хранить в чистых помещениях, защищенных от прямых попаданий солнечных лучей, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.

Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Компания МЕДИМПЭКС"
ООО "Компания МЕДИМПЭКС"

723301, Кыргызская Республика, Ошская область, Карасуйский р-он, с. Жылкеджи,
ул. А.Зулуева №32, Ак-Ташский а/а

medimpex.co@gmail.com

www.medimpex.kg

Официальный представитель на территории РФ.
Общество с Ограниченной Ответственностью «Фарма Трейд»
ООО «Фарма Трейд» является официальным Дилером
Россия, 111555, г.Москва, ул.Молодцовых, д. 4, корп. 1, кв. 141.
Телефон: +79031248913
phamatrade.ltd@yandex.ru

Фотографическое изображение 10. Шприц инъекционный трехкомпонентный однократного применения стерильный с центральным наконечником с иглой, тип соединения Луер, объемом 10 мл.
Маркировка групповой упаковки 3-4 сторона коробки

Генеральный директор *ИИ*

ООО «Фарма Трейд»

Иткович О.Ф.

