

Аппарат электрохирургический медицинский Potenza

Макеты стикеров на русском языке

Основной блок

	Аппарат электрохирургический медицинский Potenza Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк. 307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea (Республика Корея) Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Юметекс" 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, пом. VII, комн. 18, 19, 21, 22 Тел.: 8-495-649-63-53, e-mail: info@umetex.com
	SN 
Номинальные характеристики: 100-240 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: 500 ВА Степень защиты: корпус - IPX0, педаль - IPX8 Непродолжительный режим работы: время активации макс – 30 мин, время деактивации мин -10 мин	
РУ Дата регистрации	
	

**Итоговый вариант этикетки может быть изменен по усмотрению производителя.*

Ножной переключатель

Ножной переключатель	
Модель: POZ-FS-01	
 Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк. 307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea	
REF	
SN	
	
IPX8	

Манипула MOTOR и Манипула AC

Манипула MOTOR	Манипула AC
Модель: POZ-MHP-01  Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк. 307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea REF SN    	Модель: POZ-AHP-01  Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк. 307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea REF SN    

Насадка I-16

Насадка I-16	
Модель: I-16 TIP	
 Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк. 307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea REF LOT           STERILE EO	

Насадка I-25

Насадка I-25	
Модель: I-25 TIP	
 Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк. 307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea REF LOT           STERILE EO	

Насадка I-49

Насадка I-49

Модель: I-49 TIP



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

LOT







Насадка S-16

Насадка S-16

Модель: S-16 TIP



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

LOT







Насадка S-25

Насадка S-25

Модель: S-25 TIP



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

LOT







Насадка S-49

Насадка S-49

Модель: S-49 TIP



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

LOT







STERILE EO

Насадка с одной иглой P1-08

Насадка P1-08

Модель: P1-08



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

LOT







STERILE EO

Насадка с одной иглой A1-12

Насадка A1-12

Модель: A1-12



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

LOT







STERILE EO

Насадка с одной иглой A1-15

Насадка A1-15

Модель: A1-15



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

LOT
























Нейтральный электрод

Нейтральный электрод

Модель: POZ-NEP-01



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

SN











Кабель Нейтрального электрода

Кабель нейтрального электрода

Модель: POZ-NEPC-01



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

SN









Подставка для кабеля манипулы

Подставка для кабеля манипулы

Модель: POZ-HPS-01



Jeisys Medical Inc., Джейсис Медикал Инк.
307, 308, 401, 410, Daeryung Techno Town 8th, 96 Ganasan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 08501, Republic of Korea

REF

SN





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.

Генеральный директор
ООО «Юметекс»

Воронкин М.О.



Генеральный директор
ООО «ЮМТЕКС»



«20» октября 2023 г.

Фотографическое изображение медицинского изделия

Аппарат электрохирургический медицинский Potenza»,
производства Jeisys Medical Inc. (Джейсис Медикал Инк.), Республика Корея

1. Основной блок




2. Ножной переключатель





3. Манипула MOTOR



4. Манипула АС



3. Насадки, на примере I-49, S-49, A1-12



Generic Name: Sterile Electrode
Model: I-49 TIP

I-49 TIP

Intended use: Please refer to the user manual
How to use: Please refer to the user manual
Packaging unit: 1 EA
Expiration date: 2 years from MFD
Caution: Please refer to the user manual
Storage Condition: 0°C - 20°C, 30% RH, 80% RH

REF: 100-7043-156
LOT: 220117I49PIN
2022.02.10

CE 0068

Jeisys Medical Inc.
307, 309, 401 Daeryung Techno Town Bldg. 96,
Gamsan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 06501, Korea

EC REP: Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, The Netherlands

STERILE EO

MFG by Jeisys for Cynosure LLC.

Generic Name: Sterile Electrode
Model: S-49 TIP

S-49 TIP

Intended use: Please refer to the user manual
How to use: Please refer to the user manual
Packaging unit: 1 EA
Expiration date: 2 years from MFD
Caution: Please refer to the user manual
Storage Condition: 0°C - 20°C, 30% RH, 80% RH

REF: 100-7043-153
LOT: 220117S49PIN
2022.02.10

CE 0068

Jeisys Medical Inc.
307, 309, 401 Daeryung Techno Town Bldg. 96,
Gamsan-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 06501, Korea

EC REP: Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, The Netherlands

STERILE EO

MFG by Jeisys for Cynosure LLC.

Model: A1-12

Intended use: Please refer to the user manual
How to use: Please refer to the user manual
Packaging unit: 1 EA
Expiration date: 2 years from MFD
Caution: Please refer to the user manual
Storage Condition: 0°C - 20°C, 30% RH, 80% RH

REF: 100-7043-161
LOT: 220113A112IN
2022.02.10

CE 0068



Jeisys Medical Inc.
307, 309, 401 Daeryung Techno Town Bldg. 96, Gamsan-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, 06501, Korea

EC REP: Emergo Europe
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, The Netherlands


MFG by Jeisys for Cynosure LLC.

STERILE EO

Нейтральный электрод




7. Кабель нейтрального электрода



8. Подставка для кабеля манипулы



9. Сетевой кабель





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.



Генеральный директор
ООО «Юмекс»


Воронкин М.О.

