

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Унитарного предприятия «ФреБор»



С.А.Мороз

«16» 08 20 24

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА

медицинского изделия (МИ)

Сильфон однократного применения для активного дренажа ТУ ВУ 600012098.022-2009

Исходные данные 1/0

Наименование и состав медицинского изделия

Наименование медицинского изделия - «Сильфон однократного применения для активного дренажа ТУ ВУ 600012098.022-2009»

Варианты исполнения

I. Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1

II. Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2

Состав медицинского изделия

«Сильфон однократного применения для активного дренажа ТУ ВУ 600012098.022-2009»

Варианты исполнения

I. Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в составе:

- емкость сильфона гофрированная объёмом 100 мл; 250 мл; 500 мл – 1 шт.;
- шпатель - 1 шт.;
- трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.:
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 14, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 16, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 18, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 22, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 25, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 28; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 30; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 32; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 1000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 1000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 14; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 1000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 16; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 1000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 18; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 1000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20; количество отверстий в трубке - 5 шт.;

- [illegible]

- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 18; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 22; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 25; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 28; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 30; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 32; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- зажим – 1 шт.;
- инструкция по применению;
- упаковочный лист;

Принадлежности:

узел крепления – 1 шт. (при необходимости).

II. Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в составе:

- емкость сильфона гофрированная объёмом 100 мл; 250 мл; 500 мл – 1 шт.;
- трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – не более 3 шт.:
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 14, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 16, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 18, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 22, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 25, количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 28; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 30; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 32; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 1000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 1000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 14; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 1000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 16; количество отверстий в трубке - 5 шт.;


- [illegible]

- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 14; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 16; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 18; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 22; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 25; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 28; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 30; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 32; количество отверстий в трубке - 5 шт.;
- крышка с клапаном – 1 шт.;
- штуцер – не более 3 шт.;
- тройник – не более 2 шт. (при необходимости);
- зажим – не более 3 шт.;
- инструкция по применению;
- упаковочный лист;

Принадлежности:

узел крепления – 1 шт. (при необходимости).

Общий вид маркировки потребительской упаковки МИ
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в потребительской упаковке





Общий вид МИ в потребительской упаковке

Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 100 мл – 1 шт.; штуцер - 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.; длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12, количество отверстий в трубке - 5 шт.; зажим – 1 шт.; Принадлежности: узел крепления – 1 шт.

Общий вид маркировки потребительской упаковки трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной
Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1

**Трубка медицинская
поливинилхлоридная дренажная**

CH12-3000-5

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

01




2028 -04




Общий вид трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной в потребительской упаковке

Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1

Общий вид МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 100 мл – 1 шт.; штуцер - 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная – 1 шт.: длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12, количество отверстий в трубке - 5 шт.; зажим – 1 шт.; Принадлежности: узел крепления – 1 шт.



Общий вид маркировки потребительской упаковки МИ
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в потребительской упаковке





Общий вид МИ в потребительской упаковке

Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 250 мл – 1 шт.; пипетер – 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.; длина трубки - 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; зажим – 1 шт.

Общий вид маркировки потребительской упаковки трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной
Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1

**Трубка медицинская
поливинилхлоридная дренажная**

СН20-1500-5

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.




2028 -04 01



Общий вид трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной в потребительской упаковке

Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1

Общий вид МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 250 мл – 1 шт.; штуцер - 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная – 1 шт.: длина трубки - 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; зажим – 1 шт.



Общий вид маркировки потребительской упаковки МИ
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в потребительской упаковке

Сделано в
Республике Беларусь
Унитарное предприятие
"ФреБор"

FREBOR®
222518, Минская область, г. Борисов,
ул. Чаянова, 64, 6 этаж
тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 73-52-85
www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by

**СИЛЬФОН ОДНОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО
ДРЕНАЖА**
ТУ ВУ 600012098.022-2009
Рег. №

Стерильно внутри.

2023 -04 HDC185 2028 -04

Объем, мл: 500 Исполнения 1

Трубка дренажная СН32-480-5

STERILE EO

4 811533 011403

01

Общий вид МИ в потребительской упаковке

Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 500 мл – 1 шт.; штуцер - 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.; длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 32, количество отверстий в трубке - 5 шт.; зажим – 1 шт.



Общий вид маркировки потребительской упаковки трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной
Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 32, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1

**Трубка медицинская
поливинилхлоридная дренажная**
СН32-480-5

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

01




2028 -04



Общий вид трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной в потребительской упаковке

Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1

Общий вид МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 500 мл – 1 шт.; штуцер - 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная – 1 шт.: длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - CH 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; зажим – 1 шт.





**Принадлежности для вариантов исполнения 1 и 2
при необходимости: узел крепления**

Общий вид ящика (групповой упаковки) МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1



В каждый ящик вкладываются инструкции по применению и упаковочный лист.

Общий вид Упаковочного листа для варианта исполнения:
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1

Сделано в Республике Беларусь Унитарное предприятие "Фребор"		FREBOR®
СИЛЬ-ФОН ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ДРЕНАЖА исполнения 1 ТУ ВУ 600012098.022-2009 Рег. №		
Код партии	HDC 173	
Количество	20	
Номер упаковщика	1609	

Макет маркировки потребительской упаковки МИ
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1

Сделано в
Республике Беларусь
Унитарное предприятие
"ФреБор"

FREBOR®
222518, Минская область, г. Борисов,
ул. Чапаева, 64, 6 этаж
тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 73-52-55
www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by

**СИЛЬФОН ОДНОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО
ДРЕНАЖА**

ТУ ВУ 600012098.022-2009

Рег. № _____

Стерильно внутри.



Объем мл: ____ Исполнения I
Трубка дренажная СН _____



**Макет маркировки потребительской упаковки трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной в составе МИ
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1**

**Трубка медицинская
поливинилхлоридная дренажная
СН _____**

Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично.



**Макет маркировки ящика (групповой упаковки)
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 1**

Сделано в Республике Беларусь Унитарное предприятие "Фребор" 222518 Минская область, г. Борисов ул. Чапаева 64, 6-й этаж тел. (0177) "4-35-36, факс (0177) "3-52-55 www.frebor.by e-mail: marketing@frebor.by	
СИЛЬФОН ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ДРЕНАЖА ТУ ВУ 600012098.022-2009 Рег. № _____ Арт. _____	
Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично. Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.	
	
Объем, мл: _____	Количество, шт.: _____
	
Масса брутто: _____	
Исполнения I Трубка дренажная СН _____	
  STERILE EO	

Общий вид маркировки потребительской упаковки МИ
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в потребительской упаковке

Сделано в
Республике Беларусь
Унитарное предприятие
"ФреБор"

FREBOR®
222518, Минская область, г. Борисов,
ул. Чкалова, 64, 6 этаж
тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 73-52-55
www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by

**СИЛЬФОН ОДНОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО
ДРЕНАЖА**
ТУ ВУ 600012098.022-2009
Рег. №

Стерильно внутри.

2023 -04 **HDC174** 2028 -04

Объем, мл: 100 Исполнения 2
Трубка дренажная СН12-3000-5
Трубка дренажная СН12-3000-5
Трубка дренажная СН12-3000-5

STERILE EO 37°C

4 611533 011427

01

Общий вид МИ в потребительской упаковке

Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 100 мл – 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 3 шт.; длина трубки – 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера – СН 12, количество отверстий в трубке – 5 шт.; крышка с клапаном – 1 шт.; штуцер – 3 шт.; тройник – 2 шт.; зажим – 3 шт.; Принадлежности: узел крепления – 1 шт.



Общий вид маркировки потребительской упаковки трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной
Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2

**Трубка медицинская
поливинилхлоридная дренажная**


СН12-3000-5

Стерильно внутри. Апиrogenно. Нетоксично.



2028 -04

01




Общий вид трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной в потребительской упаковке

Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2


Общий вид МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 100 мл – 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 3 шт.: длина трубки - 3000 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 12, количество отверстий в трубке - 5 шт.; крышка с клапаном – 1 шт.; штуцер - 3 шт.; тройник – 2 шт.; зажим – 3 шт.;

Принадлежности: узел крепления – 1



1, 2, 3 - Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная

Общий вид маркировки потребительской упаковки МИ
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в потребительской упаковке




Общий вид МИ в потребительской упаковке

Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 250 мл – 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 3 шт.; длина трубки – 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера – СН 20, количество отверстий в трубке – 5 шт.; крышка с клапаном – 1 шт.; шпатель – 3 шт.; тройник – 2 шт.; зажим – 3 шт.; Принадлежности: узел крепления – 1 шт.



Общий вид маркировки потребительской упаковки трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной
Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2






Общий вид трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной в потребительской упаковке

Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2


Общий вид МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 250 мл – 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 3 шт.; длина трубки - 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера – СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; крышка с клапаном – 1 шт.; штуцер - 3 шт.; тройник – 2 шт.; зажим – 3 шт.;

Принадлежности: узел крепления – 1 шт.



1, 2, 3 - Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная

Общий вид маркировки потребительской упаковки МИ
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в потребительской упаковке



Общий вид МИ в потребительской упаковке

Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 500 мл – 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 3 шт.: длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 32, количество отверстий в трубке - 5 шт.; крышка с клапаном – 1 шт.; штуцер - 3 шт.; тройник – 2 шт.; зажим – 3 шт.; Принадлежности: узел крепления – 1 шт.



Общий вид маркировки потребительской упаковки трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной
Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 32, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2

**Трубка медицинская
поливинилхлоридная дренажная**

СН32-480-5

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично.

01




2028 -04

Общий вид трубки медицинской поливинилхлоридной дренажной в потребительской упаковке

Трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 1 шт.: длина трубки - 480 мм, типоразмер по шкале Шарьера - СН 32, количество отверстий в трубке - 5 шт.; штуцер – 1 шт.; зажим – 1 шт. в составе МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2



Общий вид МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2 в составе: емкость сильфона гофрированная объемом 250 мл – 1 шт.; трубка медицинская поливинилхлоридная дренажная в потребительской упаковке – 3 шт.: длина трубки - 1500 мм, типоразмер по шкале Шарьера – СН 20, количество отверстий в трубке - 5 шт.; крышка с клапаном – 1 шт.; штуцер - 3 шт.; тройник – 2 шт.; зажим – 3 шт.; Принадлежности: узел крепления – 1 шт.



Примеры изделий для вариантов исполнения 1 и 2
при необходимости: узел крепления



Общий вид ящика (групповой упаковки) МИ Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2



Общий вид Упаковочного листа для варианта исполнения:
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2

Сделано в Республике Беларусь Унитарное предприятие "Фребор"		FREBOR®
СИЛЬФОН ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ДРЕНАЖА ИСПОЛНЕНИЯ 2 ТУ ВУ 600012098.022-2009 Рег. №		
Код партии	HDC 184	
Количество	10	
Номер упаковщика	1609	

Макет маркировки потребительской упаковки МИ
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2

Сделано в
Республике Беларусь
Унитарное предприятие
"ФреБор"

FREBOR®
222518, Минская область, г. Борисов,
ул. Чапаева, 64, 6 этаж
тел: (0177) 74-35-36, факс: (0177) 73-52-55
www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by

**СИЛЬФОН ОДНОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО
ДРЕНАЖА**

ТУ ВУ 600012098.022-2009

Рег. № _____

Стерильно внутри.



Объем мл: ____ Исполнения 2
Трубка дренажная СН _____



**Трубка медицинская
поливинилхлоридная дренажная
СН _____**

Стерильно внутри. Апирогенно. Нетоксично.



**Макет маркировки ящика (групповой упаковки)
Сильфон однократного применения для активного дренажа исполнения 2**

Сделано в Республике Беларусь Унитарное предприятие "Фребор" 222418, Минская область, г. Борисов ул. Чапаева 61, 6 этаж тел. (0177) 71-15-16 факс (0177) 71-52-56 www.frebor.by, e-mail: marketing@frebor.by					
СИЛЬФОН ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ДРЕНАЖА ТУ ВУ 600012098.022-2009 Рег. № _____ Арт. _____					
Стерильно. Апиротенно. Нетоксично. Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С.					
Объем, мл:	Количество, шт.:		LOT		Масса брутто:
Исполнения 2 Трубка дренажная СН _____					
0935/1		FREBOR®		 STERILE EO	

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

50 (пятьдесят) листов (а)

Директор

Унитарного предприятия

«ФреБор»

С.А. Мороз

