





Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Стент-графт коронарный BeGraft с системой доставки в следующих исполнениях:
диаметр стента (мм) – 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, длина стента (мм) – 8, 12, 16, 18,
21, 24; диаметр стента (мм) – 4.50, 5.00, длина стента (мм) – 16, 18, 21, 24



Просвет секции стента зачищается стилетом (мандреном), а внешняя поверхность покрывается защитой стента (натуральный ПТФЭ)




Катетер с защитой стента вставляется в транспортировочную катушку.




Продукт на транспортировочной катушке помещается во внутренний стерильный пакет (с зинофильным маркером и таявском) вместе с карточкой соответствия (соответствие стент/баллон).



Затем внутренний стерильный пакет запечатывается.




Внутренний стерильный пакет




внутренний стерильный пакет помещается во внешний стерильный пакет (с тайвеком) и затем запечатывается и маркируется




внутренний стерильный пакет помещается во внешний стерильный пакет (с тайвеком) и затем запечатывается и маркируется




Внутренний стерильный пакет



Внутренний стерильный пакет помещается во внешний стерильный пакет (с тайвеком) и затем запечатывается и маркируется




Внешний стерильный пакет (с тайвеком)



Not for
human use

Внутренний стерильный пакет помещается во внешний стерильный пакет (с тайвеком) и затем запечатывается и маркируется


Not for
human use




стерильный и промаркированный внешний стерильный пакет укладывается в картонную коробку с одним буклетом инструкции по использованию.




стерильный и промаркированный внешний стерильный пакет укладывается в картонную коробку с одним буклетом инструкции по использованию.



Картонная коробка запечатывается и маркируется.



Внутренний и промаркированный внешний стерильный пакет укладывается в картонную коробку с одним буклетом инструкции по использованию.



Картонная коробка запечатывается и маркируется.
Затем продукт стерилизуется этиленоксидом.

