

УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной ответственностью

«ФАРМ БСК»

Генеральный директор

Бундова С.М.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Игла для мезотерапии стерильная одноразовая БСК®»



Рис. 1. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием)




Рис. 2. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) - оборотная сторона коробки





Рис 3. Общий вид коробки (сторониной упаковки с медицинским изделием) - торцевая сторона коробки



SIZE	29G 0,33x25mm
LOT	20221215
REF.	LY-N-007
	20271214

Рис. 4. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) - торцевая сторона коробки




Рис.5. Общий вид коробки (вторичной упаковки с медицинским изделием) - дно




Рис. 6 Первичная упаковка (стерильный блистер) для варианта исполнения - (оборотная сторона, общий вид)




Рис. 7. Первичная упаковка (стерильный блистер), общий вид.




Рис.8. Иглы вариантов исполнения 1. 27G 0.4 x 4мм: калибр иглы 27G, внешний диаметр иглы 0,400-0,420 мм, длина иглы 4 мм (100 шт./уп.); 2. 27G 0.4 x 6мм: калибр иглы 27G, внешний диаметр иглы 0,400-0,420 мм, длина иглы 6 мм (100 шт./уп.); 3. 27G 0.4 x 12мм: калибр иглы 27G, внешний диаметр иглы 0,400-0,420 мм, длина иглы 12 мм (100 шт./уп.).



Рис.9. Вторичная упаковка с медицинским изделием для вариантов исполнения - 1. 29G 0.33 x 4мм: калибр иглы 29G, внешний диаметр иглы 0,324-0,351 мм, длина иглы 4 мм (100 шт./уп.); 2. 29G 0.33 x 6мм: калибр иглы 29G, внешний диаметр иглы 0,324-0,351 мм, длина иглы 6 мм (100 шт./уп.); 3. 29G 0.33 x 13мм: калибр иглы 29G, внешний диаметр иглы 0,324-0,351 мм, длина иглы 13 мм (100 шт./уп.); 4. 29G 0.33 x 25мм: калибр иглы 29G, внешний диаметр иглы 0,324-0,351 мм, длина иглы 25 мм (100 шт./уп.);




Рис.10. Варианты исполнения 1. 29G 0.33 x 4мм: калибр иглы 29G, внешний диаметр иглы 0,324-0,351 мм, длина иглы 4 мм (100 шт./уп.); 2. 29G 0.33 x 6мм: калибр иглы 29G, внешний диаметр иглы 0,324-0,351 мм, длина иглы 6 мм (100 шт./уп.); 3. 29G 0.33 x 13мм: калибр иглы 29G, внешний диаметр иглы 0,324-0,351 мм, длина иглы 13 мм (100 шт./уп.); 4. 29G 0.33 x 25мм: калибр иглы 29G, внешний диаметр иглы 0,324-0,351 мм, длина иглы 25 мм (100 шт./уп.);



Рис.11. Вторичная упаковка с медицинским изделием для вариантов исполнения: 1. 30G 0.3 x 4мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 4 мм; 2. 30G 0.3 x 6мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 6 мм; 3. 30G 0.3 x 13мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 13 мм;




Рис.12. Варианты исполнения 1. 30G 0.3 x 4мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 4 мм; 2. 30G 0.3 x 6мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 6 мм; 3. 30G 0.3 x 13мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 13 мм;



Рис. 13. Вторичная упаковка с медицинским изделием для вариантов исполнения - 1. 30G 0.3 x 25мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 25 мм; 2. 30G 0.3 x 40мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 40 мм;




Рис. 14. Варианты исполнения 1. 30G 0.3 x 25мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 25 мм; 2. 30G 0.3 x 40мм: калибр иглы 30G, внешний диаметр иглы 0,298-0,320 мм, длина иглы 40 мм;



Рис. 15. Вторичная упаковка с медицинским изделием для вариантов исполнения - 1. 31G 0.25 x 4мм: калибр иглы 31G, внешний диаметр иглы 0,254-0,267 мм, длина иглы 4 мм; 2. 31G 0.25 x 6мм: к калибр иглы 31G, внешний диаметр иглы 0,254-0,267 мм, длина иглы 6 мм; 3. 31G 0.25 x 12мм: калибр иглы 31G, внешний диаметр иглы 0,254-0,267 мм, длина иглы 12 мм;




Рис. 16. Варианты исполнения - 1. 31G 0.25 x 4мм: калибр иглы 31G, внешний диаметр иглы 0,254-0,267 мм, длина иглы 4 мм; 2. 31G 0.25 x 6мм: к калибр иглы 31G, внешний диаметр иглы 0,254-0,267 мм, длина иглы 6 мм; 3. 31G 0.25 x 12мм: калибр иглы 31G, внешний диаметр иглы 0,254-0,267 мм, длина иглы 12 мм



Рис. 17. Вторичная упаковка с медицинским изделием для вариантов исполнения – 1. 32G 0.23 x 4мм: калибр иглы 32G, внешний диаметр иглы 0,229-0,241 мм, длина иглы 4 мм; 2. 32G 0.23 x 6мм: калибр иглы 32G, внешний диаметр иглы 0,229-0,241 мм, длина иглы 6 мм; 3. 32G 0.23 x 12мм: калибр иглы 32G, внешний диаметр иглы 0,229-0,241 мм, длина иглы 12 мм;




Рис. 18. Варианты исполнения - 1. 32G 0.23 x 4мм: калибр иглы 32G, внешний диаметр иглы 0,229-0,241 мм, длина иглы 4 мм; 2. 32G 0.23 x 6мм: калибр иглы 32G, внешний диаметр иглы 0,229-0,241 мм, длина иглы 6 мм; 3. 32G 0.23 x 12мм: калибр иглы 32G, внешний диаметр иглы 0,229-0,241 мм, длина иглы 12 мм;



Рис. 19. Вторичная упаковка с медицинским изделием для вариантов исполнения 1. 33G 0.2 x 4мм: калибр иглы 33G, внешний диаметр иглы 0,203-0,216 мм, длина иглы 4 мм; 2. 33G 0.2 x 6мм: калибр иглы 33G, внешний диаметр иглы 0,203-0,216 мм, длина иглы 6 мм; 3. 33G 0.2 x 12мм: калибр иглы 33G, внешний диаметр иглы 0,203-0,216 мм, длина иглы 12 мм.





Рис.20. Варианты исполнения 1. 33G 0.2 x 4мм: калибр иглы 33G, внешний диаметр иглы 0,203-0,216 мм, длина иглы 4 мм; 2. 33G 0.2 x 6мм: калибр иглы 33G, внешний диаметр иглы 0,203-0,216 мм, длина иглы 6 мм; 3. 33G 0.2 x 12мм: калибр иглы 33G, внешний диаметр иглы 0,203-0,216 мм, длина иглы 12 мм.



Рис. 21. Транспортная упаковка

Рис. 22. Инструкция по применению (вкладывается в транспортную упаковку)



Прошито и пронумеровано 23

скреплено печатью

Генеральный директор

ООО «ФАРМ БСК»

С.М. Бундо

МП

« 23 » сентября 2024 г.

