



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БЕРИМЕД»

А.П. Лейбутин

17 июля 2023 г.

Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED»

по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия



Фотографическое изображение 1 - Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ S



Фотографическое изображение 2 - Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ S в индивидуальной потребительской упаковке



Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»



по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022

СТАНДАРТ S

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип. 1, размер S – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.



«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия. 129329, г.

Москва, ул. Ивовая, д. 1, к. 1, эт. 1, комната (101/1).

Тел. +7 (495) 656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: 001 Дата изготовления: 2022-01 Годен до: 2025-01

Фотографическое изображение 3 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ S



Фотографическое изображение 4 - Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ М



Фотографическое изображение 5 - Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ М в индивидуальной потребительской упаковке

BERIMED

Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»
по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022
ПУ № _____ **СТАНДАРТ М**

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип.2, размер М – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.

STERILE EO

«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия. 129329, г.

Москва, ул. Ивовая, д. 1, к.1, эт.1, комната (101/1).

Тел. +7 (495) 656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 1б, стр. 1.

Партия: 005 Дата изготовления: 2022-01 Годен до: 2025-01

Фотографическое изображение 6 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ М



Фотографическое изображение 7 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ L



Фотографическое изображение 8 - Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ L в индивидуальной потребительской упаковке

BERIMED

Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»

по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022


СТАНДАРТ L

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип 3, размер L – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.

STERILE EO



«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия. 129329, г.

Москва, ул. Ивовая, д. 1, к.1, эт.1, комната (101/1).

Тел. +7 (495) 656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: **009** Дата изготовления: **2022-01** Годен до: **2025-01**

Фотографическое изображение 9 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ L



Фотографическое изображение 10 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ОПТИМА S



Фотографическое изображение 11 - Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ОПТИМА S в индивидуальной потребительской упаковке

BERIMED

Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»

по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022


ОПТИМА S

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип. 1, размер S – 1 шт.
- зонд универсальный (Тип А) – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.

STERILE EO



«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»,

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия. 129329,

г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, к. 1, эт. 1, комната (101/1).

Тел. +7 (495) 656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: **010** Дата изготовления: **2022-01** Годен до: **2025-01**

Фотографическое изображение 12 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» ОПТИМА S



Фотографическое изображение 13 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ОПТИМА М



Фотографическое изображение 14 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ОПТИМА М в индивидуальной потребительской упаковке

BERIMED

Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»

ОПТИМА М


по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип.2, размер М – 1 шт.
- зонд универсальный (Тип А) – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.

STERILE EO



«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия. 129329,

г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, к.1, эт.1, комната (101/1).

Тел. +7 (495) 656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область,

Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: **014** Дата изготовления: **2022-01** Годен до: **2025-01**


Фотографическое изображение 15 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» ОПТИМА М



Фотографическое изображение 16 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ОПТИМА L



Фотографическое изображение 17 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ОПТИМА L в индивидуальной потребительской упаковке





Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»
ОПТИМА L

по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип.3, размер L – 1 шт.
- зонд универсальный (Тип А) – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка – 1 шт.



«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия. 129329,
г. Москва, ул. Ивовая, д. 1, к.1, эт.1, комната (101/1).

Тел. +7 (495) 656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область,
Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: **018** Дата изготовления: **2022-01** Годен до: **2025-01**


Фотографическое изображение 18 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» ОПТИМА L



Фотографическое изображение 19 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СУПЕР S



Фотографическое изображение 20 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СУПЕР S в индивидуальной потребительской упаковке



Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»
СУПЕР S

по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип. 1, размер S – 1 шт.
- зонд универсальный (Тип А) – 1 шт.
- зонд ложка Фолькмана (Тип В) – 1 шт.
- зонд шпатель Эйра (Тип Е) – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.



«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия, 129329, г. Москва, Ивовая

д. 1, к. 1, эт. 1, комната (101/1) Тел. +7(495)656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область, Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зеленая, д. 16, стр. 1.

Партия: 019 Дата изготовления: 2022-01 Годен до: 2025-01


Фотографическое изображение 21 Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» СУПЕР S



Фотографическое изображение 22 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СУПЕР М



Фотографическое изображение 23 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СУПЕР М в индивидуальной потребительской упаковке



Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»



СУПЕР М

по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип.2, размер М – 1 шт.
- зонд универсальный (Тип А) – 1 шт.
- зонд ложка Фолькмана (Тип В) – 1 шт.
- зонд шпатель Эйра (Тип Е) – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.



«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия. 129329, г. Москва, ул. Ивовая,
д. 1, к. 1, эт. 1, комната (101/1) Тел. +7(495) 656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область, Кардымовский
район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: 023 Дата изготовления: 2022-01 Годен до: 2025-01

Фотографическое изображение 24 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» СУПЕР М



Фотографическое изображение 25 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СУПЕР L



Фотографическое изображение 26 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СУПЕР L в индивидуальной потребительской упаковке

BERIMED

Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»

СУПЕР L


по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип.3, размер L – 1 шт.
- зонд универсальный (Тип А) – 1 шт.
- зонд ложка Фолькмана (Тип В) – 1 шт.
- зонд шпатель Эйра (Тип Е) – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.

STERILE EO



«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия, 129329, г. Москва, ул. Иловая
д.1, к.1, эт.1, комната (101/1). Тел. +7(495)656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область, Кардымовский
район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: **027** Дата изготовления: **2022-01** Годен до: **2025-01**

Фотографическое изображение 27 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» СУПЕР L



Фотографическое изображение 28 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ПРОФ S



Фотографическое изображение 29 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ПРОФ S в индивидуальной потребительской упаковке

BERIMED

Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»

ПРОФ S

по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип.1, размер S – 1 шт.
- зонд универсальный (Тип А) – 1 шт.
- зонд ложка Фолькмана (Тип В) – 1 шт.
- зонд шпатель Эйра (Тип Е) – 1 шт.
- зонд цитощетка плюс (Тип D) – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.

- стекло предметное – 2 шт.

«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия 129329, г. Москва

д. 1, к.1, эт.1, комната (101/1) Тел.+7 (495) 656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область, Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: **028** Дата изготовления: **2022-01** Годен до: **2025-01**

STERILE EO



Фотографическое изображение 30 Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» ПРОФ S



Фотографическое изображение 31 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ПРОФ М



Фотографическое изображение 32 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ПРОФ М в индивидуальной потребительской упаковке

BERIMED

Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»
ПРОФ М

по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022
РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип.2, размер М – 1 шт.
- зонд универсальный (Тип А) – 1 шт.
- зонд ложка Фолькмана (Тип В) – 1 шт.
- зонд шпатель Эйра (Тип Е) – 1 шт.
- зонд цитощетка плюс (Тип D) – 1 шт.
- перчатки смотровые – 1 пара
- салфетка - 1 шт.
- стекло предметное – 2 шт.

«СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения


Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия. 129329, г. Москва, ул. Ивовая,
д.1, к.1, эт.1, комната (101/1). Тел. +7(495)656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область, Кардымовский
район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: **032** Дата изготовления: **2022-01** Годен до: **2025-01**

STERILE EO



Фотографическое изображение 33 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» ПРОФ М



Фотографическое изображение 34 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ПРОФ L



Фотографическое изображение 35 – Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» ПРОФ L в индивидуальной потребительской упаковке

BERIMED

Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»
ПРОФ L


по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022

РУ № _____

Состав набора:

- зеркало гинекологическое по Куско тип.3, размер L – 1 шт.
 - зонд универсальный (Тип А) – 1 шт.
 - зонд ложка Фолькмана (Тип В) – 1 шт.
 - зонд шпатель Эйра (Тип Е) – 1 шт.
 - зонд цитощетка плюс (Тип D) – 1 шт.
 - перчатки смотровые – 1 пара
 - салфетка - 1 шт.
 - стекло предметное – 2 шт. /- контейнер для пред.стекла – 1 шт.
- «СТЕРИЛЬНО», «НЕТОКСИЧНО»

STERILE EO



Не использовать при повреждении упаковки

Для однократного применения

Хранить при температуре от +5 °С до + 40 °С

Производитель: ООО «БЕРИМЕД» Россия. 129329, г. Москва, ул. Ивовая

д.1, д.1, эт.1, комната(101/1). Тел.+7(495) 656-57-10 www.berimed.ru

Адрес места производства: 215850, Смоленская область, Кардымовский район, д. Кривцы, ул. Зелёная, д. 16, стр. 1.

Партия: 033 Дата изготовления: 2022-01 Годен до: 2025-01

Фотографическое изображение 36 – Маркировка: Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED» ПРОФ L

BERIMED + Набор гинекологический смотровой,
одноразовый, стерильный «BERIMED»
по ТУ 32.50.13-007-34102723-2022 СТАНДАРТ L
РУ № _____

Изготовитель: ООО «Беримед», Россия,
129329, Москва, улица Ивовая, дом 1, корпус 1,
эт. 1, комната (101/1).

Адрес места производства: 215850, Смоленская область,
д. Кривцы, ул. Зеленая, д.16, стр.1.

Номер партии: 009

Дата изготовления: 2022-01

Дата стерилизации: 2022-01


Использовать до: 2025-01

Количество: 60 шт.

СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

Транспортировать при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$

Хранить при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$



Фотографическое изображение 37 – Маркировка транспортной упаковки: Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ L



Фотографическое изображение 38 – Общий вид транспортной упаковки: Набор гинекологический смотровой, одноразовый, стерильный «BERIMED» СТАНДАРТ L

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 39 (тридцать девять) листов (об)
Генеральный директор
ООО «БЕРЕМЕД»
А.П.Лейбутин

