

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Фарм-сфера»


А.А. Ажогин




Фотографические изображения медицинского изделия

«Бинт марлевый медицинский стерильный по ТУ 21.20.24-005-97833304-2022»


Бинт марлевый медицинский стерильный по ТУ 21.20.24-005-97833304-2022, вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный Лайт, хлопок/хлопок с вискозой, размер 5м×10см, артикул (штрих-код) 4607095100705 - 1шт./уп. (размеры: 5м×5см, 5м×7см, 7м×10см, 7м×14см, 10м×16см имеют аналогичный внешний вид)



**л марлевый медицинский стерильный по ТУ 21.20.24-005-97833304-2022, вариант исполнения: Бинт
рлевый медицинский стерильный Экстра, хлопок/хлопок с вискозой, размер 7м×14см, артикул (штрих-
код) 4607095100811 - 1шт./уп.(размеры: 5м×5см, 5м×7см, 5м×10см, 7м×10см, 10м×16см имеют
аналогичный внешний вид)**



**л марлевый медицинский стерильный по ТУ 21.20.24-005-97833304-2022, вариант исполнения: Бинт
рлевый медицинский стерильный Макси, хлопок/хлопок с вискозой, размер 7м×10см, артикул (штрих-
код) 4607095100842 - 1шт./уп. (размеры: 5м×5см, 5м×7см, 5м×10см, 7м×14см, 10м×16см имеют
аналогичный внешний вид)**



Бинт марлевый медицинский стерильный по ТУ 21.20.24-005-97833304-2022, вариант исполнения: Бинт марлевый медицинский стерильный, Экстра, хлопок, размер 7мх14см, артикул (штрих-код) 4607095100811


Материал изготовления: 100 % хлопковое волокно

Поверхностная плотность: 30 г/м²±5%

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____ года

Изделие предназначено для наложения и фиксации предметов и материалов медицинского назначения на неповрежденных участках тела пациента

 ООО «Фарм-сфера», Россия, 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, зд. 153. Тел.: +7 (8636) 27-91-39. Эл. почта: alsceh@mail.ru



2 кв. 2023 Номер серии № 15043-1

STERILE R




/ ссылка на инструкцию по применению/

Срок годности: 5 лет с даты изготовления

Количество в упаковке: 1 шт.

Условия утилизации: Изделия, использованные по назначению, должны быть утилизированы как медицинские отходы класса А. Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684-21. Неиспользованные изделия специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как бытовые отходы.



Бинт марлевый медицинский стерильный по ТУ 20.24.005-2733304-2022,
 Бинт марлевый медицинский стерильный, ЛЭП, эквив. РМЕР БМ100Н,
 АРТИКУЛ (ИПРК-СН) 4407995100705
 Материал изготовления: 100 % хлопковое волокно
 Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____ года
 Изделие предназначено для наложения в качестве повязки в материал медицинского назначения на
 поврежденные участки тела пациента

ООО «Фарм-Сфера», Россия, 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шахтено, д. 153.
 Тел.: +7 (8636) 27-91-59. Эл. почта: abses@mail.ru

1 кз. 2023

Срок годности: 5 лет с даты изготовления

Номер партии №1013-1

Количество упаковок: _____ шт.

Медицинское изделие в транспортной упаковке должно транспортироваться по условиям хранения 5 (ОЖ
 4) по ГОСТ 15150 от +50°C до -50°C при влажности не более 85%. При транспортировании не допускается
 попадание влаги на изделие. Изделие транспортируется любым видом срочного транспорта в соответствии
 с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Макет маркировки для индивидуальной упаковки

Бинт марлевый медицинский стерильный по ТУ 21.20.24-005-97833304-2022, вариант исполнения: _____, **размер** _____, **артикул (штрих-код)** _____

Материал изготовления: _____ **Поверхностная плотность** _____

Изделие предназначено для наложения и фиксации предметов и материалов медицинского назначения на неповрежденных участках тела пациента.

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____ года

 ООО «Фарм-сфера», Россия, 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, зд. 153
Тел.: +7 (8636) 27-91-39. Эл. почта: alsceh@mail.ru

 0°C  +35°C    

 / ссылка на инструкцию по применению/

 _____ **Номер серии** _____
Срок годности: 5 лет с даты изготовления
Количество в упаковке: 1 шт.

STERILE R

Условия утилизации: Изделия, использованные по назначению, должны быть утилизированы как медицинские отходы класса А. Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684. Неиспользованные изделия специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют и подлежат утилизации как бытовые отходы.

Макет маркировки для транспортной упаковки

Бинт марлевый медицинский стерильный по ТУ 21.20.24-005-97833304-2022, вариант исполнения: _____, **размер** _____, **артикул (штрих-код)** _____

Материал изготовления: _____ **Поверхностная плотность** _____

Изделие предназначено для наложения и фиксации предметов и материалов медицинского назначения на неповрежденных участках тела пациента.

Регистрационное удостоверение № РЗН _____ от _____ года

 ООО «Фарм-сфера», Россия, 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, зд. 153
Тел.: +7 (8636) 27-91-39. Эл. почта: alsceh@mail.ru

 0°C  +35°C 

 / ссылка на инструкцию по применению/

 _____ **Номер серии** _____
Срок годности: 5 лет с даты изготовления
Количество упаковок: _____ шт.

Медицинское изделие в транспортной упаковке должно транспортироваться по условиям хранения 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150 (от +50°C до -50°C при влажности не более 85%). При транспортировании не допускается попадание влаги на Изделие. Изделие транспортируется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 листа(ов)
Директор ООО «Фарм-сфера»
А.А. Ажогин

