

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения активной формы витамина B12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Активный B12 (холотранскобаламин) Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit)»

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Активный В12 (холотранскобаламин) Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit),
Кат № 09P2625



09P2625



Набор реагентов для количественного определения активной формы витамина В12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Активный В12 (холотранскобаламин) Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit)»

2 картриджа по 100 тестов в составе: 1. Микрочастицы (Alinity i Active-B12 Microparticles) – 2 x 6,6 мл; 2. Конъюгат (Alinity i Active-B12 Conjugate) – 2 x 6,1 мл; 3. Инструкция по применению /

Производитель: «Эбботт ГмбХ», Германия, Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Германия /Место производства: Axis-Shield Diagnostics Ltd, Luna Place, The Technology Park, Dundee, DD2 1XA, United Kingdom/ Страна происхождения: Великобритания / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Активный В12 (холотранскобаламин) Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit),
Кат № 09P2635



09P2635



Набор реагентов для количественного определения активной формы витамина В12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Активный В12 (холотранскобаламин) Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit)»

2 картриджа по 500 тестов в составе: 1. Микрочастицы (Alinity i Active-B12 Microparticles) – 2 x 27,0 мл; 2. Конъюгат (Alinity i Active-B12 Conjugate) – 2 x 26,5 мл; 3. Инструкция по применению /

Производитель: «Эбботт ГмбХ», Германия, Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Германия /Место производства: Axis-Shield Diagnostics Ltd, Luna Place, The Technology Park, Dundee, DD2 1XA, United Kingdom/ Страна происхождения: Великобритания / РУ № ____ / ____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Активный B12 (холотранскобаламин)
Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit), Кат № 09P2625

Active-B12
Alinity i
Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit
 Abbott

Active-B12

REF 09P2625 2 x 100

www.corelaboratory.abbott/IFU

Exp. LOT

H21383R02

MICROPARTICLES	2 x 6.6 mL
CONJUGATE	2 x 6.1 mL

CONTAINS: AZIDE

Abbott GmbH
 Max-Planck-Ring 2
 65205 Wiesbaden
 Germany
 +49-6122-540

PRODUCED FOR ABBOTT BY
 Axio-Shield Diagnostics Limited
 Luna Place, The Technology Park,
 Dundee DD2 1XA
 United Kingdom

0123
PRODUCT OF GB

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Активный B12 (холотранскобаламин)
Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit), Кат № 09P2635

Active-B12
Alinity i
Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit
 Abbott

Active-B12

REF 09P2635 2 x 500

www.corelaboratory.abbott/IFU

Exp. LOT

H21384R02

MICROPARTICLES	2 x 27.0 mL
CONJUGATE	2 x 26.5 mL

CONTAINS: AZIDE

Abbott GmbH
 Max-Planck-Ring 2
 65205 Wiesbaden
 Germany
 +49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY
 Axio-Shield Diagnostics Limited
 Luna Place, The Technology Park,
 Dundee DD2 1XA
 United Kingdom

0123
PRODUCT OF GB


Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Активный В12 (холотранскобаламин)

Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit), Кат. №09P2625

 MICROPARTICLES 6.6 mL ABBL558R01 CONTAINS: AZIDE  2°C — 8°C ABBOTT 65205 Wiesbaden, Germany	 CONJUGATE 6.1 mL ABBL559R01 SN	Active-B12 Active-B12 (Holotranscobalamin) 09P26 IVD ABBL598R01 Exp. LOT Abbott
--	--	---

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия Активный В12 (холотранскобаламин)

Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit), Кат. №09P2635

 MICROPARTICLES 27.0 mL ABBL600R01 CONTAINS: AZIDE  2°C — 8°C ABBOTT 65205 Wiesbaden, Germany	 CONJUGATE 26.5 mL ABBL601R01 SN	Active-B12 Active-B12 (Holotranscobalamin) 09P26 IVD ABBL598R01 Exp. LOT Abbott
---	---	---

■ Используемые символы

Символы ISO 15223

	См. инструкцию по применению
	Изготовитель
	Достаточно для
	Температурный диапазон
	Использовать до/Срок годности
IVD	Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>
LOT	Номер серии
REF	Каталожный номер
SN	Серийный номер

Другие символы

CONJUGATE	Конъюгат
CONTAINS: AZIDE	Содержит азид натрия. При контакте с кислотами образуется высокотоксичный газ.
DISTRIBUTED IN THE USA BY	Дистрибьютор в США
INFORMATION FOR USA ONLY	Информация только для США
INVERSIONS PERFORMED	Картридж был перевернут
MICROPARTICLES	Микрочастицы
PRODUCED FOR ABBOTT BY	Произведено для Abbott
PRODUCT OF GB	Страна происхождения: Великобритания
Rx ONLY	Для использования только медицинским работником (применимо только к классификации США).



Знак соответствия основным требованиям директив и стандартов Европейского союза

5 листов

Подпись




Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения активной формы витамина B12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Активный B12 (холотранскобаламин) Реагенты (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit)»






Active-B12



Exp. 2024-03-06
11801UP00

Alinity i

Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit



Active-B12

REF 09P2625 Σ 2 x 100



www.corelaboratory.abbott/1FU

R01




Exp. 2024-03-06



LOT 11801UP00



ABBL612R01



MICROPARTICLES

2 x 6.6 mL

CONJUGATE

2 x 6.1 mL

CONTAINS: AZIDE

Abbott GmbH
Max-Planck-Platz 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Auto-Shield Diagnostics Limited
Luna Place, The Technology Park,
Dundee DD2 1XA
United Kingdom



PRODUCT OF GB

INVERSIONS PERFORMED



Abbott

G41609R01

INFORMATION FOR USA ONLY

09P26

Rx ONLY

Alinity I Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit

Chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA) used for the quantitative determination of Holotranscobalamin in human serum on the Alinity I analyzer.


- **MICROPARTICLES** Anti-Holotranscobalamin (mouse, monoclonal) coated microparticles in HEPES buffer with surfactants. Minimum concentration: 0.1% solids. Preservative: sodium azide.
- **CONJUGATE** Anti-transcobalamin (mouse, monoclonal) acridinium-labeled conjugate in HEPES buffer with surfactants. Concentration: 0.15 µg/mL. Preservatives: Sarafloxacin and Nipasept.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

ABBL613R01

Alinity








Abbott

Active-B12



Exp. 2024-03-06
LOT 11796UP00

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit Abbott

Active-B12

REF 09P2635 Σ 2 x 500

www.cmlaboratory.abbott/IFU

R01


Exp. 2024-03-06

LOT 11796UP00



ABBL614R01

(01) 00380740189815 (17) 240306
(10) 11796UP00 (240) 09P2635



MICROPARTICLES 2 x 27.0 mL

CONJUGATE 2 x 26.5 mL

CONTAINS: AZIDE

Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Ada-Shield Diagnostics Limited
Luna Place, The Technology Park,
Dundee DD2 1XA
United Kingdom



PRODUCT OF GB

☐ **INVERSIONS PERFORMED**



Abbott

G41609R01

INFORMATION FOR USA ONLY

09P26

For **ONLY**

Alinity | Active-B12 (Holotranscobalamin) Reagent Kit

Chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA) used for the quantitative determination of Holotranscobalamin in human serum on the Alinity | analyzer.


- **microparticles** Anti-Holotranscobalamin (mouse, monoclonal) coated microparticles in HEPES buffer with surfactants. Minimum concentration: 0.1% solids. Preservative: sodium azide.
- **conjugate** Anti-transcobalamin (mouse, monoclonal) scintidium-labeled conjugate in HEPES buffer with surfactants. Concentration: 0.15 µg/mL. Preservatives: Sarcosine and Nipasept.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60084 USA

ABBL613R01

Alinity





(Кат. № 09P2625)



(Кат. № 09P2635)



