


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения активной формы витамина В12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Активный В12 (холотранскобаламин) Калибраторы (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators)»




ABBLE618R01


G41356R01



Abbott




Active-B12 Cals



Abbott

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators



Active-B12 Cals

				CONC pmol/L
CAL A	1 x	3.0 mL		0.0
CAL B	1 x	3.0 mL		7.4
CAL C	1 x	3.0 mL		16.8
CAL D	1 x	3.0 mL		35.7
CAL E	1 x	3.0 mL		73.5
CAL F	1 x	3.0 mL		149.1


CONTAINS: AZIDE



www.corelaboratory.abbott/IFU



09P2602



Exp.

2024-03-15




11798UP00

R01



ABBL618R01



(01) 00380740189822 (17) 240315

(10) 11798UP00 (240) 09P2602 (91) Active-B12

INFORMATION FOR USA ONLY

09P2602

Rx ONLY

**Alinity i Active-B12
(Holotranscobalamin) Calibrators**

The Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators are for the calibration of the Alinity i analyzer when used for the quantitative determination of Holotranscobalamin in human serum.

- **CAL A** is phosphate buffer with protein (bovine) stabilizers.
- **CAL B** - **CAL F** contain Holotranscobalamin in phosphate buffer with protein (bovine) stabilizers.

Preservative: sodium azide.

Distributed in the USA by
Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

ABBL628R01

Alinity

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators



Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Ads-Shield Diagnostics Limited
Luna Place, The Technology Park,
Dundee DD2 1XA
United Kingdom

IVD

CE
0123

PRODUCT OF GB

Фотографическое изображение упаковки в открытом виде Активный В12 (холотрансцобаламин) Калибраторы (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators)







Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения активной формы
витамина В12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Активный В12 (холотранскобаламин)
Калибраторы (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
 Активный В12 (холотранскобаламин) Калибраторы (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin)
 Calibrators), Кат №09P2602



REF

09P2602

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения активной формы витамина В12 (холотранскобаламина) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Активный В12 (холотранскобаламин) Калибраторы (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators)»

в составе: 1. Калибратор А (Alinity i Active-B12 CAL A) -1 флакон х 3,0 мл; 2. Калибратор В (Alinity i Active-B12 CAL B) -1 флакон х 3,0 мл; 3. Калибратор С (Alinity i Active-B12 CAL C) -1 флакон х 3,0 мл; 4. Калибратор D (Alinity i Active-B12 CAL D) -1 флакон х 3,0 мл; 5. Калибратор Е (Alinity i Active-B12 CAL E) -1 флакон х 3,0 мл; 6. Калибратор F (Alinity i Active-B12 CAL F) -1 флакон х 3,0 мл; 7.

Инструкция по применению / Производитель: «Эбботт ГмбХ», Германия, Abbott GmbH, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Германия / Место производства: Axis-Shield Diagnostics Ltd, Luna Place, The Technology Park, Dundee, DD2 1XA, United Kingdom/ Страна происхождения: Великобритания / РУ № _____ / _____ от _____ / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Активный В12 (холотранскобаламин)

Калибраторы (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators), Кат №09P2602

Active-B12 Cals



PRODUCT OF GB
 Axis-Shield Diagnostics Limited
 Luna Place, The Technology Park,
 Dundee DD2 1XA,
 United Kingdom

Abbott GmbH
 Max-Planck-Ring 2
 65205 Wiesbaden
 Germany
 +49-6122-580



Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators

Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators



Active-B12 Cals

CONC
 pmol/L

CAL A	1 x	3.0 mL	0.0
CAL B	1 x	3.0 mL	7.4
CAL C	1 x	3.0 mL	16.8
CAL D	1 x	3.0 mL	35.7
CAL E	1 x	3.0 mL	73.5
CAL F	1 x	3.0 mL	149.1

CONTAINS: AZIDE



www.corelaboratory.abbott/IFU/

REF

09P2602




LOT




H21379R02

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Активный B12 (холотранскобаламин)
Калибраторы (Alinity i Active-B12 (Holotranscobalamin) Calibrators), Кат №09P2602


- Калибратор А (Alinity i Active-B12 CAL A)




- Калибратор В (Alinity i Active-B12 CAL B)




- Калибратор С (Alinity i Active-B12 CAL C)




- Калибратор D (Alinity i Active-B12 CAL D)



- Калибратор E (Alinity i Active-B12 CAL E)



- Калибратор F (Alinity i Active-B12 CAL F)



Используемые символы

Символы ISO 15223	
	См. инструкцию по применению
	Изготовитель
	Температурный диапазон
	Использовать до/Срок годности
	Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>
	Номер серии
	Каталожный номер
	Серийный номер
Другие символы	
	Калибратор (A,B,C,D,E или F)
	Контрольный номер
	Концентрация
	Содержит азид натрия. При контакте с кислотами образуется высокотоксичный газ.
	Дистрибьютор в США
	Информация только для США
	Произведено для Abbott
	Страна происхождения: Великобритания
	Для использования только медицинским работником (применимо только к классификации США).



Знак соответствия основным
требованиям директив и стандартов
Европейского союза

5

листов

Подпись

