

«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ
РУС»
Иващенко А.А.
«25» декабря 2023 г.



Фотографии медицинского изделия:

**«Установка для обеззараживания медицинских
отходов в исполнениях: DGM MZ-50, DGM MZ-75,
DGM MZ-130, DGM MZ-250, DGM MZ-350, DGM
MZ-600, DGM MZ-1000, DGM MZ-2000»**

производства «Shinva Medical Instrument Co., Ltd.»/

«Шинва Медикал Инструмент Ко. Лтд», Китай

2023 г.

**Транспортная упаковка Установки для обеззараживания медицинских отходов DGM
MZ-75***



** Транспортная упаковка Установки для обеззараживания медицинских отходов DGM MZ-50 имеет идентичный внешний вид, отличается только габаритными размерами.*

Транспортная упаковка Установки для обеззараживания медицинских отходов DGM
MZ-130**



*** Транспортная упаковка Установок для обеззараживания медицинских отходов DGM MZ-250/ DGM MZ-350/ DGM MZ-600/ DGM MZ-1000/ MZ-2000 имеет идентичный внешний вид, отличается только габаритными размерами.*



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-50

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,22	МПа
Максимальная рабочая температура	134	°C
Электропитание	220/50	В/Гц
Мощность	3,5	кВт
Масса	90	кг

Производитель Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone,
Zibo New & Hi-Tech Zone,
Shandong Province, P.R. China



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-75

Сер. №

303_2022

Дата

04.2022

Рабочее давление	0,23	МПа
Максимальная рабочая температура	137	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	7	кВт
Масса	230	кг

Производитель Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone,
Zibo New & Hi-Tech Zone,
Shandong Province, P.R. China

Место

SMS Sp. z o.o.

производства

ul. Norberta Adamowicza 8, PL/05-530
Gora Kalwaria, Poland



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-130

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	2,5	кВт
Масса	655	кг
Тип:		
Проходной	☐	
Непроходной	☒	
Парогенератор	☐	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-130

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	24	кВт
Масса	725	кг
Тип:		
Проходной	☐	
Непроходной	☒	
Парогенератор	☒	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-130

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	2,5	кВт
Масса	795	кг
Тип:		
Проходной	☒	
Непроходной	☐	
Парогенератор	☐	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ

DGM

Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-130

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	24	кВт
Масса	865	кг
Тип:		
Проходной	☒	
Непроходной	☐	
Парогенератор	☒	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34

РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-250

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	2,5	кВт
Масса	937	кг

Тип:

Проходной

☐

Непроходной

☒

Парогенератор

☐

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-250

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	24	кВт
Масса	987	кг

Тип:

Проходной

☐

Непроходной

☒

Парогенератор

☒

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-250

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	2,5	кВт
Масса	1017	кг

Тип:

Проходной

☒

Непроходной

☐

Парогенератор

☐

Производитель Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-250

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	24	кВт
Масса	1047	кг
Тип:		
Проходной	☒	
Непроходной	☐	
Парогенератор	☒	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-350

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	2,5	кВт
Масса	992	кг

Тип:

Проходной

☐

Непроходной

☒

Парогенератор

☐

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-350

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	24	кВт
Масса	1022	кг

Тип:

Проходной

☐

Непроходной

☒

Парогенератор

☒

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-350

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	2,5	кВт
Масса	1072	кг
Тип:		
Проходной	☒	
Непроходной	☐	
Парогенератор	☐	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-350

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	24	кВт
Масса	1103	кг
Тип:		
Проходной	☒	
Непроходной	☐	
Парогенератор	☒	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ- 600

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	4	кВт
Масса	1110	кг
Тип:		
Проходной	☐	
Непроходной	☒	
Парогенератор	☐	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-600

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	46	кВт
Масса	1244	кг

Тип:

Проходной

Непроходной

Парогенератор



Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ

DGM

Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34

РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ- 600

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	4	кВт
Масса	1332	кг
Тип:		
Проходной	☒	
Непроходной	☐	
Парогенератор	☐	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-600

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	46	кВт
Масса	1466	кг
Тип:		
Проходной	☒	
Непроходной	☐	
Парогенератор	☒	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34

РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-1000

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	4	кВт
Масса	1358	кг

Тип:

Проходной

☐

Непроходной

☒

Парогенератор

☐

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

или



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-1000

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	61	кВт
Масса	1499	кг
Тип:		
Проходной	☐	
Непроходной	☒	
Парогенератор	☒	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

или



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-1000

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	4	кВт
Масса	1580	кг
Тип:		
Проходной		☒
Непроходной		☐
Парогенератор		☐

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

ИЛИ



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-1000

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	61	кВт
Масса	1721	кг
Тип:		
Проходной	☒	
Непроходной	☐	
Парогенератор	☒	

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34
РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-2000

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	5,0	кВт
Масса	2960	кг

Тип:

Проходной

☐

Непроходной

☒

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

или



Уполномоченный представитель ООО «ДГМ
ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», 121353, город Москва,
ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34

РУ № РЗН 2015/2370 от _____

Установка для обеззараживания
медицинских отходов в исполнении
DGM MZ-2000

Сер. №

Дата

Рабочее давление	0,25	МПа
Максимальная рабочая температура	139	°C
Электропитание	380/50	В/Гц
Мощность	5,0	кВт
Масса	3090	кг
Тип:		
Проходной		☒
Непроходной		☐

Производитель

Shinva Medical Instrument Co., Ltd

Xinhua Medical Scientific Zone, Zibo New
& Hi-Tech Zone, Shandong Province,
P.R. China

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
27 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС»



Иващенко А.А.



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ



Ивашенко А.А.

августа 2023 г.

Фотографии медицинского изделия:

**«Установка для обеззараживания медицинских
отходов в исполнениях: DGM MZ-50, DGM MZ-75,
DGM MZ-130, DGM MZ-250, DGM MZ-350, DGM
MZ-600, DGM MZ-1000, DGM MZ-2000»**

производства «Shinva Medical Instrument Co., Ltd.»/

«Шинва Медикал Инструмент Ко. Лтд», Китай

2023 г.

Установка для обеззараживания медицинских отходов DGM MZ-50



Установка для обеззараживания медицинских отходов DGM MZ-75



Установка для обеззараживания медицинских отходов DGM MZ-130 *

Лицевая сторона.



Сторона выгрузки (проходной тип)



****Установки для обеззараживания медицинских отходов DGM MZ-250/ DGM MZ-350 имеют идентичный внешний вид, отличаются только габаритными размерами***

Установка для обеззараживания медицинских отходов DGM MZ-600 **

Лицевая сторона.



Сторона выгрузки (проходной тип)



*****Установка для обеззараживания медицинских отходов DGM MZ-1000 имеет идентичный внешний вид, отличается только габаритными размерами.***

Установка для обеззараживания медицинских отходов DGM MZ-2000.

Лицевая сторона



Сторона выгрузки (проходной тип)



**Автоматический умягчитель воды
для исполнений DGM MZ-50 – DGM MZ-2000**



или

для исполнений DGM MZ-50 – DGM MZ-350



или


для исполнений DGM MZ-350 – DGM MZ-1000



Блок ножей




или




Вал фрезы



Гидрораспределитель



Гидростанция



Гидроцилиндр



Кожух шредера



ИЛИ



Кольцо стопорное



Компрессор

Для исполнения DGM MZ-130 – DGM MZ-1000



или

или



для исполнений DGM MZ-1000 – DGM MZ-2000



или




Контейнер



ИЛИ



Контроллер




**Корзина стерилизационная
для исполнений DGM MZ-50, DGM MZ-75**




ИЛИ

для исполнений DGM MZ-130 – DGM MZ-2000




или

или




или






или

или






Корпус подшипника



Крышка подшипника



или




Крюк для выгрузки тележки из камеры




Лифт-подъемник для загрузки и выгрузки стерилизационных корзин




Мотор-редуктор



ИЛИ



Насос гидравлический




Пакет для стерилизации



Панель управления

для исполнения DGM MZ-50



для исполнения DGM MZ-75



для исполнений DGM MZ-130 – DGM MZ-2000



Парогенератор

встроенный

для исполнения DGM MZ-75



встроенный

для исполнений DGM MZ-130 - DGM MZ-1000



Внешний

для исполнений DGM MZ-130 – DGM MZ -2000



Внешний

для исполнений DGM MZ-600 – DGM MZ-1000




Внешний

для исполнений DGM MZ-130 – DGM MZ-2000



Полка камеры



Поршень



Пресс-компактор



Привод двери



Пульт управления



Или




Регистратор данных (Даталоггер)




Регистратор электронный технологический ВОДОЛЕЙ РЭТ-2



Редуктор



ИЛИ



Сальник (манжета)



Тележка стерилизационная



Тележка транспортная



**Уплотнитель двери
для исполнения DGM MZ-50**



ИЛИ


Для исполнения DGM MZ-75



Уплотнитель подшипника



Фреза



Шредер



или



Элемент нагревательный



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
72 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «ЦИМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС»



Иващенко А.А.