



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720


ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по регистрации медицинских изделий
ООО «Алкон Фармацевтика» Филиппова Н.А.



«21» декабря 2021 г.

Макет маркировки для медицинского изделия

Система офтальмологическая ALLEGRO Topolyzer Vario

Система офтальмологическая ALLEGRO Topolyzer Vario

Номер по каталогу 8065990710 (Код WaveLight 1413)

Производитель:

«ВейвЛайт ГмбХ», Германия,
WaveLight GmbH, Am Wolfsmantel 5, 91058 Erlangen,
Germany

Место производства:

Германия.

Уполномоченный представитель

**производителя на территории Российской
Федерации/импортер:**

ООО «Алкон Фармацевтика».

**Адрес ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия
претензий:**

125315, г. Москва,
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 961-13-33

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08777

Условия хранения: при температуре от -10° до +55°C.

Условия транспортировки: при температуре от -40 °C до +70 °C

Относительная влажность: От 10 % до 100 %, с образованием конденсата

Дата изгот.  :/Серийный номер  :см.упаковку



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

2 ЛИСТА(ОВ)

Менеджер по регистрации
ООО «Алкон Фармацевтика»

Филиппова Н.А.





ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по регистрации медицинских
изделий

Филиппова Н.А.

"21" декабря 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система офтальмологическая ALLEGRO Topolyzer Vario

Система офтальмологическая ALLEGRO Topolyzer Vario (общий вид)



консоль корнеотопографа переднего отрезка глаза




Моторизованный стенд Lift Table




Кожух для кабеля моторизованного стенда Lift Table (при необходимости)



Тест-объект (при необходимости)



Фиксатор для подбородка (при необходимости)



Спейсер для головы (при необходимости)




XZ – регулируемая платформа



Ноутбук Fujitsu, модель E459 с программным обеспечением Patient Data Management Software, версия DIS 1.1XX (при необходимости)





Ноутбук Fujitsu, модель E754 с программным обеспечением Patient Data Management Software, версия DIS 1.1XX (при необходимости)



Документация по эксплуатации

- Инструкция по эксплуатации на систему офтальмологическую ALLEGRO Topolyzer Vario

 **WaveLight®**



Система офтальмологическая ALLEGRO TOPOLYZER Vario

Инструкция по эксплуатации

REF 1028 / 1029

Alcon

- Инструкция по эксплуатации на Моторизованный стенд Lift Table



Моторизованный стенд Lift Table

Инструкция по эксплуатации


Alcon

-Инструкция на ноутбук

Руководство пользователя

Содержание


FUJITSU LIFEBOOK E734
FUJITSU LIFEBOOK E744
FUJITSU LIFEBOOK E754




FUJITSU

FUJITSU LIFEBOOK E449


FUJITSU LIFEBOOK E459



FUJITSU




Одноразовые бумажные полоски – не более 100 шт. (при необходимости)



Кабель питания



Черная ткань (при необходимости)



блок питания Hitron НЕМG49-S240210-7





винты для сборки – не более 3 уп. (при необходимости)



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

21 ЛИСТА(ОВ)

Менеджер по регистрации
ООО «Алкон Фармацевтика»
Филиппова Н.А.

